

de	Gebrauchsanweisung Liquimed – Tupferbefeuchter	2
en	User's Manual Liquimed – swab moistener	4
fr	Mode d'emploi Liquimed – Humidificateur de tampons	6
it	Istruzioni per l'uso Liquimed – Umetta-tamponi	8
es	Instrucciones de empleo Liquimed – Humidificador de torundas	10
pt	Manual de operação Impregnador de tampões Liquimed	12
ru	Руководство по применению Увлажнитель Ликвимед	14




Liquimed



QM-1-146C



Gebrauchsanweisung Liquimed – Tupferbefeuchter



Anwendung: Dieser hochwertige Tupferbefeuchter ist für den Einsatz bei Desinfektionslösungen auf Basis von Wasser zu verwenden. Gewährleistung: Bei ordnungsgemäßer Handhabung und Berücksichtigung dieser Gebrauchsanweisung gewähren wir 2 Jahre Gewährleistung ab dem Verkaufsdatum.

Sicherheitshinweise!

- Der Tupferbefeuchter darf nur in einwandfreiem Zustand benutzt werden. Bei Sturz
- Bruchgefahr!

Technische Daten:

- aus Kunststoff
- Inhalt 100 cm³
- Einhandbedienung
- rutschfeste Standfläche

Weitere Informationen über KaWe Produkte siehe: www.kawemed.de
Reinigung: unter fließendem Wasser mit Seifenlauge.

Lagerung: Tupferbefeuchter trocken lagern.

Anwendung:

1. Deckel abziehen
2. Desinfektionsmittel einfüllen
3. Deckel reindrücken
4. Durch Drücken mit dem Tupfer die Flüssigkeit entnehmen

Entsorgung: Das Produkt muss gemäß den örtlichen Bestimmungen einer getrennten Sammelstelle zugeführt werden.


Technische Änderungen vorbehalten.

Erklärung der Symbole:

	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Chargencode



User's Manual Liquimed – swab moistener



Utilization: This high-quality swab moistening device is to be used with alcohol-based disinfectant solutions.

Guarantee: When used properly and in accordance with this User's Manual, we guarantee this product for 2 years from the date of purchase.

Safety warning!

- The swab moistening device may not be used if it is damaged in any way.
- Fragile - may break if dropped!

Technical data:

- made of plastic
- fill volume: 100 cm³
- single-hand operation
- anti-slip base

For further information about KaWe products, visit: www.kawemed.de

Cleaning: with running water and

soap.

Storage: Store the swab moistener in a dry place.

Use:

- 1 Remove the cap
- 2 Fill reservoir with disinfectant
- 3 Reinsert the cap
- 4 Press down with a swab to express the liquid

Disposal: This product is to be disposed of at a separate collection site in accordance with local regulations.


Subject to technical modifications.

Symbol key:

	Manufacturer
	Date of manufacture
	Lot code



Mode d'emploi Liquimed – Humidificateur de tampons



Fonction : Cet humidificateur de tampons de haute qualité est destiné à l'usage de liquides de désinfection à base d'alcool. Garantie légale : Nous accordons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat à condition que le manie- ment en soit conforme et le présent mode d'emploi suivi.

Remarques de sécurité !

- Il faut se servir de l'humidificateur de tampons uniquement quand il se trouve en parfait état.
- Ne pas laisser tomber - risque de casse !

Données techniques :

- en plastique
- contenu 100 cm³
- manipulation d'une seule main
- surface d'appui antiglissante

Pour plus d'informations sur les pro- duits KaWe, consultez : www.ka-we-med.de

Nettoyage: Sous l'eau courante, avec de l'eau savonneuse.

Stockage : Conserver l'humidificateur de tampons au sec.

Utilisation :

- 1 Retirer le couvercle
- 2 Remplir l'humidificateur de désinfec tant
- 3 Poser et insérer le couvercle
- 4 Imbiber le tampon de liquide en le pressant sur l'humidificateur

Elimination : Le produit doit être éliminé dans un lieu de collecte prati- quant le tri sélectif conformément aux réglementations locales.


Sous réserve de modifications tech- niques.

Explication des symboles :

	Fabricant
	Date de fabrication
	Code de lot



Istruzioni per l'uso Liquimed – Umetta-tamponi



Impiego: Questo umetta-tamponi di altissima qualità è stato concepito per l'utilizzo con soluzioni disinfettanti a base di alcol. **Garanzia legale:** La garanzia legale ha validità di 2 anni dalla data di acquisto, se il prodotto viene usato secondo le norme e in ottemperanza alle presenti istruzioni per l'uso.

Avvertenze di sicurezza!

- L'umetta-tamponi va usato solamente se perfettamente funzionante.
- Rischio di rottura in caso di caduta!

Dati tecnici:

- in materiale sintetico
- contenuto 100 cm³
- modello da usare con una mano sola
- base antiscivolo

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti della KaWe si rimanda: www.kawemed.de

Pulitura: sotto l'acqua corrente con liscivia.

Stoccaggio: depositare l'umetta-tamponi in luogo asciutto.

Uso:

1. Togliere il coperchio.
2. Riempire con il disinfettante.
3. Rimettere il coperchio esercitando pressione.
4. Assorbire il liquido premendo il tampone.

Smaltimento: Il prodotto va smaltito in ottemperanza alle rispettive disposizioni di legge locali nelle apposite isole ecologiche.


Con riserva di modifiche tecniche.

Spiegazione dei simboli:

	Produttore
	Data di produzione
	Numero di lotto



Instrucciones de empleo Liquimed – Humidificador de torundas



Finalidad prevista: Este humidificador de torundas de alta calidad se empleará para soluciones desinfectantes a base alcohólica. Garantía legal: Garantía legal de 2 años, siempre y cuando el producto sea utilizado correctamente y el usuario se atenga a las instrucciones de empleo.

¡Precauciones!

- El humidificador de torundas sólo puede utilizarse cuando está en perfectas condiciones.
- Si el humidificador de torundas se cae, puede romperse!

Datos técnicos:

- de material sintético
- contenido 100 cm³
- manejo de una sola mano
- superficie de apoyo antideslizante

Para obtener más información sobre los productos KaWe, visite nuestra página web: www.kawemed.de
Limpieza: Bajo un chorro de agua, con lejía jabonosa. Almacenamiento: Almacenar el humidificador de torundas en un lugar seco.

Utilización:

- 1 Retirar la tapa
- 2 Llenar el desinfectante
- 3 Colocar e insertar la tapa
- 4 Sacar el líquido presionando la torunda


Eliminación: El producto debe ser eliminado en un lugar de recogida selectiva conforme a las reglamentaciones locales.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas.



Explicación de los símbolos:

	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Código de lote



Finalidade prevista: Este impregnador de tampões de alta qualidade foi concebido para aplicação de soluções de desinfecção à base de álcool. Garantia de qualidade: Quando manuseado de acordo com a sua finalidade e observando o presente manual de operação, concedemos uma garantia de qualidade de 2 anos, a partir da data de venda.

Conselhos de segurança!

- O impregnador de tampões só pode ser aplicado em estado impecável.
- Existe perigo de fratura, se cair ao solo!

Características técnicas:

- Em material sintético
- Conteúdo 100 cm³
- Operação com uma só mão
- Base de apoio antiderrapante

Para obter informações mais detalhadas sobre os produtos da KaWe Produkte, favor de consultar: www.kawe-med.de

Limpeza: com água corrente e solução de sabão.

Armazenamento: Armazenar os impregnadores de tampões em lugares secos.

Aplicação:


- 1 Retirar a tampa
- 2 Encher agente de desinfecção
- 3 Premir a tampa para dentro
- 4 Retirar o líquido premindo o tampão sobre a tampa

Disposição final: O produto deverá ser eliminado de acordo com as disposições legais em vigor e entregue a um dos pontos de disposição de resíduos para reciclagem.

Reservamo-nos o direito de proceder a alterações técnicas sem aviso prévio.

Explicação dos símbolos:

	Fabricante
	Data de fabricação
	Número de lote



Назначение: Высококачественный увлажнитель предназначен для сма- чивания тампонов дезинфекцион- ным средством на спиртовой осно- ве.

Гарантия: При правильной эксплу- атации и учете нашего руководства по применению, мы предоставляем 2 года гарантии со дня продажи.

Условия безопасности!

- Использовать увлажнитель только в исправном состоянии
- При падении – опасность разрушения!

Технические данные:

- Материал – пластик
- Объем – 100 см³
- Обслуживание одной рукой
- Противоскользящее основание

Дополнительная информация по про- дуктам фирмы KaWe находится на нашем сайте: www.kawemed.de.

Очистка: Мыльным раствором под проточной водой.

Хранение: В сухом помещении.

Метод использования:

- 1 Снять крышку
- 2 Налить дезинфекционный раствор
- 3 Плотно насадить крышку
- 4 Путем надавливания увлажнить тампон

Утилизация: Данный продукт утилизируется в соответствии с местны- ми правилами раздельного сбора.

Оставляем за собой право техниче- ских изменений.



Обозначение символов:

	Производитель
	Дата изготовления
	Партия товара

kompetenz in medizintechnik
weltweit



- de** Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten.
- en** All information is without guarantee and subject to change.
- fr** Informations sous toutes réserves – Sous réserve de modifications.
- it** Tutte le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia e possono essere modificate.
- es** Toda la información sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar cambios.
- pt** Todas as indicações entendem-se sem compromisso – Sujeito a alterações sem aviso prévio.
- ru** Информация представлена без гарантий любого рода – оставляем за собой право вносить изменения.



KRONER & KIEHL
Kronenstr. 56 • 71679
Asperg • Germany

Zentrale / Central office

Fon: +49-7141-68188-0

Fax: +49-7141-68188-11

Email: info@kawemed.de

Internet: www.kawemed.de

QM-1-146C / - / 2017-08