



Wählen Sie das Stethoskop, das Ihnen hilft, Ihr Bestes zu erreichen.

3M™ Littmann® Stethoskope bieten einstellbare Ohrbügel mit Soft-Ohroliven. Fast alle Littmann Stethoskope verfügen über die Dual-Frequency-Technologie, eine 3M Erfindung, die es Ihnen ermöglicht verschiedene Frequenztöne ohne Wenden und Neupositionieren des Bruststücks zu hören. Mit einem Littmann Stethoskop erhalten Sie die benötigte akustische Leistung und Qualität mit bestem Tragekomfort.



	Lightweight II S.E. Stethoskop	Classic II Kinder- und Säuglingsstethoskope	Master Classic II™ Stethoskop	Classic III™ Stethoskop zur Überwachung	Cardiology IV™ Stethoskop für die Diagnose	Master Cardiology™ Stethoskop	Elektronisches Stethoskop Modell 3200	CORE Digital-Stethoskop
	Ideal für Blutdruckmessungen und eine einfache Patientenuntersuchung.	Zuverlässiges klinisches Werkzeug für die körperliche Untersuchung und Überwachung Ihrer Patienten.			Entworfen, um den Bedürfnissen von anspruchsvollen Medizinern gerecht zu werden. Es bietet eine hervorragende akustische Sensibilität, um Ihnen zu helfen, ausführliche diagnostische Auskultationen durchzuführen.		Hochleistungs-Auskultation. Mehr Hören durch Verstärkung, Geräuschreduzierung und optionaler Konnektivität.	
Länge (ca.)	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Gewicht (ca.)	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g	232 g
Gewährleistung	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	7 Jahre	7 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Membran	Dual-Frequency	Ohne Dual-Frequency (traditionell)	Dual-Frequency	Dual-Frequency (2)	Dual-Frequency (2)	Dual-Frequency	Elektronisch	Dual-Frequency (2)
Durchmesser Bruststück (ca.)	Doppelseitig 5,2 × 4,5 cm 3,5 × 3,2 cm	Doppelseitig Kinderstethoskop 3,4 cm Säuglingsstethoskop 2,8 cm 1,7 cm	Einseitig 4,3 cm	Doppelseitig Erwachsenenseite: 4,3 cm Kinderseite: 3,4 cm	Doppelseitig Erwachsenenseite 4,3 cm Kinderseite 3,4 cm	Einseitig 4,8 cm	Einseitig 5,1 cm	Doppelseitig Erwachsenenseite: 4,3 cm Kinderseite: 3,4 cm
Merkmale	Tropfenförmiges Bruststück Kann unter der Blutdruckmanschette positioniert werden	Perfekt auf die Säuglingsauskultation abgestimmt	Für einfaches Greifen und Manövrieren konzipiert	Umwandelbar zum offenen Trichter	Umwandelbar zum offenen Trichter Doppelschlauchsystem	Doppelschlauchsystem Beste Akustik aller mechanischen Stethoskope der Littmann-Familie	Beseitigt (durchschnittlich) 85 % der Umgebungsgeräusche Bluetooth® Wireless-Technologie Aufzeichnung und Wiedergabe	Bis zu 40-fache Verstärkung* Wechsel von analogem zu digitalem Hören Konnektivität mit Eko Software auf einem Smartgerät**, um Daten zu erfassen, zu speichern und zu teilen



Der Schlüssel zum Lernerfolg liegt in Ihrer Hand.

3M™ Littmann® Learning Institute App – Kostenlos beim Kauf eines 3M™ Littmann® Stethoskops!

Weitere Unterstützung erhalten Sie unter: www.3M.de/littmann

3M Medica
Zweigniederlassung der
3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss
Telefon +49 (0)2131 14-0
Telefax +49 (0)2131 14 44 32
3mmmedica.de@mmm.com
www.3M.de/Littmann

3M (Schweiz) GmbH
Medizin, Eggstrasse 93,
8803 Rüschlikon
Telefon +41 (0)44 724 92 31
Telefax +41 (0)44 724 92 38
medical.ch@mmm.com
www.littmann.ch

3M Österreich GmbH
Medizin, Kranichberggasse 4,
1120 Wien
Telefon +43 (0)86 686-464
Telefax +43 (0)86 686-330
medizin-at@mmm.com
www.littman.at

*Bei Spitzenfrequenz im Vergleich zum Analogmodus
**Nicht enthalten



Komponenten
(Bruststück/Ohrbügel/
Schlauchanschluss)

3M™ Littmann® Stethoskop Bestellangaben und Schlauchfarben

 Komponenten (Bruststück/Ohrbügel/ Schlauchanschluss)											
	Lightweight II SE Stethoskop	Classic II	Classic II	Master Classic II™ Stethoskop	Classic III™ Stethoskop zur Überwachung	Cardiology IV™ Stethoskop für die Diagnose	Master Cardiology™ Stethoskop	Elektronisches Stethoskop Modell 3200			
Schlauchfarbe											
Standard-Finish	2450 Schwarz	2114 Schwarz	2113 Schwarz	2144L Schwarz	5620 Schwarz	5627 Burgund	6152 Schwarz	6156 Pflaume	2160 Schwarz	3200BK27 Schwarz	
	2451 Burgund	2114R Rot	2113R Rot	2146 Burgund	5621 Grau	5633 Perlmutter	6154 Marineblau	6158 Himbeerrot	2163 Burgund	3200BU Burgund	
	2452 Karibikblau	2124 Karibikblau	2119 Karibikblau	2147 Marineblau	5622 Marineblau	5831 Pflaume	6155 Dunkelgrün		2164 Marineblau	3200NB Marineblau	
	2454 Hellblau		2122 Himbeerrot		5623 Karibikblau	5832 Lavendel			2167 Pflaume	CORE Digital- Stethoskop	
	2456 Perlmutter				5630 Hellblau	5835 Türkis			2178 Karibikblau		
Einheitlich Schwarz				2141 Schwarz	5803 Schwarz	5868 Burgund	6163 Schwarz	6168 Marineblau	2161 Schwarz	8490 Schwarz	
Einheitlich Messing-Finish									2175 Schwarz	Komponenten: Bruststück/Ohrbügel/ Schlauchanschluss Standard-Finish  Schwarz  Messing-Finish  Kupfer-Finish  Smoke  Regenbogen  Hochglanzpoliert  Champagner  Hochglänzend-Smoke  Hochglänzend-Regenbogen 	
Einheitlich Schwarz				2141 Schwarz	5803 Schwarz	5868 Burgund	6163 Schwarz	6168 Marineblau	2161 Schwarz		8490 Schwarz
Einheitlich Messing-Finish									2175 Schwarz		
Einheitlich Kupfer-Finish					5809 Schokolade						
Einheitlich Smoke-Finish					5811 Schwarz	5871 Himbeerrot	6162 Schwarz		2176 Schwarz		
					5812 Olivgrün		6166 Pflaume	6171 Türkis	2182 Olivgrün		
Regenbogen/Messing/Messing		2157 Himbeerrot	2153 Karibikblau		5806 Himbeerrot	5807 Karibikblau					
Messing/Smoke/Smoke							6164 Schwarz				
Regenbogen/Schwarz/Schwarz					5870 Schwarz		6165 Schwarz				
Hochglanzpoliert/Smoke/Smoke					5862 Himbeerrot	5863 Marineblau					
					5959 Hellblau						
Hochglanzpoliert/Standard/ Hochglanzpoliert							6177 Schwarz	6170 Burgund			
Champagner/Smoke/Smoke					5861 Schwarz	5864 Burgund	6179 Schwarz				
Champagner/Schwarz/Champagner							6176 Burgund	6190 Karibikblau			
Hochglänzend-Regenbogen/ Schwarz/Schwarz							6242 Marineblau				
Hochglänzend-Regenbogen/ Smoke/Smoke							6240 Schwarz	6241 Himbeerrot			
EDITION MIT FARBIGEM SCHLAUCHANSCHLUSS: (eingefügtes Quadrat zeigt die jeweilige Schlauchanschlussfarbe)											
Schwarz/Schwarz/Farbe							6200 Schwarz	6203 Schwarz			
							6201 Schwarz				
Hochglänzend Smoke/Schwarz/ Farbe							6202 Marineblau	6204 Schwarz			
							6232 Schwarz	6234 Karibikblau			
Hochglänzend Smoke/Smoke/Farbe							6238 Grau				
Regenbogen/Schwarz/Farbe							6205 Pflaume				
Champagner/Champagner/Farbe							6206 Dunkelgrün				
Smoke/Smoke/Farbe					5872 Türkis	5875 Limonengrün					
					5873 Grau						
Hochglanzpoliert/Smoke/Farbe					5960 Pflaume	5962 Perlmutter					
Hochglanzpoliert/Standard/Farbe					5874 Karibikblau						

Neu!

Komponenten:
Bruststück/Ohrbügel/
Schlauchanschluss

Standard-Finish



Schwarz



Messing-Finish



Kupfer-Finish




Smoke



Regenbogen




Hochglanzpoliert




Champagner



Hochglänzend-Smoke



**Hochglänzend-
Regenbogen**



Farben können abweichen.

www.3m.de/littmann | Auch erhältlich: Veterinärstethoskop (1392)

3M, Littmann, das L Littmann Logo, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II und Master Cardiology sind Marken von 3M. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. © 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten.