

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02040**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**

Bartmaske

mit latexfreien Elastikbändern



| MAßE   |        |
|--------|--------|
| Länge  | Breite |
| 480 mm | 240 mm |

| PRODUKTBESCHREIBUNG |                                                    |                                                                            |                                               |                                               |                                                             |                                                           |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Material            | <input checked="" type="checkbox"/> PP-Vlies       | <input type="checkbox"/> Papier                                            |                                               |                                               |                                                             |                                                           |                                                    |
| Farbe               | <input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]       | <input type="checkbox"/> Berry [Berry]                                     | <input type="checkbox"/> Bordeaux [BR]        | <input type="checkbox"/> Cedro [C]            | <input type="checkbox"/> Grün [G]                           | <input type="checkbox"/> Lagoon [Lagoon]                  | <input type="checkbox"/> Lila [L]                  |
|                     | <input type="checkbox"/> Lime [Lime]               | <input type="checkbox"/> Mix [Mix]<br>grün, blau,<br>pink, gelb,<br>orange | <input type="checkbox"/> Orange [O]           | <input type="checkbox"/> Pink [P]             | <input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W]                | <input type="checkbox"/> Gelb [Y]                         | <input type="checkbox"/> Platinum/<br>Grau [PT]    |
|                     | <input type="checkbox"/> blau<br>gemustert<br>[DB] | <input type="checkbox"/> weinrot<br>gemustert<br>[WR]                      | <input type="checkbox"/> Schwarz<br>[SCH]     | <input type="checkbox"/> Schwarz-Rot-<br>Gold | <input type="checkbox"/> Clean Ocean<br>/ Ozeangrün<br>[CO] |                                                           |                                                    |
| Eigenschaften       | <input type="checkbox"/> -                         | <input checked="" type="checkbox"/> eine Lage                              | <input checked="" type="checkbox"/> latexfrei | <input type="checkbox"/> mit Ventil           | <input type="checkbox"/> Antifog                            | <input checked="" type="checkbox"/> mit Ohr-<br>schlaufen | <input type="checkbox"/> mit Aktiv-<br>kohlefilter |
| Bemerkung           | kein Infektionsschutz                              |                                                                            |                                               |                                               |                                                             |                                                           |                                                    |

| REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN    |                                      |                                       |                                        |                                                          |                                                |                                                              |  |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| PSA-Verordnung<br>(EU) 2016/425 | <input type="checkbox"/> Kategorie I | <input type="checkbox"/> Kategorie II | <input type="checkbox"/> Kategorie III | <input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-<br>Artikel |                                                |                                                              |  |
| MP-Verordnung<br>(EU) 2017/745  | <input type="checkbox"/> Klasse I    | <input type="checkbox"/> Klasse II    | <input type="checkbox"/> Klasse III    | <input type="checkbox"/> steril                          | <input type="checkbox"/> mit Mess-<br>funktion | <input checked="" type="checkbox"/> kein Medizin-<br>Produkt |  |

| geprüft nach | <input type="checkbox"/> EN<br>14683:2019 | <input type="checkbox"/> EN 149:2001 |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02040**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**Bartmaske**  
**mit latexfreien Elastikbändern**



| LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG        |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Allgemeines                              |               |               |
| Material                                 | Beutel        |               |
| Stück pro Unterverpackung                | 100           |               |
| GTIN Unterverpackung Blau [B]            | 4044941030340 |               |
| GTIN Unterverpackung Berry [Berry]       | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Bordeaux ([BR]      | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Cedro [C]           | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Grün [G]            | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Lagoon [Lagoon]     | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Lila [L]            | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Lime [L]            | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Mix [Mix]           | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Orange [O]          | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Pink [P]            | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Weiß [W]            | 4044941030326 |               |
| GTIN Unterverpackung Gelb [Y]            | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Platinum [PT]       | -             |               |
| GTIN Unterverpackung blau gemustert [DB] | -             |               |
| GTIN Unterverpackung weinrot gem. [WR]   | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]       | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Schwarz-Rot-Gold    | -             |               |
| GTIN Unterverpackung Clean Ocean [CO]    | -             |               |
| Maße & Größe                             |               |               |
| Länge                                    | 340 mm        |               |
| Breite                                   | 220 mm        |               |
| Höhe                                     | -             |               |
| Gewichte                                 |               |               |
| Größe                                    | Nettogewicht  | Bruttogewicht |
| uni                                      | 155 g         | 160 g         |

| LOGISTISCHE DATEN PALETTE |              |               |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Allgemeines               |              |               |
| Palettenart               | Europalette  |               |
| Maße & Größe              |              |               |
| Kartons pro Lage          | 12           |               |
| Lagen pro Palette         | 9            |               |
| Palettenhöhe              | 177 cm       |               |
| Gewichte                  |              |               |
| Größe                     | Nettogewicht | Bruttogewicht |
| uni                       | 227 kg       | 252 kg        |

| LOGISTISCHE DATEN UMPERPACKUNG        |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Allgemeines                           |               |               |
| Material                              | Karton        |               |
| Unterverpackungen je Umverpackung     | 10            |               |
| GTIN Umverpackung Blau [B]            | 4044941030357 |               |
| GTIN Umverpackung Berry [Berry]       | -             |               |
| GTIN Umverpackung Bordeaux [BR]       | -             |               |
| GTIN Umverpackung Cedro [C]           | -             |               |
| GTIN Umverpackung Grün [G]            | -             |               |
| GTIN Umverpackung Lagoon [Lagoon]     | -             |               |
| GTIN Umverpackung Lila [L]            | -             |               |
| GTIN Umverpackung Lime [L]            | -             |               |
| GTIN Umverpackung Mix [Mix]           | -             |               |
| GTIN Umverpackung Orange [O]          | -             |               |
| GTIN Umverpackung Pink [P]            | -             |               |
| GTIN Umverpackung Weiß [W]            | 4044941030333 |               |
| GTIN Umverpackung Gelb [Y]            | -             |               |
| GTIN Umverpackung Platinum [PT]       | -             |               |
| GTIN Umverpackung blau gemustert [DB] | -             |               |
| GTIN Umverpackung weinrot gem. [WR]   | -             |               |
| GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]       | -             |               |
| GTIN Umverpackung Schwarz-Rot-Gold    | -             |               |
| GTIN Umverpackung Clean Ocean [CO]    | -             |               |
| Maße & Größe                          |               |               |
| Länge                                 | 260 mm        |               |
| Breite                                | 260 mm        |               |
| Höhe                                  | 180 mm        |               |
| Gewichte                              |               |               |
| Größe                                 | Nettogewicht  | Bruttogewicht |
| uni                                   | 1.600 g       | 2.100 g       |

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02040**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**Bartmaske**  
**mit latexfreien Elastikbändern**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerung/<br>Verfallzeit    | Maske in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung. |
| Nutzung und<br>Überprüfung  | Bartmaske immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Bartmaske für die vorgesehene Verwendung geeignet sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entsorgung                  | Bartmasken entsprechend den Vorschriften des örtlichen Entsorgers entsorgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Warnhinweise                | Artikel ist leicht entflammbar - von Hitze und/oder Feuer fernhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| An- und<br>Ausziehanleitung | <b>ANZIEHEN:</b><br>Maske über Mund und Kinn im Gesicht platzieren und mit den Ohrschlaufen im Gesicht fixieren.<br><br><b>AUSZIEHEN:</b><br>Ohrschlaufen lösen und somit die Bartmaske vom Gesicht entfernen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |