

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05561-Y**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Vlieskittel
mit PE-Beschichtung



GRÖßEN	
	L/XL
Breite	138 cm
Länge	138 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☒ Polypropylen (PP)	☒ Polyethylen (PE)	☐ SMS				
Farbe	☐ Blau [B]	☐ Grün [G]	☐ Orange [O]	☐ Rot [R]	☐ Weiß [W]	☒ Gelb [Y]	☐ Hellblau [LB]
	☐ Dunkelblau [DB]	☐ Dunkelgrün [DG]					
Verschluss	☒ zum Binden	☐ Reißverschluss	☐ Druckknöpfe	☐ Klettverschluss			
Eigenschaften	☒ Trikotbündchen	☐ Gummizug-Bündchen	☒ latexfrei	☐ Kapuze	☐ Kragen	☒ teillaminiert	☐ angenähte PE-Ärmelschoner
	☐ kürzbar durch Perforation	☐ geblockt	☐ Staubschutz	☐ gehämmert	☐ kurze Ärmel	☐ mit Pappaufhänger	☒ einzeln gefaltet

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☐ Kategorie III	☒ kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☒ Klasse I	☐ Klasse II	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☐ kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	☐ saure Lebensmittel	☐ wässrige Lebensmittel	☐ fette Lebensmittel	☐ alkohol. Lebensmittel	☐ trockene Lebensmittel	☒ kein Lebensmittelkontakt	

NORMUNG							
geprüft nach	☐ DIN EN 14126	☐ ISO 16603	☐ ISO 16604	☐ ISO 22610	☐ ISO 22611	☐ ISO 22612	
	☐ EN ISO 13688	☐ EN 13034					

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05561-Y**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Vlieskittel
mit PE-Beschichtung



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Beutel	
Stück pro Unterverpackung	10	
GTIN Unterverpackung Blau [B]	-	
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-	
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-	
GTIN Unterverpackung Rot [R]	-	
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	-	
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	4044941022451	
GTIN Unterverpackung Hellblau [LB]	-	
GTIN Unterverpackung Dunkelblau [DB]	-	
GTIN Unterverpackung Dunkelgrün [DG]	-	
Maße & Größe		
Länge	430 mm	
Breite	330 mm	
Höhe	-	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
L/XL	650 g	655 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	4	
Lagen pro Palette	6	
Palettenhöhe	201 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
L/XL	169 kg	194 kg

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
GTIN Umverpackung Blau [B]	-	
GTIN Umverpackung Grün [G]	-	
GTIN Umverpackung Orange [O]	-	
GTIN Umverpackung Rot [R]	-	
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-	
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	4044941022468	
GTIN Umverpackung Hellblau [LB]	-	
GTIN Umverpackung Dunkelblau [DB]	-	
GTIN Umverpackung Dunkelgrün [DG]	-	
Maße & Größe		
Länge	500 mm	
Breite	280 mm	
Höhe	310 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
L/XL	6.550 g	7.050 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05561-Y**Bezeichnung: **MED-COMFORT****Vlieskittel****mit PE-Beschichtung**

WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
Entsorgung	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Längeres Tragen kann zu Hitzebelastung führen. Dieses Produkt ist entflammbar - von Feuer fernhalten.
An- und Ausziehanleitung	ART DES ANZIEHENS: • Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. • Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). • Öffnen Sie den Kittel und ziehen Sie sich ihn an. Achten Sie dabei darauf, dass das Kleidungsstück nicht reißt. Verschließen Sie den Kittel, indem Sie das Taillenband um ihren Körper wickeln und mit einer Schleife verschließen. ART DES AUSZIEHENS: • Lösen Sie die Taillen- und Kragenbindungen und ziehen Sie den Schutzmantel aus.