

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Ideal

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Weiß, dauerelastische Idealbinde, unsteril, aus Baumwolle, Polyester und beschichtetem Elastikgarn. Mit kurzem Zug. Waschbar bis 40° C.

White, permanently elastic bandage, non sterile, made of cotton, polyester and coated elastic threads. With short stretch. Washable up to 40° C.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen.

For compressing fixation of wound coverings.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – ideal, unsteril, einzeln in Cellophan/non sterile, single packed in cellophane

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	63021	4046153018321	0119698	40
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	63031	4046153018369	0119706	28
kurzer Zug/short stretch	10 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	63041	4046153018406	0119712	24
kurzer Zug/short stretch	12 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	63051	4046153018444	0119735	20
kurzer Zug/short stretch	15 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	63061	4046153018482	–	16

MaiMed® – ideal, unsteril, einzeln lose in Box/non sterile, single packed in box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	63020	4046153018307	8889361	40
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	63030	4046153018345	8889378	28
kurzer Zug/short stretch	10 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	63040	4046153018383	8889384	24
kurzer Zug/short stretch	12 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	63050	4046153018420	8889390	20
kurzer Zug/short stretch	15 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	63060	4046153018468	–	16
kurzer Zug/short stretch	20 cm x 5 m	weiß/white	○ 10 Stk./pcs.	63070	4046153018505	–	12

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

60 % Baumwolle, 28 % Polyester, 12 % beschichtetes Elastikgarn;

Dehnbarkeit ca. 95 %, ged. Länge ca. 5 m.

60 % cotton, 28 % polyester, 12 % coated elastic thread; stretchability approx. 95 %, stretched length approx. 5 m.

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de