


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MyClean® DS OA

Schnelldesinfektion ohne Alkohol



Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion auf wischbeständigen

Oberflächen (auch Acrylglas)

Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, fungizid

Wirkt begrenzt viruzid (HBV, HIV, Vaccinia, BVDV(HCV), Influenza/Grippe-Viren)

Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren

Gute Reinigungsleistung

Praxisgerechte Einwirkzeiten

Schnelles Trocknen

Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas

Anwendung:

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar, insbesondere für empfindliche Oberflächen wie Acrylglas geeignet.

Ausführungen:

MyClean-DS Schnelldesinfektion ohne Alkohol

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Schnelldesinfektion ohne Alkohol rapid disinfection without alcohol	Neutral / neutral	1L	79613	4046153116164	10305769	12
Schnelldesinfektion ohne Alkohol rapid disinfection without alcohol	Neutral / neutral	10L	79614	4046153116188	10305781	1

Einwirkzeiten:

Bakterizid, fungizid gemäß Gutachten nach DGHM, sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und SV40:


konz. - 1 Min.

Zusammensetzung: 100g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 0,2g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 0,64g Didecyldimethylammoniumchlorid

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG / VAH
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Symbole:



 MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-DS-Schnelldesinfektion-OA-20140325