

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® touch PF



Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Einmalhandschuh aus Latex, hell-beige, fingertexturiert, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use gloves made of latex, light-beige, fingertextured, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für Hotel, Gastronomie, Catering, Kommunen, Schulen, Kita's, Industrie/ Handwerk, häusliche Krankenpflege im Rahmen der 40 Euro Pauschale.

Suitable for hotel, gastronomy, catering, municipalities, schools, nursery schools, industry/ handicraft, home nursing.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® touch PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuhe/Latex gloves	XS	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74246	4046153084784	11302626	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	S	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74247	4046153084807	11302632	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	M	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74248	4046153084821	11302649	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	L	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74249	4046153084845	11302655	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	XL	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74250	4046153084869	11302661	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

AQL 1,5

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XS	≥ 240	≤ 80	N/A	min. 0,08	min. 0,08	≥ 6 N	min. 650 %
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08		
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	Nach Alterung/After Ageing	
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	min. 0,08	min. 0,08	≥ 6 N	min. 500 %

Proteingehalt:

Protein Content:

Messmethode max. 50 µg/g / Lowry modifiziert (EN 455-3)

Measurement method max. 50 µg/g / Lowry modified (EN 455-3)

Latexallergierisiko:

Latex Allergy Risk:

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions as well as anaphylactic reactions.

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100