

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® Protect - ChemGuard PF



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Chemikalien-Vollschutz-Handschuh aus Nitril. Texturierte Oberfläche, blau, unsteril und puderfrei, ca. 300 mm lang, 12 mil stark. Rechts und links tragbar.
Chemical-inherent-protection-glove made of nitrile. Textured surface, blue, non-Sterile and powder-free, approx. 300 mm long, 12 mil strong. Can be worn on either Hand

Bemerkungen:

Remarks:

Erfüllt höchste Sicherheitsansprüche im Umgang mit gefährlichen Chemikalien.
Einsatzbereiche: Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Labor, Forschung, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz.

Fulfilled highest security requirements in handling with dangerous chemicals.

Application areas: chemical industry, food industry, laboratory, research, cleaning work, maintenance work, protection of products.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed®- Protect ChemGuard PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	S	blau / blue	50 Stk./ pcs.	76356	4046153122165	-	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	M	blau / blue	50 Stk./ pcs.	76357	4046153122189	-	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	L	blau / blue	50 Stk./ pcs.	76358	4046153122202	-	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XL	blau / blue	50 Stk./ pcs.	76359	4046153122226	-	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XXL	blau / blue	50 Stk./ pcs.	76360	4046153122240	-	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN 420; EN 374 - 1, 2, 3; EN 388; ASTM D6319; Richtlinie 89/686/EWG / Directive 89/686/EEC; AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke (einwandig) Thickness (single wall) in mm		Vor Alterung / Before Ageing	
			Handfläche / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
S	300	84 ± 3	0,26 ± 0,02	0,35 ± 0,02	6 N	500 %
M	300	94 ± 3	0,26 ± 0,02	0,35 ± 0,02	Nach Alterung / After Ageing	
L	300	105 ± 3	0,26 ± 0,02	0,35 ± 0,02		
XL	300	113 ± 3	0,26 ± 0,02	0,35 ± 0,02	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XXL	300	120 ± 3	0,26 ± 0,02	0,35 ± 0,02	6 N	400 %

Beständig gegen folgende Chemikalien / Resistant to the following chemicals

Level 6

n-Heptan (J) / n-Heptane (J)

Natriumhydroxid 40% (K) / Sodium Hydroxide 40 % (K)

Level 2

Schwefelsäure 96 % (L) /

Sulphur acid 96 % (L)

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de