

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – nitril ST PF



Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, mikrogeraute Oberfläche, blau, unsteril und puderfrei. Länge ca. 300 mm und 8 mil stark. Rechts und links tragbar.
Single-use examination gloves made of nitrile, micro-roughened surface, blue, non-sterile and powder-free. Approx. 300 mm length and 8 mil strong. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet:

Main application area:

Geeignet für den Einsatz in Industrie/Handwerk mit Schwerpunkt Lebensmittelindustrie, Gebäudereinigung, Veterinärmedizin, Agrarwirtschaft.

Suitable for the use in industry/handicraft with a focus on food industry, cleaning services, veterinary medicine, agriculture.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – nitril ST PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XS	blau / blue	50 Stk./ pcs.	74241	4046153031085	–	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	S	blau / blue	50 Stk./ pcs.	74242	4046153031108	–	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	M	blau / blue	50 Stk./ pcs.	74243	4046153031122	–	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	L	blau / blue	50 Stk./ pcs.	74244	4046153031146	–	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XL	blau / blue	50 Stk./ pcs.	74245	4046153031160	–	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XXL	blau / blue	50 Stk./ pcs.	74297	4046153122486	–	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XXXL	blau / blue	50 Stk./ pcs.	74298	4046153122509	–	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN ISO 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523-1; EN 420; CAT III; ASTM D6319
Verordnung (EU) 2016/425 / Regulation (EU) 2016/425; AQL 1,5

Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745
Medical Device Regulation (EU) 2017/745

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen / The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.

Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC) / The acceleratos use for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).

Schutzhandschuh nach der Verordnung für persönliche Schutzausrüstung
(EN 2016/425) Kategorie III. /

Protective glove according to the regulation for personal protective equipment
(EN 2016/425) category III.

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – nitril ST PF



Produktdaten:

Product Specification:

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	300	76 ± 3	min. 0,10	0,19 ± 0,02	0,23 ± 0,02	min. 9 N	min. 500 %
S	300	84 ± 3	min. 0,10	0,19 ± 0,02	0,23 ± 0,02		
M	300	94 ± 3	min. 0,10	0,19 ± 0,02	0,23 ± 0,02		
L	300	105 ± 3	min. 0,10	0,19 ± 0,02	0,23 ± 0,02	Nach Alterung/After Ageing	
XL	300	113 ± 3	min. 0,10	0,19 ± 0,02	0,23 ± 0,02	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XXL	300	123 ± 3	min. 0,10	0,19 ± 0,02	0,23 ± 0,02		
XXXL	300	130 ± 3	min. 0,10	0,19 ± 0,02	0,23 ± 0,02		
						min. 9 N	min. 400 %

Beständig gegen folgende Chemikalien: / Resistant to the following chemicals:

	Degradation
Natriumhydroxid 40 % / Sodium Hydroxide 40 %	Level 6 -11,5 %
Salpetersäure 65 % / Nitric Acid 65 %	Level 1 97,8 %
Formaldehyd 37 % / Formaldehyde 37 %	Level 6 -3,9 %
Wasserstoffperoxid 30 % / Hydrogen Peroxide 30 %	Level 3 -11,9 %
Flusssäure 40 % / Hydrofluoric Acid 40 %	Level 2 Not Tested

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de

MaiMed GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@maimed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100

TD-MaiMed-nitril-ST-PF-20211019