

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Sensitiv PF



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product description:

Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus Latex, hell-beige, stark texturierte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of latex, light-beige, heavily textured surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet:

Main application area:

Geeignet für den niedergelassenen Bereich mit Schwerpunkt Dentalmedizin sowie Laborarbeit.

Suitable for medical practitioners with a focus on dental medicine and laboratory work.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Sensitiv, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuh/ Latex gloves	XS	hell-beige / light beige	○ 100 Stk. / pcs.	74155	4046153024148	02207917	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	S	hell-beige / light beige	○ 100 Stk. / pcs.	74165	4046153024162	02207952	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	M	hell-beige / light beige	○ 100 Stk. / pcs.	74175	4046153024186	02207998	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	L	hell-beige / light beige	○ 100 Stk. / pcs.	74185	4046153024209	02208012	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	XL	hell-beige / light beige	○ 100 Stk. / pcs.	74195	4046153024223	02208035	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN ISO 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523-1; CAT III

Verordnung (EN) 2016/425 / Regulation (EN) 2016/425

AQL 1,5

Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745

Medical Device Regulation (EU) 2017/745

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE-Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE-Classification: Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung für persönliche Schutzausrüstung

(EN 2016/425) Kategorie III. Nähere Informationen hierzu auf Anfrage. /

Protective glove according to the regulation for personal protective equipment (EN 2016/425) category III. Further information on request.

Verwendbarkeit

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	70 ± 10	0,09 ± 0,01	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02	mind. 6 N	mind. 650 %
S	240	84 ± 3	0,09 ± 0,01	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02	Nach Alterung / After Ageing	
M	240	94 ± 3	0,09 ± 0,01	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02		
L	240	105 ± 3	0,09 ± 0,01	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	240	113 ± 3	0,09 ± 0,01	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02	mind. 6 N	mind. 500 %

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Sensitiv PF



Produktdaten:

Product Specification:

Symbole:

Symbols:



 **MaiMed GmbH**
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@maimed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100

TD-Latex-Sensitiv-20211019-141