

Manueller Desinfektionsmittelspender



Manueller Desinfektionsmittelspender

Stabiler Kunststoffspender zur Applikation von Hände-Desinfektionsmitteln und Waschlotionen für 500ml und 1L Euroflaschen

Charakteristik

- Hygienische Entnahme von Hände-Desinfektionsmitteln und Waschlotionen
- Für alle marktüblichen Euroflaschen geeignet
- Die mobile Bodenplatte ermöglicht den Einsatz von 500 ml und 1 L Euroflaschen
- Multifunktionell einsetzbar: als Wandspender und für die Tischaufstellung
- Dosiermenge einstellbar zwischen 0,8 ml, 1,2 ml und 1,8 ml je Hub
- Einfacher Flaschen- und Pumpenwechsel
- Aus robustem ABS-Kunststoff
- Leicht montierbare Auffangschale
- Leichte Montage selbst bei schwierigen Raumverhältnissen
- Leichte Aufbereitung des Spendergehäuses mit mildem Reinigungsmittel oder alkoholischem Flächen-Desinfektionsmittel (z. B. Bacillol AF Tissues)

Lieferumfang

- Manueller Desinfektionsspender für 500 ml und 1 L Euroflaschen
- Wandmontageplatte, Armhebel und Auffangschale
- Einmalpumpe für 500 ml und 1 L Euroflaschen
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Befestigungsmaterial



Technische Daten

Höhe	350 mm
Breite	100 mm
	150 mm inkl. Auffangschale
Tiefe	180 mm
	220 mm inkl. Auffangschale



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	Vers.-Einh.
Manueller Desinfektionsmittelspender 500ml/1L	1 Stück	981 795	1
Einmalpumpe für 500 ml-Flaschen	1 Stück	981 796	10
Einmalpumpe für 1 L-Flaschen	1 Stück	981 797	10

PAUL HARTMANN AG
Postfach 14 20
89504 Heidenheim
Deutschland

Telefon +49 7321 36-0
Telefax +49 7321 36-3636
info@hartmann.info

www.hartmann.de

(12.20)



Gesundheit ist
unser Antrieb