



DATENBLATT

BeeSana® PP/PE-Kittel 26 g

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Teillaminierter Schutzkittel aus PP mit PE-Beschichtung im Front- und Armbereich, mit Verschlussbändern an Hals und Taille, Trikotbündchen als Ärmelabschluss, unsteril, gelb, für den Einmalgebrauch.

Meditrade GmbH

Medipark 1

83088 Kiefersfelden – Germany

Telefon: +49 (0)8033/9760-0

Fax: +49 (0)8033/9760-60

E-Mail info@meditrade.de

Internet www.meditrade.de

ILN-Nr. 42 500164 0000 4

PRODUKTDATEN

REF	Größe	Gewicht	Farbe	Packung	Karton
4698	136 x 136 cm	26 g/m ²	gelb	10 Stück	10 Packungen

MATERIAL

Polypropylen (14 g) und Polyethylen (12 g), atmungsaktiv.

HALTBARKEIT

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung
(Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen).

PRODUKTBEZOGENE NORMEN

DIN EN 14126

QUALITÄT SZERTIFIKATE

EN ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2012 + AC:2012

Medizinprodukt der Klasse I gem. Richtlinie 93/42/EWG

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.