

DATENBLATT

GENTLE SKIN MICRO OP

PRODUKTBESCHREIBUNG:

OP-Handschuh aus Latex, steril, puderfrei,
mikrogeraut, anatomisch geformt, mit Rollrand,
für den Einmalgebrauch.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

REF / Größe	Länge // Breite (mm)	Wandstärke (mm)
90316	mind. 280 // 77 ± 5	Schaft: 0,160 ± 0,020 Handfläche: 0,170 ± 0,020 Finger: 0,180 ± 0,020
903165	mind. 280 // 83 ± 5	
90317	mind. 280 // 89 ± 5	
903175	mind. 280 // 95 ± 5	
90318	mind. 280 // 102 ± 6	
903185	mind. 280 // 108 ± 6	

INHALTSSTOFFE

Naturkautschuklatex*, ZDEC, ZDBC, ZnO, Sulfur, Antioxidant, Polymer, Titanium Dioxide.

Frei von: MBT und Thiuramen.

VERPACKUNG

Peelverpackung	Box	Karton	Palette
1 Paar	50 Paar	4 Boxen	36 Karton

HALTBARKEIT

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5° Grad und über 35° Grad vermeiden).

WICHTIGER HINWEIS: NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL-VERÄNDERUNGEN / INFektionsRISIKEN KÖNNEN BEI MEHRFACHGEBRAUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSPRECHEN DEM ZEITPUNKT DES LETZTEN ÄNDERUNGSSTANDS. IRRTÜMER, DRUCKFEHLER SOWIE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR. HOLEN SIE IM ZWEIFELSFALL FACHKUNDIGEN RAT EIN. DIE JEWEILS AKTUELLEN PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE www.meditrade.de.

*Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann.

STERILISATION

Sterilisationsverfahren: Elektronenbestrahlung (Electron Beam)

PRODUKTBEZOGENE NORMEN

EN 455 / AQL 0,65

EN 374 / wasserdichter Handschuh mit geringfügigem Schutz gegen chemische Gefahren

QUALITÄTSZERTIFIKATE

EN ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2012 + AC:2012

Medizinprodukt der Klasse II a gem. Richtlinie 93/42/EWG

WICHTIGER HINWEIS: NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL-VERÄNDERUNGEN / INFEKTIONSRISEN KÖNNEN BEI MEHRFACHGEBRAUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSPRECHEN DEM ZEITPUNKT DES LETZTEN ÄNDERUNGSSTANDS. IRRTÜMER, DRUCKFEHLER SOWIE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR. HOLEN SIE IM ZWEIFELSFALL FACHKUNDIGEN RAT EIN. DIE JEWEILS AKTUELLEN PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE www.meditrade.de.

*Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann.