



Datum: 2011-06-24 V.2/Rev.B Seite 1/1	PRODUKT - DATENBLATT Schutzlaken Karl Beese (GmbH & Co. KG)	REF 1987 – 1989, 1991 – 1992, 1995 SCHUTZLAKEN DAT2.DOC
---	---	---

Artikel	Schutzlaken				
Varianten	Art.-Nr. (REF)	Version	Abmessungen [cm]	Seitliche Sperrkanten	St./VE
	1991	längsverstärkt	80 x 100	Ja	200
	1987	längsverstärkt	80 x 140	Ja	100
	1988	längsverstärkt	80 x 175	Ja	100
	1992	längsverstärkt	80 x 200	Ja	100
	1989	längsverstärkt	95 x 200	Ja	100
	1995	längsverstärkt	80 x 210	Ja	100
Produktbeschreibung	Schutzlaken, 3-lagig (2 Lagen Zellstoff, 1 Lage PE-Folie), ca. 36 g/m ² , frei von Latex, PVC und DEHP				
Ausgangsmaterial	100% Zellstoff, gebleicht; transparente Polyethylen-Folie, längsverstärkt mit blauen Polyester-Fäden				
Versandkarton	Wellpappe				
Lagerungs- und Transporthinweise	Vor Hitze und Sonneneinstrahlung sowie Nässe schützen. Maximale Kartonestapelhöhe: 2,30 m				

Zweckbestimmung	Einmalprodukt als Sitz- und Liegeauflage sowie für den Bettschutz. Nur bei intakter Haut verwenden
Klassifizierung nach Richtl. 93/42/EWG	Klasse I
Resultate der Risikobeurteilung und klinischen Bewertung	Kein erhöhtes Risiko erkennbar für Anwender und Patient, wenn das Produkt wie vorgesehen angewendet wird
Code nach UMDNS	Überzug (15-571)
Konformitätserklärung nach Richtlinie 93/42/EWG	Konformitätserklärung entsprechend der Richtlinie 93/42/EWG liegt vor, die Produkte sind in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und werden mit CE-Kennzeichnung in Verkehr gebracht

Hinweise	Weitere Informationen über das Sortiment entnehmen Sie bitte der Produktübersicht. Änderungen vorbehalten
----------	---

Karl Beese (GmbH & Co. KG)	
 i.A. Dipl.-Ing. Katy Fischer - Qualitätswesen und Produktentwicklung -	 i.A. Dipl.-Biol. Dietmar Geisthardt - Leiter Produktentwicklung -