


KERN ODC 841

KERN

Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopkamera
Produktfamilie	ODC-84

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	68×68×46 mm
Kamera-Art	USB3 Mikroskopkamera - C-Mount
Kamera - Sensorart	Sony CMOS
Kamera - Sensorgröße	1"
Kamera - Auflösung	20 MP
Kamera - Farbtiefe	Farbe
Kamera - Befestigungsarten	C-Mount
Kamera - Belichtungsverfahren	Rolling Shutter

Funktionen

Schnittstellen	USB 3.0
Unterstützte Betriebssysteme	Win XP
	Win Vista
	Win 7
	Win 8
	Win 10
	Linux
	OSx /Mac OS X)
Kamera - Verwendete Software	Win 11
	extern (OXM 902)

Energieversorgung

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	5 V, 435 mA
--------------------------------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×150×100 mm
Nettogewicht	0,46 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,65 kg
Versandgewicht	0,6245 kg

Piktogramme

STANDARD

