





Überblick über alle
durchgeführten Tests



WinspiroPRO®

Komplette und leistungsstarke Version für Spezialisten
und die häusliche Pflege
Bietet unterschiedliche Kommunikationsprotokolle
Unterstützt Telemedizinprojekte

WinspiroPRO® ist ein **einzigartiger Software-** Standard für MIR-Produkte.

Erweiterte Merkmale für Oxymetrie-Management
einschließlich nächtlicher Entsättigungsanalyse
und Körperposition während des Schlags und
6-Minuten-Gehtest.

Grafiken und Tabellen aller Patiententests
auf einer einzigen Seite.

Bronchodilatator-Reversibilitätstest und
Methacholintest mit **FEV1-Reaktionskurve** - ein-
schließlich des neuen Protokolls für Mannitol - mit
nur einem Klick.

Patientenüberblick für ausgewählte Parameter aus
der gesamten Datenbank.

“Google-ähnliche” Suchmaschine für
unmittelbaren Datenzugriff.

Kinderarzt-System gestattet Bildauswahl und
kundenspezifische Auslegung, um maximale Patien-
ten-Compliance zu erzielen
(exklusives MIR-Patent).

WinspiroPRO® ist mit Windows XP, VISTA, 7 und 8
kompatibel. Die USB-Treiber sind
von Microsoft zertifiziert.

WinspiroPRO NET®

Die Netzwerk-Version von WinspiroPRO®

Zur traditionellen Funktion der Einzelbenutzerversion
kommt die Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung
**einer einzigartigen Datenbank verschiedener Nutzer
eines Netzwerks.**

Testergebnisse, Patienten- und
Untersuchungsinformationen stehen auf allen
Arbeitsstationen in Echtzeit zur Verfügung und können
gemeinsam genutzt werden.



Leistungsfähiges Werkzeug für direkte Integration in elektronische Patientenakten in Krankenhaus-umgebungen.

SpiroConnect

Für die direkte Integration in elektronische Patientenakten.

Die innovativste und einfachste Lösung **zur Integration von Spirometrie und Oxymetrie in elektronische Patientenakten** oder in das Managementprogramm einer Arztpraxis.

Ein Datenbanksystem für elektronische Patientenakten (Master).

Spirometrietest wird von SpiroConnect ausgeführt (Slave).

Standard-Kommunikationssystem (HL7 oder Datenaustauschprotokoll).

Durch die Verwendung von SpiroConnect ist es nicht mehr notwendig das gleiche Krankenblatt zweimal für zwei unterschiedliche Systeme zu verfassen.

Auf Wunsch detaillierte Dokumentation und Online-Support für Integratoren.

Einfach Applikationen mit essentiellen Funktionen für Grundversorgung und Arbeitsmedizin

Winspiro Light®

Für essentielle Spirometrie

Winspiro Light® ist eine grundlegende und effiziente PC-Software, die mit Minispir Light® für vereinfachte Spirometrie geliefert wird. Die Software hat eine **einfache und intuitive Schnittstelle** mit einer Hauptansicht für alle Funktionen, die über einfache Bedienungen zur Verfügung stehen.

Winspiro Express®

PDF-Spirometriebericht-Generator

Sobald ein Spirometrie-Test erfolgt ist, können die Ergebnisse per USB zum Ausdrucken und Speichern auf den PC übertragen werden. **Lieferung mit Spirobank USB.**
