




Neue Generation Wireless Pocket-Ultraschall

Q7



WUHAN YOUKEY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.



Größe: 15×4 ×2.5 cm

**Ultraleicht, nur 160g,
passgenau für die Hand ,
Comfort für Handheld.**

Ultraportables Ultraschallgerät

- **WLAN - Verbindung (WiFi-Direkt), USB - Verbindung**
- **Für Android-, iOS- und Windows-Betriebssysteme.**



Sobald der Computer oder mobile Bildschirme wie Handy oder iPad und die Ultraschallsonde kabellos oder über USB verbunden sind, verwandelt sich Ihr Computer, Handy oder iPad direkt in ein komplettes Ultraschallgerät. (Unterstützt iOS, Android und Windows).




**Die eingebaute Lithiumbatterie
unterstützt die Arbeit über 4 Std.**






**Lange Standby-Zeit,
sehr geringer Stromverbrauch < 3 W.**

Ein Convexkopf für Abdomen und Herz.



Patenttechnologien von Youkey: Multi-Sondenköpfe für die Anforderungen verschiedener klinischer Anwendungen



Eine Basiseinheit handhabt verschiedene Körperorgane durch einfaches wechseln des Sondenkopfes. Sie müssen keine weitere Sondeneinheit für verschiedene Köpfe kaufen. Dadurch werden Ihre Kosten erheblich gesenkt.

Sondenkopf Spezifikationen



Sondenbild	Sondentype	Modell	Frequenz (MHz)	Frequenz Bereich (MHz)	Radius der Krümmung	Anwendungen
	Convex	C5-2Fs	3.3	2-5	R50	Notfall Cardio, Abdomen, OB/ GYN, Urologie, Lunge
	Convex	C5-2Ks	3.5	2.5-5	R60	Abdomen, OB/GYN, Urologie, Lunge
	Linear	L11-4Ks	7.5	6-11	L40	Vascular, Small Parts, Brust, MSK, Nerven, Orthopädie, Anästhesie
	Linear	L11-4Gs	8.0	6-11	L25	Nerven, Anästhesie, Vascular, Small Parts, Brust, MSK, Orthopädie
	Micro-convex	C8-5Ks	6.5	5-8	R15	Neonatal Abdominal, Small Parts, Neonatal Cardio, Kleintiere
	Endokavitär	E10-4Ks	6.5	5-8.5	R10	OB/GYN, Urologie, IVF, Pelvic

Mode



Software Innovation



Einfache Bedienung

- Intuitive, übersichtliche Oberfläche; auch für den Ultraschallanfänger leicht zu erlernen,
- Touchscreen-Bedienung, Schaltfläche anklicken für Parametereinstellung



Waterproof IPX4



**Einfache
Reinigung
und
Desinfektion**



**High quality
Image**



**Multi probe
head support**



**Multi connect
way**



**Multi Operate
system support**



**Longtime
Scanning time**

Einsatzbereiche



- Notfall-Medizin
- Point of Care
- Anästhesie Interventionell
- Grundversorgung



Einsatzbereiche



Anesthesia



Clinical Research



EMS



Emergency Medicine



Interventional



Med School



OB/GYN



Sports Medicine



Pain Management



Primary Care




Urology





Veterinary









Wellness





Klinische Bilder





Über uns



Das 2015 gegründete Unternehmen Wuhan Youkey Bio-Medical Electronics Co., Ltd. konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und Bereitstellung von kabellosen Ultraschallgeräten (die auch mit Kabeln verwendet werden können) mit der weltweit führenden Technologie für medizinisches Fachpersonal.

Youkey ist fest entschlossen, ungeahnte Bedürfnisse im Bereich des klinischen Ultraschalls zu befriedigen, und bemüht sich kontinuierlich darum, medizinischen Fachkräften bahnbrechende und effektive Lösungen zu bieten.

Mit unserem erfahrenen Team aus Forschern, Ingenieuren und Führungskräften sowie vielen durch Patente geschützten Schlüsseltechnologien sind wir sehr gut positioniert, um eines der weltweit führenden Unternehmen auf unserem Gebiet zu sein.



Kontakt Europa:

Youkey Germany GmbH

Linsellestr. 127
47877 Willich Germany

+49 2154 5029332
info@youkey.eu
www.youkey.eu



WUHAN YOUKEY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.