

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 2008311 // BIG BLUE WAVE

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Material:           | Nitril, blau                      |
| Beschichtung:       | -                                 |
| Grösse(n):          | S-XL                              |
| Verpackungseinheit: | 2000 Stück (10 Boxen à 200 Stück) |
| Zertifizierung:     | EN ISO 374                        |



ISO 374-1:2016/Typ B    ISO 374-5:2016



### Beschreibung

NITRAS BIG BLUE WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, medizinische Untersuchungshandschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, 10 Boxen à 200 Stück

|                        | Material | Farbe |
|------------------------|----------|-------|
| Handinnenfläche        | Nitril   | Blau  |
| Zeigefinger und Daumen | Nitril   | Blau  |
| Handrücken             | Nitril   | Blau  |
| Fingerspitzen          | Nitril   | Blau  |
| Stulpe / Strickbund    | Nitril   | Blau  |

| Materialstärke (ca.) | mm          |
|----------------------|-------------|
| Finger               | 0,10 ± 0,02 |
| Innenhand            | 0,08 ± 0,02 |
| Stulpe               | 0,07 ± 0,02 |

**Kreissparkasse Köln**  
IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64  
BIC: COKSDE33XXX

**Sparkasse Köln/Bonn**  
IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90  
BIC: COLSDE33XXX

**HypoVereinsbank**  
IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39  
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter [www.nitras.de](http://www.nitras.de) oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at [www.nitras.de](http://www.nitras.de) or on request).

|                                                                                            |                         |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| <b>EN 420:2003 + A1:2009</b>                                                               |                         |                 |              |
|                                                                                            | Prüfparameter           | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                            | Fingerfertigkeit        | 1-5             | 5            |
| <b>ISO 374-1:2016/Typ B</b>                                                                |                         |                 |              |
| <br>JKT   | Prüfparameter           | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                            | n-Heptan (J)            | 1-6             | 2            |
|                                                                                            | Natriumhydroxid 40% (K) | 1-6             | 6            |
|                                                                                            | Formaldehyd 37% (T)     | 1-6             | 4            |
| <b>ISO 374-5:2016</b>                                                                      |                         |                 |              |
| <br>VIRUS | Prüfparameter           | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                            | Luft-Leck-Prüfung       | -               | Bestanden    |
|                                                                                            | Wasser-Leck-Prüfung     | -               | Bestanden    |

| Abmessungen            | Größe       | Werte    |
|------------------------|-------------|----------|
| Länge (mm)             | alle Größen | min. 240 |
| Breite Handfläche (mm) | S           | 85 ± 5   |
|                        | M           | 95 ± 5   |
|                        | L           | 105 ± 5  |
|                        | XL          | 115 ± 5  |

| Materialeigenschaften | Standard vor dem Altern       | Standard nach dem Altern      |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Reißdehnung (%)       | min. 600 (Richtwert: min.400) | min. 500 (Richtwert: min.400) |
| Reißfestigkeit (MPa)  | min. 18 (Richtwert: min.14)   | min. 20 (Richtwert: min.14)   |

## Aufbewahrung

Die Produkte müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in kühlen, trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen während eines Zeitraumes können eine Änderung der Eigenschaften zur Folge haben.

## Haltbarkeit

Siehe Umverpackung

**Kreissparkasse Köln**

IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64  
BIC: COKSDE33XXX

**Sparkasse Köln/Bonn**

IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90  
BIC: COLSDE33XXX

**HypoVereinsbank**

IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39  
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter [www.nitras.de](http://www.nitras.de) oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at [www.nitras.de](http://www.nitras.de) or on request).