



Passion in Health.

Produktsortiment



# Qualität – Partnerschaft – Wirtschaftlichkeit

Die Grundversorgung unserer Gesundheitssysteme ist ein wichtiger Pfeiler für die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft. Wir als Hersteller und Systemlieferant von medizinischem Verbrauchsmaterial sehen uns als Partner und Dienstleister für die Grundversorgung aller medizinischen Einrichtungen. Qualität, Innovation und nutzenstiftende Versorgungsmöglichkeiten sind unsere tägliche Motivation einen kleinen und doch wesentlichen Beitrag für eine moderne und zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung zu leisten. Die Mitarbeiter der Meditrade GmbH stehen zu dieser Kernessenz und erfüllen mit Kompetenz und Professionalität diese anspruchsvollen Aufgaben für einen höheren Gesundheitsstandard.

Ihr Meditrade-Team





## Meditrade – Passion in Health.

Die Firma Meditrade ist als Hersteller der höchsten Qualität bei Risikoschutzprodukten seit Jahrzehnten im Markt erfolgreich vertreten. Mit dem Kauf des 90-jährigen Traditionsunternehmens Karl Beese im Jahre 2010 wurde die Expansion

in Richtung hochwertiger Verbandstoffe und Inkontinenzprodukte erweitert. Wir bauen auf unser Expertenwissen und entwickeln ständig neue Produkte um immer die beste fachliche Lösung mit der maximalen Wirtschaftlichkeit anbieten zu können.





## Unser Produktsortiment

- ➡ Handschuhe
- ➡ Schutzbekleidung
- ➡ Wundversorgung
- ➡ Sets und OP-Bedarf
- ➡ Inkontinenz
- ➡ Desinfektion und Pflege
- ➡ Hygiene, Reinigung und Reiniger
- ➡ Stations- und Patientenbedarf

## Ihr Anspruch – Unsere Motivation



Um die gesteigerten systempartnerschaftlichen Ansprüche mit Prozessabläufen bedienen zu können, arbeiten wir mit zwei Logistikzentren. Süd (Kiefersfelden) und

Nord (Neuenkirchen / Hamburg). Modernste Logistikabläufe werden stetig auf neueste Kundenanforderungen adaptiert.

## Unsere Standorte

### Logistikzentrum Nord:

Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen



### Verwaltung / Logistik:

Medipark 1  
83088 Kiefersfelden

## Unsere Kernkompetenzen



### Gute Beratung – wichtiger denn je

Wir als Meditrade verstehen uns als Hersteller und Systempartner für die Vollversorgung von Kliniken und kliniknahen Einrichtungen mit Medizinprodukten und deren Dienstleistungen.

## Handschuhe

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>Latexuntersuchungshandschuhe</b>    |         |
| Reference™                             | 9       |
| Gentle Skin® sensitive                 | 9       |
| Gentle Skin® classic (x-long)          | 10      |
| Gentle Skin® grip                      | 11      |
| Gentle Skin® compact +                 | 11      |
| Gentle Tec®                            | 12      |
| Gentle Skin® HiRisk                    | 13      |
| Gentle Skin® Aloecare™                 | 14      |
| Gentle Skin® black                     | 15      |
| <b>Nitriluntersuchungshandschuhe</b>   |         |
| Nitril® 3000                           | 16      |
| Nitril® NextGen®                       | 16      |
| Nitril® Sensory®                       | 17      |
| Nitril® BestGen®                       | 18      |
| Nitril® 3000 x-long blue               | 19      |
| Nitril® black                          | 20      |
| Nitril® magenta                        | 21      |
| Nitril® LIOX                           | 22 / 23 |
| <b>Vinyluntersuchungshandschuhe</b>    |         |
| Vinyl 2000                             | 24      |
| Vinyl 2000 Stretch PF                  | 25      |
| <b>Baumwoll- und Hygienehandschuhe</b> |         |
| Zwirnhandschuhe                        | 26      |
| Froggy™                                | 27      |
| <b>Fingerlinge</b>                     |         |
| Latex-Fingerlinge                      | 28      |
| <b>Haushaltshandschuhe</b>             |         |
| MyClean® easy touch                    | 29      |
| <b>sterile Untersuchungshandschuhe</b> |         |
| Copolymed®                             | 30      |
| Gentle Skin® steril                    | 31      |
| Nitril® steril                         | 32      |
| <b>OP-Handschuhe</b>                   |         |
| Reference™ OP                          | 35      |
| Gentle Skin® Premium OP™               | 36      |
| Gentle Skin® Smooth OP                 | 37      |
| Gentle Skin® Micro OP®                 | 38      |
| Maxitex® UG                            | 39      |
| Gentle Skin® Securitex® OP             | 40      |
| Gentle Skin® Isopretex® OP             | 41      |
| Neopretex® OP                          | 42      |
| Finessis® Aegis®                       | 45      |
| Finessis® Zero®                        | 46      |
| Finessis® Corium®                      | 47      |

## Schutzbekleidung

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>Masken</b>                     |         |
| Suavel® Protec Plus               | 50 / 51 |
| Suavel® Protec                    | 51      |
| Suavel® Comfort Plus              | 52      |
| Suavel® Comfort                   | 52      |
| Suavel® Antifog                   | 53      |
| Suavel® Antifluid                 | 53      |
| Suavel® Sensima                   | 54      |
| <b>Hauben</b>                     |         |
| Suavel® Apollo                    | 55      |
| Suavel® Astrid                    | 55      |
| <b>Mäntel / Kittel / Schürzen</b> |         |
| BeeSana® PP-Schutzmantel          | 56      |
| BeeSana® PP-Kittel                | 56      |
| BeeSana® PP/PE-Kittel             | 57      |
| BeeSana® SMS-Kittel               | 57 / 58 |
| Suavel® Yeti                      | 58      |
| PE-Einmalschürze                  | 59      |
| Suavel® OP PRO Standard / Expert  | 60 / 61 |

## Wundversorgung

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Mull &amp; Mullzuschnitte</b>              |           |
| BeeSana® Mullzuschnitt                        | 64        |
| BeeSana® Verbandmull                          | 64        |
| <b>Kompressen</b>                             |           |
| BeeSana® Mullkomresse                         | 65 - 67   |
| BeeSana® Mullschlitzkomresse                  | 68        |
| BeeSana® Vlieskomresse                        | 69        |
| BeeSana® Vlieschlitzkomresse                  | 70        |
| ABE® drainal                                  | 71        |
| ABE® tracheal                                 | 71        |
| BeeSana® Saugkomresse                         | 72        |
| BeeSana® Augenkomresse                        | 73        |
| ABE® Nasenverband                             | 74        |
| <b>Tupfer &amp; Tamponaden</b>                |           |
| BeeSana® Mulltupfer                           | 75        |
| BeeSana® Spitztupfer                          | 76        |
| ABE® Tamponadebinde                           | 76        |
| BeeSana® Zellstofftupfer                      | 77        |
| Alkoholtupfer                                 | 77        |
| <b>Behandlungspflege &amp; Zubehör</b>        |           |
| Wattestäbchen                                 | 78        |
| Lemon Glycerine Stick                         | 78        |
| Holzmundspatel                                | 79        |
| <b>Wundpflaster &amp; -verbände</b>           |           |
| ABE® Injektionspflaster                       | 80        |
| ABE® light                                    | 80        |
| ABE® Wundschnellverband                       | 81        |
| ABE® derm                                     | 82        |
| ABE® derm plus                                | 82        |
| <b>Fixierpflaster &amp; -vliese</b>           |           |
| ABE® Kanülenfixierung I.V.                    | 83        |
| ABE® Fixiervlies                              | 83        |
| ABE® silk                                     | 84        |
| <b>Fixierverbände &amp; -binden</b>           |           |
| BeeSana® SafeCut                              | 85        |
| ABE® Mullbinde                                | 86        |
| ABE® Last                                     | 87        |
| ABE® Last krepp                               | 88        |
| ABE® fix color                                | 89        |
| ABE® Last haft                                | 90        |
| <b>Kompressionsbinden &amp; Stützverbände</b> |           |
| ABE® Ideal 100                                | 91        |
| ABE® universal                                | 92        |
| ABE® lastic                                   | 93        |
| ABE® Polsterbinde                             | 94        |
| ABE® extra                                    | 95        |
| ABE® extra haft                               | 96        |
| ABE® Ven                                      | 97        |
| Verbandklammern                               | 97        |
| ABE® Trikotschlauchverband                    | 98        |
| ABE® Netzschlauchverband                      | 99        |
| ABE® Gilchristverband                         | 100       |
| ABE® Leibbandage                              | 101       |
| ABE® Herzkatheterdruckverband                 | 102       |
| ABE® Arm- und Beinmanschette                  | 102       |
| ABE® Druckverbandrolle                        | 103       |
| Hodenrolle                                    | 103       |
| <b>Wundversorgung RK</b>                      |           |
| BeeSana® Bauchtuch RK                         | 104 / 105 |
| BeeSana® Mullkomresse RK                      | 106 / 107 |
| BeeSana® Mulltupfer RK                        | 108       |
| BeeSana® Präpariertupfer RK                   | 109       |
| BeeSana® Spitztupfer RK                       | 110       |
| BeeSana® Fadentupfer RK                       | 111       |
| ABE® Tamponadebinde RK                        | 111       |

## Standardisierte Set-Lösungen

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| BeeSana® Stationskatheterset | 114 |
| BeeSana® PEG-Verbandset      | 115 |
| BeeSana® Verbandwechselset   | 116 |
| BeeSana® Fadenziehset        | 116 |
| BeeSana® Stationsschutzset   | 117 |

## Inkontinenzprodukte

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>Inkontinenzslips</b>      |     |
| Superslip®                   | 120 |
| Superslip® Air Comfort       | 121 |
| Medi-Pants                   | 121 |
| <b>Inkontinenzeinlagen</b>   |     |
| Liberty Light                | 122 |
| <b>Inkontinenzvorlagen</b>   |     |
| Superform®                   | 122 |
| Superform® Air               | 123 |
| BeeSana® Saugkissen          | 123 |
| BeeSana® Saugvorlage         | 124 |
| BeeSana® Rechteckvorlage     | 124 |
| BeeSana® Herrenvorlage       | 125 |
| BeeSana® Damenvorlage        | 125 |
| <b>Fixierhöschen</b>         |     |
| Light Fixierhöschen          | 126 |
| Panty Fixierhöschen          | 127 |
| <b>Inkontinenzunterlagen</b> |     |
| Lagenkrankenunterlage        | 128 |
| BeeSana® Comflock Super      | 129 |
| <b>Stilleinlagen</b>         | 130 |

## Desinfektion / Pflege

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Desinfektion</b>                              |           |
| Alcoman®                                         | 134       |
| Alcoman® +                                       | 135       |
| Ethasept®                                        | 136       |
| Alcoman® Gel                                     | 137       |
| Alcoderm®                                        | 138       |
| Medizid® Rapid+                                  | 139       |
| Medizid® Rapid+ / Rapid+ XXL Desinfektionstücher | 140       |
| Medizid® Rapid QF Flowpack                       | 141       |
| Medizid® Rapid Optima                            | 142       |
| Medizid® AF+                                     | 143       |
| Medizid® Alpha+                                  | 144       |
| Medizid® Alpha+ XXL Desinfektionstücher          | 145       |
| Medizid® Alpha+ Flowpack                         | 146       |
| Instrusol® AF+                                   | 148 / 149 |
| <b>Pflege</b>                                    |           |
| Gentle Med® Waschlotion                          | 151       |
| Gentle Med® Hautpflegelotion (O/W)               | 152       |
| Gentle Med® Cremelotion (W/O)                    | 152       |
| Gentle Med® Aktivgel                             | 153       |
| Gentle Med® Ölbad                                | 153       |
| Gentle Med® Pflegeschaum                         | 154       |
| Gentle Med® Feuchtpflegetücher                   | 154       |
| <b>Applikationshilfen</b>                        |           |
| Dosierpumpen / -aufsätze                         | 155       |
| (Schaum)sprühköpfe                               | 155       |
| Kanisterhahn / Kanisterschlüssel                 | 155       |
| Dosierflasche / Messbecher                       | 155       |
| Desinfektionsmittelspender                       | 156 / 157 |

## Hygiene / Reinigung / Reiniger

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| beopur WC-Frisch                                        | 160       |
| MEDlZid Sanitärreiniger                                 | 161       |
| Hygiene im Sanitärbereich                               | 162 / 163 |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Patientenzimmer | 164 - 167 |
| Reinigungsprodukte für Gewerbeküchen                    | 168 - 173 |

## Stations- &amp; Patientenbedarf

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| <b>Patienten- &amp; Personalhygiene</b> |     |
| BagBath® Haircare                       | 178 |
| BagBath®                                | 178 |
| BeeSana® Waschhandschuh                 | 180 |
| Schutzserviette                         | 180 |
| Schutzlätzchen                          | 181 |
| BeeSana® Einwegslip                     | 181 |
| Antirutschsocke universal               | 182 |
| OP-Socke                                | 182 |
| PE-Überziehschuhe                       | 183 |
| Zellstoffwatteblättchen                 | 183 |
| Lagenzellstoff                          | 183 |
| Rollicel® / Ärztekrepp                  | 184 |
| Schutzlaken                             | 184 |
| Schutzaufgabe                           | 185 |
| Mehrzwecktücher                         | 185 |
| Bettenabdeckhauben                      | 185 |
| Universaltuch                           | 186 |
| Wischtücher                             | 186 |
| Kosmetiktücher                          | 187 |
| V-Falz-Papierhandtücher                 | 187 |
| Spuckbeutel (BaSick Bag)                | 188 |
| Nierenschale                            | 188 |
| Einweghaarkamm                          | 188 |
| Einwegrasierer                          | 189 |
| Urinflasche                             | 189 |
| Urinflaschenhalter                      | 189 |
| <b>Diagnostik &amp; Zubehör</b>         |     |
| Schwesternstethoskop                    | 190 |
| Venenstauer                             | 190 |
| Dosicair®                               | 191 |
| Urinbecher                              | 191 |
| Ultraschallgel                          | 191 |
| <b>Stationsbedarf &amp; Sonstiges</b>   |     |
| Kalt-Warm-Komresse                      | 192 |
| Vlieshülle für Kompressen               | 192 |
| Rettungsdecke                           | 193 |
| Medizinbecher                           | 193 |
| Medikamentendispenser                   | 194 |
| Medi-Box                                | 194 |
| Wandhalter                              | 195 |
| Müllsäcke                               | 196 |
| Küchenrolle                             | 197 |
| Toilettenpapier                         | 197 |

Handschuhe

Schutzbekleidung

Wundversorgung

Set-Lösungen

Inkontinenz

Desinfektion / Pflege

Hygiene /  
Reinigung / ReinigerStations- und  
Patientenbedarf





## Von Handschuhen verstehen wir eine ganze Menge

Wir als Meditrade verstehen es bei der Herstellung von Untersuchungs- und OP-Handschuhen als Priorität, dem Anwender Handschuhe anzubieten, die mechanische Belastbarkeit mit einer guten Tastsensibilität vereinen. Die oberste Prämisse ist jedoch der Schutz des Anwenders und des Patienten nach den regulatorischen Anforderungen. Wir investieren viel in das Knowhow der Produktentwicklung und in unsere Produktionsstandorte. Verschiedenste Modelle von Latexhandschuhen aus reinem Naturkautschuk oder Nitrilhandschuhen aus Nitril-Butadien-Kautschuk werden von sehr wirtschaftlichen Vinylhandschuhen und anderen Alternativmaterialien ergänzt, um immer das richtige Produkt für den Anwender anbieten zu können.

# Reference™

## Unser gepudelter Untersuchungshandschuh aus Latex

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe natur aus Latex gem. DIN EN 455
- leicht gepudert
- mikrogeraut für sensibles Tastempfinden
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



### unsteril

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|------------------|----------|
| XS    | 1121XS | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06177515 |
| S     | 1121S  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06177521 |
| M     | 1121M  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06177538 |
| L     | 1121L  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06177544 |
| XL    | 1121XL | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02243899 |

### Anwendung

In allen Bereichen, in denen der Anwender einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt ist. Geeignet für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten. Geeignet für den Einsatz im industriellen Bereich.

# Gentle Skin® sensitive

## Unser beliebtester Untersuchungshandschuh aus Latex

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe natur aus Latex gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- hautfreundlich: puderfrei, proteinarm
- angenehmes Trageverhalten
- mikrogeraut für sensibles Tastempfinden
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



### unsteril

| Größe | REF      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|----------|----------------|------------------|----------|
| XS    | 1221RXST | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02243563 |
| S     | 1221RST  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02243586 |
| M     | 1221RMT  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02243592 |
| L     | 1221RLT  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02243600 |
| XL    | 1221RXLT | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02243617 |

### Anwendung

In allen Bereichen, in denen der Anwender einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt ist. Geeignet für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten. Geeignet für den Einsatz im Pflegebereich, in Laboren, in der Pharmaindustrie, in der Reinigung und im industriellen Bereich.

# Gentle Skin® classic / classic x-long

Unser starker Untersuchungshandschuh aus Latex

## Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe natur aus Latex gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- hohe Wandstärke durch 20 % mehr Latex als bei herkömmlichen Latexhandschuhen
- hautfreundlich: puderfrei, proteinarm
- angenehmes Trageverhalten
- mikrogeraut für sensibles Tastempfinden
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- classic x-long: mit extralangem Schaft (mind. 29 cm)



## Anwendung

In allen Bereichen, in denen der Anwender einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt ist. Auch für alle Notfallsituationen, Rettungsdienste und Intensivpflege. Geeignet für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten. Einsetzbar im Pflegebereich, in Laboren, in der Pharmaindustrie, in der Reinigung und im industriellen Bereich.

### Gentle Skin® classic, unsteril

| Größe | REF     | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|-------|---------|----------------|----------------|----------|
| XS    | 1221RXS | 100 Stück      | 10 Packungen   | 02243698 |
| S     | 1221RS  | 100 Stück      | 10 Packungen   | 02243706 |
| M     | 1221RM  | 100 Stück      | 10 Packungen   | 02243729 |
| L     | 1221RL  | 100 Stück      | 10 Packungen   | 02243735 |
| XL    | 1221RXL | 100 Stück      | 10 Packungen   | 02243801 |

### Gentle Skin® classic x-long, unsteril

|   |       |           |              |          |
|---|-------|-----------|--------------|----------|
| S | 1223S | 100 Stück | 10 Packungen | 11349906 |
| M | 1223M | 100 Stück | 10 Packungen | 11349935 |
| L | 1223L | 100 Stück | 10 Packungen | 11349958 |



# Gentle Skin® grip

Unser griffigster Latexhandschuh

## Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe natur aus Latex gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- gute Griffsicherheit
- hautfreundlich: puderfrei, proteinarm
- angenehmes Trageverhalten
- mikrogeraut für sensibles Tastempfinden
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



## unsteril

| Größe | REF         | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|-------------|----------------|------------------|----------|
| XS    | 1221GRIP-XS | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02470253 |
| S     | 1221GRIP-S  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02470282 |
| M     | 1221GRIP-M  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02470299 |
| L     | 1221GRIP-L  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02470307 |
| XL    | 1221GRIP-XL | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02470313 |

## Anwendung

Geeignet für die Dentalchirurgie und wegen seiner Griffigkeit ermöglicht er einen sicheren Umgang mit Instrumenten und Maschinen.

# Gentle Skin® compact +

Unser Latexhandschuh für die bessere Hygiene

## Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe natur aus Latex gem. DIN EN 455
- beliebter Einmalhandschuh im Industriebereich
- rutschfest für sicheren Halt
- hautfreundlich: puderfrei
- mikrogeraut für sensibles Tastempfinden
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



## unsteril

| Größe | REF     | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|---------|----------------|------------------|----------|
| XS    | 1221XSI | 100 Stück      | 10 Packungen     | 05522453 |
| S     | 1221SI  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 05522447 |
| M     | 1221MI  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 05522430 |
| L     | 1221LI  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 05522424 |
| XL    | 1221XLI | 100 Stück      | 10 Packungen     | 05521198 |

## Anwendung

Einsetzbar im Industriebereich und in der Lebensmittelverarbeitung.  
Ideal geeignet für Haushalt und Reinigung.

# Gentle Tec®

## Unser langer Latexhandschuh im Polybeutel

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe natur aus Latex gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- mit langem Schaft (mind. 29 cm)
- hohe Wandstärke durch 20% mehr Latex als bei herkömmlichen Latexhandschuhen
- verpackt im praktischen Spenderbeutel für zusätzlichen Schutz gegen Verschmutzungen
- hautfreundlich: puderfrei, proteinarm
- angenehmes Trageverhalten
- mikrogeraut für sensibles Tastempfinden
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend



### Anwendung

In allen Bereichen, in denen der Anwender einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt ist. Auch für alle Notfallsituationen, Rettungsdienste und Intensivpflege. Geeignet für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten. Einsetzbar im Pflegebereich, in Laboren, in der Pharmaindustrie, in der Reinigung und im industriellen Bereich.

### unsteril

| Größe | REF   | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|-------|----------------|------------------|----------|
| S     | 1229S | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06966643 |
| M     | 1229M | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06966666 |
| L     | 1229L | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06966672 |

# Gentle Skin® HiRisk

Unser robuster Einmalhandschuh aus Latex

## Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe blau aus Latex gem. DIN EN 455
- hohe Wandstärke für intensiven Schutz
- hautfreundlich: puderfrei, proteinarm
- angenehmes Trageverhalten
- mikrogeraut für sensibles Tastempfinden
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend



## Anwendung

Bietet durch die hohe Materialqualität Schutz bei stark beanspruchenden Tätigkeiten, die einen dickeren und längeren Handschuh erfordern. Geeignet für Arbeiten in Laboren. Schutz für Zytostatikazubereitung und beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Geeignet für Reinigungsarbeiten, unter anderem auch zum Spülen, Waschen und für die Tierpflege.

## unsteril

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|----------------|----------|
| S     | 1228S  | 50 Stück       | 10 Packungen   | 11362924 |
| M     | 1228M  | 50 Stück       | 10 Packungen   | 11362930 |
| L     | 1228L  | 50 Stück       | 10 Packungen   | 11362947 |
| XL    | 1228XL | 50 Stück       | 10 Packungen   | 11362953 |

# Gentle Skin® Aloecare™

## Unser Latexhandschuh mit Aloe-Vera-Beschichtung

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe grün aus Latex gem. DIN EN 455
- mit Aloe-Vera-haltiger Innenbeschichtung
- hautfreundlich: puderfrei, proteinarm
- angenehmes Trageverhalten
- mikrogeraut für sensibles Tastempfinden
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend



### Anwendung

Der Latexhandschuh für die Anwendung z.B. in der Kosmetik. Die spezielle Aloe-Vera-Innenbeschichtung bietet Vorteile für den Anwender und dessen beanspruchte Haut.

### Aloe-Vera-Innenbeschichtung

Die spezielle Innenbeschichtung hat Vorteile für den Anwender und die besonders beanspruchte Haut.

### unsteril

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|----------------|----------|
| XS    | 1231XS | 100 Stück      | 10 Packungen   | 05030230 |
| S     | 1231S  | 100 Stück      | 10 Packungen   | 02244516 |
| M     | 1231M  | 100 Stück      | 10 Packungen   | 02244580 |
| L     | 1231L  | 100 Stück      | 10 Packungen   | 02244597 |
| XL    | 1231XL | 100 Stück      | 10 Packungen   | 05030247 |

# Gentle Skin® black

## Unser schwarzer Latexhandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe schwarz aus Latex gem. DIN EN 455
- hautfreundlich: puderfrei, proteinarm
- angenehmes Trageverhalten
- mikrogeraut für sensibles Tastempfinden
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



### Anwendung

Der Latexhandschuh, z.B. für Friseure, Kosmetiker, Piercer und Tätowierer. Einsetzbar im Catering, bei Trendköchen und für die Nahrungsmittelindustrie sowie Reinigung im Allgemeinen.

### unsteril

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|------------------|----------|
| XS    | 1224XS | 100 Stück      | 10 Packungen     | 11352676 |
| S     | 1224S  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 11352682 |
| M     | 1224M  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 11352736 |
| L     | 1224L  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 11352771 |
| XL    | 1224XL | 100 Stück      | 10 Packungen     | 11352802 |

# Nitril® 3000

## Der weiße Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe weiß aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- hautfreundlich: puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut für eine bessere Griffigkeit
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



### unsteril

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|------------------|----------|
| XS    | 1280XS | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06966703 |
| S     | 1280S  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06967967 |
| M     | 1280M  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06968056 |
| L     | 1280L  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06968300 |
| XL    | 1280XL | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06968381 |

### Anwendung

Geeignet für den Umgang mit Reinigungsmitteln und Desinfektion und für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Geeignet für Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).

# Nitril® NextGen®

## Der dehnbare Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe hell-blau aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- hautfreundlich: puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut für eine bessere Griffigkeit
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



### unsteril

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|------------------|----------|
| XS    | 1283XS | 100 Stück      | 10 Packungen     | 09102239 |
| S     | 1283S  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 09102245 |
| M     | 1283M  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 09102251 |
| L     | 1283L  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 09102268 |
| XL    | 1283XL | 100 Stück      | 10 Packungen     | 09102274 |

### Anwendung

Geeignet für den Umgang mit Reinigungsmitteln und Desinfektion und für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Geeignet für Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).



# Nitril<sup>®</sup> Sensory<sup>®</sup>

Unsere tastsensiblen und kompakten Untersuchungshandschuhe aus Nitril zu Ihrem persönlichen Schutz

## Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe blau und weiß aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- hautfreundlich: puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut für eine bessere Griffigkeit
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



## Anwendung

Geeignet für den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Geeignet für Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).

## unsteril

|      | Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------|--------|----------------|------------------|----------|
| Blau | XS    | 2283XS | 200 Stück      | 10 Packungen     | 14310075 |
|      | S     | 2283S  | 200 Stück      | 10 Packungen     | 14272305 |
|      | M     | 2283M  | 200 Stück      | 10 Packungen     | 14272311 |
|      | L     | 2283L  | 200 Stück      | 10 Packungen     | 14272328 |
|      | XL    | 2283XL | 200 Stück      | 10 Packungen     | 14272334 |
| Weiß | XS    | 2280XS | 200 Stück      | 10 Packungen     | 14306783 |
|      | S     | 2280S  | 200 Stück      | 10 Packungen     | 14272268 |
|      | M     | 2280M  | 200 Stück      | 10 Packungen     | 14272274 |
|      | L     | 2280L  | 200 Stück      | 10 Packungen     | 14272280 |
|      | XL    | 2280XL | 200 Stück      | 10 Packungen     | 14272297 |

# Nitril® BestGen®

## Der elastische Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe blau aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- hautfreundlich: puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut für bessere Griffigkeit
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



### Anwendung

Geeignet für den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Geeignet für Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).

### unsteril

| Größe | REF     | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|---------|----------------|------------------|----------|
| XS    | 1286XS  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 10134612 |
| S     | 1286S   | 100 Stück      | 10 Packungen     | 10134641 |
| M     | 1286M   | 100 Stück      | 10 Packungen     | 10129545 |
| L     | 1286L   | 100 Stück      | 10 Packungen     | 10134658 |
| XL    | 1286XL  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 10134670 |
| XXL   | 1286XXL | 100 Stück      | 10 Packungen     | 11349987 |

# Nitril® 3000 x-long blue

## Unser langer Nitrilhandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuhe Farbe blau aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- mit langem Schaft (ca. 29 cm) für besseren Schutz
- hautfreundlich: puder-, protein- und latexfrei
- angenehmes Trageverhalten
- mikrogeraut für eine bessere Griffbarkeit
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



### Anwendung

Durch seinen langen Schaft bietet dieser Handschuh beim Umgang mit Flüssigkeiten nicht nur (Spritz)schutz für die Hände, sondern auch für Teile des Unterarms. Daher eignet er sich für den Umgang mit Chemikalien, Zytostatika, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Auch findet er Anwendung im Labor, der Pharmaindustrie und im Catering. Auch für Latexallergiker mit diagnostizierter Typ-I-Allergie.

### unsteril

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|------------------|----------|
| S     | 1282S  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 00420825 |
| M     | 1282M  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 00420802 |
| L     | 1282L  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 00400857 |
| XL    | 1282XL | 100 Stück      | 10 Packungen     | 00400834 |

# Nitril® black

## Unser schwarzer Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe schwarz aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- hautfreundlich: puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut für eine bessere Griffigkeit
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



### Anwendung

Geeignet für den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Geeignet für Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).

### unsteril

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|-----------------|----------|
| S     | 1284S  | 100 Stück      | 10 Packungen    | 12614730 |
| M     | 1284M  | 100 Stück      | 10 Packungen    | 12614747 |
| L     | 1284L  | 100 Stück      | 10 Packungen    | 12614753 |
| XL    | 1284XL | 100 Stück      | 10 Packungen    | 12614782 |

# Nitril® Magenta

Unser pinker Nitrilhandschuh mit Silk-Sericin-Beschichtung

## Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe pink aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- hautfreundlich: puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut für eine bessere Griffigkeit
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



## Anwendung

Beliebt für Kosmetikbereiche. Geeignet für den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, für Anwendungen im Labor, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Die Silk-Sericin-Innenbeschichtung befeuchtet trockene und empfindliche Haut.

## unsteril

| Größe | REF   | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|-------|-------|----------------|----------------|----------|
| S     | 1287S | 100 Stück      | 10 Packungen   | 11584731 |
| M     | 1287M | 100 Stück      | 10 Packungen   | 11584694 |
| L     | 1287L | 100 Stück      | 10 Packungen   | 11584783 |





# Nitril LIOX®

## Unser erster antimikrobieller Untersuchungshandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe blauviolett aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- hautfreundlich: puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut für eine bessere Griffbarkeit
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln



### Anwendung

Universell einsetzbarer Untersuchungs- und Schutzhandschuh für die Anwendung in allen Bereichen, bei denen der Anwender eine Kontaminationsgefahr ausgesetzt ist. Geeignet für alle Notfallsituationen, Rettungsdienste und Intensivpflege. Geeignet für hochinfektiöse Situationen in den Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten.

### Vorteile:

- Schutz gegen eine Vielzahl von Krankenhausinfektionen
- Tötet bis zu 99,999 % an ausgewählten Mikroorganismen
- Hautverträglichkeit durch Tests bestätigt

### Wirkweise

Ein aktiver Farbstoff, der auf der Außenseite in das Handschuhmaterial eingearbeitet ist, wandelt herkömmlichen Sauerstoff in sogenannten Singulett-Sauerstoff  $^1\text{O}_2$  um, sobald das Handschuhmaterial mit Licht und Sauerstoff in Verbindung kommt. Der reaktive Singulett-Sauerstoff greift die Zellmembran von grampositiven Bakterien (u.a. MRSA, VRE, etc.) an, was in weiterer Folge zu einem Absterben der betroffenen Mikroorganismen führt. Allgemein wird Singulett-Sauerstoff in der Medizin bereits verwendet.



| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|-----------------|----------|
| XS    | 2284XS | 200 Stück      | 10 Packungen    | 15377756 |
| S     | 2284S  | 200 Stück      | 10 Packungen    | 15377762 |
| M     | 2284M  | 200 Stück      | 10 Packungen    | 15377779 |
| L     | 2284L  | 200 Stück      | 10 Packungen    | 15377785 |
| XL    | 2284XL | 180 Stück      | 10 Packungen    | 15377816 |

# Vinyl 2000

## Unser Einmaluntersuchungshandschuh aus Vinyl

### Charakteristik

- latexfreier Untersuchungshandschuh gem. DIN EN 455
- gute Tastsensibilität durch glatte und leichte Beschaffenheit
- mit Rollrand
- beidhändig passend
- als Latexersatz eignet sich Vinyl für Anwender und Patienten mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I)



### Anwendung

Geeignet für die tägliche Patientenpflege in Altenheimen und Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, im Pflegebereich allgemein und für den Umgang mit nicht fetthaltigen Lebensmitteln. Auch für den Einsatz in industriellen Betrieben geeignet. Aufgrund seiner Funktionalität und ökonomischen Vorteile dort einsetzbar, wo der Verbrauch an Einmalhandschuhen sehr hoch ist.

### gepudert, unsteril

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|------------------|----------|
| XS    | 1151XS | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02244002 |
| S     | 1151S  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06177691 |
| M     | 1151M  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06177716 |
| L     | 1151L  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06177722 |
| XL    | 1151XL | 100 Stück      | 10 Packungen     | 06177739 |

### puderfrei, unsteril

|    |        |           |              |          |
|----|--------|-----------|--------------|----------|
| XS | 1251XS | 100 Stück | 10 Packungen | 02243907 |
| S  | 1251S  | 100 Stück | 10 Packungen | 02243913 |
| M  | 1251M  | 100 Stück | 10 Packungen | 02243936 |
| L  | 1251L  | 100 Stück | 10 Packungen | 02243942 |
| XL | 1251XL | 100 Stück | 10 Packungen | 02243994 |

# Vinyl 2000 Stretch PF

Unser hochelastischer Vinyluntersuchungshandschuh

## Charakteristik

- latexfreier Untersuchungshandschuh gem. DIN EN 455
- hautfreundlich: puderfrei
- höhere Dehnbarkeit und Dichte im Vergleich zu herkömmlichen Vinylhandschuhen
- mit Rollrand
- beidhändig passend
- als Latexersatz eignet sich Vinyl für Anwender und Patienten mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I)



## Anwendung

Die preisgünstige latexfreie und angenehme Alternative für die Pflege. Für den Einsatz in industriellen Betrieben geeignet. Aufgrund seiner Funktionalität und ökonomischen Vorteile dort einsetzbar, wo der Verbrauch an Einmalhandschuhen sehr hoch ist.

## unsteril

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|----------------|----------|
| S     | 1253S  | 100 Stück      | 10 Packungen   | 09544664 |
| M     | 1253M  | 100 Stück      | 10 Packungen   | 09544670 |
| L     | 1253L  | 100 Stück      | 10 Packungen   | 09544687 |
| XL    | 1253XL | 100 Stück      | 10 Packungen   | 09544724 |

# Zwirnhandschuh

Unser weicher Handschuh aus reiner Baumwolle

## Charakteristik

- Handschuh aus reiner Baumwolle
- luftdurchlässig
- strapazierfähig durch fest verarbeitete Nähte
- anatomische Passform



## Anwendung

Für den dermatologischen Bereich geeignet. Insbesondere bei Behandlung mit stark fettenden oder langsam einziehenden Salben, z. B. bei Neurodermitis, bei sehr trockener Haut oder Hautekzemen und zur Abdeckung von Mullverbänden (nicht direkt auf offenen Wunden verwenden!). Auch zur Aufbereitung von gereinigtem chirurgischen Instrumentarium verwendbar. Sie schützen das Instrumentarium vor dem natürlichen Säure- und Fettgehalt der Hände. Kein Medizinprodukt.

## unsteril

| Größe       | REF  | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|-------------|------|----------------|----------------|----------|
| Gr. 6 / XS  | 3611 | 10 Paar        | 30 Packungen   | 04354686 |
| Gr. 7 / XS  | 3612 | 10 Paar        | 30 Packungen   | 04354692 |
| Gr. 8 / S   | 3613 | 10 Paar        | 30 Packungen   | 04354700 |
| Gr. 9 / S   | 3614 | 10 Paar        | 30 Packungen   | 04354717 |
| Gr. 10 / M  | 3619 | 10 Paar        | 30 Packungen   | 04354568 |
| Gr. 11 / M  | 3620 | 10 Paar        | 30 Packungen   | 04354574 |
| Gr. 12 / L  | 3621 | 10 Paar        | 30 Packungen   | 04354580 |
| Gr. 13 / L  | 3622 | 10 Paar        | 30 Packungen   | 04354597 |
| Gr. 14 / XL | 3623 | 10 Paar        | 30 Packungen   | 04354657 |
| Gr. 15 / XL | 3624 | 10 Paar        | 30 Packungen   | 04354663 |

# Froggy™

Unser Hygienhandschuh aus weichem Polyethylen

## Charakteristik

- transparenter Hygienhandschuh aus PE
- puder-, protein- und latexfrei
- im praktischen Handschuhspender für eine leichte Entnahme
- stabil verschweißt
- beidhändig passend
- in Damen- und Herrengröße



## unsteril

| Größe  | REF   | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|--------|-------|----------------|-----------------|----------|
| Damen  | 1192S | 100 Stück      | 100 Packungen   | 06177745 |
| Herren | 1192L | 100 Stück      | 100 Packungen   | 06177751 |

## Anwendung


Für einen wirtschaftlichen Einsatz bei einfachen Tätigkeiten. Geeignet für den Schutz der Hände gegen grobe äußere Verschmutzungen und für alle Bereiche, die hygienische Standards erfordern. Einsetzbar in Drogerien, Supermärkte, Bäckereien, die Lebensmittelindustrie und für Tankstellen. **ACHTUNG:** Nur für den einmaligen Gebrauch bei Betankung des KFZ mit Dieselmotorkraftstoff geeignet. Kurzfristiger Schutz bei geringfügigen, oberflächlichen Dieselschmutzungen (bei diesem PE-Einmalhandschuh handelt es sich nicht um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) nach der Verordnung (EU) 2016/425).

# Latex-Fingerlinge

Unser unsteriles Einmal-Produkt mit Rollrand und glatter Oberfläche

## Charakteristik

- Unbedenklichkeitserklärung für den kurzfristigen Kontakt mit Lebensmitteln
- weiße Fingerlinge aus Naturlatex, puder-, silikon- und thiuramfrei
- nur für minimale Risiken geeignet
- nicht für Tätigkeiten mit gefährlichen, scharfkantigen und aggressiven Stoffen



## Anwendung

Zur Abdeckung einzelner Finger zur Verabreichung von Zäpfchen, Auftragen von Cremes und einfachen Untersuchungen. Verwendung meist in Untersuchungs-, Pflege-, Hygiene- und Industriebereichen.

### unsteril

| Größe | REF  | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|-------|------|----------------|----------------|----------|
| S     | 9776 | 100 Stück      | 1 Packung      | 01333784 |
| M     | 9777 | 100 Stück      | 1 Packung      | 01333790 |
| L     | 9778 | 100 Stück      | 1 Packung      | 01333809 |
| XL    | 9779 | 100 Stück      | 1 Packung      | 01333815 |

# MyClean® easy touch

Der Mehrweghandschuh  
aus Latex

## Charakteristik

- Mehrweghandschuh aus Latex, puderfrei
- vollanatomisch geformt
- angenehmes Trageverhalten durch Baumwollinnenbeflockung
- spezielles Griffprofil durch Wabenstruktur auf Handinnenfläche
- für Lebensmittel geeignet



## Anwendung

Besonders gut geeignet für Reinigungsarbeiten, zum Spülen, Waschen, zur Gartenarbeit oder Tierpflege.  
Wegen der Lebensmitteleignung darf er außerdem in der Gastronomie, Küche und Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.

## unsteril

| Größe | REF      | Packungsinhalt | Versandeinheit |
|-------|----------|----------------|----------------|
| S     | MAM74152 | 1 Paar         | 100 Packungen  |
| M     | MAM74153 | 1 Paar         | 100 Packungen  |
| L     | MAM74154 | 1 Paar         | 100 Packungen  |
| XL    | MAM76286 | 1 Paar         | 100 Packungen  |



# Copolymed®

## Unser steriler Untersuchungshandschuh aus Copolymer

### Charakteristik

- steriler Untersuchungshandschuh aus Copolymer gem. DIN EN 455
- hautfreundlich: puder-, protein- und latexfrei
- tastensibel
- reißfest
- beidhändig passend
- auf Papier gestanzt



### Anwendung

Für kurze Eingriffe im medizinischen Bereich, für sterile Tätigkeiten im täglichen OP- und Stationsalltag sowie in der Industrie geeignet. Erfüllt die Funktion eines Unterzieh- und auch Überziehhandschuhs, wenn zusätzlicher Schmutz- und Flüssigkeitsschutz benötigt wird.

#### steril, einzeln verpackt

| Größe | REF   | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|-------|-------|----------------|----------------|----------|
| S     | 8092S | 100 Stück      | 12 Packungen   | 03896416 |
| M     | 8092M | 100 Stück      | 12 Packungen   | 03896221 |
| L     | 8092L | 100 Stück      | 12 Packungen   | 03896215 |

#### steril, paarweise verpackt

|   |       |         |              |          |
|---|-------|---------|--------------|----------|
| S | 8091S | 50 Paar | 12 Packungen | 11362864 |
| M | 8091M | 50 Paar | 12 Packungen | 11362870 |
| L | 8091L | 50 Paar | 12 Packungen | 11362887 |

# Gentle Skin® steril

Unser steriler Untersuchungshandschuh aus Latex

## Charakteristik

- steriler Untersuchungshandschuh aus Latex gem. DIN EN 455
- hautfreundlich: puderfrei, proteinarm
- angenehmes Trageverhalten
- mikrogeraut für gute Griffsicherheit
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend
- einzeln oder paarweise verpackt



## Anwendung

Geeignet in allen chirurgischen Bereichen. Überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt. Für kleinere chirurgische Eingriffe, Verbandwechsel, Punktionen, etc. geeignet.

### steril, einzeln verpackt

| Größe | REF   | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|-------|-------|----------------|----------------|----------|
| S     | 8022S | 50 Stück       | 8 Packungen    | 06402811 |
| M     | 8022M | 50 Stück       | 8 Packungen    | 06402828 |
| L     | 8022L | 50 Stück       | 8 Packungen    | 06402834 |

### steril, paarweise verpackt

|   |         |         |             |          |
|---|---------|---------|-------------|----------|
| S | 8021RSW | 50 Paar | 4 Packungen | 02244479 |
| M | 8021RMW | 50 Paar | 4 Packungen | 02244485 |
| L | 8021RLW | 50 Paar | 4 Packungen | 02244491 |

# Nitril® steril

## Unser steriler Untersuchungshandschuh aus Nitril

### Charakteristik

- steriler Untersuchungshandschuh aus Nitril gem. DIN EN 455
- hautfreundlich: puder-, protein- und latexfrei
- angenehmes Trageverhalten
- mikrogeraut für bessere Griffsicherheit
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend



### Anwendung

Einsetzbar in chirurgischen Bereichen. Überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt. Für kleinere chirurgische Eingriffe, Verbandwechsel, Punktionen, etc. anwendbar. Geeignet für Latexallergiker mit diagnostizierter Typ-I-Allergie. Schutzhandschuh nach PSA.

### steril, paarweise verpackt

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|-----------------|----------|
| S     | 8023S  | 50 Paar        | 4 Packungen     | 09544658 |
| M     | 8023M  | 50 Paar        | 4 Packungen     | 09544641 |
| L     | 8023L  | 50 Paar        | 4 Packungen     | 09544635 |
| XL    | 8023XL | 50 Paar        | 4 Packungen     | 11362976 |



# Unsere OP-Handschuhe setzen Maßstäbe in Sachen Schutz und Sicherheit

Bei Operationen steht der Schutz des medizinischen Personals und der Patienten an erster Stelle. Das Meditrade OP-Handschuhsortiment umfasst eine vielseitige Auswahl verschiedener Handschuhmodelle aus unterschiedlichen Materialien, die sich durch mechanische Belastbarkeit, Dichtigkeit, Griffigkeit, Tragekomfort und biologische Verträglichkeit auszeichnen. Die Handschuhe werden fortlaufend in ihren Eigenschaften optimiert und weiterentwickelt um den Ansprüchen am Markt gerecht zu werden.



# Reference™ OP

## Der gepuderte OP-Handschuh aus Latex

### Charakteristik

- gepudertes OPH aus Latex Farbe natur nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- mikrogeraut an den Fingern für sensibles Tastempfinden
- leicht gepudert
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2
- mit Rollrand

### Anwendung

Geeignet in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Gut für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.



**steril, paarweise verpackt**

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|-----------------|----------|
| 6     | 93216  | 50 Paar        | 6 Packungen     | 02243824 |
| 6,5   | 932165 | 50 Paar        | 6 Packungen     | 02243830 |
| 7     | 93217  | 50 Paar        | 6 Packungen     | 02243847 |
| 7,5   | 932175 | 50 Paar        | 6 Packungen     | 02243853 |
| 8     | 93218  | 50 Paar        | 6 Packungen     | 02243876 |
| 8,5   | 932185 | 50 Paar        | 6 Packungen     | 02243882 |
| 9     | 93219  | 50 Paar        | 6 Packungen     | 05030313 |



# Gentle Skin® Premium OP™

## Der puderfreie OP-Handschuh aus Latex

### Charakteristik

- puderfreier OPH aus Latex Farbe natur nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- mit Polymerbeschichtung
- mikrogeraut an den Fingern für sensibles Tastempfinden
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2
- mit Rollrand

### Anwendung

Geeignet für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen. Dort wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Gut für alle hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.



**steril, paarweise verpackt**

| Größe | REF     | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|---------|----------------|------------------|----------|
| 5,5   | 902155W | 50 Paar        | 4 Packungen      | 05030299 |
| 6     | 90216W  | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02244114 |
| 6,5   | 902165W | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02244278 |
| 7     | 90217W  | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02244290 |
| 7,5   | 902175W | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02244315 |
| 8     | 90218W  | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02244338 |
| 8,5   | 902185W | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02244427 |
| 9     | 90219W  | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02244433 |





# Gentle Skin® Smooth OP

## Der Latex-OP-Handschuh mit glatter Textur

### Charakteristik

- puderfreier OPH aus Latex Farbe natur nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- mit Polymerbeschichtung
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2
- mit Rollrand

### Anwendung

Geeignet für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen. Dort wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für alle hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.



**steril, paarweise verpackt**

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|-----------------|----------|
| 6     | 90266  | 50 Paar        | 4 Packungen     | 11154775 |
| 6,5   | 902665 | 50 Paar        | 4 Packungen     | 11154781 |
| 7     | 90267  | 50 Paar        | 4 Packungen     | 11154798 |
| 7,5   | 902675 | 50 Paar        | 4 Packungen     | 11154806 |
| 8     | 90268  | 50 Paar        | 4 Packungen     | 11154812 |
| 8,5   | 902685 | 50 Paar        | 4 Packungen     | 11154829 |
| 9     | 90269  | 50 Paar        | 4 Packungen     | 11154835 |



# Gentle Skin® Micro OP®

## Der tastsensible OP-Handschuh aus Latex

### Charakteristik

- puderfreier OPH aus Latex Farbe braun nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- mikrogeraut an den Fingern für sensibles Tastempfinden
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2
- mit Rollrand

### Anwendung

OP-Handschuh für hohe Ansprüche in Bereichen, in denen ein besonders sensibles Tastempfinden gefordert ist. Deshalb geeignet für den Einsatz in der Mikrochirurgie, Neurologie und Ophthalmologie. Generell in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Gut für alle hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.



steril, paarweise verpackt

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|----------------|----------|
| 6     | 90316  | 50 Paar        | 4 Packungen    | 06972460 |
| 6,5   | 903165 | 50 Paar        | 4 Packungen    | 06972589 |
| 7     | 90317  | 50 Paar        | 4 Packungen    | 06972595 |
| 7,5   | 903175 | 50 Paar        | 4 Packungen    | 06972626 |
| 8     | 90318  | 50 Paar        | 4 Packungen    | 06972655 |
| 8,5   | 903185 | 50 Paar        | 4 Packungen    | 06972661 |



# Maxitex® UG

## Der OP-Unterhandschuh aus Latex

### Charakteristik

- puderfreier OP-Unterhandschuh aus Latex Farbe grün nach DIN EN 455
- kombinierbar mit jedem primären OPH
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2
- mit Rollrand

### Anwendung

Als OP-Unterhandschuh zur doppelten Behandschuhung für mehr Sicherheit bei Operationen. Das Double-Gloving erhöht den Schutz vor Kontamination und Infektion durch ein reduziertes Perforationsrisiko. Vor allem geeignet für alle invasiven Tätigkeiten, insbesondere bei Hochrisikopatienten, sowie bei Notfällen und Eingriffen mit einem stark erhöhten Risiko der Erregerübertragung.



**steril, paarweise verpackt**

| Größe | REF     | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN |
|-------|---------|----------------|-----------------|-----|
| 6     | 1202001 | 50 Paar        | 4 Packungen     | -   |
| 6,5   | 1202002 | 50 Paar        | 4 Packungen     | -   |
| 7     | 1202003 | 50 Paar        | 4 Packungen     | -   |
| 7,5   | 1202004 | 50 Paar        | 4 Packungen     | -   |
| 8     | 1202005 | 50 Paar        | 4 Packungen     | -   |
| 8,5   | 1202006 | 50 Paar        | 4 Packungen     | -   |
| 9     | 1202007 | 50 Paar        | 4 Packungen     | -   |



# Gentle Skin® Securitex® OP

## Das OP-Handschuhset aus Latex mit Indikatorfunktion

### Charakteristik

- puderfreier OPH aus Latex Farbe grün und braun nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- mikrogeraut an den Fingern für sensibles Tastempfinden
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig
- 2x paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2
- mit Rollrand

### Anwendung

Geeignet für operative und hochinfektiöse Eingriffe, bei denen ein besonders hoher Schutz gefordert ist, in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Gut für alle chirurgischen Bereiche mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt.



### steriles Set, á 2 Paar verpackt

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|----------------|----------|
| 6     | 90516  | 25 Sets        | 4 Packungen    | 11349970 |
| 6,5   | 905165 | 25 Sets        | 4 Packungen    | 03851224 |
| 7     | 90517  | 25 Sets        | 4 Packungen    | 03851230 |
| 7,5   | 905175 | 25 Sets        | 4 Packungen    | 03851247 |
| 8     | 90518  | 25 Sets        | 4 Packungen    | 03851253 |
| 8,5   | 905185 | 25 Sets        | 4 Packungen    | 03851276 |



# Gentle Skin® Isopretex® OP

Der latexfreie OP-Handschuh aus Polyisopren

## Charakteristik

- puderfreier OPH aus Polyisopren Farbe beige nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- mikrogeraut an den Fingern für sensibles Tastempfinden
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2
- mit Rollrand

## Anwendung


Für einen latexfreien Handschuh in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Ideal für alle hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.



steril, paarweise verpackt

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|------------------|----------|
| 5,5   | 952255 | 50 Paar        | 4 Packungen      | 11190854 |
| 6     | 95226  | 50 Paar        | 4 Packungen      | 11190860 |
| 6,5   | 952265 | 50 Paar        | 4 Packungen      | 11190877 |
| 7     | 95227  | 50 Paar        | 4 Packungen      | 11190883 |
| 7,5   | 952275 | 50 Paar        | 4 Packungen      | 11190908 |
| 8     | 95228  | 50 Paar        | 4 Packungen      | 11190914 |
| 8,5   | 952285 | 50 Paar        | 4 Packungen      | 11190920 |
| 9     | 95229  | 50 Paar        | 4 Packungen      | 11190937 |





# Neopretex® OP

Der latexfreie OP-Handschuh aus Polychloropren

## Charakteristik

- puderfreier OPH aus Polychloropren  
Farbe braun nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- mikrogeraut an den Fingern  
für sensibles Tastempfinden
- anatomische Passform, die die  
natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2
- mit Rollrand

## Anwendung

Für einen latexfreien Handschuh in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Ideal für alle hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.



steril, paarweise verpackt

| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|--------|----------------|------------------|----------|
| 6     | 95216  | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02426890 |
| 6,5   | 952165 | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02426909 |
| 7     | 95217  | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02426915 |
| 7,5   | 952175 | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02426921 |
| 8     | 95218  | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02426938 |
| 8,5   | 952185 | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02426944 |
| 9     | 95219  | 50 Paar        | 4 Packungen      | 02426950 |

# Finessis®

Ein innovatives OP-Handschuh-  
Programm, das

**REINHEIT, KOMFORT** und  
**REAKTIVE SICHERHEIT**  
neu erfindet.




## Hergestellt aus **FLEXYLON™** - ein Hochleistungselastomer

Flexylon™ ist ein kompakt gegossener Film ohne jegliche Akzeleratoren oder Vernetzer.

Diese Technik eliminiert beinahe jegliche Einstichlöcher und weitere Mikrodefekte  
und erreicht somit höchste Qualitätsstandards (AQL = 0.1)!

Vernetzungstechnologie




Flexylon™  
Molekulare  
Schichttechnologie



# Finessis®





# Reaktiver Schutz




Reaktive antimikrobielle Zwischenschicht

Außenschicht aus FLEXYLON™

Innenschicht aus FLEXYLON™




**Abbildung 1:** Ein scharfer Gegenstand drückt auf die Außenschicht ohne diese zu durchbrechen.



**Abbildung 2:** Unter zunehmenden Druck reißen die dünnen Membranen, die die Tropfen des Gels auseinanderhalten. Eine größere zusammenhängende Menge der antimikrobiellen, gelartigen Flüssigkeit entsteht.



**Abbildung 3:** Sobald das scharfe Objekt eingedrungen ist, wird es von der Lösung ummantelt und Viren oder Bakterien werden wirksam entkeimt.



# Finessis® Aegis®

Reaktiver Schutz

**Trauma & Hochrisiko**  
**Orthopädie**



## FLEXYLON™ | Ohne Akzeleratoren | Synthetische OP-Handschuhe

Aegis® ist ein revolutionäres Schutzsystem. Es ist ein OP-Handschuh, der mit einem reaktionsinitiiertem Entkeimungssystem ausgestattet ist. Der Finessis® Aegis® wurde im Inneren des Handschuhs mit einer antimikrobiellen Schicht zwischen der Hülle aus Hochleistungselastomeren konzipiert. Das Entkeimungssystem tritt nur dann in Kraft, WENN der Handschuh PERFORIERT wurde. In diesem Fall wird das aktivierte Gel in der GEEIGNETEN MENGE und an der STELLE, an der die Perforation entstanden ist, freigegeben.

### Besondere Eigenschaften:

- puderfreier OPH nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- reaktionsinitiiertes Entkeimungssystem
- OHNE Akzeleratoren
- antimikrobielle Zwischenschicht, die aktiviertes Gel im Falle einer Perforation freigibt
- bester AQL der Branche (AQL = 0,10)
- hergestellt aus FLEXYLON™ (Schichttechnologie)
- hoher elektrischer Widerstand
- anatomische Passform

FARBE



Hellgrün / weiß



| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit |
|-------|--------|----------------|------------------|
| 6     | 90286  | 40 Paar        | 4 Packungen      |
| 6,5   | 902865 | 40 Paar        | 4 Packungen      |
| 7     | 90287  | 40 Paar        | 4 Packungen      |
| 7,5   | 902875 | 40 Paar        | 4 Packungen      |
| 8     | 90288  | 40 Paar        | 4 Packungen      |
| 8,5   | 902885 | 40 Paar        | 4 Packungen      |
| 9     | 90289  | 40 Paar        | 4 Packungen      |

Finessis®

# Finessis® Zero®

## Performance & Sicherheit Allgemeinchirurgie



### FLEXYLON™ | Ohne Akzeleratoren | Synthetische OP-Handschuhe

Finessis® Zero® ist die nächste Generation von OP-Handschuhen, die frei von jeglichen Akzeleratoren hergestellt wird und somit eine neue REINHEIT erreicht. Durch Verwendung der FLEXYLON™ – Schichttechnologie wird das Risiko einer Typ I Hautallergie ausgeschlossen und einer Typ IV Hautallergie auf ein bisher unerreichtes Minimum beschränkt.

#### Besondere Eigenschaften:

- puderfreier OPH nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- OHNE Akzeleratoren
- bester AQL der Branche (AQL = 0,10)
- hergestellt aus FLEXYLON™ (Schichttechnologie)
- hoher elektrischer Widerstand
- anatomische Passform

FARBE


☐ Weiß


| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandseinheit |
|-------|--------|----------------|-----------------|
| 6     | 90276  | 50 Paar        | 4 Packungen     |
| 6,5   | 902765 | 50 Paar        | 4 Packungen     |
| 7     | 90277  | 50 Paar        | 4 Packungen     |
| 7,5   | 902775 | 50 Paar        | 4 Packungen     |
| 8     | 90278  | 50 Paar        | 4 Packungen     |
| 8,5   | 902785 | 50 Paar        | 4 Packungen     |
| 9     | 90279  | 50 Paar        | 4 Packungen     |

# Finessis®

# Finessis® Corium®

## Mikrochirurgie & Unterziehhandschuh



## FLEXYLON™ | Ohne Akzeleratoren | Synthetische OP-Handschuhe


Finessis® Corium® ist der Handschuh der die höchste Taktilität für Double-Gloving und Mikrochirurgie garantiert. Er wurde entwickelt um verbesserte Tastsensibilität zu gewährleisten. Corium® ist perfekt als Unterziehhandschuh, um optimalen Komfort zu erreichen ohne an Griffigkeit zu verlieren. Kombiniert mit dem Finessis® Zero® für den perfekten Sitz bietet das Finessis® Double-Gloving-System eine undurchlässige Barriere bei jeder chirurgischen Anwendung.

### Besondere Eigenschaften:

- puderfreier OPH nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- OHNE Akzeleratoren
- bester AQL der Branche (AQL = 0,10)
- hergestellt aus FLEXYLON™ (Schichttechnologie)
- glatte Oberfläche
- hoher Tragekomfort bei verbesserter Taktilität
- hoher elektrischer Widerstand
- anatomische Passform

### FARBE

● Grün



| Größe | REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit |
|-------|--------|----------------|------------------|
| 6     | 90246  | 50 Paar        | 4 Packungen      |
| 6,5   | 902465 | 50 Paar        | 4 Packungen      |
| 7     | 90247  | 50 Paar        | 4 Packungen      |
| 7,5   | 902475 | 50 Paar        | 4 Packungen      |
| 8     | 90248  | 50 Paar        | 4 Packungen      |
| 8,5   | 902485 | 50 Paar        | 4 Packungen      |
| 9     | 90249  | 50 Paar        | 4 Packungen      |

# Finessis®



## Mehr Sicherheit im OP und auf der Station

Wir leisten mit unseren Produkten einen wichtigen Beitrag um Infektionswege und Keimübertragungen zu unterbinden. Personal, Patienten und Besucher sollen sich sicher und bequem im Umgang miteinander fühlen. Dabei sind Tragekomfort, Atmungsaktivität und individuelle Anpassung wichtige Aspekte für eine zeitgemäße und passende Bekleidung.

Gerade im Bereich der PSA (persönliche Schutzausrüstung) genügt es nicht auf standardisierte Produkte aus der Industrie zurückgreifen. Es gilt den hohen medizinischen Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten.

So verwenden wir beispielsweise bei der Herstellung der Suavel Gesichtsmaske u. a. die Methode des Ultra-Sonic-Sealings um jegliche Fadenablösung zu vermeiden.

Wir verwenden stets Materialien, die den derzeitigen höchsten Standard definieren um immer das beste Produkt anbieten zu können.

# Mehr Sicherheit im OP- sowie im Stationsbereich

## Charakteristiken der Suavel® OP-Masken



guter  
Tragekomfort



Langer,  
verstärkter  
und gepolsterter  
Nasenbügel  
zur Gesichtsanpassung



Keine Störnaht  
und keine  
Fadenablösung  
durch Ultraschall-  
verschweißung



Latex- und  
glasfaserfrei



Geringer  
Atemwiderstand

- Bakterielle Filterleistung  $\geq 98\%$
- Atmungsaktivität/Druckdifferenz  $\leq 40 \text{ Pa/cm}^2$  (Typ II),  $\leq 60 \text{ Pa/cm}^2$  (Typ IIR)
- Mikrobiologische Reinheit  $\leq 30 \text{ KBE/g}$

3-lagiges  
hautfreundliches  
Lagenmaterial\*



\* Suavel Antifluid: 4-lagig



# Suavel® Protec Plus



**Unsere hochqualitative OP-Maske  
mit elastischen Ohrschlaufen hergestellt in Deutschland**

## Charakteristik

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz  $\geq 98\%$
- Hochleistungsfilter mit geringem Atemwiderstand
- 3-lagig, grüne Außenseite
- elastische Ohrschlaufen
- echtes OP-Vlies
- kühl und hautfreundlich
- guter Tragekomfort
- für den Einmalgebrauch
- unsteril



## Anwendung

Für Standard- und Langzeitanwendungen und sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

## unsteril

| REF    | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------|-------|----------------|------------------|----------|
| 80-956 | grün  | 50 Stück       | 20 Packungen     | 16760256 |



# Suavel<sup>®</sup> Protec Plus Suavel<sup>®</sup> Protec

## Unsere hochfiltrierende OP-Maske mit elastischen Ohrschlaufen

### Charakteristik

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz  $\geq 98\%$
- 3-lagig, grüne Außenseite
- elastische Ohrschlaufen
- echtes OP-Vlies
- hautfreundlich
- guter Tragekomfort
- für den Einmalgebrauch
- unsteril



### Anwendung

Für Standard- und Langzeitanwendungen und sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

### unsteril

| REF      | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|----------|-------|----------------|------------------|----------|
| 80-955MP | grün  | 50 Stück       | 18 Packungen     | 02244605 |

## Unsere bewährte OP-Maske mit elastischen Ohrschlaufen

### Charakteristik

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II / Typ II R
- Bakterienfiltereffizienz  $\geq 98\%$
- 3-lagig, grüne oder blaue Außenseite
- elastische Ohrschlaufen
- für den Einmalgebrauch
- unsteril



### Anwendung

Für Standard- und Langzeitanwendungen und sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

### unsteril

| REF    | Typ  | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------|------|-------|----------------|------------------|----------|
| 80-900 | II   | grün  | 50 Stück       | 18 Packungen     | 00068771 |
| 80-901 | II   | blau  | 50 Stück       | 20 Packungen     | 16731071 |
| 80-902 | II R | blau  | 50 Stück       | 40 Packungen     | 16731088 |

# Suavel® Comfort Plus Suavel® Comfort

## Unsere hochfiltrierende OP-Maske zum Binden

### Charakteristik

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz  $\geq 98\%$
- 3-lagig, blaue Außenseite
- zum Binden
- extralange Bänder
- echtes OP-Vlies
- hautfreundlich
- guter Tragekomfort
- für den Einmalgebrauch
- unsteril



### Anwendung

Für Standard- und Langzeitanwendungen und sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

### unsteril

| REF     | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|---------|-------|----------------|------------------|----------|
| 80-410M | blau  | 50 Stück       | 12 Packungen     | 02244611 |

## Unsere bewährte OP-Maske zum Binden

### Charakteristik

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz  $\geq 98\%$
- 3-lagig, blaue Außenseite
- zum Binden
- extralange Bänder
- für den Einmalgebrauch
- unsteril



### Anwendung

Für Standard- und Langzeitanwendungen und sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

### unsteril

| REF    | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------|-------|----------------|------------------|----------|
| 80-400 | blau  | 50 Stück       | 12 Packungen     | 00068788 |

# Suavel® Antifog

## Unsere OP-Maske für Brillenträger

### Charakteristik

- mit wirksamer Brillenbeschlagisolierung
- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz  $\geq 98\%$
- 3-lagig, blaue Außenseite
- zum Binden
- extralange Bänder
- für den Einmalgebrauch
- unsteril



Wirksame  
Brillenbeschlag-  
isolierung



### Anwendung

Speziell für Brillenträger. Für Standard- und Langzeitanwendungen und sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

**unsteril**

| REF     | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|---------|-------|----------------|------------------|----------|
| 80-470M | blau  | 50 Stück       | 12 Packungen     | 00559457 |

# Suavel® Antifluid

## Unsere OP-Maske für hochinfektiöse Situationen mit Schutzvisier

### Charakteristik

- höchster Infektionsschutz durch integriertes Schutzvisier für Mund, Augen und Nase
- flüssigkeitsbrechende Lage
- OP-Maske nach EN 14683, Typ II R
- Bakterienfiltereffizienz  $\geq 98\%$
- 4-lagig, blaue Außenseite
- zum Binden
- extralange Bänder
- für den Einmalgebrauch
- unsteril



Höchster  
Infektionsschutz  
durch integriertes  
Schutzvisier für  
Mund, Augen und  
Nase, flüssigkeits-  
brechende Lage



### Anwendung

Für hochinfektiöse Situationen als Schutz des Anwenders gegen Blut- und / oder Wundsekretspritzer sowie bei Spülvorgängen. Ideal bei Standard- und Langzeitanwendungen und sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich.

**unsteril**

| REF     | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|---------|-------|----------------|------------------|----------|
| 80-455M | blau  | 50 Stück       | 12 Packungen     | 00559517 |

# Suavel<sup>®</sup> Sensima

## Unsere OP-Maske für Allergiker

### Charakteristik

- hypoallergen
- OP-Maske nach EN 14683, Typ II für sensible Anwender
- Bakterienfiltereffizienz  $\geq 98\%$
- 3-lagig, weiße Außenseite
- zum Binden
- extralange Bänder
- für den Einmalgebrauch



### Anwendung

Für Allergiker und sensible Anwender. Für Standard- und Langzeitanwendungen und sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

### unsteril

| REF     | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|---------|-------|----------------|------------------|----------|
| 80-440M | weiß  | 50 Stück       | 12 Packungen     | 11362700 |

# Suavel® Apollo

## Unsere OP-Haube in Astronautenform

### Charakteristik

- hochwertige OP-Haube in Astronautenform
- aus reißfestem Polypropylen-Vliesstoff
- mit extralangen Bändern und Halsschutz
- guter Tragekomfort und Passform
- atmungsaktiv
- mit eingearbeitetem Schweißband



### Anwendung

Für längere Operationen zur Abdeckung der Haare und Aufnahme von Schweiß. Für Bartträger geeignet.

### unsteril

| REF     | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|---------|-------|----------------|------------------|----------|
| 70-131G | grün  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 11362597 |

# Suavel® Astrid

## Unsere universelle Baretthaube

### Charakteristik

- hochwertige Baretthaube
- aus weichem und leichtem Polypropylen-Vliesstoff
- mit doppelt umnähtem Gummizug
- guter Tragekomfort und Passform
- atmungsaktiv



### Anwendung

Für den Einsatz in Krankenhäusern und im Pflegebereich für Krankenschwestern und Patienten.

Überall dort, wo eine Abdeckung der Haare erforderlich ist, unter anderem auch im Lebensmittelbereich und Catering.

### Suavel® Astrid, unsteril

| REF     | Größe | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|---------|-------|-------|----------------|------------------|----------|
| 70-121B | 53 cm | blau  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 11362611 |
| 70-121G | 53 cm | grün  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 11362628 |
| 70-121W | 53 cm | weiß  | 100 Stück      | 10 Packungen     | 11362605 |

### Suavel® Astrid XL, unsteril

|         |       |      |           |              |          |
|---------|-------|------|-----------|--------------|----------|
| 70-124G | 60 cm | grün | 100 Stück | 10 Packungen | 11362634 |
| 70-124W | 60 cm | weiß | 100 Stück | 10 Packungen | 11362640 |

# BeeSana®

## PP-Schutzmantel 35 g

### Der Leistungsstarke

Schutzmantel für Personal und Besucher

#### Charakteristik

Schutzmantel aus PP-Vlies in der Stärke 35 g/m<sup>2</sup>. Das Material ist leicht zu tragen, atmungsaktiv und sorgt somit für guten Temperaturengleich. Verschlussbänder am Hals und an der Taille sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss für guten Tragekomfort. Flüssigkeitsabweisend, strapazierfähig, unsteril, für den Einmalgebrauch.

#### Anwendung

Stations- und Besucherkittel zum Schutz vor Keimverschleppung im Krankenhaus und in der Altenpflege für Personal, Patienten und Besucher.

# BeeSana®

## PP-Kittel 23 g

### Der Klassiker

Schutzkittel für Personal und Besucher

#### Charakteristik

Schutzkittel aus PP-Vlies in der Stärke 23 g/m<sup>2</sup>. Verschlussbänder an Hals und Taille. Ärmelabschluss wahlweise mit eingenähten, elastischen Gummibändern oder Trikotbündchen. Leichtes, atmungsaktives Material, reißfest und zugleich feuchtigkeitsabweisend, unsteril, für den Einmalgebrauch.

#### Anwendung

Stations- und Besucherkittel zum Schutz vor Keimverschleppung im Krankenhaus und in der Altenpflege für Personal, Patienten und Besucher.



#### unsteril

| REF  | Größe        | Farbe | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|--------------|-------|----------------|-----------------|----------|
| 3686 | 140 x 140 cm | weiß  | 10 Stück       | 10 Packungen    | 09747456 |
| 3700 | 140 x 140 cm | grün  | 10 Stück       | 10 Packungen    | 09747462 |

#### unsteril, mit elastischen Gummibändern

| REF  | Größe        | Farbe | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|--------------|-------|----------------|-----------------|----------|
| 3684 | 110 x 140 cm | weiß  | 10 Stück       | 10 Packungen    | 11509391 |
| 3685 | 110 x 140 cm | grün  | 10 Stück       | 10 Packungen    | 11509416 |
| 3699 | 120 x 140 cm | gelb  | 10 Stück       | 10 Packungen    | 09747479 |
| 3729 | 130 x 150 cm | weiß  | 10 Stück       | 10 Packungen    | 11527609 |

#### unsteril, mit Trikotbündchen

| REF  | Größe        | Farbe | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|--------------|-------|----------------|-----------------|----------|
| 4685 | 110 x 140 cm | grün  | 10 Stück       | 10 Packungen    | 11363036 |
| 4699 | 120 x 140 cm | gelb  | 10 Stück       | 10 Packungen    | 11363042 |



# BeeSana<sup>®</sup>

## PP/PE-Kittel 26 g

**Der Wasserabweisende**  
Teillaminierter Schutzkittel für  
Personal und Besucher

### Charakteristik

Schutzkittel aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung in Front- und Armbereich in der Stärke 26 g/m<sup>2</sup>. Verschlussbänder an Hals und Taille. Trikotbündchen als Ärmelabschluss. Atmungsaktives Material, reißfest und zugleich wasserabweisend im beschichteten Bereich, unsteril, für den Einmalgebrauch. Der BeeSana<sup>®</sup> PP/PE-Kittel wurde gem. EN 14126 erfolgreich als Schutzkleidung gegen Infektionserreger geprüft.

### Anwendung

Stations- und Besucherkittel für Einsatzbereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen zum Schutz vor Keimverschleppung im Krankenhaus und in der Altenpflege für Personal, Patienten und Besucher.



unsteril

| REF  | Größe        | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|--------------|-------|----------------|------------------|----------|
| 4698 | 136 x 136 cm | gelb  | 10 Stück       | 10 Packungen     | 11642842 |

# BeeSana<sup>®</sup>

## SMS-Kittel 40 g

**Starker Schutz**  
Schutzkittel für den extrastarken Schutz  
gegen Flüssigkeiten und Partikel

### Charakteristik

Schutzkittel aus 3-lagigem, weichem SMS-Verbundmaterial. Die kombinierten Lagen garantieren eine hohe Barrierewirkung gegenüber Flüssigkeiten, Keimen und leichten Chemikalienspritzern. Der Kittel ist zudem blickdicht, fusselarm, reißfest und gleichzeitig atmungsaktiv für einen guten Tragekomfort. Verschlussbänder an Hals und Taille sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss, unsteril, für den Einmalgebrauch.

Der BeeSana<sup>®</sup> SMS-Kittel 40 g/m<sup>2</sup> wurde erfolgreich auf seine Widerstandsfähigkeit gegen Keimpenetration im feuchten (in Anlehnung an DIN EN ISO 22610) und im trockenen (in Anlehnung an DIN EN ISO 22612) Zustand sowie auf seine Virendichtigkeit (nach DIN EN 14126) geprüft und eignet sich somit bei Umgang mit z.B. MRSA- oder Noroviren.

### Anwendung

Geeignet für hochinfektiöse Situationen. Zum Schutz vor Keimverschleppung auf Notfall- und Isolierstationen sowie in der Altenpflege und im Krankenhaus für Personal, Patienten und Besucher.



unsteril

| REF  | Größe        | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|--------------|-------|----------------|------------------|----------|
| 3597 | 115 x 150 cm | blau  | 10 Stück       | 5 Packungen      | 11652154 |



# BeeSana<sup>®</sup>

## SMS-Kittel 15 g

### Der Leichte

Schutzkittel  
für Personal und Besucher

#### Charakteristik

Schutzkittel aus 3-lagigem, weichem SMS-Verbundmaterial der Stärke 15 g/m<sup>2</sup>. Die kombinierten Lagen garantieren eine Barriere Wirkung gegenüber Flüssigkeiten und Keimen.

Der Kittel ist zudem blickdicht, fusselarm, reißfest und gleichzeitig atmungsaktiv für einen angenehmen Tragekomfort. Verschlussbänder an Hals und Taille sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss, unsteril, für den Einmalgebrauch.

#### Anwendung

Für hochinfektiöse Situationen. Zum Schutz vor Keimverschleppung auf Notfall- und Isolierstationen sowie in der Altenpflege und im Krankenhaus für Personal, Patienten und Besucher.



# Suavel<sup>®</sup>

## Yeti

Schutzanzug

#### Charakteristik

Schutzkittel aus 3-lagigem, weichem SSS-Verbundmaterial in der Stärke 9 g/m<sup>2</sup>. Durch den Einsatz innovativer Materialien ist es gelungen ein wirtschaftliches Produkt mit vergleichbaren Eigenschaften von Schutzkitteln deutlich höherer Gewichtsklassen zu schaffen.

Der Kittel ist fusselarm und atmungsaktiv für einen guten Tragekomfort. Ärmelabschluss mit eingenähten, elastischen Gummibändern. Verschlussbänder an Hals und Taille, unsteril, für den Einmalgebrauch.

#### Anwendung

Schutzanzug der Kategorie III für den Einsatz im Krankenhaus, z.B. in der Pandemiesituation. Bietet Schutz gegen gesundheitsgefährdenden Staub und Flüssigkeitsspritzern.



### unsteril

| REF  | Größe | Körpergröße  | Brustumfang  | Verpackung                |
|------|-------|--------------|--------------|---------------------------|
| 4798 | M     | 168 - 176 cm | 92 - 100 cm  | 1 Stück / Karton 50 Pckg. |
| 4799 | L     | 174 - 182 cm | 100 - 108 cm | 1 Stück / Karton 50 Pckg. |
| 4800 | XL    | 182 - 188    | 108 - 116 cm | 1 Stück / Karton 50 Pckg. |
| 4801 | XXL   | 188 - 194    | 116 - 124 cm | 1 Stück / Karton 50 Pckg. |

### unsteril

| REF  | Größe        | Farbe | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|--------------|-------|----------------|-----------------|----------|
| 3598 | 140 x 140 cm | blau  | 10 Stück       | 10 Packungen    | 11518680 |

# PE-Einmalschürze

Unsere PE-Schürze in verschiedenen Ausführungen

## Charakteristik

- Einmalschürze aus LDPE
- geprüft nach EN 14126
- mit Verschlussbändern an der Taille für guten Sitz
- angenehmer Tragekomfort durch leichtes Material
- strapazierfähig und feuchtigkeitsundurchlässig
- im praktischen Beutel oder geblockt zum Aufhängen



## Anwendung

Schutz der Kleidung bei pflegerischen Tätigkeiten und in allen Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen, u. a. in Großküchen und Krankenhäusern.

### unsteril, im Beutel, zur Einzelentnahme

| REF  | Größe       | Dicke | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|-------------|-------|-------|----------------|----------------|----------|
| 3591 | 140 x 75 cm | 30 µm | blau  | 50 Stück       | 10 Packungen   | 11857643 |
| 3690 | 125 x 81 cm | 16 µm | weiß  | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04353379 |
| 3691 | 140 x 81 cm | 16 µm | weiß  | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04353422 |
| 3692 | 160 x 81 cm | 16 µm | weiß  | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04353474 |

### unsteril, geblockt, einzeln abreißbar

|      |             |       |      |          |              |          |
|------|-------------|-------|------|----------|--------------|----------|
| 3687 | 125 x 81 cm | 16 µm | weiß | 50 Stück | 10 Packungen | 04353385 |
| 3688 | 140 x 81 cm | 16 µm | weiß | 50 Stück | 10 Packungen | 04353468 |
| 3694 | 160 x 81 cm | 16 µm | weiß | 50 Stück | 10 Packungen | 04353480 |

# Suavel® OP PRO Standard SMMS OP-Mantel, steril

## Charakteristik

OP-Mantel aus SMMS-Verbundmaterial, 35 g/m<sup>2</sup>, nach DIN EN 13795. Die kombinierten Lagen garantieren eine hohe Barrierewirkung gegenüber Flüssigkeiten, Keimen und leichten Chemikalien. Der Kittel ist zudem blickdicht, reißfest und gleichzeitig atmungsaktiv für einen guten Tragekomfort. Verschlussbänder mit Steri-Karte an der Taille, sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss und Klettverschluss am Nacken. Einschlagtuch aus SMS mit zwei Papiertücher. Zählkarten auf der Peelpackung. Steril für den Einmalgebrauch.

## Anwendung

Bei operativen Eingriffen wird beim Tragen des Suavel® OP PRO Standard der Übergang von Partikeln und infektiösen Material vom Operationsteam zur Operationswunde und umgekehrt verhindert.

## steril

| REF  | Größe             | Farbe | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|-------------------|-------|----------------|-----------------|----------|
| 5541 | M: 120 x 140 cm   | blau  | 1 Stück        | 30 Packungen    | 15295662 |
| 5542 | L: 130 x 150 cm   | blau  | 1 Stück        | 30 Packungen    | 15295679 |
| 5543 | XL: 150 x 160 cm  | blau  | 1 Stück        | 30 Packungen    | 15295685 |
| 5544 | XXL: 170 x 160 cm | blau  | 1 Stück        | 30 Packungen    | 15295691 |



# Suavel® OP PRO Expert SMMS OP-Mantel, steril, verstärkt

## Charakteristik

OP-Mantel aus SMMS-Verbundmaterial, 43 g/m<sup>2</sup>, nach DIN EN 13795. Die kombinierten Lagen garantieren eine hohe Barrierewirkung gegenüber Flüssigkeiten, Keimen und leichten Chemikalien. Der Kittel ist zudem blickdicht, reißfest und gleichzeitig atmungsaktiv für einen guten Tragekomfort. Verschlussbänder mit Steri-Karte an der Taille, sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss und Klettverschluss am Nacken. Verstärkung im Brust- und Bauchbereich. Einschlagtuch aus SMS mit zwei Papiertücher. Zählkarten auf der Peelpackung. Steril für den Einmalgebrauch.

## Anwendung

Bei operativen Eingriffen wird beim Tragen des Suavel® OP PRO Expert der Übergang von Partikeln und infektiösen Material vom Operationsteam zur Operationswunde und umgekehrt verhindert.

## steril

| REF  | Größe             | Farbe | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|-------------------|-------|----------------|-----------------|----------|
| 5551 | M: 120 x 140 cm   | blau  | 1 Stück        | 30 Stück        | 15295716 |
| 5552 | L: 130 x 150 cm   | blau  | 1 Stück        | 30 Stück        | 15295722 |
| 5553 | XL: 150 x 160 cm  | blau  | 1 Stück        | 30 Stück        | 15295739 |
| 5554 | XXL: 170 x 160 cm | blau  | 1 Stück        | 30 Stück        | 15295745 |





# Wundbehandlung und Verbände – die tragenden Säulen der medizinischen Versorgung

Unser Anspruch ist es immer das passende Produkt für die jeweilige Wunde bzw. den momentanen Wundzustand anzubieten, da eine Wundauflage alleine nicht alle therapeutischen Ansprüche erfüllen kann.

Dazu gehören sämtliche unsterilen und sterilen Mull- und Vlieskompressen sowie Saug- und Salbenkompressen. Auf dem Feld der therapeutischen Verbände sind wir mit allen anwendungsrelevanten Produkten vertreten um das jeweils passende Produkt zum Komprimieren, Stützen und Entlasten anbieten zu können.

Um im OP-Bereich eine noch höhere Sicherheit für den Patienten zu erzielen, sind all unsere sterilen Produkte mit Sicherheitsstandards ausgestattet. Zum Beispiel der eingewebte Röntgenkontraststreifen und die Zählkontrollkarte.

# BeeSana® Mullzuschnitt

Unser Verbandmull für individuelle Wundauflagen

## Charakteristik

- Mullzuschnitt gem. EN 14079
- 20-fädig
- sehr saugfähig
- luftdurchlässig und reißfest zugleich
- wundverträglich und weich auf der Haut



## Anwendung

Für die individuell angefertigte Wundauflage. Zur äußeren Wundversorgung von sezernierenden und / oder verunreinigten Wunden. Zur Blutabsorption und Sekretaufnahme.

### unsteril

| REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|------|------------|----------------|------------------|-----|
| 1330 | 20 x 20 cm | 500 Stück      | 10 Packungen     | -   |
| 1335 | 30 x 40 cm | 500 Stück      | 6 Packungen      | -   |

# BeeSana® Verbandmull

## Charakteristik

- Verbandmull gem. EN 14079
- 20-fädig

## Anwendung

Zum Anfertigen individueller Verbände und Wundauflagen.



### unsteril

80 cm breit, 1-fach, 4-fach gelegt

| REF  | Größe        | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|--------------|----------------|------------------|----------|
| 1301 | 80 cm x 40 m | 5 Stück        | 2 Packungen      | 04852674 |

### doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

80 cm breit, 5-fach, auf 16 x 20 cm gelegt, zu 3 Stück steril verpackt

| REF  | Länge  | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|--------|----------------|------------------|----------|
| 4179 | 100 cm | 8 x 3 Stück    | 2 Packungen      | 13581004 |



# BeeSana® Mullkompresse

Unsere Klassische mit eingeschlagenen Schnittkanten

## Charakteristik

- Mullkompresse aus Verbandmull gem. EN 14079
- eingeschlagene Schnittkanten, 100% Baumwolle
- gefaltet, 17-fädig
- sehr saugfähig
- nicht fasernd
- luftdurchlässig und reißfest zugleich
- wundverträglich und weich auf der Haut



## Anwendung

Zur allgemeinen Wundversorgung von sezernierenden Wunden und Aufnahme von Körperflüssigkeiten. Als Träger für Salben. Bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz, auf Station und im Erste-Hilfe-Bereich.

## unsteril

|         | REF                                     | Größe        | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN          |          |
|---------|-----------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| 8-fach  | 1000                                    | 5 x 5 cm     | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04852705     |          |
|         | 1006                                    | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04852711     |          |
|         | 1012                                    | 10 x 10 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04852728     |          |
|         | 1053                                    | 10 x 20 cm   | 100 Stück      | 5 Packungen    | 01330633     |          |
|         | zu 10 Stück vorgezählt<br>für Setpacker | 2712         | 10 x 10 cm     | 200 x 10 Stück | 1 Karton     | -        |
| 12-fach | 1002                                    | 5 x 5 cm     | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04852734     |          |
|         | 1008                                    | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04852740     |          |
|         | 1014                                    | 10 x 10 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04852757     |          |
|         | 1038                                    | 10 x 13 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04852763     |          |
|         | 1023                                    | 10 x 20 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04852786     |          |
|         | zu 10 Stück vorgezählt<br>für Setpacker | 2708         | 7,5 x 7,5 cm   | 200 x 10 Stück | 1 Karton     | -        |
|         |                                         | 2714         | 10 x 10 cm     | 200 x 10 Stück | 1 Karton     | -        |
|         |                                         | 2723         | 10 x 20 cm     | 100 x 10 Stück | 1 Karton     | -        |
| 16-fach | 1004                                    | 5 x 5 cm     | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04852792     |          |
|         | 1010                                    | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04852800     |          |
|         | 1016                                    | 10 x 10 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04852817     |          |
|         | 1052                                    | 10 x 13 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen   | 04852823     |          |
|         | 1025                                    | 10 x 20 cm   | 100 Stück      | 5 Packungen    | 11849589     |          |
| 32-fach |                                         | 1018         | 10 x 10 cm     | 50 Stück       | 10 Packungen | -        |
| 64-fach | 20-fädig                                | 1235         | 10 x 13 cm     | 25 Stück       | 8 Packungen  | 11849626 |

# BeeSana® Mullkompresse

Unsere Klassische mit eingeschlagenen Schnittkanten

## Charakteristik

- Mullkompresse aus Verbandmull gem. EN 14079
- eingeschlagene Schnittkanten, 100% Baumwolle
- gefaltet, 17-fädig
- sehr saugfähig
- nicht fasernd
- luftdurchlässig und reißfest zugleich
- wundverträglich und weich auf der Haut



## einfach steril

|                      |                      | REF                 | Größe        | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN          |          |
|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| 8-fach,              | zu 2 Stück verpackt  | 1043                | 5 x 5 cm     | 25 x 2 Stück   | 27 Packungen     | 04852846     |          |
|                      |                      | 1044                | 7,5 x 7,5 cm | 25 x 2 Stück   | 16 Packungen     | 04852852     |          |
|                      |                      | 1045                | 10 x 10 cm   | 25 x 2 Stück   | 16 Packungen     | 04852869     |          |
|                      |                      | 1046                | 10 x 20 cm   | 25 x 2 Stück   | 8 Packungen      | 04852875     |          |
|                      | zu 5 Stück verpackt  | 4600                | 5 x 5 cm     | 80 x 5 Stück   | 8 Packungen      | 13458367     |          |
|                      |                      | 4601                | 7,5 x 7,5 cm | 80 x 5 Stück   | 8 Packungen      | 01330662     |          |
|                      |                      | 1062                | 10 x 10 cm   | 35 x 5 Stück   | 6 Packungen      | 01330679     |          |
|                      | zu 10 Stück verpackt | 4606                | 10 x 10 cm   | 50 x 10 Stück  | 4 Packungen      | 12348949     |          |
|                      | 12-fach,             | zu 2 Stück verpackt | 4130         | 5 x 5 cm       | 25 x 2 Stück     | 24 Packungen | 07216329 |
|                      |                      |                     | 4131         | 7,5 x 7,5 cm   | 25 x 2 Stück     | 18 Packungen | 07216335 |
| 4132                 |                      |                     | 10 x 10 cm   | 25 x 2 Stück   | 12 Packungen     | 07216341     |          |
| 4133                 |                      |                     | 10 x 20 cm   | 25 x 2 Stück   | 6 Packungen      | 07216358     |          |
| zu 5 Stück verpackt  |                      | 1064                | 5 x 5 cm     | 30 x 5 Stück   | 12 Packungen     | 01330722     |          |
|                      |                      | 1065                | 7,5 x 7,5 cm | 30 x 5 Stück   | 6 Packungen      | 01330739     |          |
|                      |                      | 1063                | 10 x 10 cm   | 30 x 5 Stück   | 6 Packungen      | 01330745     |          |
|                      |                      | 1066                | 10 x 20 cm   | 15 x 5 Stück   | 6 Packungen      | 01330751     |          |
| zu 10 Stück verpackt |                      | 4616                | 5 x 5 cm     | 50 x 10 Stück  | 8 Packungen      | 12348955     |          |
|                      |                      | 4617                | 7,5 x 7,5 cm | 30 x 10 Stück  | 8 Packungen      | 12349044     |          |
|                      |                      | 1026                | 10 x 10 cm   | 40 x 10 Stück  | 4 Packungen      | 12348694     |          |
|                      |                      | 4619                | 10 x 20 cm   | 20 x 10 Stück  | 4 Packungen      | 12349015     |          |
| zu 20 Stück verpackt |                      | 4622                | 10 x 10 cm   | 20 x 20 Stück  | 4 Packungen      | 12349021     |          |
| zu 30 Stück verpackt |                      | 4640                | 7,5 x 7,5 cm | 25 x 30 Stück  | 4 Packungen      | 12349185     |          |
| 16-fach,             |                      | zu 4 Stück verpackt | 1092         | 7,5 x 7,5 cm   | 64 x 4 Stück     | 8 Packungen  | 12348783 |
| 32-fach,             |                      | zu 2 Stück verpackt | 4628         | 10 x 10 cm     | 30 x 2 Stück     | 8 Packungen  | 12349038 |



einfach steril, Mullkompresse gerollt

|          |                     | REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|----------|---------------------|------|------------|----------------|----------------|----------|
| 16-fach, | zu 2 Stück verpackt | 1146 | 20 x 20 cm | 20 x 2 Stück   | 4 Packungen    | 13582587 |



doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

|          |                      |      |              |               |             |          |
|----------|----------------------|------|--------------|---------------|-------------|----------|
| 16-fach, | zu 10 Stück verpackt | 1058 | 10 x 10 cm   | 25 x 10 Stück | 4 Packungen | 13582601 |
|          | zu 60 Stück verpackt | 4644 | 10 x 10 cm   | 8 x 60 Stück  | 2 Packungen | 12349216 |
| 32-fach, | zu 5 Stück verpackt  | 4636 | 12,5 x 20 cm | 12 x 5 Stück  | 4 Packungen | 12349239 |

# BeeSana® Mullschlitzkompressen

## Unsere Klassische mit Y-Schnitt

### Charakteristik

- Mullkompresse aus Verbandmull gem. EN 14079
- Y-Schnitt
- eingeschlagene Schnittkanten
- gefaltet, 17-fädig
- luftdurchlässig und reißfest zugleich
- wundverträglich und weich auf der Haut



### Anwendung

Zur Wundversorgung bei Drainagen, Kanülen, Tracheotomien und Extensionen.

### unsteril

|                | REF  | Größe        | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|----------------|------|--------------|----------------|-----------------|----------|
| <b>8-fach</b>  | 4291 | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück      | 10 Packungen    | 12491084 |
| <b>12-fach</b> | 4192 | 5 x 5 cm     | 100 Stück      | 10 Packungen    | 12491090 |
|                | 4122 | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück      | 10 Packungen    | 12491109 |
|                | 4160 | 10 x 10 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen    | 12491115 |
| <b>16-fach</b> | 4159 | 5 x 5 cm     | 100 Stück      | 10 Packungen    | 12491121 |



### einfach steril, zu 2 St. verpackt

|                |      |              |               |              |          |
|----------------|------|--------------|---------------|--------------|----------|
| <b>8-fach</b>  | 4158 | 10 x 10 cm   | 100 x 2 Stück | 8 Packungen  | 03870954 |
| <b>12-fach</b> | 4115 | 5 x 5 cm     | 25 x 2 Stück  | 16 Packungen | 01916669 |
|                | 4116 | 7,5 x 7,5 cm | 25 x 2 Stück  | 16 Packungen | 01916652 |
|                | 4117 | 10 x 10 cm   | 25 x 2 Stück  | 16 Packungen | 01916646 |

# BeeSana® Vlieskompresse

Unsere Vlieskompressen zur äußeren Wundversorgung, steril und unsteril

## Charakteristik

- Vlieskompresse aus Viskose und Polyester
- sehr saugfähig
- luftdurchlässig und reißfest zugleich
- wundverträglich und weich auf der Haut
- nicht fasernd



## Anwendung

Zur allgemeinen Wundversorgung von sezernierenden Wunden und Aufnahme von Körperflüssigkeiten.

Als Träger für Salben bei kleineren, operativen Eingriffen in der Ambulanz, auf Station und im Erste-Hilfe-Bereich.

## unsteril

|                                      | REF   | Größe        | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------------------------------------|-------|--------------|----------------|------------------|----------|
| <b>4-fach, 30 g</b>                  | 1789  | 5 x 5 cm     | 100 Stück      | 10 Packungen     | 01450254 |
|                                      | 1790  | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück      | 10 Packungen     | 01450225 |
|                                      | 1791  | 10 x 10 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen     | 01450231 |
|                                      | 1792  | 10 x 20 cm   | 100 Stück      | 5 Packungen      | 01445773 |
| zu 10 Stück vorgezählt für Setpacker | 2791  | 10 x 10 cm   | 200 x 10 Stück | 1 Karton         | -        |
| 40 g                                 | 1124  | 5 x 5 cm     | 100 Stück      | 10 Packungen     | 04852881 |
|                                      | 1125  | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück      | 10 Packungen     | 04852898 |
|                                      | 1126  | 10 x 10 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen     | 04852906 |
|                                      | 1127  | 10 x 10 cm   | 100 Stück      | 76 Packungen     | -        |
|                                      | 11261 | 10 x 20 cm   | 100 Stück      | 5 Packungen      | 04852912 |
| <b>6-fach, 30 g</b>                  | 1796  | 5 x 5 cm     | 100 Stück      | 10 Packungen     | 01330886 |
|                                      | 1797  | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück      | 10 Packungen     | 01330900 |
|                                      | 1798  | 10 x 10 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen     | 01330917 |
|                                      | 1799  | 10 x 20 cm   | 100 Stück      | 5 Packungen      | 01330923 |
| zu 10 Stück vorgezählt für Setpacker | 2798  | 10 x 10 cm   | 200 x 10 Stück | 1 Karton         | -        |
|                                      | 2799  | 10 x 20 cm   | 100 x 10 Stück | 1 Karton         | -        |

## einfach steril

|                      |                      |      |              |               |              |          |
|----------------------|----------------------|------|--------------|---------------|--------------|----------|
| <b>4-fach, 30 g,</b> | zu 2 Stück verpackt  | 1137 | 5 x 5 cm     | 25 x 2 Stück  | 27 Packungen | 03036843 |
|                      |                      | 1138 | 7,5 x 7,5 cm | 25 x 2 Stück  | 16 Packungen | 03036895 |
|                      |                      | 1139 | 10 x 10 cm   | 25 x 2 Stück  | 16 Packungen | 03036903 |
|                      |                      | 1140 | 10 x 20 cm   | 25 x 2 Stück  | 8 Packungen  | 03036949 |
|                      | zu 5 Stück verpackt  | 4376 | 7,5 x 7,5 cm | 100 x 5 Stück | 8 Packungen  | 12350768 |
|                      |                      | 4377 | 10 x 10 cm   | 60 x 5 Stück  | 8 Packungen  | 12350774 |
|                      | zu 10 Stück verpackt | 1219 | 10 x 10 cm   | 25 x 10 Stück | 8 Packungen  | 12350691 |
| <b>6-fach, 30 g,</b> | zu 2 Stück verpackt  | 1800 | 5 x 5 cm     | 25 x 2 Stück  | 27 Packungen | 01330834 |
|                      |                      | 1801 | 7,5 x 7,5 cm | 25 x 2 Stück  | 16 Packungen | 01330840 |
|                      |                      | 1802 | 10 x 10 cm   | 25 x 2 Stück  | 16 Packungen | 01330857 |
|                      |                      | 1803 | 10 x 20 cm   | 25 x 2 Stück  | 8 Packungen  | 03036955 |
|                      | zu 5 Stück verpackt  | 4225 | 5 x 5 cm     | 120 x 5 Stück | 8 Packungen  | 12350662 |
|                      |                      | 4226 | 7,5 x 7,5 cm | 70 x 5 Stück  | 8 Packungen  | 12350679 |
|                      |                      | 4227 | 10 x 10 cm   | 40 x 5 Stück  | 8 Packungen  | 12350685 |

# BeeSana® Vliesschlitzkompresse

Unsere Vliesschlitzkompresse mit Y-Schnitt

## Charakteristik

- Vlieskompresse aus Viskose und Polyester
- Y-Schnitt
- sehr saugfähig
- luftdurchlässig und reißfest zugleich
- wundverträglich und weich auf der Haut
- nicht fasernd



## Anwendung

Zur Wundversorgung bei Drainagen, Kanülen, Tracheotomien und Extensionen.

### unsteril

|              | REF  | Größe        | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------------|------|--------------|----------------|------------------|----------|
| 4-fach, 30 g | 1793 | 5 x 5 cm     | 100 Stück      | 10 Packungen     | 01330768 |
|              | 1794 | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück      | 10 Packungen     | 01330774 |
|              | 1795 | 10 x 10 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen     | 01330780 |



### einfach steril, zu 2 St. verpackt

|              |      |              |              |              |          |
|--------------|------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4-fach, 30 g | 1232 | 5 x 5 cm     | 25 x 2 Stück | 27 Packungen | 01364684 |
|              | 1234 | 7,5 x 7,5 cm | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 01364678 |
|              | 1233 | 10 x 10 cm   | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 01364661 |
| 6-fach, 30 g | 4105 | 10 x 10 cm   | 25 x 2 Stück | 28 Packungen | 13507290 |



# ABE® drainal

## Unsere Schlitzlochkomresse mit metalliner Beschichtung

### Charakteristik

- Vlieskomresse geschlitzt mit Loch
- weiche und saugfähige Vliesschicht
- haut- und wundschonend
- metalline Beschichtung verhindert das Verkleben mit der Wunde, ermöglicht einen schmerzarmen Verbandwechsel
- Lochdurchmesser: ca. 5,5 - 11 mm



### Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung bei kleinkalibrigen Drainagen und Infusionskathetern. Metalline Beschichtung auf die Haut legen.

einfach steril, zu 1 St. verpackt

| REF  | Größe    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|----------|----------------|------------------|----------|
| 4118 | 6 x 7 cm | 50 x 1 Stück   | 6 Packungen      | 01333867 |

# ABE® tracheal

## Unsere Schlitzlochkompressen mit metalliner Beschichtung

### Charakteristik

- Vlieskomresse geschlitzt mit Loch
- weiche und saugfähige Vliesschicht
- haut- und wundschonend
- metalline Beschichtung verhindert das Verkleben mit der Wunde, ermöglicht einen schmerzarmen Verbandwechsel
- steril verpackt
- Lochdurchmesser: ca. 13 - 30 mm



### Anwendung

Schlitzlochkomresse zur Versorgung von Kathetern, Stomata und Drainagen. Das Loch an der Komresse ist ebenso geschlitzt, somit bildet ABE® tracheal einen perfekten Abschluss zur Drainage oder Stoma und das Exsudat kann in die saugfähige Vliesrückseite schnell aufgenommen werden. Metalline Beschichtung auf die Haut legen.

einfach steril, zu 1 St. verpackt

| REF  | Größe     | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|------|-----------|----------------|------------------|-----|
| 4119 | 8 x 10 cm | 50 x 1 Stück   | 6 Packungen      | —   |



# BeeSana® Saugkompresse

Unsere Saugkompresse für hohe Flüssigkeitsaufnahme

## Charakteristik

- wundfreundliche Saugkompresse
- Saugkörper aus 100 % Zellulose
- komplett umhüllt mit nicht verklebendem Vliesstoff
- blaue Oberseite zur Kennzeichnung der Rückseite und als hydrophobe Sperrschicht gegen Durchnässen sowie als Kontaminationsschutz von Wäsche und Kleidung



## Anwendung

Zur Wundversorgung von stark sezernierenden Wunden in allen medizinischen Bereichen. Saugkompressen eignen sich zudem hervorragend zur Abpolsterung von Wunden.



**unsteril**, im Polybeutel

| REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|------------|----------------|----------------|----------|
| 1227 | 10 x 10 cm | 25 Stück       | 16 Packungen   | 01363816 |
| 1228 | 10 x 20 cm | 25 Stück       | 8 Packungen    | 07607202 |
| 1224 | 10 x 30 cm | 25 Stück       | 15 Packungen   | 12146619 |
| 1225 | 15 x 20 cm | 25 Stück       | 12 Packungen   | 12146625 |
| 1231 | 15 x 25 cm | 25 Stück       | 7 Packungen    | 00137727 |
| 1229 | 20 x 20 cm | 25 Stück       | 12 Packungen   | 08696337 |
| 1244 | 20 x 30 cm | 25 Stück       | 5 Packungen    | 12146631 |
| 1230 | 20 x 40 cm | 25 Stück       | 6 Packungen    | 08442499 |

**einfach steril**, zu 1 St. eingesiegelt

|      |            |              |              |          |
|------|------------|--------------|--------------|----------|
| 1354 | 10 x 10 cm | 60 x 1 Stück | 10 Packungen | 08416059 |
| 1355 | 10 x 20 cm | 30 x 1 Stück | 12 Packungen | 06193514 |
| 1388 | 15 x 25 cm | 30 x 1 Stück | 8 Packungen  | 12146602 |
| 1356 | 20 x 20 cm | 30 x 1 Stück | 6 Packungen  | 08416042 |
| 1357 | 20 x 40 cm | 25 x 1 Stück | 4 Packungen  | 07737904 |

# BeeSana® Augenkomresse

Unsere Augenkomresse mit Polsterwirkung

## Charakteristik

- ovale, weiche und rundum geschlossene Komresse
- saugfähige Innenfüllung
- Flüssigkeit wird durch Polyestervlies direkt in das Innere der Komresse geleitet



## Anwendung

Zur Absorption von Augenflüssigkeit. Zur Polsterung und für Augenverbände. Achtung: Bei Verletzungen des äußeren Auges sowie bei Anwendungen nach Operationen ist eine sterile Augenkomresse / Wundauflage zu verwenden. Durch die ovale Form passt sich diese Wundauflage besonders gut an die Augenhöhle an.

### unsteril

| REF  | Größe        | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|--------------|----------------|----------------|----------|
| 4195 | 5,6 x 7,2 cm | 50 Stück       | 10 Packungen   | 02214099 |
| 4155 | 5,6 x 7,2 cm | 500 Stück      | 1 Packung      | 12348872 |
| 4194 | 7 x 8,5 cm   | 50 Stück       | 10 Packungen   | 02435297 |

### einfach steril, zu 1 St. eingeseigelt

|      |            |              |             |          |
|------|------------|--------------|-------------|----------|
| 4196 | 5 x 7 cm   | 25 x 1 Stück | 9 Packungen | 02214107 |
| 4156 | 7 x 8,5 cm | 25 x 1 Stück | 6 Packungen | 02214136 |

# ABE<sup>®</sup> Nasenverband

## Unsere flexiblen Nasenschleudern

### Charakteristik

- bi-elastischer Nasenverband
- mit elastischen Ohrschlaufen oder elastischem Band
- einfach anzulegen
- mittig eingearbeitete, äußerst saugfähige Komresse
- Komresse bindet aufgenommene Flüssigkeit im Inneren und schmiegt sich der Oberlippe an



### Anwendung

Im HNO-Bereich nach Nasenoperationen mit Sekretaustritt. Einfaches Anlegen durch bereits vorhandene Ohrschlaufen oder durch einen Knoten am Hinterkopf.

#### unsteril, mit elastischem Band

| REF  | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|----------------|-----------------|----------|
| 4039 | 20 Stück       | 10 Packungen    | 01333749 |

#### unsteril, mit Ohrschlaufen

| REF  | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|----------------|-----------------|----------|
| 9814 | 20 Stück       | 10 Packungen    | 11885562 |
| 9818 | 500 Stück      | 1 Packung       | 13579533 |

# BeeSana® Mulltupfer

## Unser saugstarker Mulltupfer

### Charakteristik

- Mulltupfer aus Verbandmull gem. EN 14079
- innovative Verschlingungstechnik aus nur einem Mullzuschnitt
- Schnittkanten innenliegend
- 20-fädig
- sehr saugfähig



### Anwendung

Zur Wundreinigung und Blutstillung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion.

Durch die unterschiedlichen Tupfergrößen können große und kleine Wunden effizient und schnell versorgt werden.

### unsteril, im Polybeutel

|               | REF  | Größe      | Form    | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|---------------|------|------------|---------|----------------|----------------|----------|
| haselnussgroß | 1102 | 10 x 10 cm | rund    | 500 Stück      | 8 Packungen    | 01364017 |
| walnussgroß   | 4460 | 15 x 16 cm | rund    | 500 Stück      | 2 Packungen    | 00822216 |
| pflaumengroß  | 4461 | 20 x 20 cm | rund    | 250 Stück      | 16 Packungen   | 00822239 |
| pflaumengroß  | 1106 | 20 x 20 cm | Hütchen | 250 Stück      | 16 Packungen   | 00822222 |
| eigroß        | 4462 | 25 x 26 cm | rund    | 250 Stück      | 10 Packungen   | 00822251 |
| eigroß        | 1109 | 25 x 26 cm | Hütchen | 250 Stück      | 10 Packungen   | 00822245 |
| X-groß        | 1348 | 30 x 30 cm | rund    | 100 Stück      | 20 Packungen   | 11862578 |
| XX-groß       | 1113 | 30 x 40 cm | rund    | 100 Stück      | 15 Packungen   | 01363940 |
| faustgroß     | 1116 | 40 x 50 cm | rund    | 100 Stück      | 10 Packungen   | 00822268 |

### einfach steril, in Peelpackung

|                                                                                                                         |              |      |            |         |                  |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|---------|------------------|--------------|----------|
| zu 2 Stück verpackt                                                                                                     | pflaumengroß | 4356 | 20 x 20 cm | rund    | 100 x 2 Stück    | 8 Packungen  | 13506801 |
| zu 3 Stück verpackt                                                                                                     | pflaumengroß | 4357 | 20 x 20 cm | rund    | 80 x 3 Stück     | 8 Packungen  | 00137696 |
|                                                                                                                         | eigroß       | 4308 | 25 x 26 cm | rund    | 60 x 3 Stück     | 8 Packungen  | 13506818 |
|                                                                                                                         | faustgroß    | 4085 | 45 x 45 cm | rund    | 35 x 3 Stück     | 4 Packungen  | 13506824 |
| zu 2 + 2 Stück verpackt<br>verpackt in weicher Peelpackung<br>mit 2 getrennten Kammern<br>(Perforation zum Abreißen)    | pflaumengroß | 1084 | 20 x 20 cm | rund    | 50 x (2+2) Stück | 8 Packungen  | 01364129 |
|                                                                                                                         | pflaumengroß | 1164 | 20 x 20 cm | Hütchen | 50 x (2+2) Stück | 8 Packungen  | 01364106 |
| zu 2 + 3 Stück verpackt<br>verpackt in weicher<br>Peelpackung<br>mit 2 getrennten Kammern<br>(Perforation zum Abreißen) | walnussgroß  | 1074 | 15 x 16 cm | rund    | 45 x (2+3) Stück | 8 Packungen  | 13506830 |
|                                                                                                                         | pflaumengroß | 1131 | 20 x 20 cm | rund    | 40 x (2+3) Stück | 8 Packungen  | 01364135 |
|                                                                                                                         | pflaumengroß | 1189 | 20 x 20 cm | Hütchen | 40 x (2+3) Stück | 8 Packungen  | 01364075 |
|                                                                                                                         | eigroß       | 1141 | 25 x 26 cm | rund    | 35 x (2+3) Stück | 8 Packungen  | -        |
|                                                                                                                         | XX-groß      | 4216 | 30 x 40 cm | rund    | 35 x (2+3) Stück | 4 Packungen  | 13506847 |
| zu 5 Stück verpackt                                                                                                     | pflaumengroß | 1184 | 20 x 20 cm | rund    | 50 x 5 Stück     | 8 Packungen  | 13506853 |
|                                                                                                                         | eigroß       | 4209 | 25 x 26 cm | rund    | 40 x 5 Stück     | 8 Packungen  | 13506876 |
|                                                                                                                         | eigroß       | 1165 | 25 x 26 cm | Hütchen | 40 x 5 Stück     | 8 Packungen  | 01364069 |
|                                                                                                                         | XX-groß      | 4211 | 30 x 40 cm | rund    | 40 x 5 Stück     | 4 Packungen  | 13506882 |
| zu 10 Stück verpackt                                                                                                    | pflaumengroß | 4215 | 20 x 20 cm | rund    | 30 x 10 Stück    | 10 Packungen | 07393706 |

# BeeSana® Spitztupfer

Unsere Spitztupfer aus reiner Baumwolle

## Charakteristik

- Mulltupfer aus 100 % Baumwolle gem. EN 14079
- 20-fädig
- konisch aus nur einem Mullstück geformt



## Anwendung

Zur Blut- und Sekretaufnahme, speziell im HNO-Bereich. Zur Blutstillung oder als Tamponade.

ohne RK, doppelt steril mit Zählkarten

|                      | REF  | Größe (ungerollt) | Länge       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|----------------------|------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-----|
| zu 10 Stück verpackt | 4170 | groß, 15 x 16 cm  | ca. 13,5 cm | 40 x 10 Stück  | 8 Packungen      | -   |

# ABE® Tamponadebinde

Unsere Tamponade aus reiner Baumwolle

## Charakteristik

- Verbandmull gem. EN 14079
- 100 % Baumwolle
- gewebte Kanten
- weiß
- gerollt
- eingewebter Röntgenkontrastfaden (BaSO<sub>4</sub>)



## Anwendung

Als Tamponade in natürlichen Körperöffnungen.

einfach steril, zu 1 St. verpackt

|          | REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|----------|------|------------|----------------|------------------|----------|
| 24-fädig | 4300 | 1 cm x 5 m | 100 x 1 Stück  | 8 Packungen      | 13574814 |
|          | 4301 | 2 cm x 5 m | 70 x 1 Stück   | 8 Packungen      | 13574820 |

# BeeSana® Zellstofftupfer

## Unser Zellstofftupfer von der Rolle

### Charakteristik

- Tupfer aus hochgebleichtem, saugfähigem und nicht faserndem Zellstoff gem. DAB
- gebrauchsfertig
- vorgestanzt



### Anwendung

Zur lokalen Desinfektion vor Injektionen und Infusionen.

### unsteril

|                    | REF  | Größe     | Packungsinhalt       | Versandereinheit | PZN      |
|--------------------|------|-----------|----------------------|------------------|----------|
|                    | 1190 | 4 x 5 cm  | 2 Rollen à 500 Stück | 16 Packungen     | 07210048 |
|                    | 1278 | 8 x 10 cm | 2 Rollen à 125 Stück | 10 Packungen     | 01364253 |
| keimreduziert      | 1177 | 4 x 5 cm  | 1 Rolle à 500 Stück  | 20 Packungen     | 01331070 |
| Zellstofftupferbox | 9871 |           | 1 Stück              | 1 Packung        | 01363756 |

# Alkoholtupfer

## Unser gebrauchsfertiger Tupfer zur Hautreinigung

### Charakteristik

- Alkoholtupfer aus Vliesstoff
- getränkt mit 70 % Isopropylalkohol
- gebrauchsfertig

### Anwendung

Zum Reinigen der Haut vor subkutanen Injektionen und kapillarer Blutentnahme.



### unsteril

| REF  | Größe                                                | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 4465 | ca. 3 x 3 cm (gefaltet)<br>ca. 6 x 3 cm (ungefaltet) | 100 Stück      | 20 Packungen     | 09391893 |

# Wattestäbchen

## Charakteristik

- verschiedene Ausführungen und Varianten für unterschiedliche Anwendungen
- in steriler als auch unsteriler Aufmachung
- unterschiedliche Kopfgrößen
- Holz- oder flexible Kunststoffvariante



## Anwendung

Für den breiten Einsatz bei allen medizinischen Anwendungen, wie z. B. zum Reinigen und Auftragen von flüssigen Substanzen oder Salben sowie für Arbeiten im Labor.

### unsteril, im ZIP Beutel

| REF  | Länge  | Kopf           | Griff      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|--------|----------------|------------|----------------|------------------|----------|
| 4046 | 7,5 cm | kleiner Kopf   | Kunststoff | 10 x 200 Stück | 10 Packungen     | 11857620 |
| 1260 | 15 cm  | kleiner Kopf   | Holz       | 10 x 100 Stück | 20 Packungen     | 06177225 |
| 1261 | 15 cm  | mittlerer Kopf | Holz       | 10 x 100 Stück | 10 Packungen     | 06177231 |
| 1263 | 15 cm  | großer Kopf    | Holz       | 10 x 50 Stück  | 10 Packungen     | 01363762 |
| 1268 | 15 cm  | großer Kopf    | Kunststoff | 10 x 50 Stück  | 10 Packungen     | 11857494 |

### einfach steril, zu 2 Stück verpackt

|      |       |              |            |               |             |          |
|------|-------|--------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 1262 | 15 cm | kleiner Kopf | Holz       | 100 x 2 Stück | 6 Packungen | 06177254 |
| 1264 | 15 cm | großer Kopf  | Holz       | 100 x 2 Stück | 3 Packungen | 01363779 |
| 1270 | 15 cm | großer Kopf  | Kunststoff | 100 x 2 Stück | 3 Packungen | 13711168 |

# Lemon Glycerin Stick

## Charakteristik

- zuckerfrei
- getränkt mit einer Lösung aus Glycerin USP, Zitronensäure USP, Zitronenaroma, Natriumbenzoat

## Anwendung

Zur professionellen Anwendung im klinischen Alltag.

### unsteril


| REF  | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|----------------|------------------|----------|
| 6804 | 25 x 3 Stück   | 20 Packungen     | 03916886 |





# Holzmundspatel

Unser splitterfreier Spatel für Untersuchungen  
und zum Auftragen von Salben



## unsteril

| REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 9802 | 150 x 18 mm | 100 Stück      | 20 Packungen     | 00822334 |

## einfach steril, zu 1 Stück verpackt

|      |             |               |              |          |
|------|-------------|---------------|--------------|----------|
| 9665 | 150 x 18 mm | 100 x 1 Stück | 10 Packungen | 01333821 |
|------|-------------|---------------|--------------|----------|

# ABE® Injektionspflaster

## Unser textiles Injektionspflaster

### Charakteristik

- fertig konfektioniertes Injektionspflaster
- mit Wundkissen
- Polyesternetz verhindert Verkleben der Kompresse mit der Wunde
- beschichtet mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber
- flexibel und robust durch textile Gewebestruktur



### Anwendung

Bei leichten Verletzungen wie Schürfwunden und oberflächlichen Schnittwunden sowie zur Versorgung nach der Blutentnahme.

### unsteril

| REF  | Größe    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|----------|----------------|------------------|----------|
| 9525 | 2 x 4 cm | 500 Stück      | 20 Packungen     | 01664860 |

# ABE® light

## Unser elastischer Wundverband mit Wundkompressen

### Charakteristik

- weißer, leicht elastischer Wundverband
- mittig aufgesetzte, saugfähige Kompresse
- nicht verklebendes Wundkissen durch Polyesternetzüberzug
- atmungsaktives, wasserdampfdurchlässiges Trägermaterial, beschichtet mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber
- guter Sitz dank hoher Flexibilität des Trägervlies



### Anwendung

Zur Erst- sowie Folgeversorgung kleiner Verletzungen, speziell an besonders sensiblen Körperstellen. Guter Sitz bei Gelenkwunden.

### unsteril

| REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|------------|----------------|------------------|----------|
| 9547 | 4 cm x 5 m | 1 Stück        | 14 Packungen     | 06790233 |
| 9548 | 6 cm x 5 m | 1 Stück        | 10 Packungen     | 06790256 |
| 9549 | 8 cm x 5 m | 1 Stück        | 8 Packungen      | 06790262 |

# ABE® Wundschnellverband

Unser saugstarker und hautfreundlicher Wundschnellverband

## Charakteristik

- selbstklebender Wundverband aus weißem Vliesstoff
- mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber
- mit zentralem, saugstarkem Wundkissen
- kein Verkleben mit der Wunde
- sekretresistent
- wasserdampf- und luftdurchlässig



## Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung oder als steriler Wundschnellverband im Stationsbereich zur Blut- und Sekretaufnahme sowie zum Wundschutz vor (Kreuz)infektionen.

einfach steril, zu 1 St. eingesiegelt

| REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|------------|----------------|------------------|----------|
| 4750 | 5 x 7 cm   | 100 x 1 Stück  | 12 Packungen     | 01452997 |
| 4752 | 6 x 10 cm  | 50 x 1 Stück   | 6 Packungen      | 01126022 |
| 4754 | 8 x 10 cm  | 50 x 1 Stück   | 6 Packungen      | 01446011 |
| 4760 | 15 x 10 cm | 50 x 1 Stück   | 6 Packungen      | 01445980 |
| 4762 | 20 x 10 cm | 50 x 1 Stück   | 6 Packungen      | 01445968 |
| 4764 | 25 x 10 cm | 25 x 1 Stück   | 6 Packungen      | 01445951 |
| 4768 | 35 x 10 cm | 25 x 1 Stück   | 6 Packungen      | 01446057 |

# ABE<sup>®</sup> derm

## Unser transparenter Folienwundverband ohne Wundauflege

### Charakteristik

- elastische, semipermeable Polyurethanfolie
- keim- und wasserdicht, jedoch sauerstoff- und wasserdampfdurchlässig
- beschichtet mit hypoallergenem Polyacrylatkleber
- Wundumgebung jederzeit sichtbar durch die hypoallergene, transparente Folie
- schmerzlos und rückstandslos entfernbar

### Anwendung

Geeignet für die postoperative Wundversorgung und zur Kontrolle der Wundumgebung, Wundversorgung und Katheterfixierung. Auch direkt auf Primärwunden mit geringer Exsudation zur Wundbeobachtung einzusetzen.

einfach steril, zu 1 St. eingeschelt

| REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|------------|----------------|-----------------|----------|
| 9571 | 6 x 7 cm   | 100 x 1 Stück  | 40 Packungen    | 06790204 |
| 9572 | 10 x 12 cm | 50 x 1 Stück   | 12 Packungen    | 06790210 |
| 9573 | 15 x 20 cm | 50 x 1 Stück   | 15 Packungen    | 06790227 |



# ABE<sup>®</sup> derm plus

## Unser transparenter Wundschnellverband

### Charakteristik

- elastische, semipermeable Polyurethanfolie
- keim- und wasserdicht, jedoch sauerstoff- und wasserdampfdurchlässig
- beschichtet mit hypoallergenem Polyacrylatkleber
- integriertes, nicht verklebendes Wundkissen
- Wundumgebung jederzeit sichtbar durch die hypoallergene, transparente Folie
- schmerzlos und rückstandslos entfernbar

### Anwendung

Geeignet für die postoperative Wundversorgung und zur Kontrolle der Wundumgebung, Wundversorgung und Katheterfixierung. Auch direkt auf Primärwunden mit geringer bis mäßiger Exsudation zur Wundbeobachtung einzusetzen.

einfach steril, zu 1 St. eingeschelt

| REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|------------|----------------|-----------------|----------|
| 9580 | 5 x 7 cm   | 50 x 1 Stück   | 24 Packungen    | 04589917 |
| 9581 | 6 x 10 cm  | 50 x 1 Stück   | 12 Packungen    | 04589923 |
| 9584 | 15 x 10 cm | 50 x 1 Stück   | 12 Packungen    | 04656720 |
| 9585 | 20 x 10 cm | 50 x 1 Stück   | 24 Packungen    | 04656737 |



# ABE® Kanülenfixierung I.V.

Unser hautfreundliches Kanülenfixierpflaster

## Charakteristik

- selbstklebender Fixierverband
- mit mittiger Schlitzung
- aus weichem Trägervlies
- integriertes, nicht verklebendes Wundkissen
- hypoallergener Polyacrylatkleber mit guter Haftung



## Anwendung

Zur sterilen Wundversorgung der Einstichstelle von Venenverweilkanülen und gleichzeitig zur schnellen und sicheren Fixierung. Geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.

**einfach steril,** zu 1 St. eingesiegelt

| REF  | Größe    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|----------|----------------|------------------|----------|
| 4457 | 8 x 6 cm | 50 x 1 Stück   | 10 Packungen     | 12589854 |

# ABE® Fixiervlies

Unser hautfreundliches Fixiervlies für eine sichere Fixierung

## Charakteristik

- selbstklebendes Fixiervlies aus weißem Vliesstoff
- in Querrichtung dehnbar (mind. 100 %)
- besonders anschmiegsam und weich
- gut haftend
- wasserdampf- und luftdurchlässig
- schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen
- hypoallergener Polyacrylatkleber



## Anwendung

Zur vollflächigen Verbandabdeckung und -fixierung in allen medizinischen Bereichen. Zur Befestigung von Kanülen, Drainagen, Sonden, Kathetern, Messinstrumenten etc. Durch die Elastizität und individuelle Zuschneidung ideal für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen. Geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.

**unsteril**

| REF  | Größe        | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|--------------|----------------|------------------|----------|
| 4470 | 5 cm x 10 m  | 1 Stück        | 50 Packungen     | 06168663 |
| 4471 | 10 cm x 10 m | 1 Stück        | 24 Packungen     | 06168686 |
| 4472 | 15 cm x 10 m | 1 Stück        | 24 Packungen     | 06168692 |
| 4473 | 20 cm x 10 m | 1 Stück        | 52 Packungen     | 06168700 |

# ABE<sup>®</sup> silk

## Unser Rollenpflaster aus Kunstseide

### Charakteristik

- Fixierpflaster aus weißem Celluloseacetat
- mit hypoallergenem Polyacrylatkleber
- gezackter Rand und somit leicht längs und quer reißbar
- atmungsaktiv
- wasserdampfdurchlässig
- wasser- und schmutzabweisend
- leicht mit dem Kugelschreiber zu beschriften



### Anwendung

Zur Fixierung von Wundauflagen, Verbänden, Drainagen, Kathetern und Kanülen.

#### unsteril, mit Schutzring

| REF  | Größe        | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|--------------|----------------|----------------|----------|
| 9531 | 2,5 cm x 5 m | 24 Stück       | 10 Packungen   | 11732887 |

#### unsteril, ohne Schutzring

|      |                  |          |              |          |
|------|------------------|----------|--------------|----------|
| 9535 | 1,25 cm x 5 m    | 36 Stück | 10 Packungen | 11734544 |
| 9536 | 2,5 cm x 5 m     | 24 Stück | 10 Packungen | 11745536 |
| 9540 | 1,25 cm x 9,14 m | 36 Stück | 10 Packungen | 03916834 |
| 9541 | 2,5 cm x 9,14 m  | 24 Stück | 10 Packungen | 03916840 |

# BeeSana® SafeCut

## Unser kohäsiver Fingerflasterverband

### Charakteristik

- kohäsive und elastische Fixierbinde
- rutschfest durch feinen Latexauftrag
- atmungsaktiv
- wasserbeständig und äußert reißfest
- Dehnbarkeit ca. 100 %
- Binde ist leicht abreißbar



### Anwendung

Für Fixierverbände aller Art. Zur individuellen und schnellen Erstversorgung bei Finger- und Gelenkverletzungen sowie eingerissenen Fingernägeln. Zur Fixierung von Wundauflagen sowie als leichter Stütz- und Kompressionsverband. Zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen.

**Produktvorteil:** leicht abreißbar (keine Schere notwendig).

### unsteril

| REF  | Größe          | Farbe | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|----------------|-------|----------------|-----------------|----------|
| 1844 | 2,5 cm x 4,5 m | blau  | 1 Stück        | 252 Packungen   | 10544882 |

### Stützkissen falten (Fixierung mit und ohne Stützkissen möglich)



1. Man nimmt das Ende der Bandage und faltet dieses einige Male übereinander, bis man ein ausreichendes Stützkissen erhält.
2. Man fixiert dieses Stützkissen auf der vorgesehenen Stelle mit dem Rest der Binde, so dass man Stabilität erlangt.
3. Den Verband feststreichen und einfach abreißen. Fertig.



# ABE<sup>®</sup> Mullbinde

## Unsere traditionelle Fixierbinde

### Charakteristik

- starre Fixierbinde gem. DIN 61631
- glatte Struktur
- gewebte Kanten
- aus hautverträglichen Rohstoffen
- 65 % Viskose / 35 % Baumwolle



### Anwendung

Für Fixierverbände aller Art. Breites Anwendungsgebiet in allen medizinischen Bereichen, u. a. auch als Notverband für die Erste Hilfe oder als Trägergewebe für Zinkleimverbände.

### unsteril

| REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 1400 | 4 cm x 4 m  | 20 Stück       | 16 Packungen    | 01331029 |
| 1401 | 6 cm x 4 m  | 20 Stück       | 16 Packungen    | 01331035 |
| 1402 | 8 cm x 4 m  | 20 Stück       | 12 Packungen    | 01331041 |
| 1403 | 10 cm x 4 m | 20 Stück       | 8 Packungen     | 01331058 |

# ABE® Last

Unsere elastische Fixierbinde mit glatter Struktur

## Charakteristik

- hochelastische Fixierbinde gem. DIN 61634
- feine, glatte Struktur
- faltenfreier und rutschfester Sitz
- Dehnbarkeit mind. 135 %
- gedehnte Länge: 4 m
- 54 % Polyester / 46 % Viskose



## Anwendung

Für Fixierverbände aller Art. Zur Fixierung von Wundauflagen, zur Befestigung von Stützschiene und als leichter Stütz- und Kompressionsverband. Geeignet für die Anwendung an Gelenken, konischen und runden Körperteilen. Zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen.

**unsteril**, zu 20 St. verpackt

| REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 1409 | 4 cm x 4 m  | 20 Stück       | 28 Packungen     | 04853248 |
| 1410 | 6 cm x 4 m  | 20 Stück       | 24 Packungen     | 01364282 |
| 1411 | 8 cm x 4 m  | 20 Stück       | 20 Packungen     | 04853260 |
| 1412 | 10 cm x 4 m | 20 Stück       | 15 Packungen     | 04853277 |
| 1413 | 12 cm x 4 m | 20 Stück       | 6 Packungen      | 04853283 |

# ABE® Last krepp

Unsere hochelastische Fixierbinde mit gekreppter Struktur

## Charakteristik

- hochelastische Fixierbinde gem. DIN 61634
- gekreppte Struktur
- effektive Haftung der einzelnen Lagen
- aus hautverträglichen Rohstoffen
- offene, luftdurchlässige Struktur
- unempfindlich gegen Salben und Schweiß
- Dehnbarkeit ca. 100 %
- gedehnte Länge: 4 m
- 70 % Viskose / 30 % Polyamid



## Anwendung

Für Fixierverbände aller Art. Zur Fixierung von Wundauflagen, zur Befestigung von Stützschielen und als leichter Stütz- und Kompressionsverband. Geeignet für die Anwendung an Gelenken, konischen und runden Körperteilen. Auch für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet.

### unsteril

| REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 1749 | 4 cm x 4 m  | 40 Stück       | 12 Packungen     | 14439863 |
| 1750 | 6 cm x 4 m  | 20 Stück       | 16 Packungen     | 07198324 |
| 1751 | 8 cm x 4 m  | 20 Stück       | 12 Packungen     | 07198330 |
| 1752 | 10 cm x 4 m | 20 Stück       | 10 Packungen     | 07198347 |
| 1753 | 12 cm x 4 m | 20 Stück       | 8 Packungen      | 07198353 |

### doppelt steril, zu 1 St. verpackt mit 2 Zählkarten

|      |             |              |             |          |
|------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 4741 | 6 cm x 4 m  | 30 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655731 |
| 4742 | 8 cm x 4 m  | 30 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655642 |
| 4588 | 12 cm x 4 m | 30 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655725 |

# ABE<sup>®</sup> fix color

Unsere elastische und kohäsive Fixierbinde in Farbe, glatt

## Charakteristik

- kohäsive und elastische Fixierbinde
- glatte Struktur
- rutschfest
- atmungsaktiv und hautfreundlich
- Dehnbarkeit gem. DIN 61632: ca. 60 %
- 61 % Polyamid / 39 % Baumwolle



## Anwendung

Zur Fixierung von Wundauflagen und Verbänden an viel bewegten Körperteilen.  
Zum Beispiel zur Ruhigstellung von Hand- und Sprunggelenk.

## unsteril

| REF   | Größe       | Farbe | Packungsinhalt | Versandheinheit | PZN      |
|-------|-------------|-------|----------------|-----------------|----------|
| 19461 | 6 cm x 20 m | blau  | 1 Stück        | 15 Packungen    | 08520615 |
| 19463 | 6 cm x 20 m | grün  | 1 Stück        | 36 Packungen    | 08520638 |
| 19465 | 6 cm x 20 m | rot   | 1 Stück        | 15 Packungen    | 08520650 |

# ABE<sup>®</sup> Last haft

## Unsere elastische und kohäsive Fixierbinde

### Charakteristik

- kohäsive und elastische Fixierbinde
- gekreppte Struktur
- keine zusätzliche Fixierung notwendig
- gute Haftung durch mikropunktueller Lateximprägnierung
- großporig für gutes Hautklima
- Dehnbarkeit ca. 60 %
- gedehnte Längen: 4 m bzw. 20 m
- 70 % Polyester / 30 % Polyamid



### Anwendung

Für Fixierverbände aller Art. Zur Fixierung von Wundauflagen, zur Befestigung von Stützschiene und als leichter Stütz- und Kompressionsverband. Geeignet für die Anwendung an Gelenken, konischen und runden Körperteilen. Zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen.



### unsteril

| REF  | Größe        | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|--------------|----------------|-----------------|----------|
| 1289 | 4 cm x 4 m   | 1 Stück        | 30 Packungen    | 04019746 |
| 1391 | 6 cm x 4 m   | 1 Stück        | 36 Packungen    | 07198436 |
| 1392 | 8 cm x 4 m   | 1 Stück        | 36 Packungen    | 07198442 |
| 1393 | 10 cm x 4 m  | 1 Stück        | 36 Packungen    | 07198459 |
| 1394 | 12 cm x 4 m  | 1 Stück        | 36 Packungen    | 07198465 |
| 1288 | 4 cm x 20 m  | 1 Stück        | 22 Packungen    | 02435498 |
| 1383 | 6 cm x 20 m  | 1 Stück        | 16 Packungen    | 04853308 |
| 1384 | 8 cm x 20 m  | 1 Stück        | 12 Packungen    | 04853314 |
| 1385 | 10 cm x 20 m | 1 Stück        | 10 Packungen    | 04853320 |
| 1386 | 12 cm x 20 m | 1 Stück        | 10 Packungen    | 04853337 |

### doppel steril, mit Zählkarte zu 1 St. verpackt

|      |             |              |             |   |
|------|-------------|--------------|-------------|---|
| 4793 | 12 cm x 4 m | 15 x 1 Stück | 4 Packungen | - |
|------|-------------|--------------|-------------|---|

# ABE® Ideal 100

Unsere textilelastische Idealbinde aus 100 % Baumwolle mit kurzem Zug

## Charakteristik

- textilelastische Binde gem. DIN 61632
- Dehnbarkeit ca. 90 %
- rohweiß
- 100 % Baumwolle
- gedehnte Länge ca. 5 m
- sehr hautfreundlich
- webkantig
- waschbar



## Anwendung

Für Entlastungsverbände und Nachbehandlungen von Luxationen und Frakturen.  
Geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.

### unsteril

| REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 1589 | 4 cm x 5 m  | 10 Stück       | 10 Packungen     | 01364299 |
| 1423 | 6 cm x 5 m  | 10 Stück       | 10 Packungen     | 01364477 |
| 1424 | 8 cm x 5 m  | 10 Stück       | 10 Packungen     | 01364448 |
| 1425 | 10 cm x 5 m | 10 Stück       | 5 Packungen      | 04853484 |
| 1426 | 12 cm x 5 m | 10 Stück       | 5 Packungen      | 04853490 |
| 1576 | 15 cm x 5 m | 10 Stück       | 5 Packungen      | 01364460 |
| 1577 | 20 cm x 5 m | 10 Stück       | 5 Packungen      | 01364454 |

### doppelt steril, mit Zählkarte zu 1 St. verpackt

|      |             |              |           |   |
|------|-------------|--------------|-----------|---|
| 4771 | 6 cm x 5 m  | 25 x 1 Stück | 100 Stück | - |
| 4772 | 8 cm x 5 m  | 25 x 1 Stück | 100 Stück | - |
| 4773 | 10 cm x 5 m | 20 x 1 Stück | 80 Stück  | - |
| 4774 | 12 cm x 5 m | 15 x 1 Stück | 60 Stück  | - |

# ABE<sup>®</sup> universal

Unsere dauerelastische Universalbinde mit mittelkräftigem Zug

## Charakteristik

- dauerelastische Binde für mittlere Kompression
- Dehnbarkeit ca. 110 %
- offene, luftdurchlässige Struktur
- gedehnte Länge: ca. 5 m
- latexfrei und hautfreundlich
- 67 % Baumwolle / 30 % Polyester / 3 % Elasthan



## Anwendung

Für alle Verbände, bei denen eine mittelkräftige Kompression erwünscht ist, insbesondere für komprimierende Wundverbände. Geeignet für traumatologische Indikationen sowie zur Nachbehandlung von Venenleiden. Zur Fixierung von Wundauflagen. Zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen und zum Stützen und Entlasten von Gelenken. Geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.

### unsteril

| REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 1414 | 6 cm x 5 m  | 10 Stück       | 16 Packungen     | 00761561 |
| 1415 | 8 cm x 5 m  | 10 Stück       | 12 Packungen     | 00761590 |
| 1416 | 10 cm x 5 m | 10 Stück       | 10 Packungen     | 00761526 |
| 1432 | 12 cm x 5 m | 10 Stück       | 8 Packungen      | 00761532 |
| 1433 | 15 cm x 5 m | 10 Stück       | 6 Packungen      | 00761549 |
| 1434 | 20 cm x 5 m | 10 Stück       | 5 Packungen      | 00761555 |

### doppelt steril, mit Zählkarte zu 1 St. verpackt

|      |             |              |             |          |
|------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 4722 | 6 cm x 5 m  | 25 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655636 |
| 4723 | 8 cm x 5 m  | 25 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655694 |
| 4572 | 10 cm x 5 m | 20 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655748 |
| 4560 | 12 cm x 5 m | 15 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655719 |



# ABE<sup>®</sup> lastic

## Unsere dauerelastische Universalbinde mit kurzem Zug

### Charakteristik

- dauerelastische Binde für mittlere Kompression
- Dehnbarkeit ca. 90 %
- offene, luftdurchlässige Struktur
- gedehnte Länge: ca. 5 m
- latexfrei und hautfreundlich
- 60 % Baumwolle / 38 % Polyester / 2 % Elasthan



### Anwendung

Für alle Verbände, bei denen eine leichte Kompression erwünscht ist, insbesondere für komprimierende Wundstütz- und Entlastungsverbände. Zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen. Bei phlebologischer und lymphologischer Indikation. Zur Fixierung von Wundauflagen. Geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.

### unsteril

| REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 1780 | 4 cm x 5 m  | 10 Stück       | 10 Packungen     | 02423265 |
| 1781 | 6 cm x 5 m  | 10 Stück       | 10 Packungen     | 02423259 |
| 1782 | 8 cm x 5 m  | 10 Stück       | 10 Packungen     | 02423242 |
| 1783 | 10 cm x 5 m | 10 Stück       | 10 Packungen     | 02423236 |
| 1784 | 12 cm x 5 m | 10 Stück       | 5 Packungen      | 02423213 |
| 1785 | 15 cm x 5 m | 10 Stück       | 5 Packungen      | 02423207 |
| 1786 | 20 cm x 5 m | 10 Stück       | 5 Packungen      | 02423182 |

### doppel steril, mit Zählkarte zu 1 St. verpackt

|      |             |              |             |          |
|------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 4779 | 6 cm x 5 m  | 30 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655671 |
| 4780 | 8 cm x 5 m  | 25 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655659 |
| 4781 | 10 cm x 5 m | 20 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655702 |
| 4782 | 12 cm x 5 m | 15 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655665 |

# ABE<sup>®</sup> Polsterbinde

Unsere Synthetikwatte zum Polstern



## Charakteristik

- bauschelastische Synthetikwattebinde aus nicht saugenden, gekräuselten Polyesterfasern
- Elastizität bleibt auch bei mechanischer Dauerbelastung und unter starkem Feuchtigkeitseinfluss erhalten
- faltenfreier Sitz durch rutschsichere Eigenhaftung
- einfach anzulegen
- von Hand abreißbar
- sterilisierbar

## Anwendung

Als Polstermaterial unter Gips-, Stütz- und Kompressionsverbänden.

### unsteril

| REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|-------------|----------------|----------------|----------|
| 1701 | 6 cm x 3 m  | 1 Stück        | 108 Packungen  | 06627958 |
| 1806 | 8 cm x 3 m  | 1 Stück        | 72 Packungen   | 04351788 |
| 1702 | 10 cm x 3 m | 1 Stück        | 72 Packungen   | 06627964 |
| 1703 | 15 cm x 3 m | 1 Stück        | 36 Packungen   | 06627970 |

### einfach steril, zu 1 St. verpackt

|      |             |              |             |          |
|------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 1705 | 10 cm x 3 m | 15 x 1 Stück | 4 Packungen | 13715901 |
|------|-------------|--------------|-------------|----------|

# ABE<sup>®</sup> extra

Unsere Kurzzugbinde für besonders starke Stütz- und Kompressionsverbände

## Charakteristik

- besonders kräftige, textilelastische Kompressionsbinde
- mit kurzem Zug / Dehnbarkeit ca. 80 %
- offene, luftdurchlässige Struktur
- gedehnte Länge: 5 m
- 100 % Baumwolle
- mit Verbandklammern



## Anwendung

Für sehr starke Kompression mit hohem Arbeitsdruck und niedrigem Ruhedruck. Geeignet zur gegenläufigen Verbandtechnik nach Pütter. Zur Unterstützung der Venenklappenfunktion, nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis. Geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.

## unsteril

| REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 1421 | 8 cm x 5 m  | 1 Stück        | 72 Packungen     | 01364402 |
| 1422 | 10 cm x 5 m | 1 Stück        | 36 Packungen     | 01364394 |
| 1735 | 6 cm x 5 m  | 10 Stück       | 10 Packungen     | 08490759 |
| 1736 | 8 cm x 5 m  | 10 Stück       | 10 Packungen     | 08490765 |
| 1737 | 10 cm x 5 m | 10 Stück       | 5 Packungen      | 08490771 |
| 1738 | 12 cm x 5 m | 10 Stück       | 5 Packungen      | 08490788 |

# ABE<sup>®</sup> extra haft

Unsere kohäsive, dauerelastische Kompressionsbinde mit kurzem Zug

## Charakteristik

- kräftige, dauerelastische Kompressionsbinde
- mit kurzem Zug / Dehnbarkeit ca. 80 %
- kohäsiv
- rutschfest
- webkantig
- atmungsaktiv
- sterilisierbar mit Gas und Dampf bei 121° C, X-Ray und Gamma
- gedehnte Länge: 5 m
- 88 % Baumwolle / 11 % Polyamid / 1 % Polyurethan



## Anwendung

Für Fixier-, Stütz- und Entlastungsverbände. Für chronisch-venöse Insuffizienz, bei primärer und sekundärer Varikose, Ulcus cruris, Oedem, Verödung, Thrombophlebitis, Phlebothrombose, postoperative Versorgung nach Venenoperationen. Auch prophylaktisch in der Erst- und Folgeversorgung von Sportverletzungen des Bewegungsapparats.

## unsteril

| REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 1777 | 8 cm x 5 m  | 1 Stück        | 64 Packungen    | 01340933 |
| 1778 | 10 cm x 5 m | 1 Stück        | 32 Packungen    | 01340956 |
| 1779 | 12 cm x 5 m | 1 Stück        | 32 Packungen    | 01340979 |

# ABE® Ven

Unserer dauerelastische Kompressionsbinde mit langem Zug

## Charakteristik

- dauerhaft elastisch
- Dehnbarkeit ca. 175 %
- mit latexfreier Endfixierung
- hautfarben
- 93 % Baumwolle / 7 % Polyurethan
- gedehnte Länge ca. 7 m
- sehr hautfreundlich
- waschbar
- mit Verbandklammern



## Anwendung

Für eine regulierbare Kompression, Resorption von Hämatomen, Schwangerschaftsvarikosen, Luxationen, Distorsionen und Kontusionen. Geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.

### unsteril

| REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|-------------|----------------|----------------|----------|
| 1563 | 8 cm x 7 m  | 1 Stück        | 64 Packungen   | 04854147 |
| 1564 | 10 cm x 7 m | 1 Stück        | 32 Packungen   | 04854153 |
| 1565 | 12 cm x 7 m | 1 Stück        | 32 Packungen   | 04854176 |

# Verbandklammern

Zur praktischen Fixierung von Bindenenden

## Charakteristik

- elastisches Gummiband
- fest vernietet mit stabilen, biegesicheren Metallhäkchen
- weiß



## Anwendung

Zur schnellen und sicheren Fixierung nicht kohäsiver Binden.

| REF  | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|------|----------------|----------------|-----|
| 4055 | 100 Stück      | 10 Packungen   | -   |

# ABE® Trikotschlauchverband

Unser feinmaschiger Trikotschlauch für den universellen Einsatz

## Charakteristik

- Schlauchverband aus 100 % Baumwolle
- längs- und querelastisch
- einfache Handhabung
- kann an beliebiger Stelle durchtrennt werden
- nahtlos zur Vermeidung von Druckstellen
- gute anatomische Anpassung bei faltenlosem Sitz
- Schutz bei Wunden
- luftdurchlässig



## Anwendung

Als druckfreier Verband sowie als Unter- und Überzug bei Zinkleim- oder Gipsverbänden zum Hautschutz. Für ruhigstellende Verbände und Extensionsverbände. Zum Überziehen von Schienen. Für Fixierverbände aller Art.

## unsteril

| REF  | Größe               | Anwendung                   | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|---------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------|
| 5181 | Gr. 1 1,5 cm x 20 m | Finger / Zehe               | 1 Stück        | 24 Packungen     | 01331354 |
| 5182 | Gr. 2 2,5 cm x 20 m | mehrere Finger / Zehen      | 1 Stück        | 16 Packungen     | 01331360 |
| 5183 | Gr. 3 4 cm x 20 m   | Hand / Unterarm / Kinderarm | 1 Stück        | 12 Packungen     | 01331377 |
| 5184 | Gr. 4 6 cm x 20 m   | Oberarm / Unterschenkel     | 1 Stück        | 28 Packungen     | 01331383 |
| 5185 | Gr. 5 8 cm x 20 m   | Oberschenkel                | 1 Stück        | 22 Packungen     | 01331420 |
| 5186 | Gr. 6 10 cm x 20 m  | Kopf / Kinderrumpf          | 1 Stück        | 18 Packungen     | 01331437 |
| 5187 | Gr. 7 12 cm x 20 m  | Rumpf                       | 1 Stück        | 16 Packungen     | 01331443 |

# ABE® Netzschauchverband

Unser hochelastischer Fixiernetzschlauch

## Charakteristik

- hochelastischer Schlauchverband
- einfache und schnelle Handhabung
- kann an beliebiger Stelle durchtrennt werden
- aufgrund der Bindung kein Weiterreißen
- nahtlos zur Vermeidung von Druckstellen
- gute anatomische Anpassung bei faltenlosem Sitz
- sichere Fixierung, auch bei extremen Bewegungen



## Anwendung

Zur Fixierung von Verbänden aller Art und von Polstermaterial an druckgefährdeten Stellen. Mittels Schereneinsatz kann ein Loch in den Netzschauch geschnitten werden, um unverletzte Gliedmaßen (z. B. den Daumen bei einem Handverband) außerhalb des Verbandmaterials zu tragen. Besonders geeignet für die Anwendung an Gelenken, konischen und runden Körperteilen.

## unsteril

| REF  | Größe                          | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|--------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 5164 | Gr. 3 Unterarm (2,2 cm x 25 m) | 1 Stück        | 10 Packungen     | 03065804 |
| 5166 | Gr. 4 Oberarm (2,5 cm x 25 m)  | 1 Stück        | 8 Packungen      | 03065810 |
| 5170 | Gr. 5 Bein (4 cm x 25 m)       | 1 Stück        | 5 Packungen      | 03065827 |
| 5172 | Gr. 6 Kopf (5,5 cm x 25 m)     | 1 Stück        | 4 Packungen      | 03065833 |
| 5176 | Gr. 7 Rumpf (6,2 cm x 25 m)    | 1 Stück        | 4 Packungen      | 03065856 |
| 5180 | Gr. 8 Rumpf XXL (8 cm x 25 m)  | 1 Stück        | 3 Packungen      | 03065862 |



# ABE® Gilchristverband

## Unsere universelle Schulterbandage

### Charakteristik

- universelle Schulterbandage
- einfach und sicher zu fixieren



### Anwendung

Bei Verletzungen des Schulter- und Oberarmbereichs zur Ruhigstellung oder Fixierung des Schultergelenks, z. B. nach wieder eingerichteter Schulterluxation (Schulterluxation), bei Verletzungen des Schultergelenks (AC-Gelenk), bei Oberarm-, Schultergelenk- und lateralen Schlüsselbeinbrüchen. Gelegentlich auch nach Schulteroperationen (z. B. Schultergelenkspiegelung) zur Ruhigstellung.

### unsteril

| REF  | Größe     | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-----------|----------------|------------------|----------|
| 1914 | universal | 1 Stück        | 12 Packungen     | 01363437 |

# ABE® Leibbandage

## Unser postoperativer Stützverband

### Charakteristik

- Stütz- und Entlastungsverband
- extrabreites Auflagepolster
- schnelles und sicheres Anlegen
- breiter, verstellbarer Klettverschluss
- Anpassung der Kompression an therapeutische Erfordernisse möglich

### Anwendung

Zur postoperativen Stützung und Behandlung von Rippenfrakturen.



### unsteril

| REF  | Größe | (Umfang)     | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------|--------------|----------------|------------------|----------|
| 1890 | Gr. 1 | 65 - 75 cm   | 1 Stück        | 15 Packungen     | 01363727 |
| 1891 | Gr. 2 | 75 - 85 cm   | 1 Stück        | 15 Packungen     | 01363710 |
| 1892 | Gr. 3 | 85 - 95 cm   | 1 Stück        | 15 Packungen     | 01363704 |
| 1893 | Gr. 4 | 95 - 105 cm  | 1 Stück        | 15 Packungen     | 01363696 |
| 1894 | Gr. 5 | 105 - 115 cm | 1 Stück        | 15 Packungen     | 01363609 |
| 1895 | Gr. 6 | 115 - 125 cm | 1 Stück        | 15 Packungen     | 01363555 |
| 1904 | Gr. 7 | 125 - 135 cm | 1 Stück        | 15 Packungen     | 02435357 |

# ABE® Herzkatheterdruckverband

Unser Druckverband für Herzkatheter

## Charakteristik

- schnelles und sicheres Anlegen
- verstellbarer Klettverschluss
- Anpassung der Kompression an therapeutische Erfordernisse möglich
- farbcodiert



## Anwendung

Zur Kompression punktierter Femoralarterien / -venen nach invasiver Diagnostik und Therapie. Druckverband für die Radiologie.

### unsteril

| REF  | Größe (universal)       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------------------------|----------------|------------------|----------|
| 2907 | links (Farbcode: rot)   | 1 Stück        | 12 Packungen     | 04351742 |
| 2908 | rechts (Farbcode: blau) | 1 Stück        | 12 Packungen     | 04351759 |

# ABE® Arm- und Beinmanschette

Unsere hautfreundliche Manschette für Erwachsene

## Charakteristik

- Manschette aus weichem Spezialmaterial
- hautfreundlich durch Baumwollauflage
- Klettverschluss zur einfachen Fixierung
- kein zusätzliches Befestigungsband notwendig, da bereits fest mit Manschette verbunden



## Anwendung

Zur kurzzeitigen Immobilisation.

### unsteril

| REF  | Größe          | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|----------------|----------------|------------------|----------|
| 1879 | für Erwachsene | 10 Stück       | 12 Packungen     | 12553046 |

# ABE® Druckverbandrolle

## Spezialverband

### Charakteristik

- Druckverbandrolle aus Polyurethan, in Trikotschlauch
- Durchmesser: 7 cm
- frei von Latex, PVC und DEHP
- für den Einmalgebrauch

### Anwendung

Als Druckpolster, z. B. nach Herzkatheterisierungen anzuwenden.



unsteril

| REF  | Größe              | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| 4037 | ca. 7 cm Ø x 10 cm | 12 Stück       | 9 Packungen      | 06620850 |

# Hodenrolle

### Charakteristik

- Hodenrolle aus einem Schaumstoff
- mit einem Trikotschlauchbezug

### Anwendung

Sie dient zur Hochlagerung der Hoden nach Operationen oder bei Ödemen. Außerdem werden die Beine aufgrund der besonderen Form der Hodenrolle gespreizt.



unsteril

| REF  | Größe          | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|----------------|----------------|------------------|----------|
| 4035 | Ø 8 cm x 10 cm | 6 Stück        | 8 Packungen      | 01333755 |

# BeeSana® Bauchtuch RK

Unser Bauchtuch in vielfältigen Varianten

## Charakteristik

- vorgewaschene Bauchtücher aus Verbandmull gem. EN 14079
- mit Röntgenkontrastchip
- 20-fädig
- weich und saugfähig
- angegebene Formate: Maße VOR dem Waschen in der Produktion



## Anwendung

Zum Aufsaugen und Stillen von Blut und Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen.

Für vielfältige Einsatzzwecke sind die Bauchtücher in unterschiedlichen Größen, Lagen und Farben erhältlich.

**unsteril**, zu je 5 St., gebündelt mit Banderole

|         |             | REF  | Größe      | Schleufe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|---------|-------------|------|------------|----------|----------------|------------------|----------|
| 4-fach, | weiß        | 1613 | 20 x 30 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 36 Packungen     | 13506907 |
|         |             | 1547 | 40 x 40 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 18 Packungen     | 13506913 |
|         |             | 1616 | 45 x 45 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 12 Packungen     | 13506936 |
|         |             | 1648 | 45 x 45 cm | nein     | 4 x 5 Stück    | 12 Packungen     | 13506942 |
|         |             | 1670 | 50 x 60 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 8 Packungen      | 13506959 |
|         | ungewaschen | 1602 | 50 x 60 cm | nein     | 4 x 5 Stück    | 10 Packungen     | 13506965 |
|         |             | 1465 | 8 x 90 cm  | ja       | 4 x 5 Stück    | 30 Packungen     | 13506994 |
|         |             |      |            |          |                |                  |          |
|         | grün        | 1614 | 20 x 30 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 36 Packungen     | 13507002 |
|         |             | 1617 | 45 x 45 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 12 Packungen     | 13507019 |
|         |             | 1607 | 45 x 45 cm | nein     | 4 x 5 Stück    | 12 Packungen     | 13507025 |
|         |             | 1696 | 8 x 90 cm  | ja       | 4 x 5 Stück    | 30 Packungen     | 13507031 |
|         | blau        | 4593 | 45 x 45 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 12 Packungen     | 13507048 |
| 6-fach, | weiß        | 1612 | 20 x 30 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 30 Packungen     | 13507054 |
|         |             | 1502 | 40 x 40 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 15 Packungen     | 13507083 |
|         |             | 1618 | 45 x 45 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 10 Packungen     | 13507108 |
|         | ungewaschen | 1520 | 45 x 45 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 10 Packungen     | 13507120 |
|         |             | 1659 | 45 x 45 cm | nein     | 4 x 5 Stück    | 10 Packungen     | 13507137 |
|         |             | 1671 | 50 x 60 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 6 Packungen      | 13507143 |
|         |             | 1449 | 8 x 90 cm  | ja       | 4 x 5 Stück    | 27 Packungen     | 13507166 |
|         | grün        | 1615 | 20 x 30 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 30 Packungen     | 13507172 |
|         |             | 1496 | 20 x 30 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 10 Packungen     | 13507189 |
|         |             | 1608 | 45 x 45 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 10 Packungen     | 13507203 |
|         | 24-fädig    | 1651 | 45 x 45 cm | nein     | 4 x 5 Stück    | 10 Packungen     | 13507226 |
|         |             | 1583 | 50 x 60 cm | ja       | 2 x 5 Stück    | 10 Packungen     | 13507232 |
|         |             | 1603 | 50 x 60 cm | nein     | 4 x 5 Stück    | 6 Packungen      | 13507249 |
|         |             | 4058 | 8 x 90 cm  | ja       | 4 x 5 Stück    | 27 Packungen     | 13507255 |
|         | blau        | 4592 | 45 x 45 cm | ja       | 4 x 5 Stück    | 10 Packungen     | 13507261 |
|         |             | 4594 | 45 x 45 cm | nein     | 4 x 5 Stück    | 10 Packungen     | 13507278 |
|         |             |      |            |          |                |                  |          |
| 8-fach, | weiß        | 1506 | 45 x 45 cm | ja       | 2 x 5 Stück    | 10 Packungen     | 13507284 |
|         |             |      |            |          |                |                  |          |



### doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

|                |                       |             |             | REF  | Größe      | Schlaufe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|------|------------|----------|----------------|------------------|----------|
| <b>4-fach,</b> | zu 2 Stück verpackt   | <b>weiß</b> | Doppel-Peel | 1664 | 45 x 45 cm | ja       | 15 x 2 Stück   | 4 Packungen      | 13166417 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 4515 | 50 x 60 cm | ja       | 24 x 2 Stück   | 2 Packungen      | 13166423 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 1682 | 8 x 90 cm  | ja       | 30 x 2 Stück   | 4 Packungen      | 13166446 |
|                |                       | <b>grün</b> | Doppel-Peel | 1665 | 45 x 45 cm | ja       | 15 x 2 Stück   | 4 Packungen      | 13166452 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 4504 | 50 x 60 cm | ja       | 24 x 2 Stück   | 2 Packungen      | 13166469 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 1684 | 8 x 90 cm  | ja       | 30 x 2 Stück   | 4 Packungen      | 13166475 |
|                | zu 5 Stück verpackt   | <b>weiß</b> | Doppel-Peel | 1571 | 20 x 30 cm | ja       | 15 x 5 Stück   | 4 Packungen      | 13614399 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 1593 | 45 x 45 cm | ja       | 15 x 5 Stück   | 2 Packungen      | 13166498 |
|                | ungewaschen, 24-fädig | <b>grün</b> | Doppel-Peel | 1597 | 30 x 30 cm | nein     | 18 x 5 Stück   | 2 Packungen      | 13166297 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 1572 | 20 x 30 cm | ja       | 15 x 5 Stück   | 4 Packungen      | 13166280 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 1594 | 45 x 45 cm | ja       | 15 x 5 Stück   | 2 Packungen      | 13166334 |
| <b>6-fach,</b> | zu 2 Stück verpackt   | <b>weiß</b> | Doppel-Peel | 1666 | 45 x 45 cm | ja       | 15 x 2 Stück   | 4 Packungen      | 13166357 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 1677 | 45 x 45 cm | nein     | 15 x 2 Stück   | 4 Packungen      | 13166363 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 1685 | 8 x 90 cm  | ja       | 30 x 2 Stück   | 4 Packungen      | 14218665 |
|                | zu 2 Stück verpackt   | <b>grün</b> | Doppel-Peel | 1667 | 45 x 45 cm | ja       | 15 x 2 Stück   | 4 Packungen      | 13166386 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 4501 | 50 x 60 cm | ja       | 20 x 2 Stück   | 2 Packungen      | 13166185 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 1680 | 8 x 90 cm  | ja       | 30 x 2 Stück   | 4 Packungen      | 13166191 |
|                | zu 5 Stück verpackt   | <b>weiß</b> | Doppel-Peel | 1595 | 45 x 45 cm | ja       | 12 x 5 Stück   | 2 Packungen      | 13166222 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 1591 | 45 x 45 cm | nein     | 12 x 5 Stück   | 2 Packungen      | 13166239 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 1669 | 8 x 90 cm  | ja       | 24 x 5 Stück   | 2 Packungen      | 13166245 |
|                | zu 5 Stück verpackt   | <b>grün</b> | Doppel-Peel | 1574 | 20 x 30 cm | ja       | 9 x 5 Stück    | 4 Packungen      | 13166251 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 1587 | 40 x 40 cm | ja       | 12 x 5 Stück   | 2 Packungen      | 13166268 |
|                |                       |             | Doppel-Peel | 1596 | 45 x 45 cm | ja       | 12 x 5 Stück   | 2 Packungen      | 13166400 |

# BeeSana® Mullkompresse RK

Unsere Klassische mit Röntgenkontrastfaden

## Charakteristik

- Mullkompressen aus Verbandmull gem. EN 14079
- eingewebter Röntgenkontrastfaden (BaSO<sub>4</sub>)
- eingeschlagene Schnittkanten
- gefaltet, 17-fädig
- sehr saugfähig
- luftdurchlässig und reißfest zugleich
- wundverträglich und angenehm auf der Haut
- unsteril in sterilisierbarer Papierverpackung
- doppelt steril verpackt mit selbstklebenden Zählkarten für die sichere Dokumentation im OP



## Anwendung

Zur chirurgisch-invasiven Anwendung im OP-Bereich.  
Zur Blutstillung und Wundversorgung.

## unsteril

|                                      | REF  | Größe        | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|--------------------------------------|------|--------------|----------------|----------------|----------|
| <b>8-fach</b>                        | 1013 | 10 x 10 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen   | 12348599 |
|                                      | 1037 | 10 x 20 cm   | 100 Stück      | 5 Packungen    | 12348719 |
| <b>12-fach</b>                       | 1003 | 5 x 5 cm     | 100 Stück      | 10 Packungen   | 12348582 |
|                                      | 1009 | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück      | 10 Packungen   | 06613703 |
|                                      | 1015 | 10 x 10 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen   | 06613726 |
|                                      | 1039 | 10 x 13 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen   | 12348731 |
|                                      | 1024 | 10 x 20 cm   | 100 Stück      | 5 Packungen    | 06613732 |
|                                      | 2715 | 10 x 10 cm   | 200 x 10 Stück | 1 Karton       | -        |
|                                      | 2724 | 10 x 20 cm   | 100 x 10 Stück | 1 Karton       | -        |
| 10 Stück vorgezählt<br>für Setpacker |      |              |                |                |          |
|                                      |      |              |                |                |          |
| <b>16-fach</b>                       | 1005 | 5 x 5 cm     | 100 Stück      | 10 Packungen   | 06613749 |
|                                      | 1011 | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück      | 10 Packungen   | 06613755 |
|                                      | 1017 | 10 x 10 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen   | 06613761 |
|                                      | 1054 | 10 x 13 cm   | 100 Stück      | 10 Packungen   | 12348665 |
|                                      | 1034 | 10 x 20 cm   | 100 Stück      | 5 Packungen    | 12348702 |
|                                      | 2717 | 10 x 10 cm   | 200 x 10 Stück | 1 Karton       | -        |
|                                      | 2727 | 20 x 20 cm   | 60 x 10 Stück  | 1 Karton       | -        |
| 10 Stück vorgezählt<br>für Setpacker |      |              |                |                |          |
|                                      |      |              |                |                |          |
| <b>24-fach</b>                       | 1090 | 10 x 20 cm   | 50 Stück       | 5 Packungen    | 12348642 |
| <b>32-fach</b>                       | 1019 | 10 x 10 cm   | 50 Stück       | 10 Packungen   | 12348607 |
|                                      | 1021 | 10 x 10 cm   | 50 Stück       | 10 Packungen   | 12348748 |
| 20-fädig                             |      |              |                |                |          |





**doppelt steril**, mit selbstklebenden Zählkarten

|                 |                      | REF  | Größe        | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-----------------|----------------------|------|--------------|----------------|------------------|----------|
| <b>12-fach,</b> | zu 5 Stück verpackt  | 1149 | 10 x 10 cm   | 25 x 5 Stück   | 8 Packungen      | 12348754 |
|                 |                      | 1150 | 10 x 20 cm   | 30 x 5 Stück   | 4 Packungen      | 12348760 |
|                 | zu 10 Stück verpackt | 4392 | 5 x 5 cm     | 30 x 10 Stück  | 8 Packungen      | 12348932 |
|                 |                      | 1174 | 7,5 x 7,5 cm | 40 x 10 Stück  | 4 Packungen      | 12348843 |
|                 |                      | 1049 | 10 x 10 cm   | 30 x 10 Stück  | 4 Packungen      | 11703472 |
|                 |                      | 1168 | 10 x 20 cm   | 15 x 10 Stück  | 4 Packungen      | 12348777 |
|                 | zu 20 Stück verpackt | 1176 | 7,5 x 7,5 cm | 20 x 20 Stück  | 4 Packungen      | 12348866 |
|                 |                      | 4314 | 10 x 10 cm   | 15 x 20 Stück  | 4 Packungen      | 12348820 |
|                 |                      | 1041 | 10 x 20 cm   | 20 x 20 Stück  | 2 Packungen      | 12348659 |
| <b>16-fach,</b> | zu 10 Stück verpackt | 4368 | 5 x 5 cm     | 30 x 10 Stück  | 8 Packungen      | 12348990 |
|                 |                      | 1071 | 7,5 x 7,5 cm | 30 x 10 Stück  | 4 Packungen      | 12348613 |
|                 |                      | 1072 | 10 x 10 cm   | 25 x 10 Stück  | 4 Packungen      | 12348636 |
|                 |                      | 1142 | 10 x 20 cm   | 15 x 10 Stück  | 4 Packungen      | 12348808 |
|                 | zu 20 Stück verpackt | 4351 | 10 x 10 cm   | 12 x 20 Stück  | 4 Packungen      | 12348984 |
| <b>32-fach,</b> | zu 10 Stück verpackt | 4318 | 10 x 10 cm   | 15 x 10 Stück  | 4 Packungen      | 12348837 |

# BeeSana® Mulltupfer RK

## Charakteristik

- Mulltupfer aus Verbandmull gem. EN 14079
- eingewebter Röntgenkontrastfaden (BaSO<sub>4</sub>)
- innovative Verschlingungstechnik aus nur einem Mullzuschnitt
- Schnittkanten innenliegend
- 20-fädig
- sehr saugfähig
- für die Dokumentation im OP mit Zählkarten  
(nur für sterile Mulltupfer RK)



## unsteril, im Polybeutel

|              | REF  | Größe      | Form    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------------|------|------------|---------|----------------|------------------|----------|
| pflaumengroß | 1154 | 20 x 20 cm | rund    | 250 Stück      | 16 Packungen     | 00822297 |
| eigroß       | 1155 | 25 x 26 cm | rund    | 250 Stück      | 10 Packungen     | 00822311 |
| eigroß       | 1110 | 25 x 26 cm | Hütchen | 250 Stück      | 10 Packungen     | 00822305 |
| X-groß       | 1349 | 30 x 30 cm | rund    | 100 Stück      | 20 Packungen     | 13508243 |
| XX-groß      | 1114 | 30 x 40 cm | rund    | 100 Stück      | 15 Packungen     | 01363868 |
| XXX-groß     | 1115 | 40 x 40 cm | rund    | 100 Stück      | 10 Packungen     | 13508266 |
| faustgroß    | 1117 | 40 x 50 cm | rund    | 100 Stück      | 10 Packungen     | 00822328 |
| Bauschtupfer | 1119 | 60 x 80 cm | rund    | 50 Stück       | 8 Packungen      | 13508295 |



## doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

|                      |              |      |            |         |               |             |          |
|----------------------|--------------|------|------------|---------|---------------|-------------|----------|
| zu 5 Stück verpackt  | eigroß       | 4324 | 25 x 26 cm | rund    | 25 x 5 Stück  | 8 Packungen | 13165145 |
|                      | XX-groß      | 4326 | 30 x 40 cm | rund    | 30 x 5 Stück  | 4 Packungen | 13165151 |
|                      | faustgroß    | 4325 | 40 x 50 cm | rund    | 20 x 5 Stück  | 4 Packungen | 13165168 |
| zu 10 Stück verpackt | walnussgroß  | 1180 | 15 x 16 cm | rund    | 30 x 10 Stück | 8 Packungen | 13165174 |
|                      | pflaumengroß | 1181 | 20 x 20 cm | rund    | 18 x 10 Stück | 8 Packungen | 13165180 |
|                      | eigroß       | 1075 | 25 x 26 cm | rund    | 30 x 10 Stück | 4 Packungen | 11703503 |
|                      | eigroß       | 1186 | 25 x 26 cm | Hütchen | 30 x 10 Stück | 4 Packungen | 13165197 |
|                      | X-groß       | 1182 | 30 x 30 cm | rund    | 20 x 10 Stück | 4 Packungen | 13165211 |
|                      | XX-groß      | 4319 | 30 x 40 cm | rund    | 18 x 10 Stück | 4 Packungen | 13165292 |
|                      | faustgroß    | 4333 | 40 x 50 cm | rund    | 12 x 10 Stück | 4 Packungen | 13165228 |
|                      |              |      |            |         |               |             |          |
| zu 20 Stück verpackt | pflaumengroß | 4329 | 20 x 20 cm | rund    | 25 x 20 Stück | 4 Packungen | 13165234 |
|                      | eigroß       | 4337 | 25 x 26 cm | rund    | 18 x 20 Stück | 4 Packungen | 13165240 |
|                      | eigroß       | 4012 | 25 x 26 cm | Hütchen | 18 x 20 Stück | 4 Packungen | 13165257 |
|                      | XX-groß      | 4320 | 30 x 40 cm | rund    | 20 x 20 Stück | 2 Packungen | 13165263 |

# BeeSana® Präpariertupfer RK

## Charakteristik

- Mulltupfer aus 100 % Baumwolle gem. EN 14079
- eingewebter Röntgenkontrastfaden (BaSO<sub>4</sub>)
- 24-fädig
- innovative Verschlingungstechnik aus nur einem Mullzuschnitt
- hohes Absorptionsvermögen



## Anwendung

Zum Freipräparieren von Gewebeschichten und anatomischen Strukturen.

Durch den Röntgenkontrastfaden sind diese Tupfer X-Ray-detektierbar und entsprechen dem geforderten Sicherheitsstandard.

## unsteril

|                        | REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------------------------|------|------------|----------------|------------------|----------|
| verpackt im Polybeutel | 1169 | 4 x 4 cm   | 100 Stück      | 50 Packungen     | 13583440 |
|                        | 1170 | 6 x 6 cm   | 100 Stück      | 40 Packungen     | 01363839 |
|                        | 1171 | 8 x 8 cm   | 100 Stück      | 30 Packungen     | 01363822 |
|                        | 1173 | 10 x 10 cm | 100 Stück      | 20 Packungen     | 12386275 |



## doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

|                                          |      |            |               |             |          |
|------------------------------------------|------|------------|---------------|-------------|----------|
| zu 10 Stück verpackt<br>in Papiertüte    | 4089 | 6 x 6 cm   | 60 x 10 Stück | 2 Packungen | 13165731 |
|                                          | 4311 | 8 x 8 cm   | 60 x 10 Stück | 2 Packungen | 13165754 |
|                                          | 4339 | 12 x 12 cm | 50 x 10 Stück | 2 Packungen | 13165777 |
| zu 20 Stück verpackt<br>in Zählschachtel | 4343 | 4 x 4 cm   | 20 x 10 Stück | 9 Packungen | 13585373 |
|                                          | 4340 | 6 x 6 cm   | 20 x 10 Stück | 9 Packungen | 12731105 |
|                                          | 4341 | 8 x 8 cm   | 20 x 10 Stück | 9 Packungen | 12731111 |
|                                          | 4342 | 12 x 12 cm | 10 x 10 Stück | 4 Packungen | 12731128 |

# BeeSana® Spitztupfer RK

Unsere Spitztupfer aus reiner Baumwolle

## Charakteristik

- Mulltupfer aus 100 % Baumwolle gem. EN 14079
- 20-fädig
- konisch aus nur einem Mullstück geformt
- eingewebter Röntgenkontrastfaden (BaSO<sub>4</sub>)



## Anwendung

Zur Blut- und Sekretaufnahme, speziell im HNO-Bereich.  
Zur Blutstillung oder als Tamponade.

## unsteril

| REF  | Größe (ungerollt) | Länge       | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------|
| 1238 | groß, 15 x 16 cm  | ca. 13,5 cm | 500 Stück      | 20 Packungen   | 13509403 |



## doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

|                      | REF  | Größe (ungerollt) | Länge       | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|----------------------|------|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------|
| zu 10 Stück verpackt | 4004 | klein, 6 x 8 cm   | ca. 8 cm    | 60 x 10 Stück  | 8 Packungen    | 13165783 |
|                      | 4161 | groß, 15 x 16 cm  | ca. 13,5 cm | 40 x 10 Stück  | 8 Packungen    | 13165808 |

# BeeSana® Fadentupfer RK

Unsere Fadentupfer aus reiner Baumwolle

## Charakteristik

- Mulltupfer aus Verbandmull gem. EN 14079
- mit grünem Rückholfaden
- innovative Verschlingungstechnik aus nur einem Mullzuschnitt
- Schnittkanten innenliegend
- 20-fädig
- sehr saugfähig

## Anwendung

Zur Blut- und Sekretaufnahme.

Durch den Faden ein sicheres Zurückholen des Tupfers.



unsteril

|              | REF  | Größe      | Form | Faden   | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------------|------|------------|------|---------|----------------|------------------|----------|
| pflaumengroß | 4043 | 20 x 20 cm | rund | doppelt | 200 Stück      | 5 Packungen      | 12390911 |

# ABE® Tamponadebinde RK

Unsere Tamponade aus reiner Baumwolle

## Charakteristik

- Verbandmull gem. EN 14079
- 100 % Baumwolle
- gewebte Kanten
- 20-fädig
- 4-fach
- weiß
- gerollt
- eingewebter Röntgenkontrastfaden (BaSO<sub>4</sub>)



## Anwendung

Austamponieren von Wundhöhlen oder Fistelgängen. Aufsaugen von Körperflüssigkeiten in schwer zugänglichen Wund- und Körperhöhlen.

unsteril

|          | REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|----------|------|------------|----------------|------------------|----------|
| 20-fädig | 1446 | 6 cm x 2 m | 40 Stück       | 10 Packungen     | 12386298 |

doppelt steril, zu 1 St. mit Zählkarten

|          | REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|----------|------|------------|----------------|------------------|----------|
| 20-fädig | 4312 | 6 cm x 2 m | 25 x 1 Stück   | 4 Packungen      | 02214231 |



# BeeSana® Sets - hohe Wirtschaftlichkeit bei maximaler Individualisierung

Unsere Set-Lösungen ermöglichen eine effiziente und sichere Anwendung im stationären Bereich und im OP. Die verschiedensten Zusammenstellungen von Einzelkomponenten in einer hochwertigen Verpackung ermöglichen unseren Kunden eine zeiteinsparende und sichere Verwendung unserer Produkte. Unser umfangreiches Sortiment zielt auf die wirtschaftliche Anwendung der unterschiedlichen Einzelkomponenten immer unter der Prämisse einer hochwertigen Patientenversorgung. Selbstverständlich gibt es die Set-Lösungen sowohl als vorgefertigte Standardsets als auch nach Kundenwunsch zusammengestellte Individualsets.

## Individuelle Set-Lösungen

Die Inhalte jedes Sets werden individuell nach den Anforderungen unserer Kunden zusammengestellt.

Unsere geschulten und kompetenten Vertriebsmitarbeiter entwickeln zusammen mit unseren Kunden individuelle Lösungen für höchste Ansprüche und spezielle Eingriffe. Wir bieten unseren Kunden auch Lösungen für minimale Bedarfsmengen. Grundlage dafür ist unser gesamtes Produktportfolio aus Verbandstoffen, Abdeckungen, Schutzbekleidung und sonstigen Materialien. Selbstverständlich sind alle unsere Sets für den OP mit doppelten, selbstklebenden Zählkarten für die sichere Dokumentation in der Patientenakte ausgestattet. Durch die Nutzung unserer Sets verringern sich der Materialeinsatz, die Vorbereitungszeit, das Abfallvolumen und die Logistikkosten. Außerdem ist sichergestellt, dass sämtliche Komponenten für den Einsatz in der optimalen Anzahl vorhanden sind. Ein weiterer Vorteil ist die exakte Zuordnung der verbrauchten Materialien zum jeweiligen Patienten und Eingriff. Der Einsatz von Set-Lösungen führt zu einer Optimierung der Prozesskosten und einer hohen Wirtschaftlichkeit beim Kunden.

## Standardisierte Set-Lösungen

Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrungen in der Erarbeitung von individuellen Set-Lösungen für unsere Kunden, konnten wir verschiedene Standard-Sets für die verschiedenen Eingriffe sowohl im OP als auch auf der Station entwickeln. Speziell an den Bedarf der unterschiedlichen Eingriffe angepasste Zusammenstellungen erleichtern unseren Kunden die Vorbereitung und Durchführung von Standardeingriffen und Vorgängen. Der Einsatz von Set-Lösungen führt zu einer Optimierung der Prozesskosten und einer hohen Wirtschaftlichkeit beim Kunden.



# BeeSana® Stationskatheterset

## Charakteristik

Das Stationskatheterset wird zum hygienischen intermittierenden Katheterismus von Harnblasen angewandt und ist steril für den unmittelbaren Einsatz auf Station verwendbar.



## Anwendung

Zur Katheterisierung der Harnblase.

**steril**

| REF  | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 4265 | 1 x Rechteschale 650 ml<br>1 x Töpferschale 125 ml<br>2 x Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm, 8-fach<br>6 x Mulltupfer 20 x 20 cm, pflaumengroß<br>1 x Kunststoffpinzette<br>1 x Schlitzlochtuch 60 x 60 cm<br>Eingeschlagen in: 1 Abdecktuch 60 x 60 cm                                             | 21 Sets        | 2 Packungen      | 04136073 |
| 4267 | 1 x Rechteschale 650 ml<br>1 x Töpferschale 125 ml<br>2 x Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm, 8-fach<br>6 x Mulltupfer 20 x 20 cm, pflaumengroß<br>2 x Untersuchungshandschuhe Gr. L, Latex<br>1 x Kunststoffpinzette<br>1 x Schlitzlochtuch 60 x 60 cm<br>Eingeschlagen in: 1 Abdecktuch 60 x 60 cm | 21 Sets        | 2 Packungen      | 04136067 |



# BeeSana® PEG-Verbandset

## Charakteristik

Das PEG-Verbandset wird angewandt, um bei einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie einen Verband hygienisch anzulegen und ist steril für den unmittelbaren Einsatz auf Station verwendbar.



## Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung.

**steril**

| REF  | Inhalt                                                                                                                                                                                             | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 4653 | 2 x Vlies-Schlitzkompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach, 30g<br>2 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 6-fach, 30g<br>1 x ABE® Fixiervlies 12 x 15 cm                                                          | 10 Sets        | 30 Packungen     | 14399023 |
| 4577 | 2 x Schlitz-Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 30 g, 4-fach<br>2 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 30 g, 6-fach<br>1 x ABE® Fixiervlies 12 x 15 cm                                                        | 40 Sets        | 8 Packungen      | 01333962 |
| 4589 | 2 x Schlitz-Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 30 g, 4-fach<br>2 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 30 g, 6-fach<br>1 x ABE® Fixiervlies 12 x 15 cm                                                        | 30 Sets        | 8 Packungen      | 04152190 |
| 4836 | 2 x Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm, 8-fach<br>1 x Drainage-Kompressen (Al / Vlies) 6 x 7 cm, mit Schlitzloch<br>1 x ABE® Fixiervlies 12 x 15 cm<br>1 x Fixierhalter Gr. 2, klein, mit Klettverschluss | 40 Sets        | 8 Packungen      | 15995170 |

# BeeSana® Verbandwechselset

## Charakteristik

Das Verbandwechselset wird für den hygienischen Verbandwechsel angewandt und ist steril für den unmittelbaren Einsatz auf Station verwendbar.



## Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung.

steril

| REF  | Inhalt                                                                           | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 4820 | 2 x Mullkompressen 10 x 10 cm, 8-fach<br>4 x Mulltupfer 20 x 20 cm, pflaumengroß | 25 Sets        | 4 Packungen      | 00549660 |
| 5413 | 2 x Mullkompressen 5 x 5 cm, 16-fach<br>4 x Mullkompressen 10 x 10 cm, 12-fach   | 20 Sets        | 4 Packungen      | -        |

# BeeSana® Fadenziehset

## Charakteristik

Das Fadenziehset wird angewandt um Fäden hygienisch zu ziehen und ist steril für den unmittelbaren Einsatz auf Station verwendbar.



steril

## Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung.

| REF  | Inhalt                                                                                                                                                                                       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----|
| 5450 | 4 x Mullkompressen 10 x 10 cm, 12-fach<br>4 x Mulltupfer 25 x 26 cm, eigroß<br>1 x Fadenzieherschere 11,5 cm<br>2 x Einmal-Pinzette 130 mm, blau<br>1 x Abdecktuch 45 x 75 cm, 2-lagig, grün | 15 Sets        | 4 Packungen      | -   |

# BeeSana<sup>®</sup> Stationsschutzset

## Charakteristik

Das Stationsschutzset soll die Kontamination von Patient zu Patient oder eine Ansteckung des medizinischen und des Pflegepersonals verhindern.



## Anwendung

Zum Schutz vor Keimen.

### unsteril

| REF  | Inhalt                                                                                                                    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----|
| 4074 | 1 x PP-Kittel<br>1 x Schwesternhaube<br>1 x OP-Maske<br>2 x CPE-Überziehschuhe<br>2 x Untersuchungshandschuhe Latex Gr. M | 80 Sets        | 1 Packung        | -   |



# Unsere Inkontinenzprodukte orientieren sich an der Lebensqualität der Betroffenen

Bei Harn- und Stuhlinkontinenz existiert heute eine Reihe von konservativen und chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten, die zu einer Heilung oder zumindest Linderung führen. Moderne Inkontinenzprodukte ermöglichen eine annehmbare Lösung bei einer nicht mehr behandelbaren Inkontinenz für den Betroffenen. Aus Anwendungssicht genügt es auf keinen Fall den Pflegekräften und Patienten irgendein Inkontinenzprodukt zur Verfügung zu stellen. Deshalb legen wir bei der Entwicklung und Fertigung von Meditrade Inkontinenzprodukten Wert auf Detaillösungen sowie Diskretion beim Träger. Unser umfangreiches Sortiment ermöglicht eine wirtschaftliche Anwendung mit unterschiedlichsten Größen, Saugstärken und Qualitäten, immer unter der Prämisse einer gezielten und annehmbaren Patientenversorgung.

# Superslip®

## Anatomisch geformter Inkontinenzslip mit flexiblen Bündchen

### Charakteristik

Moderner Inkontinenzslip mit hohem Komfort und Sicherheit dank elastischem Rückenabschluss und doppeltem Klebeklettverschluss. Dieser ermöglicht ein mehrmaliges Öffnen und Schließen ohne eine Beschädigung der Außenschicht. Durch die geruchsbindende und pH-hautneutrale Doppelkissen-Technologie mit Superabsorber wird eine hohe Flüssigkeitsaufnahme bei gleichbleibender Aufsauggeschwindigkeit erzielt. Hydrophobe Seitenbündchen als Auslaufbarriere sowie ein Nässeindikator zur Anzeige des Wechselzeitpunkts bieten guten Schutz.



### Anwendung

Bei schwerer und schwerster Harn- sowie Stuhlinkontinenz und hochgradig pflegebedürftigen Personen mit begrenzter Mobilität.

### Superslip® Classic

| REF  | Größe  | Farbkennung | Hüftumfang   | Saugleistung<br>(nach ISO 11948-1) | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      | Hilfsmittel-Nr. |
|------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|
| 2431 | Medium | weiß / blau | 80 - 115 cm  | ca. 1900 ml                        | 20 Stück       | 4 Packungen      | 07757522 | 15.25.03.1118   |
| 2432 | Large  | weiß / grün | 115 - 150 cm | ca. 2100 ml                        | 20 Stück       | 4 Packungen      | 07757551 | 15.25.03.2112   |

### Superslip® Comfort

|      |         |                |              |             |          |             |          |               |
|------|---------|----------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|
| 2406 | Small   | weiß           | 50 - 80 cm   | ca. 1800 ml | 15 Stück | 6 Packungen | 07757485 | 15.25.03.0066 |
| 2407 | Medium  | weiß / blau    | 80 - 115 cm  | ca. 2450 ml | 15 Stück | 8 Packungen | 07757580 | 15.25.03.1119 |
| 2408 | Large   | weiß / grün    | 115 - 150 cm | ca. 2600 ml | 15 Stück | 6 Packungen | 07757605 | 15.25.03.2113 |
| 2414 | X-Large | weiß / violett | > 150 cm     | ca. 2700 ml | 15 Stück | 4 Packungen | 07757634 | 15.25.03.2312 |

### Superslip® Extra

|      |       |             |              |             |          |             |          |               |
|------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|
| 2436 | Large | weiß / grün | 115 - 150 cm | ca. 3000 ml | 15 Stück | 4 Packungen | 09747019 | 15.25.03.2314 |
|------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|

### Superslip® Super

|      |        |             |              |             |          |             |          |               |
|------|--------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|
| 2403 | Medium | weiß / blau | 80 - 115 cm  | ca. 3000 ml | 15 Stück | 4 Packungen | 09754143 | 15.25.03.1278 |
| 2404 | Large  | weiß / grün | 115 - 150 cm | ca. 3200 ml | 15 Stück | 4 Packungen | 00351917 | 15.25.03.2313 |



# Superslip® Air Comfort

Atmungsaktiver, anatomisch geformter Inkontinenzslip mit flexiblen Bündchen

## Charakteristik

Moderner Inkontinenzslip mit hohem Komfort und Sicherheit dank elastischem Rückenabschluss und doppeltem Klebeklettverschluss. Dieser ermöglicht ein mehrmaliges Öffnen und Schließen ohne eine Beschädigung der Außenschicht. Durch die geruchsbindende und pH-hautneutrale Doppelkissen-Technologie mit Superabsorber wird eine hohe Flüssigkeitsaufnahme bei gleichbleibender Aufsauggeschwindigkeit erzielt. Hydrophobe Seitenbündchen als Auslaufbarriere sowie ein Nässeindikator zur Anzeige des Wechselzeitpunkts bieten guten Schutz.



## Anwendung

Bei schwerer und schwerster Harn- sowie Stuhlinkontinenz und hochgradig pflegebedürftigen Personen mit begrenzter Mobilität.

| REF  | Größe  | Farbkennung | Hüftumfang   | Saugleistung<br>(nach ISO 11948-1) | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      | Hilfsmittel-Nr. |
|------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 2437 | Medium | weiß / blau | 80 - 115 cm  | ca. 1750 ml                        | 15 Stück       | 8 Packungen     | 04917043 | 15.25.03.1276   |
| 2438 | Large  | weiß / grün | 100 - 150 cm | ca. 2000 ml                        | 15 Stück       | 6 Packungen     | 04918189 | 15.25.03.2311   |

# Medi-Pants

Diskrete Einweghose

## Charakteristik

Inkontinenzslip zum Schutz bei Blasenschwäche, der wie herkömmliche Unterwäsche an- und auszuziehen ist. Ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und gewohnte Unabhängigkeit. Der geruchsbindende und schnell absorbierende Saugkern schließt Flüssigkeit zuverlässig und geruchshemmend ein. Atmungsaktiv, hautfreundlich, für Frauen und Männer, für den Einmalgebrauch.



## Anwendung

Zum Schutz bei Blasenschwäche. Für mobile oder demente Personen ohne zusätzliche Einschränkung im Alltag. Besonders geeignet für den Einsatz beim Toilettentraining. Wie normale Unterwäsche zu tragen.

| REF  | Größe   | Hüftumfang       | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|---------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| 2411 | Medium  | ca. 70 - 110 cm  | 14 Stück       | 6 Packungen     | 11141726 |
| 2412 | Large   | ca. 100 - 140 cm | 14 Stück       | 6 Packungen     | 11141732 |
| 2413 | X-Large | ca. 120 - 165 cm | 14 Stück       | 6 Packungen     | 11141749 |

# Liberty Light

## Anatomisch geformte Inkontinenzeinlage

### Charakteristik

Einlage mit geruchsbindendem und pH-hautneutralem Saugkern. Anatomische Passform mit weichen, hydrophoben Bündchen im Schrittbereich. Mit dem gut haftenden Klebestreifen ist die Einlage in der Unterwäsche zu fixieren.



### Anwendung

Geeignet für leichte bis mittlere Blasenschwäche, als Schutz nach vaginalen Eingriffen oder als bequeme auslaufsichere Einlage nach der Entbindung.

| REF  | Größe  | Farbkennung | Maße (ca.)   | Saugleistung<br>(nach ISO 11948-1) | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      | Hilfsmittel-Nr. |
|------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 2052 | Normal | rosa        | 28 x 10,5 cm | min. 350 ml                        | 22 Stück       | 10 Packungen    | 07305197 | 15.25.01.5175   |
| 2053 | Extra  | blau        | 31,5 x 12 cm | min. 400 ml                        | 18 Stück       | 10 Packungen    | 07305180 | 15.25.01.5177   |
| 2054 | Super  | grün        | 43 x 22 cm   | min. 850 ml                        | 30 Stück       | 5 Packungen     | 07305174 | 15.25.01.5176   |

# Superform<sup>®</sup>

## Anatomisch geformte Inkontinenzvorlage mit Doppelkissen

### Charakteristik

Inkontinenzeinlage anatomisch geformt. Durch die geruchsbindende und pH-hautneutrale Doppelkissenteknologie mit Superabsorber wird eine hohe Flüssigkeitsaufnahme bei gleichbleibender Aufsauggeschwindigkeit erzielt. Hydrophobe Seitenbündchen als Auslaufbarriere sowie ein Nässeindikator zur Anzeige des Wechselzeitpunkts bieten guten Schutz.



### Anwendung

Geeignet für jeden Grad der Inkontinenz bei bettlägerigen und mobilen Personen. **Kombinationshinweis:** Zur sicheren Fixierung empfehlen wir die Verwendung mit unseren waschbaren Fixierhosen PANTY oder LIGHT.

| REF  | Größe   | Farbkennung | Maße       | Saugleistung<br>(nach ISO 11948-1) | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      | Hilfsmittel-Nr. |
|------|---------|-------------|------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 2047 | Classic | blau        | 63 x 30 cm | ca. 1200 ml                        | 30 Stück       | 5 Packungen     | 07520263 | 15.25.01.0076   |
| 2048 | Plus    | blau        | 63 x 30 cm | ca. 1350 ml                        | 30 Stück       | 5 Packungen     | 07414302 | 15.25.01.1096   |
| 2049 | Extra   | grün        | 70 x 37 cm | ca. 1450 ml                        | 30 Stück       | 4 Packungen     | 07414288 | 15.25.01.1105   |
| 2050 | Super   | grün        | 70 x 37 cm | ca. 1850 ml                        | 20 Stück       | 4 Packungen     | 07414271 | 15.25.01.1065   |
| 2051 | Maxi    | weiß        | 70 x 37 cm | ca. 2450 ml                        | 20 Stück       | 4 Packungen     | 07414070 | 15.25.01.2101   |

# Superform® Air

Atmungsaktive, anatomisch geformte Inkontinenzvorlage mit Doppelkissen

## Charakteristik

Atmungsaktive Inkontinenzeinlage anatomisch geformt. Durch die geruchsbindende und pH-hautneutrale Doppelkissenteknologie mit Superabsorber wird eine hohe Flüssigkeitsaufnahme bei gleichbleibender Aufsauggeschwindigkeit erzielt. Hydrophobe Seitenbündchen als Auslaufbarriere sowie ein Nässeindikator zur Anzeige des Wechselzeitpunkts bieten guten Schutz.



## Anwendung

Geeignet für jeden Grad der Inkontinenz bei bettlägerigen und mobilen Personen. **Kombinationshinweis:**

Zur Fixierung empfehlen wir die Verwendung mit unseren waschbaren Fixierhosen PANTY oder LIGHT.

| REF   | Größe | Farbkennung    | Saugleistung<br>(nach ISO 11948-1) | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      | Hilfsmittel-Nr. |
|-------|-------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 20481 | Plus  | weiß / blau    | ca. 1250 ml                        | 30 Stück       | 5 Packungen     | 08801840 | 15.25.01.0098   |
| 20491 | Extra | weiß / gelb    | ca. 1400 ml                        | 30 Stück       | 4 Packungen     | 08801857 | 15.25.01.1125   |
| 20501 | Super | weiß / grün    | ca. 1800 ml                        | 20 Stück       | 4 Packungen     | 08801863 | 15.25.01.2141   |
| 20511 | Maxi  | weiß / violett | ca. 2200 ml                        | 20 Stück       | 4 Packungen     | 08834851 | 15.25.01.2142   |

# BeeSana® Saugkissen

Saugstarke Vorlage für effiziente Inkontinenz- und -krankenpflege

## Charakteristik

Latexfreies Saugkissen aus Zellstofflocken mit weicher Vliesstoffumhüllung und undurchlässiger, rutschfester Außenfolie. Der Superabsorber schützt Wäsche und Kleidung vor Verschmutzung. In Kombination mit Light oder Panty Fixierhöschen einfach anzulegen.



## Anwendung

Bei leichter Inkontinenz / leichtem Schmierstuhl für Katheträger, bettlägerige und mobile Personen.

Als universell einsetzbares Saugkissen in der Krankenpflege, geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.

|                    | REF  | Größe      | Packung  | Packungsinhalt | PZN      |
|--------------------|------|------------|----------|----------------|----------|
| mit Klebestreifen  | 2022 | 12 x 38 cm | 50 Stück | 8 Packungen    | 02214142 |
| ohne Klebestreifen | 2024 | 18 x 40 cm | 60 Stück | 3 Packungen    | 02214165 |

# BeeSana® Saugvorlage

Unsere saugstarke und extragroße Vorlage für die Inkontinenzpflege

## Charakteristik

Latexfreies Saugkissen aus Zellstoff-flocken mit weicher Vliesstoffumhüllung ist saugstark und bietet eine sichere und vollständige Abdeckung des Genitalbereichs. In Kombination mit Light oder Panty Fixierhöschen einfach anzulegen.



## Anwendung

Bei leichter Inkontinenz für bettlägerige Personen, geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.

| REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|------------|----------------|----------------|----------|
| 2119 | 16 x 55 cm | 20 Stück       | 5 Packungen    | 02214219 |

# BeeSana® Rechteckvorlage

Unsere saugfähige Einlage bei leichter Inkontinenz

## Charakteristik

Das latexfreie Saugkissen aus Zellstoffflocken mit weicher Vliesstoffumhüllung ist saugstark und ist in Kombination mit Light oder Panty Fixierhöschen einfach anzulegen.



## Anwendung

Bei leichter Inkontinenz für bettlägerige Personen. Als Wöchnerinnenvorlage für die Phase nach der Geburt. Geeignet als Schutz nach vaginalen Eingriffen und geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.

| REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|------------|----------------|----------------|----------|
| 2101 | 35 x 11 cm | 25 Stück       | 8 Packungen    | 12147808 |

# BeeSana® Herrenvorlage

Diskrete und anatomisch geformte Vorlage für Männer

## Charakteristik

Männerinkontinenzvorlage mit Superabsorber-Saugkern. Frei von Latex, PVC und DEHP. Ergonomischer Zuschnitt für die männliche Anatomie für sicheren Schutz bei höchstem Tragekomfort. Unauffällig zu tragen. Mit Haftstreifen einfach in der Unterwäsche zu fixieren.



## Anwendung

Für Männer mit leichter Harninkontinenz, z. B. in Folge von Operationen im Genitalbereich, als sicherer Schutz für überwiegend aktive Personen.

| REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 2020 | 8,5 x 40 cm | 21 Stück       | 7 Packungen     | 05880164 |

# BeeSana® Damenvorlage

Unsere hygienische Damenvorlage

## Charakteristik

Latexfreies, hautfreundliches Saugkissen aus weichen, saugfähigen Zellstofflocken mit seidenweicher Vliesumhüllung.



## Anwendung

Als Schutz nach vaginalen Eingriffen oder als Einlage / Wöchnerinnenvorlage nach der Entbindung.

| REF  | Größe         | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 2118 | ca. 7 x 23 cm | 20 Stück       | 18 Packungen    | 01091275 |

# Light Fixierhöschen

Zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen

## Charakteristik

Hochwertiges, latexfreies Fixierhöschen mit weicher, wäscheähnlicher Textilstruktur. Dauerhafte Größenkennzeichnung durch Farbstreifen. Waschbar bei 60 Grad und trocknergeeignet im Schongang. Auch nach häufigem Waschen noch form- und passecht.



## Anwendung

Zur sicheren und tragefreundlichen Fixierung aller Inkontinenzvorlagen und Einlagen für mobile Personen.

| REF  | Größe    | Farbe  | Hüftumfang       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|----------|--------|------------------|----------------|------------------|----------|
| 2221 | Medium   | grün   | ca. 80 - 110 cm  | 50 Stück       | 6 Packungen      | 11513151 |
| 2222 | Large    | weiß   | ca. 90 - 130 cm  | 50 Stück       | 6 Packungen      | 11513211 |
| 2223 | X-Large  | blau   | ca. 110 - 170 cm | 50 Stück       | 6 Packungen      | 11513228 |
| 2224 | XX-Large | orange | ca. 120 - 180 cm | 50 Stück       | 6 Packungen      | 11513234 |

# Panty Fixierhöschen

Mit Beinansatz zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen

## Charakteristik

Hochwertiges, latexfreies Fixierhöschen mit hohem Tragekomfort durch weiche, wäsche-ähnliche Textilstruktur. Dauerhafte Größenkennzeichnung durch Farbstreifen. Durch den Beinansatz und das feine Maschenbild wird ein Tragegefühl ähnlich einer Feinstrumpfhose erreicht. Waschbar bei 60 Grad und trocknergeeignet im Schongang. Auch nach häufigem Waschen noch form- und passecht.



## Anwendung

Zur sicheren und tragefreundlichen Fixierung aller Inkontinenzvorlagen und Einlagen für mobile Personen.

| REF        | Größe    | Farbe     | Hüftumfang       | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------------|----------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 0711500301 | Medium   | blau      | ca. 70 - 100 cm  | 100 Stück      | 6 Packungen    | 09081879 |
| 0711500501 | Large    | braun     | ca. 85 - 120 cm  | 100 Stück      | 6 Packungen    | 09081885 |
| 0711500701 | X-Large  | grün      | ca. 105 - 130 cm | 100 Stück      | 6 Packungen    | 09081891 |
| 0711500901 | XX-Large | grün-blau | ca. 115 - 140 cm | 100 Stück      | 6 Packungen    | 09081916 |



# Lagenkrankenunterlage

Bewährte Krankenunterlage aus umweltfreundlichen Zellstofflagen für den bedarfsgerechten Einsatz

## Charakteristik

Krankenunterlagen mit Saugkörper aus umweltfreundlichem, 100 % ungebleichtem Recyclingzellstoff für eine rasche und vollflächige Feuchtigkeitsaufnahme. Das Trockenvlies mit rutschfester Außenfolie gewährt eine bedarfsgerechte und effiziente Anwendung.

## Anwendung

Krankenunterlagen helfen im häuslichen Pflegebereich, den Pflegekomfort zu erhöhen, die tägliche Arbeit zu erleichtern und nicht zuletzt dienen sie als Bettschutz um die Wäscheberge zu reduzieren. Sie sind bei uns als Lagen- und Flockenunterlagen in unterschiedlichen Qualitäten erhältlich.



| REF       | Größe      | Lagenzahl | Versandereinheit | PZN      |
|-----------|------------|-----------|------------------|----------|
| 104606M   | 40 x 60 cm | 6-lagig   | 200 Stück        | 02426826 |
| 104608M   | 40 x 60 cm | 8-lagig   | 200 Stück        | 00559612 |
| 104610M   | 40 x 60 cm | 10-lagig  | 200 Stück        | 00559629 |
| 104612M   | 40 x 60 cm | 12-lagig  | 100 Stück        | 06178087 |
| 104620M   | 40 x 60 cm | 20-lagig  | 100 Stück        | 00559693 |
| 106606M   | 60 x 60 cm | 6-lagig   | 150 Stück        | 00560213 |
| 106610M   | 60 x 60 cm | 10-lagig  | 100 Stück        | 00560236 |
| 106906M   | 60 x 90 cm | 6-lagig   | 100 Stück        | 00560259 |
| 106908M   | 60 x 90 cm | 8-lagig   | 100 Stück        | 00560331 |
| 106910M   | 60 x 90 cm | 10-lagig  | 100 Stück        | 00560609 |
| 106912M50 | 60 x 90 cm | 12-lagig  | 50 Stück         | 00561046 |
| 106920M   | 60 x 90 cm | 20-lagig  | 50 Stück         | 00561052 |

# BeeSana<sup>®</sup> Comflock Super

Krankenunterlage aus weichen, saugstarken Zellstoffflocken

## Charakteristik

Krankenunterlage mit Saugkörper aus Zellstoffflocken für eine rasche und vollflächige Feuchtigkeitsaufnahme. Das Trockenvlies mit rutschfester Außenfolie gewährt eine bedarfsgerechte und effiziente Anwendung.

## Anwendung

Krankenunterlagen helfen im häuslichen Pflegebereich, den Pflegekomfort zu erhöhen, die tägliche Arbeit zu erleichtern und nicht zuletzt dienen sie als Bettschutz um die Wäscheberge zu reduzieren. Sie sind bei uns als Lagen- und Flockenunterlagen in unterschiedlichen Qualitäten erhältlich.




| REF  | Größe      | Flüssigkeitsaufnahme | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|------------|----------------------|----------------|------------------|----------|
| 2064 | 40 x 60 cm | 750 ml ± 10 %        | 25 Stück       | 4 Packungen      | 04136185 |
| 2065 | 60 x 60 cm | 900 ml ± 10 %        | 25 Stück       | 6 Packungen      | 04136104 |
| 2066 | 60 x 90 cm | 1590 ml ± 10 %       | 25 Stück       | 6 Packungen      | 04136156 |

# Stilleinlage

Unsere weiche Einlage zum  
Wäscheschutz während der Stillzeit

## Charakteristik

Anatomisch geformte, weiche und hautfreundliche Stilleinlage mit feuchtigkeitsundurchlässigen und atmungsaktiven Außenvlies. Saugfähig für ein lang anhaltendes Trockengefühl. Der Zellulosekern nimmt ausfließende Milch schnell und zuverlässig auf. Die Stilleinlage bietet einen unauffälligen und sicheren Sitz.



## Anwendung

Zur sicheren Flüssigkeitsaufnahme und zum Wäscheschutz während der Stillzeit nach der Geburt.

### unsteril

| REF  | Größe   | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|---------|----------------|----------------|----------|
| 2068 | 10,5 cm | 30 Stück       | 12 Packungen   | 02097937 |





# Desinfektions- und Hygieneprodukte mit einem breiten Wirkungsspektrum

Reduktion von Infektionsrisiken, Standardisierung von Präventionsmethoden und erhaltende Hautpflege sind die Kernelemente unseres vielfältigen Produktsortiments.

Unsere Desinfektions- und Reinigungsprodukte unterliegen strengsten Qualitätsnormen und werden ständig und umfassend geprüft. Damit Sie stets über die aktuellen Hygienestandards informiert sind, bieten wir Ihnen im Einklang mit unseren Produkten eine umfassende Optimierung und Kostenersparnis in Form von Hygienekonzepten vor Ort an.

Hinweis: Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.

## Händedesinfektion

# Alcoman®

Bewährtes Händedesinfektionsmittel,  
RKI-gelistet im Bereich A (begrenzt viruzid, Einwirkzeit 30 Sek.)

### Charakteristik

Bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid wirksam. Wirksam gegen alle behüllten Viren, Rota- und Noroviren sowie MRSA. Wirkt schnell und umfassend. Aldehyd- und phenolfreie Rezeptur.

### Anwendung

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Zur hygienischen Händedesinfektion: mind. 3 ml für 30 Sek. einreiben. Hände während der gesamten Applikation feucht halten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion: trockene Hände und Unterarme vollständig mit Alcoman® benetzen. Im Bedarfsfall wiederholen um Hände und Unterarme min. 5 min. lang feucht zu halten. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

### Haltbarkeit

Behälter dicht verschlossen aufbewahren, nach dem Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Keine besonderen Lagerungsbedingungen vorgesehen.

### Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten: 2-Propanol 63,1 g; gereinigtes Wasser 36,9 g.

| REF   | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|----------------|------------------|----------|
| 01008 | 100 ml         | 24 Flaschen      | 00066482 |
| 00978 | 500 ml         | 18 Flaschen      | 00068742 |
| 00983 | 1 L            | 10 Flaschen      | 00068759 |
| 00984 | 5 L            | 2 Kanister       | 00068765 |

### Zubehör (siehe Seite 155)


Dosierpumpe 500 ml

Dosierpumpe 1 l

Kanisterdosierpumpe

Kanisterschlüssel

Kanisterhahn



### Alcoman, Lösung zur Hautdesinfektion


**Anw.:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanz.:** Alcoman® ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich. Von Zündquellen fern halten. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwerissen sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Alcoman® wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Weitere Informationen siehe Gebrauchsinfo. **Stand der Information:** 10/2018.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



# Alcoman® +

## Das bewährte Händedesinfektionsmittel als Biozid



### Charakteristik

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Antiseptikum zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sehr gute Hautverträglichkeit. Besonders geeignet für häufige Anwendungen. Dermatologisch getestet. Wirkt schnell und umfassend.

### Anwendung

Zur hygienischen Händedesinfektion: Portionen von 3 ml auf den Händen verreiben, um diese während 30 Sekunden feucht zu halten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion: Portionen von 3 ml wiederholt in die Hände einreiben, sodass die gesamte Handfläche während 90 Sekunden benetzt ist.

Es ist zu beachten, dass immer auch alle Fingerzwischenräume, Fingernagelwinkel und Hautfalten vollständig und über die gesamte Einwirkzeit benetzt werden.

### Haltbarkeit

Alcoman® + kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

### Regulatorische Anforderungen

Alcoman® + ist kein Arzneimittel und fällt unter die Biozidrichtlinie. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. VAH-gelistet. Biozid der Produktart 1 („Biozidprodukte für die menschliche Hygiene“)

### Inhaltstoffe

Zusammensetzung  
(in 100 g sind enthalten):  
70 ml 2-Propanol



### Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten                                               | 15 sec. | 30 sec. | 1 min. / 60 sec. | 1,5 min. / 90 sec. | 2 min. / 120 sec. |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Hygienische Händedesinfektion</b><br>gem. EN 1500        |         | +       |                  |                    |                   |
| <b>Chirurgische Händedesinfektion</b><br>gem. EN 12791      |         |         |                  | +                  |                   |
| <b>Viruswirksamkeit nach EN 14476</b>                       |         |         |                  |                    |                   |
| begrenzt viruzid nach EN 14476<br>(niedrige Belastung)      | +       |         |                  |                    |                   |
| begrenzt viruzid PLUS nach EN 14476<br>(niedrige Belastung) |         |         |                  |                    | +                 |
| Vaccinia (niedrige Belastung)                               | +       |         |                  |                    |                   |
| Noro (niedrige Belastung)                                   |         | +       |                  |                    |                   |
| Adeno (niedrige Belastung)                                  |         |         |                  |                    | +                 |

| REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------|----------------|------------------|----------|
| 01008+ | 100 ml         | 24 Flaschen      | 13814980 |
| 00978+ | 500 ml         | 18 Flaschen      | 13814997 |
| 00983+ | 1 L            | 10 Flaschen      | 13815040 |
| 00984+ | 5 L            | 2 Kanister       | 13815057 |

# Ethasept®

## Unsere alkoholische Desinfektion für die menschliche Hygiene

### Präparatetyp

Ethasept® ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches, hautverträgliches Desinfektionsmittel **ohne Parfüm- und Farbstoffe**, welches zur Desinfektion für die menschliche Hygiene geeignet ist. **Rückfetter** machen die Haut weich und geschmeidig. Die Hautverträglichkeit wird durch dermatologische Tests belegt.

### Anwendungsbereich

Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion für alle Bereiche zur menschlichen Hygiene.

### Art und Dauer der Anwendung

Gebrauchsfertig. Hände / Unterarme während der Applikation feucht halten. Standardmethoden zur hygienischen (EN 1500) und chirurgischen (EN 12791) Händedesinfektion beachten.

### Präparateigenschaften

- Wirkt sehr schnell und umfassend bakterizid, levurozid, tuberkulozid
- Sehr schnell gegen alle behüllten Viren BVDV / Vaccinia (inkl. HCV / HBV / HIV) wirksam
- Umfassend wirksam gegen die unbehüllten Viren Rota, Adeno, Polio und Noroviren (**viruzid wirksam gemäß EN 14476**)
- Wirksam gegen MRSA
- Parfüm- und farbstofffrei
- Sehr gute Hautverträglichkeit – Dermatologisch getestet: „sehr gut“
- Begutachtet nach den Standardmethoden der DGHM, der EN 1500 und EN 12791 sowie den RKI-Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren
- VAH-gelistet
- IHO-gelistet

### Hygienische Händedesinfektion

Reduzierung der transidenten Keime in 15 Sekunden. Hände unverdünnt mit mind. 3 ml einreiben.

### Haltbarkeit


Ethasept® kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

### Zusammensetzung:

In 100 g sind enthalten: Wirkstoff: 73,5 g Ethanol.

### Regulatorische Anforderungen

Ethasept® ist kein Arzneimittel und fällt unter die Biozidrichtlinie. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Biozid der Produktart 1 („Biozidprodukte für die menschliche Hygiene“) Biozid Reg. Nr. N-44236.



### Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten                                                                                                                              | 15 sec. | 30 sec. | 1 min. / 60 sec. | 1,5 min. / 90 sec. | 2 min. / 120 sec. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Hygienische Händedesinfektion:</b><br>Bakterizide und fungizide Wirkung nach EN 1500.<br>Anwendungsempfehlung der VAH: mind. 3 ml       | +       |         |                  |                    |                   |
| <b>Chirurgische Händedesinfektion nach EN 12791:</b><br>mind. 3 ml / 90 Sekunden.<br>Hände während der gesamten Applikation feucht halten. |         |         |                  | +                  |                   |
| <b>Viruzid gemäß EN 14476</b>                                                                                                              |         |         |                  |                    | +                 |
| Adeno                                                                                                                                      |         |         | +                |                    |                   |
| Polio                                                                                                                                      |         |         |                  |                    | +                 |

| REF   | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|----------------|------------------|----------|
| 01001 | 100 ml         | 24 Flaschen      | -        |
| 01004 | 500 ml         | 18 Flaschen      | 09102216 |
| 01005 | 1 L            | 10 Flaschen      | 09102191 |
| 01006 | 5 L            | 2 Kanister       | -        |

# Alcoman® Gel

## Unsere Händedesinfektion in handlicher Gel-Variante

### Präparatetyp

Alcoman® Gel ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Einreibepreparat auf Gelbasis zur hygienischen Händedesinfektion. Die Anwendung erfolgt ohne Zugabe von Wasser. Ideal für unterwegs.

### Präparateigenschaften

- Wirkt schnell und umfassend bereits in 30 sek.
- Wirkt umfassend bakterizid und levurozid
- Begrenzt viruzid wirksam gegen alle behüllten Viren BVDV / Vaccinia (inkl. HCV / HBV / HIV) und Noro-Viren (MNV)
- Begutachtet nach den Standardmethoden der DGHM und der DIN EN 1500 sowie den RKI-Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren
- Ohne Farbstoffe
- Sehr gute Hautverträglichkeit, auch bei häufiger Anwendung
- VAH-gelistet

### Anwendungsbereiche

Für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an die Händehygiene: Kliniken, Arztpraxen, Ambulanzen, Pflegeeinrichtungen, Industrie-, Gewerbe- und Laborbereiche, Freizeit- und Bädereinrichtungen. Ideal für mobile Tätigkeiten.

### Art und Dauer der Anwendung


Gebrauchsfertig. Zur hygienischen Händedesinfektion gemäß DIN EN 1500 mind. 30 ml für 30 Sekunden. Unverdünn und ohne Zugabe von Wasser gründlich einreiben. Schwachstellen vermeiden.

### Regulatorische Anforderungen

Biozid der Produktart 1 („Biozidprodukte für die menschliche Hygiene“). Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### Haltbarkeit

Alcoman® Gel kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.



### Zusammensetzung

In 100 ml sind enthalten:

70 ml 2-Propanol;

Weitere Inhaltsstoffe:

Gelbildner, Rückfetter, Duftstoff.


| REF   | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|----------------|------------------|----------|
| 00961 | 100 ml         | 24 Flaschen      | 11169713 |
| 00966 | 500 ml         | 18 Flaschen      | 11169736 |

Zubehör (siehe Seite 155)

Spenderpumpe für 500 ml / 1 l Flasche

### Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten                                    | 15 sec. | 30 sec. | 1 min. / 60 sec. | 1,5 min. / 90 sec. | 2 min. / 120 sec. |
|--------------------------------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|-------------------|
| Hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500 / VAH |         | +       |                  |                    |                   |
| Begrenzt viruzid gemäß EN 14476                  |         |         | +                |                    |                   |
| Noro (MNV)                                       |         |         | +                |                    |                   |
| Vaccinia Ankara (MVA) / alle behüllten Viren     | +       |         |                  |                    |                   |



# Alcoderm®

## Hautdesinfektion

### Charakteristik

Wirkt schnell und umfassend. Aldehyd- und phenolfreie Rezeptur. Bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. Rota- und Norovirus) wirksam.

### Anwendung

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Für Kühlumschläge ist Alcoderm® mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden. Hinweis: Alcoderm® wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Vor Gebrauch stets Etikett und Gebrauchsinformation lesen.



### Wirkungsspektrum

Bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. Rota- und Norovirus).

### Haltbarkeit

Behälter dicht verschlossen aufbewahren, nach dem Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Keine besonderen Lagerungsbedingungen vorgesehen.

### Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten: 2-Propanol 63,1 g; gereinigtes Wasser 36,9 g.

| REF   | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|----------------|------------------|----------|
| 00985 | 250 ml         | 12 Flaschen      | 08625490 |
| 00986 | 1 L            | 10 Flaschen      | 08625509 |

Zubehör (siehe Seite 155)

Dosierpumpe

### Alcoderm, Lösung zur Hautdesinfektion

**Anw.:** Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße. Kühlumschläge. **Gegenanz.:** Alcoderm® ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich. Von Zündquellen fern halten. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Alcoderm® wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Weitere Informationen siehe Gebrauchsinfo. **Stand:** 10/2018.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## Alkoholische Flächendesinfektion

# Medizid® Rapid+

Hochwirksame, gebrauchsfertige Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Oberflächen und Gegenstände

### Präparatetyp

Medizid® Rapid+ ist eine gebrauchsfertige, alkoholhaltige Sprühwischdesinfektionslösung mit umfassendem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen in medizinischen Einrichtungen. Ideal zur Schnelldesinfektion zwischen Behandlungen und Eingriffen, besonders wenn kurze, praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind.

### Anwendungsbereich

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen.

### Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit Medizid® Rapid+ benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen, sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

### Haltbarkeit

Medizid® Rapid+ kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.


### Zusammensetzung

Wirkstoffe in 100 g:

0,05 g Didecylmethyldimethylammoniumchlorid, 63,5 g Ethanol

### Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten                             | vollständig benetzt               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gemäß den Richtlinien der VAH:</b>     |                                   |
| Bakterizid, levurozid inkl. 4-Feldertest: | <b>1 Min.</b> (geringe Belastung) |
| Bakterizid, levurozid ohne Mechanik:      | <b>2 Min.</b> (hohe Belastung)    |
| Mykobakterizid ohne Mechanik:             | <b>5 Min.</b> (hohe Belastung)    |




### Präparateeigenschaften

- Aldehydfrei
- Wirksamkeit:
  - Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid wirksam
  - Fungizid wirksam
  - Mykobakterizid wirksam
  - **Viruzid wirksam**
  - VAH gelistet

| REF                              | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 01002+                           | 250 ml         | 12 Flaschen      | 16015216 |
| 00975+                           | 500 ml         | 18 Flaschen      | 16015222 |
| 00976+                           | 1 L            | 12 Flaschen      | 16015239 |
| 00977+                           | 5 L            | 2 Kanister       | 16015245 |
| <b>Zubehör (siehe Seite 155)</b> |                |                  |          |
| Kanisterhahn                     |                |                  |          |
| Kanisterschlüssel                |                |                  |          |
| Sprühkopf für 1-l-Flasche        |                |                  |          |

# Medizid® Rapid+ Desinfektionstücher

Desinfektionstücher für alkoholbeständige Oberflächen von Medizinprodukten



## Präparatetyp

Medizid® Rapid+ ist eine gebrauchsfertige, alkoholhaltige Wischdesinfektion mit umfassendem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen in medizinischen Einrichtungen. Ideal zur Schnelldesinfektion zwischen Behandlungen und Eingriffen, besonders wenn kurze, praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind.

## Anwendungsbereich

Zur Schnelldesinfektion von allen alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen.

## Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Dann die Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Dabei auf eine vollständige Benetzung und die entsprechenden Einwirkzeiten achten. Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

## Haltbarkeit

Die Mindesthaltbarkeit der Medizid® Rapid+ Desinfektionstücher beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Verpackung / Dose / Eimer direkt nach Gebrauch wieder verschließen. Haltbarkeit / Standzeit nach Anbruch: 28 Tage. Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

## Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten                             | vollständig benetzt        | Gemäß EN 16615 (4-Feldertest) – Praxistest (für die Tücher): |                         |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Gemäß den Richtlinien der VAH:</b>     |                            | Bio-Wipes                                                    | 1 Min. (hohe Belastung) |
| Bakterizid, levurozid inkl. 4-Feldertest: | 1 Min. (geringe Belastung) | Standardtuch                                                 | 2 Min. (hohe Belastung) |
| Bakterizid, levurozid ohne Mechanik:      | 2 Min. (hohe Belastung)    | Standzeittest Bio-Wipes (28, 60 + 90 Tage)                   | 1 Min. (hohe Belastung) |
| Mykobakterizid ohne Mechanik:             | 5 Min. (hohe Belastung)    |                                                              |                         |



## Zusammensetzung

Wirkstoffe in 100 g:  
0,05 g Didecyltrimethylammoniumchlorid,  
63,5 g Ethanol

## Präparateeigenschaften


- aldehydfrei
- Wirksamkeit:
  - Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid wirksam
  - Fungizid wirksam
  - Mykobakterizid wirksam
  - **viruzid wirksam**
- VAH zertifiziert

| REF    | Artikel                  | Tuchgröße      | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|--------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 00941+ | Tücher in PE-Spenderdose | ca. 15 x 18 cm | 150 Tücher     | 12 Dosen        | 16015268 |
| 00942+ | Nachfüllpackung Dose     | ca. 15 x 18 cm | 150 Tücher     | 20 Beutel       | 16015251 |
| 00946+ | Tücher im Eimer          | ca. 29 x 30 cm | 70 Tücher      | 1 Eimer         | 16015274 |
| 00947+ | Nachfüllpackung Eimer    | ca. 29 x 30 cm | 70 Tücher      | 6 Rollen        | 16015280 |



# Medizid® Rapid QF Flowpack

Alkoholische Hygienetücher zur Desinfektion von Medizinprodukteoberflächen und Gegenständen



## Präparatetyp

Medizid® Rapid QF Desinfektionstücher (Flowpack) sind mit der sehr schnell wirkenden Flüssigkeit des alkoholischen Präparats Medizid® Rapid getränkt. Die Hygienetücher eignen sich deshalb gut zur Desinfektion von Medizinprodukten wie Geräteoberflächen und Gegenstände im medizinischen Bereich und im patientennahen Umfeld zwischen Behandlungen und Eingriffen.

## Anwendungsbereiche

Für alle alkoholbeständigen Medizinprodukte, Oberflächen und Gegenstände, insbesondere für Geräteoberflächen und Gegenstände im patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen, Ambulanzen, und Pflegebereichen.



## Anwendung und Dosierung

Medizid® Rapid QF Desinfektionstücher (Flowpack) sind gebrauchsfertig. Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände werden mit dem Medizid® Rapid Tuch sorgfältig abgewischt und dabei vollständig benetzt.

## Zur Beachtung

Vorsicht bei alkoholempfindlichen Materialien. Nicht zur Desinfektion von invasiven Geräte verwenden.

## Haltbarkeit

Die Mindesthaltbarkeit der Medizid® Rapid Desinfektionstücher beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Verpackung direkt nach Gebrauch wieder verschließen. Haltbarkeit / Standzeit nach Anbruch: 28 Tage. Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

## Zusammensetzung

In Medizid Rapid QF sind in 100 g als Wirkstoff enthalten: 50 g Ethanol.

## Produkteigenschaften

- gebrauchsfertig
- aldehydfrei
- wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae), mykobakterizid
- rückstandsfrei

## Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:


| Wirksamkeiten                                                                                                            | 30 sec. | 1 Min. | 5 Min. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| Wirksamkeit gemäß EN 16615 Praxistest (für Tücher) bakterizid, levurozid inkl. 4-Felder Test (hohe Belastung): Biowipes: |         | +      |        |
| <b>Wirksamkeiten der Tränklösung: Einwirkzeiten für den Hygienebereich</b>                                               |         |        |        |
| Bakterizid, Levurozid EN 16615 (hohe Belastung)                                                                          |         | +      |        |
| Bakterizid, Levurozid EN 13727, EN 13624 (hohe Belastung)                                                                |         | +      |        |
| Mykobakterizid nach VAH-Methode 9 (hohe Belastung)                                                                       |         |        | +      |
| Tuberkulozid EN 14348 (geringe Belastung)                                                                                |         | +      |        |
| <b>Einwirkzeiten für den Lebensmittelbereich</b>                                                                         |         |        |        |
| Bakterizid EN 1276 (niedrige Belastung)                                                                                  | +       |        |        |
| Levurozid EN 1650 (niedrige Belastung)                                                                                   | +       |        |        |
| Bakterizid / Levurozid EN 13697 (niedrige Belastung)                                                                     |         |        | +      |
| <b>Viruswirksamkeiten nach EN 14476</b>                                                                                  |         |        |        |
| begrenzt viruzid PLUS                                                                                                    |         | +      |        |
| Vaccinia                                                                                                                 |         | +      |        |
| Adenovirus                                                                                                               |         | +      |        |
| Norovirus                                                                                                                |         | +      |        |

| REF     | Tuchgröße      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|---------|----------------|----------------|------------------|-----|
| 00976FP | ca. 22 x 20 cm | 80 Stück       | 12 Packungen     | -   |



# Medizid® Rapid Optima

Sprühwischdesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten



## Präparatetyp

Medizid® Rapid Optima ist ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Präparat zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen.

## Anwendungsbereich

Für alle alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, insbesondere für Geräteoberflächen und Gegenstände im patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen, Pflegeheimen, Ambulanzen und Pflegebereichen durch Fachpersonal. Nicht verwenden für die Desinfektion von Instrumenten oder invasiven Geräten. Nicht geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen wie Acrylglas und Reflektoren von Dental- und Medicalleuchten aus Polycarbonatglas. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

## Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Mittel bei Raumtemperatur (20 - 25 °C) und nur unverdünnt anwenden. Oberflächen vollständig benetzen, antrocknen lassen und ggf. mit einem hygienischen, sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei die Einwirkzeit beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Nur für den professionellen Gebrauch.

## Haltbarkeit

Medizid® Rapid Optima kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

## Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 43,0 g Ethanol.

## Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten                                         | vollständig benetzt |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Nach VAH / DGHM:</b>                               |                     |
| Bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae) | 1 min.              |

| REF   | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 00949 | 500 ml         | 18 Flaschen    | 11169771 |
| 00950 | 5 L            | 2 Kanister     | -        |



## Präparateigenschaften

- gebrauchsfertig
- aldehydfrei
- schnell und umfassend wirksam, in bereits 60 sek.
- vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas!
- geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und der RKI-Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren
- VAH-gelistet

## Alkoholfreie Flächendesinfektion

# Medizid® AF+

## Konzentrat zur Flächendesinfektion

### Präparatetyp

Medizid® AF+ ist ein flüssiges, aldehyd- und alkoholfreies Konzentrat zur Desinfektion von alkoholunbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, insbesondere Geräteoberflächen und Gegenständen im patientennahen Umfeld.

### Anwendungsbereich

Ideal für Bereiche mit starker Verschmutzung und Geruchsbelastung wie z. B. OP-Tische, Bettgestelle und Flächen des medizinischen Inventars, die Industrie und öffentliche Einrichtungen. Auch für alkoholempfindliche Flächen geeignet. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

### Anwendung


Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen; Oberflächen vollständig mit der Lösung benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen sauberen Einmaltuch verteilen, dabei die Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten beachten; Oberflächen vollständig benetzen; Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Dosierhilfen verwenden und Hinweise beachten; Anwendungsbeispiel: 10 L einer 1%igen Lösung = 9,9 L Wasser + 100 ml Medizid® AF+.

### Haltbarkeit

Medizid® AF+ kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

### Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten gem. EN Normen und Richtlinien der VAH:                   | 1 Min. | 5 Min. | 30 Min. | 60 Min. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| Bakterizid, Levurozid (EN 13626, EN 13727; hohe Belastung)              |        | 0,5%   |         |         |
| Bakterizid, Levurozid (EN 16615; hohe Belastung)                        | 0,5%   |        |         |         |
| Tuberkulozid (EN 14348; hohe Belastung)                                 |        |        |         | 5%      |
| Mykobakterizid (EN 14348; inkl. M. terrae und M. avium; hohe Belastung) |        |        | 2%      | 1%      |
| <b>Viruswirksamkeiten (EN14476)</b>                                     |        |        |         |         |
| <b>Begrenzt Viruzid Plus</b>                                            |        |        |         | 4%      |
| Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenzaviren; hohe Belastung)   |        | 3%     | 1%      |         |
| Adeno-, Noroviren (hohe Belastung)                                      |        |        |         | 4%      |
| Rotaviren (ohne Belastung)                                              |        |        | 1%      |         |
| SV40 (hohe Belastung)                                                   |        |        |         | 2%      |



### Zusammensetzung

In 100 g sind enthalten:  
 2-Phenoxyethanol 2,0 g,  
 Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 7,0 g,  
 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan  
 1,3-diamin 5,0 g

### Präparateeigenschaften

- alkoholfreies Konzentrat
- aldehydfrei
- Wirksamkeit:
  - bakterizid, levurozid wirksam
  - tuberkulozid wirksam
  - **begrenzt viruzid PLUS wirksam**
- hohe Materialverträglichkeit
- VAH gelistet

| REF                              | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 00972+                           | 2 L            | 6 Flaschen       | 16015185 |
| 00971+                           | 5 L            | 2 Kanister       | 16015191 |
| <b>Zubehör (siehe Seite 155)</b> |                |                  |          |
| Befüllbare Dosierflasche         |                |                  |          |
| Kanisterpumpe zum Dosieren       |                |                  |          |
| Kanisterhahn                     |                |                  |          |
| Kanisterschlüssel                |                |                  |          |

# Medizid® Alpha+

Alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektion für wischbeständige Oberflächen von Medizinprodukten

## Präparatetyp

Medizid® Alpha+ ist eine gebrauchsfertige, aldehyd- und alkoholfreie Sprühwisch-desinfektionslösung mit umfassendem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von Oberflächen in medizinischen Einrichtungen.

## Anwendungsbereich

Für medizinische Einrichtungen, Sanitär- und Bäderbereiche und Pflegeheime.

## Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit der Lösung benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen, sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Rückstände des Desinfektionsmittels nach Ablauf der Einwirkzeiten entweder mit einem mit Wasser getränkten (mind. Trinkwasserqualität) oder einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch. Unverdünnt anwenden.

## Haltbarkeit

Medizid® Alpha+ kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.


## Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten                                                |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gemäß EN / Methoden der VAH/DGHM</b>                      |         |
| Bakterizidie, Levurozidie (EN13624, EN13727, hohe Belastung) | 1 min.  |
| Bakterizidie, Levurozidie (EN16615, hohe Belastung)          | 1 min.  |
| <b>Viruswirksamkeiten (EN14476)</b>                          |         |
| Begrenzt Viruzid PLUS                                        | 60 min. |
| Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV, hohe Belastung)        | 1 min.  |
| Noroviren (hohe Belastung)                                   | 30 min. |
| Adenoviren (hohe Belastung)                                  | 60 min. |

| REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------|----------------|------------------|----------|
| 00964+ | 1 L            | 12 Flaschen      | 16015156 |

Zubehör (siehe Seite 155)

Sprühkopf



## Zusammensetzung

In 100 g sind enthalten:

0,1 g 2-Phenoxyethanol

0,35 g Alkyl(C12-16)

dimethylbenzylammoniumchlorid

0,25 g N-(3-Aminopropyl)-


N-Dodecylpropan-1,3-diamin

## Präparateeigenschaften

- gebrauchsfertig
- alkohol- und aldehydfrei
- umfassend bakterizid und levurozid wirksam
- **begrenzt viruzid PLUS wirksam**
- Materialverträglichkeit für alkoholempfindliche Oberflächen
- geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und der RKI-Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren
- VAH gelistet

# Medizid® Alpha+ XXL Desinfektionstücher

Alkoholfreie, XXL Desinfektionstücher für wischbeständige Oberflächen und Gegenstände



## Präparatetyp

Medizid® Alpha+ ist eine gebrauchsfertige, aldehyd- und alkoholfreie Wisch-desinfektionslösung mit umfassendem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von Oberflächen in medizinischen Einrichtungen.

## Anwendungsbereich

Für medizinische Einrichtungen, Sanitär- und Bäderbereiche und Pflegeheime.

## Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit der Lösung benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen, sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Rückstände des Desinfektionsmittels nach Ablauf der Einwirkzeiten entweder mit einem mit Wasser getränkten (mind. Trinkwasserqualität) oder einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch. Unverdünnt anwenden.

## Haltbarkeit

Die Mindesthaltbarkeit der Medizid® Alpha+ XXL Desinfektionstücher beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Verpackung / Dose / Eimer direkt nach Gebrauch wieder verschließen. Haltbarkeit / Standzeit nach Anbruch: 28 Tage. Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

## Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten                                                |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gemäß EN / Methoden der VAH/DGHM</b>                      |         |
| Bakterizidie, Levurozidie (EN13624, EN13727, hohe Belastung) | 1 min.  |
| Bakterizidie, Levurozidie (EN16615, hohe Belastung)          | 1 min.  |
| <b>Viruswirksamkeiten (EN14476)</b>                          |         |
| Begrenzt Viruzid PLUS                                        | 60 min. |
| Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV, hohe Belastung)        | 1 min.  |
| Noroviren (hohe Belastung)                                   | 30 min. |
| Adenoviren (hohe Belastung)                                  | 60 min. |



## Zusammensetzung

In 100 g sind enthalten:

0,1 g 2-Phenoxyethanol

0,35 g Alkyl(C12-16)

dimethylbenzylammoniumchlorid

0,25 g N-(3-Aminopropyl)-

N-Dodecylpropan-1,3-diamin


## Präparateeigenschaften

- gebrauchsfertig
- alkohol- und aldehydfrei
- umfassend bakterizid und levurozid wirksam
- **begrenzt viruzid PLUS wirksam**
- Materialverträglichkeit für alkoholempfindliche Oberflächen
- geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und der RKI-Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren
- VAH gelistet

| REF    | Artikel         | Tuchgröße  | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|--------|-----------------|------------|----------------|-----------------|----------|
| 00969+ | Tücher im Eimer | 26 x 29 cm | 70 Tücher      | 1 Eimer         | 16015162 |
| 00970+ | Nachfüllpackung | 26 x 29 cm | 70 Tücher      | 6 Rollen        | 16015179 |

# Medizid® Alpha+ Flowpack

Unsere gebrauchsfertigen aldehyd- und alkoholfreien, zu 100 % biologisch abbaubaren Hygienetücher



## Präparatetyp

Medizid® Alpha+ Flowpack sind gebrauchsfertige, aldehyd- und alkoholfreie Hygienetücher mit breitem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von alkoholunbeständigen Oberflächen, Medizinprodukten und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen. Ideal, wenn praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind. Die Tücher bestehen aus 100 % biologisch abbaubaren Zellulosefasern mit optimaler Wirkstoffaufnahme.

## Anwendungsbereiche

Geeignet für die Schnelldesinfektion aller alkoholunbeständigen Oberflächen und Medizinprodukte im patientennahen Umfeld, in Klinken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in Lebensmittelbereichen, in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen. Nicht zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und invasiven Medizinprodukten geeignet.

## Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Dann die Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Dabei auf eine vollständige Benetzung achten und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten.

## Haltbarkeit

Nach Gebrauch gut verschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.  
Nach Anbruch 28 Tage haltbar.

## Zusammensetzung

In 100 g sind enthalten:  
2-Phenoxyethanol 0,10 g  
Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,35 g  
N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin 0,25 g

## Produkteigenschaften

- vorgetränkte, gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- aldehyd- und alkoholfrei
- bakterizid, levurozid, mykobakterizid und begrenzt viruzid plus wirksam
- aus 100 % biologisch abbaubarem Zellulosematerial
- frischer Geruch

## Regulatorische Anforderungen

Medizid® Alpha+ Flowpack ist kein Arzneimittel und fällt unter die Biozidrichtlinie. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

### Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten                                                                                                            | 30 sec. | 1 Min. | 5 Min. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| Wirksamkeit gemäß EN 16615 Praxistest (für Tücher) bakterizid, levurozid inkl. 4-Felder Test (hohe Belastung): Biowipes: |         | +      |        |
| <b>Wirksamkeiten der Tränklösung:</b>                                                                                    |         |        |        |
| <b>Einwirkzeiten für den Hygienebereich</b>                                                                              |         |        |        |
| Bakterizid, Levurozid EN 16615 (hohe Belastung)                                                                          |         | +      |        |
| Bakterizid, Levurozid EN 13727, EN 13624 (hohe Belastung)                                                                |         | +      |        |
| Mykobakterizid nach VAH-Methode 9 (hohe Belastung)                                                                       |         |        | +      |
| Tuberkulozid EN 14348 (geringe Belastung)                                                                                |         | +      |        |
| <b>Einwirkzeiten für den Lebensmittelbereich</b>                                                                         |         |        |        |
| Bakterizid EN 1276 (niedrige Belastung)                                                                                  | +       |        |        |
| Levurozid EN 1650 (niedrige Belastung)                                                                                   | +       |        |        |
| Bakterizid / Levurozid EN 13697 (niedrige Belastung)                                                                     |         |        | +      |
| <b>Viruswirksamkeiten nach EN 14476</b>                                                                                  |         |        |        |
| begrenzt viruzid PLUS                                                                                                    |         | +      |        |
| Vaccinia                                                                                                                 |         | +      |        |
| Adenovirus                                                                                                               |         | +      |        |
| Norovirus                                                                                                                |         | +      |        |

| REF      | Tuchgröße      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|----------|----------------|----------------|------------------|-----|
| 00976+FP | ca. 22 x 20 cm | 80 Stück       | 12 Packungen     | -   |



## Instrumentendesinfektion

# Instrusol® AF +

Instrumentendesinfektionsmittel zur manuellen Aufbereitung im Einlegeverfahren und im Ultraschallreinigungsgerät

### Präparatetyp

Instrusol® AF + ist ein hochwirksames Instrumentendesinfektionsmittel zur Aufbereitung von handelsüblichem ärztlichen und chirurgischen Instrumentarium sowie thermolabilen Anästhesiezubehör und starren Endoskopen im Einlegeverfahren oder im Ultraschallbad.

### Anwendungsbereiche

Für alle Anwendungsbereiche, in denen ärztliches Instrumentarium im Einlegeverfahren und im Ultraschallreinigungsgerät aufbereitet wird.

### Anwendungshinweise

Die Gebrauchshinweise und Aufbereitungsrichtlinien der Instrumentenhersteller sind unbedingt zu beachten; insbesondere die Hinweise zu den vorbereitenden Maßnahmen, zu der Reinigung und Desinfektion, dem Spülen, Trocknen und der Lagerung.

### Zusammensetzung

In 100 g sind enthalten:

5 g Alkyldimethylethylammoniummethylsulfat,  
1 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid,  
1,8 g Cocosporylguanidiniumdiacetat

### Anwendungskonzentrationen / Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten                                         | 5 min. | 15 min. | 30 min. | 60 min. |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Nach VAH / DGHM:</b>                               |        |         |         |         |
| Bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae) |        | 4,0 %   | 3,0 %   | 2,0 %   |
| <b>Viruswirksamkeit:</b>                              |        |         |         |         |
| Adeno / Noro                                          |        |         |         | 4,0 %   |
| SV 40                                                 |        |         | 3,0 %   |         |
| Rota                                                  | 2,0 %  |         |         |         |


| REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------|----------------|------------------|----------|
| 00979+ | 500 ml         | 12 Flaschen      | -        |
| 00973+ | 2 L            | 6 Flaschen       | 11169699 |
| 00974+ | 5 L            | 2 Kanister       | 11169707 |

**Zubehör** (siehe Seite 155)

Kanisterpumpe zum Dosieren

Kanisterhahn

Kanisterschlüssel



### Präparateigenschaften

- aldehyd- und phenolfrei
- umfassend wirksam
- wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae)
- viruzid wirksam gegen alle behüllte Viren: BVDV / Vaccinia (inkl. HCV / HBV / HIV)
- viruzid wirksam gegen unbehüllte Viren: Rota, Adeno, Polyoma / SV40, Noro
- geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und den RKI-Empfehlungen
- VAH-gelistet



## Aufbereitungshinweise

### Einlegeverfahren

Instrumente nach Gebrauch einlegen. Sämtliche Oberflächen und Hohlräume müssen bedeckt bzw. gefüllt sein. Die Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten bitte beachten. Instrumente entnehmen, gründlich mit Wasser abspülen und trocknen.

### Ultraschallbad

Es sind der vorgeschriebene Frequenzbereich und die vorgegebene Desinfektionsdauer einzuhalten. Wassertemperaturen über 45 °C sind zu vermeiden.

### Präparatewechsel

Instrusol® AF + ist mit aldehydhaltigen Desinfektionsmitteln nicht kompatibel. Beim Ersteinsatz und Präparatewechsel sind die Instrumente und das Zubehör, die Wannen und Aufbereitungsgeräte sowie die Applikationshilfen gründlich zu reinigen und zu spülen.

Instrusol® AF + Gebrauchslösung ist eiweißbelastbar und kann ggf. mehrfach benutzt werden.

Die Gebrauchslösung ist beim Einlegen gut vorgereinigter Instrumente bis zu 7 Tage verwendbar.

Bei Eintrübungen oder sichtbaren Verschmutzungen wird empfohlen, die Gebrauchslösung vorzeitig zu erneuern.

### Haltbarkeit

Instrusol® AF + kann mindestens bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden.

Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25°C erfolgt.

### Anmerkung

Als Gebrauchslösung ist Instrusol® AF + keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Die Gebrauchslösung ist nicht ätzend. Wir empfehlen aber, die im Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten und die übliche Schutzkleidung zu tragen.



# Gentle Med® Waschlotion

pH-hautneutrale und pflegende Waschlotion

## Charakteristik

Dermatologisch „sehr gut“ getestete Waschlotion zur täglichen sanften Ganzkörperanwendung, mit frischem Duft. Verhindert das Austrocknen der Haut. Parabenfrei. Alkalifrei, frei von Silikon- und Paraffinöl. Sparsam in der Anwendung durch optionale Dosierpumpe.

## Anwendung

Händewaschung, Körperwaschung, Duschen und Baden.



| REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------|----------------|------------------|----------|
| 00980D | 500 ml         | 12 Flaschen      | 11170314 |
| 00981D | 1 L            | 10 Flaschen      | 11170320 |
| 00982D | 5 L            | 2 Kanister       | 11170337 |

# Gentle Med® Hautpflegelotion (O / W)

Die Hautpflegelotion zum Schutz und zur Pflege beanspruchter Haut, mit Mandel- und Jojobaöl

## Charakteristik

Hautpflegelotion für die empfindliche und feuchtigkeitsarme Haut, pH hautneutral, mit Urea angereichert. Erzeugt einen nicht fettenden Schutzfilm und versorgt beanspruchte Haut mit wertvollen natürlichen Ölen (Mandel- und Jojobaöl) und Vitamin E. Die Inhaltsstoffe Harnstoff und Hyaluron pflegen und spenden Feuchtigkeit.

Dermatologisch „sehr gut“ getestet. PEG-frei.  
Frei von Silikon- und Paraffinöl.

| REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------|----------------|------------------|----------|
| 01011  | 100 ml         | 30 Tuben         | 11170308 |
| 00990D | 500 ml         | 12 Flaschen      | 11170231 |



# Gentle Med® Cremelotion (W / O)

Hautschutzbalsam mit Panthenol und Vitamin E

## Charakteristik

Cremelotion mit pflegender Rezeptur zum Schutz und zur Unterstützung der Regeneration extrem belasteter Haut. Die eingesetzte Gentle Med® Cremelotion ist dermatologisch „sehr gut“ getestet und zur Ganzkörperpflege geeignet, pH-hautneutral mit Panthenol und Vitamin E angereichert. Frei von Silikonöl, PEG und Parabene, mit Ringelblütenextrakt.

| REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------|----------------|------------------|----------|
| 01013  | 100 ml         | 30 Tuben         | 11169794 |
| 00988D | 500 ml         | 12 Flaschen      | 11170053 |



# Gentle Med® Aktivgel

Vitalisierendes und kühlendes Aktivgel  
mit ätherischen Ölen

## Charakteristik

Aktivgel zur durchblutungsanregenden, belebenden und hautfreundlichen Einreibung. Wirkt desodorierend und kühlend. Geeignet zur Massage bei Verspannungen. Dermatologisch „sehr gut“ getestet. Alkalifrei. Parabenfrei. PEG-frei. Frei von Silikon- und Paraffinöl. Mit ätherischen Heilpflanzenölen aus Menthol, Campher und Rosmanin.

| REF    | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 00991D | 500 ml         | 12 Flaschen    | 11169788 |



# Gentle Med® Ölbad

Ölbad mit natürlichen Ölen

## Charakteristik

Medizinisches Ölbad mit hochwertigem Sojaöl angereichert. Fördert den physiologischen Aufbau der Haut. Wohltuend bei empfindlicher und trockener Haut. Für Dusch- und Vollbäder geeignet.

| REF    | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 00992D | 500 ml         | 12 Flaschen    | 11170260 |



# Gentle Med® Hautreinigungs- und Pflegeschaum

Sanfte Reinigung und Pflege mit zuverlässigem Hautschutz

## Charakteristik

Schnelle und schonende Reinigung und Pflege der Haut, auch bei bei Inkontinenz, Anus praeter und bettlägerigen Patienten. Der hautreinigende Pflegeschaum enthält rückfettende sowie geruchsbindende Substanzen. Parabenfrei. PEG-frei. Frei von Silikon- und Paraffinöl. Ohne allergieauslösende Duftstoffe.

## Anwendung

Zum Einschäumen Dose (Ventil) schräg nach unten halten, so wird die Restentleerung gewährleistet. Kurz einwirken lassen und mit Einmaltüchern aufnehmen. Es bleibt ein pflegender und desodorierend wirkender Schutzfilm zurück. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.



| REF    | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|--------|----------------|-----------------|----------|
| 00994D | 500 ml         | 12 Flaschen     | 11170248 |

# Gentle Med® Feuchtpflegetücher

Unsere Pflegetücher für normale und sensible Haut

## Charakteristik

Feuchtpflegetücher mit Hamamelis-Extrakt Textur basiert auf milden Tensiden auf Kokosölbasis. Die Gentle Med® Feuchtpflegetücher sind PEG, paraben-, paraffin- und silikonölfrei.

## Anwendung

Gebrauchsfertige, hochwertige Pflegetücher zur effektiven, schnellen und besonders schonenden Pflege und Hautreinigung verschmutzter Hautpartien. Schutz vor Keimverschleppung durch einmalige Anwendung. Ohne Wasser anzuwenden. Die Verpackung nach der Tuchentnahme bitte sorgfältig verschließen.



| REF  | Größe          | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 2356 | ca. 18 x 20 cm | 80 Stück       | 12 Packungen    | 12357658 |

# Applikationshilfen

Unsere Applikationshilfen für die Entnahme und Dosierung von Desinfektions- und Pflegemitteln

## Dosierpumpen / -aufsätze

Ermöglichen eine komfortable und gleichzeitig hygienische Entnahme von Produkten aus Originalgebinden.

| REF   | Artikel             |                   | PZN |
|-------|---------------------|-------------------|-----|
| 00929 | Dosierpumpe         | 500 ml            | -   |
| 00930 | Dosierpumpe         | 1 L               | -   |
| 00931 | Kanisterdosierpumpe | 2 L, 5 L und 10 L | -   |

## (Schaum)sprühköpfe

Ermöglichen eine gleichmäßige Benetzung selbst schwer zugänglicher Areale, z. B. bei flächigem Aufsprühen von Flächendesinfektionsmitteln. Auch zur Überkopfanwendung geeignet.

| REF   | Artikel             | PZN |
|-------|---------------------|-----|
| 00934 | Schaumsprühkopf 1 L | -   |

## Kanisterhahn

Ermöglichen die saubere und tropffreie Entnahme von Produkten aus Kanistern.

| REF   | Artikel                        | PZN |
|-------|--------------------------------|-----|
| 00996 | Kanisterhahn 2 L, 5 L und 10 L | -   |

## Kanisterschlüssel

Zum mühelosen Öffnen von Kanistern.

| REF   | Artikel                        | PZN |
|-------|--------------------------------|-----|
| 00932 | Kanisterschlüssel 5 L und 10 L | -   |

## Dosierflasche / Messbecher

Zur anwenderfreundlichen Entnahme beim Umfüllen oder zur Erstellung von Gebrauchslösungen oder Konzentraten.

| REF   | Artikel       |         | PZN |
|-------|---------------|---------|-----|
| 00943 | Dosierflasche | 1 L     | -   |
| 00945 | Messbecher    | 1000 ml | -   |
| 00927 | Messbecher    | 2000 ml | -   |





# Desinfektionsmittelspender

Zur dosierten Entnahme von alkoholischen Händedesinfektionsmittel, Flüssigseifen und Lotionen

## Aluminium Desinfektionsmittelspender

Seifen-/Desinfektionsmittelspender für Einwegflaschen, sowie Nachfüllbehälter, Aluminiumgehäuse, kurzer Bedienhebel, 500 ml oder 1000 ml. Für die Wandmontage geeignet. Ausführung mit Mehrwegpumpe oder Einwegpumpe, frontseitig wechselbar.

| REF     | Bezeichnung               | Ausführung          |
|---------|---------------------------|---------------------|
| 1417549 | Aluminium Spender 500 ml  | mit Mehrwegpumpe    |
| 4402102 | Aluminium Spender 500 ml  | mit DHP Einwegpumpe |
| 1417589 | Aluminium Spender 1000 ml | mit Mehrwegpumpe    |
| 4402107 | Aluminium Spender 1000 ml | mit DHP Einwegpumpe |



## Touchless Desinfektionsmittelspender

Berührungsloser Seifen-/Desinfektionsmittelspender für noch mehr Hygiene. Mit Abtropfschale, aus robustem Kunststoff, 500 ml, mit Rückwand, abschließbar. Für die Wandmontage geeignet. Ausführung mit Mehrwegpumpe oder Einwegpumpe, frontseitig wechselbar.

| REF     | Bezeichnung                              | Ausführung          |
|---------|------------------------------------------|---------------------|
| 4402237 | berührungsloser Kunststoffspender 500 ml | mit Mehrwegpumpe    |
| 4402283 | berührungsloser Kunststoffspender 500 ml | mit DHP Einwegpumpe |



## Desinfektionsmittelspender Kunststoff

Manueller Spender für Desinfektionsmittel, Flüssigseifen und fließfähige Lotionen, für Wandmontage geeignet, Kunststoff-Gehäuse weiß mit weißer Abtropfschale, Edelstahl-Bedienhebel. Ausführung mit DHP-Einwegpumpe oder Mehrwegpumpe, frontseitig wechselbar.

| REF     | Bezeichnung              | Ausführung          |
|---------|--------------------------|---------------------|
| 4401841 | Kunststoffspender 500 ml | mit Mehrwegpumpe    |
| 4401974 | Kunststoffspender 500 ml | mit DHP Einwegpumpe |



## DHP-Einwegpumpe


Für noch mehr Hygiene und Sicherheit!

Recyclbare Kunststoff-Einwegpumpe für alkoholische Händedesinfektionsmittel, Flüssigseifen und Lotionen. Geeignet für all unsere Spender.

### Wissenswertes:

- hygienisch einzeln verpackt, schnelle und leichte Inbetriebnahme
- einfache und hygienische Installation: Verpackung dient als Handschuh
- keine Reinigung der Pumpe und des Spenders notwendig
- Kostenoptimierung: zeitintensive Spender Aufbereitung entfällt
- Schutz vor Wiederverwendung: Pumpe zerstört sich bei Gebindetausch
- gut für die Umwelt: Vollständig recycelbar und aus 100 % erneuerbaren Energien produziert

| REF     | Bezeichnung                   |
|---------|-------------------------------|
| 4401857 | manuelle Spender 500 ml       |
| 4401858 | manuelle Spender 1000 ml      |
| 4401860 | berührungslose Spender 500 ml |





# Unsere Hygiene- und Reinigungsprodukte unterstützen Sie in sämtlichen Bereichen

Eines der primären Ziele im Gesundheitssektor und anderen gewerblichen Einrichtungen besteht in der Erreichung eines professionellen Reinigungsstandards in sämtlichen Bereichen. Wir unterstützen Sie beim Erreichen der Hygienestandards mit unseren Reinigern und Hygieneprodukten.

## Hinweis:

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.

# beopur WC-Frisch

Saurer, gebrauchsfertiger und dickflüssiger WC-Reiniger

## Charakteristik

WC-Frisch Reiniger zur schnellen und gründlichen Reinigung von Toiletten, Urinalen, Wannen, Duschzellen und allen säurefesten Oberflächen in Sanitärbereichen.

## Anwendung

Bei hartnäckigen Kalkablagerungen, zum Kalklösen und zur Intensivreinigung bei starker Verschmutzung auch unverdünnt einsetzbar. Danach gründlich mit Wasser nachspülen.



| REF   | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|-------|----------------|------------------|-----|
| 00926 | 750 ml         | 15 Flaschen      | -   |

# MEDizid®

## S-Serie Sanitärreinigung



### Charakteristik

- **umweltfreundlicher, professioneller und kraftvoller Sanitärreiniger**
- reinigt gründlich und schnell WC-, Urinal- und Waschbecken Fliesen, Bade- und Duscheinrichtungen, sowie alle Armaturen aus Chrom oder Edelstahl
- aufgrund seiner Viskosität auch als WC-Reiniger einsetzbar
- entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Rost, Urinstein, Kalk- oder Zementschleier
- Vermeidung von Kalkablagerungen durch Komplexbildner
- hemmt die Wiederanschmutzung
- anwendbar auf allen säurebeständigen Oberflächen und Böden.  
Ungeeignet für säureempfindliche Materialien, z.B. Marmor
- streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen
- hinterlässt frischen Duft
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROzid® KP10 Kanisterpumpe, GASTROzid® AH10 Auslaufhahn oder GASTROzid® DK1000 Dosierkugel (für 1 Ltr. Flasche) empfohlen



### MEDizid® S1 SANITÄR-GRUNDREINIGER Gel

1 Ltr. Spritzflasche: S1-01

VE: 12 Fl.

10 Ltr. Kanister: S1-10



1 Ltr.




10 Ltr.



# Zuverlässige Hygiene im Sanitärbereich

Der Sanitärbereich gilt in allen Bereichen als eine Herausforderung an die Hygiene. In der Kranken- und Altenpflege trifft dies im besonderen Maße zu. KLEEN PURGATIS liefert hier mit der hohen Qualität und Anwendungsfreundlichkeit seiner Produkte Hygienesicherheit im Sanitärbereich.





# MEDIman®

## H-Serie Handreinigung



### MEDIman® H1 WASHLOTION

hautfreundlich  
parfümfrei

500 ml Euro-Flasche: H1-500  
1 Ltr. Euro-Flasche: H1-1000  
VE: 18 Fl. / VE: 10 Fl.



500 ml



1 Ltr.

- parfümfreie Hand- und Ganzkörperwaschlotion
- reinigt gründlich und hautschonend stark beanspruchte Haut und Hände
- hautfreundlicher pH-Wert erhält Säureschutzmantel der Haut



### MEDIman® H2 HÄNDEDESINFEKTION

begrenzt viruzid  
schnelle Einwirkzeit

500 ml Euro-Flasche: H2-500  
1 Ltr. Euro-Flasche: H2-1000  
VE: 18 Fl. / VE: 10 Fl.



500 ml



1 Ltr.

- breites Wirkungsspektrum
- Dosierung für hygienische Händedesinfektion ist 3 ml (+15 Sek Einwirkzeit)
- rückstandsfreie Verdunstung
- rückfettungssystem schont die Hände auch bei häufiger Anwendung



### MEDIman® H3 HAUTSCHUTZLOTION

wasserfest

1 Ltr. Euro-Flasche: H3-1000  
VE: 10 Fl.



1 Ltr.

- wasserfeste Hautschutz- und Handpflegecreme
- zur Anwendung VOR und NACH der Arbeit
- schützt die Haut beim Umgang mit wasserlöslichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Silikon- und parfümfrei
- zieht schnell ein

# Zuverlässige Hygiene im Patientenzimmer




Fenstergläser  
**Medizid O4 Glasreiniger**




Telefon  
Schalter  
Handgriffe  
Fenstergriffe  
**Medizid® Rapid+**



Fensterbänke, Heizkörper, Möbelloberflächen, Bodenreinigung  
**Medizid O1 Mehrzweckreiniger**



Die Einhaltung von strengen Anforderungen an die Hygiene im Patientenzimmer hat zu Recht eine hohe Priorität. KLEEN PURGATIS bietet eine vollständige Palette von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, die es einfach machen, die gesetzlichen Vorschriften zuverlässig zu erfüllen und Hygieneprüfungen zu bestehen. Die Anwendungsbereiche der Produkte sind klar definiert. Reinigungskräfte und Patienten können auf eine sichere Hygiene vertrauen.





**MEDizid®**

## O-Serie Oberflächenreinigung



### MEDizid® O1 MEHRZWECKREINIGER breites Spektrum

1 Ltr. Spritzflasche: O1-01

VE: 12 Fl.

10 Ltr. Kanister: O1-10



1 Ltr.



10 Ltr.



- **umweltschonender**, oberflächenaktiv wirkender Alkohol-Mehrzweckreiniger
- zur täglichen Unterhaltsreinigung
- für alle wasserbeständigen Oberflächen und Böden, ideal für das einstufige Nass- und Feuchtwischverfahren aller Belagsarten, kein Schichtaufbau
- entfernt schnell und kraftvoll Verschmutzungen jeder Art, auch Gummi-, Tinte- und Kugelschreiber-Verschmutzungen
- erhält die Saugfähigkeit der textilen Fasern von Moppbezügen und Wischtüchern
- trocknet bei streifenfreiem Glanz ab
- hinterlässt Frischduft
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROzid® PW4 Eimerbefüller, GASTROzid® KP10 Kanisterpumpe, GASTROzid® AH10 Auslaufhahn oder GASTROzid® DK1000 Dosierkugel (für 1 Ltr. Flasche) empfohlen



### MEDizid® O2 SCHMUTZ- UND FETTLÖSER

750 ml Sprühflasche: O2-750

VE: 12 Fl.



750 ml

- **umweltschonender**, gebrauchsfertiger und leistungsstarker Kraftreiniger und Fettlöser
- zur gründlichen und schnellen täglichen Reinigung
- für alle wasserbeständigen Oberflächen
- entfernt wirkungsvoll Öle, Fette, Blut, Eiweiß und sonstige hartnäckige Verschmutzungen
- als Universalreiniger in der Küchenreinigung anwendbar, hervorragende Reinigungsleistung bei Arbeitsplatten, Geräten, Abzugshauben, sowie in Backöfen und im Grillbereich
- auch für industrielle Reinigungsarbeiten als Allzweckreiniger geeignet
- materialschonend; auch für Aluminiumoberflächen geeignet
- ohne Duft- und Farbstoffe



### MEDizid® O3 SCHNELL- DESINFEKTION

750 ml Sprühflasche: O3-750

VE: 12 Fl.



750 ml

- gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion
- zur schnellen und wirkungsvollen Flächendesinfektion
- für alle alkoholbeständigen Oberflächen
- in der Desinfektion aller mit Lebensmitteln in Verbindung kommenden Oberflächen wie Arbeitsplatten, Geräten oder Theken
- auch zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie, im industriellen und öffentlichen Bereich (PT2/PT4)



### MEDizid® O4 GLASREINIGER

1 Ltr. Spritzflasche: O4-01

VE: 12 Fl.

10 Ltr. Kanister: O4-10



1 Ltr.



10 Ltr.

- professioneller, gebrauchsfertiger Oberflächen-Schnellreiniger
- zur schnellen täglichen Unterhaltsreinigung
- für alle wasserbeständigen glatten Oberflächen wie Fenster, Gläser, Spiegel, Fliesen und lackierte Flächen sowie Edelstahl- und Chromflächen
- trocknet bei streifenfreiem Glanz ab
- hinterlässt Frischduft
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROzid® KP10 Kanisterpumpe oder GASTROzid® AH10 Auslaufhahn empfohlen

## O-Serie Oberflächenreinigung




### MEDlZid® O6 EDELSTAHPFLEGE

500 ml Sprühflasche: O6-500  
VE: 12 Fl.



- professionelle, farblose Paraffinöl-Lotion
- zur Reinigung und Pflege von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen
- entfernt schnell leichte Schmutzanhaftungen, z.B. Fingerabdrücke
- erzeugt einen Pflegefilm, der vor Feuchtigkeit, Korrosion und Wiederanschmutzung (Fingerabdrücke) schützt
- ideal für die Pflege von Theken, Arbeitsplatten, Geräten, Armaturen, Fahrstühlen, etc.
- trocknet schnell und streifenfrei ab
- hinterlässt Orangenduft
- bei stark verschmutzten Flächen ist eine Vorreinigung z.B. mit dem MEDlZid® O2 Schmutz- und Fettlöser erforderlich



**MEDlZid® O6  
EDELSTAHL-  
PFLEGE**



**MEDlZid® O2  
SCHMUTZ- UND  
FETTLÖSER**



**MEDlZid® O4  
GLAS-  
REINIGER**



**MEDlZid® O3  
SCHNELL-  
DESINFEKTION**



**MEDlZid® O1  
MEHRZWECK-  
REINIGER**



# Reinigung in Gewerbeküchen



nur senkrechte Edelstahlflächen  
**Medizid O4 Edelstahlpflege**



Gewerbliche Spülmaschinen  
**Gastrozid GS1 Geschirreiniger**  
**Gastrozid GS3 Geschirr- und Gläserreiniger**



Handpölmittel  
**Gastrozid GS10 Handpölmittel**




Boden  
**Gastrozid K1 Küchenreiniger alkalisch**  
**Gastrozid K2 Küchenreiniger sauer**



Grill  
**Gastrozid K10 Backofenreiniger**



Schneidegeräte  
Lebensmittel-Arbeitsflächen  
**Medizid® Rapid+**




Sie sind als Profi im Gaststättengewerbe tätig? Der Einsatz der professionellen Reinigungsprodukte von KLEEN PURGATIS bietet Ihnen die Möglichkeit, alle gesetzlichen Hygiene-Vorschriften mit minimalem Aufwand einzuhalten. Zu den aufgeführten Produkten können Sie sich unter [www.kleen-purgatis.de](http://www.kleen-purgatis.de) alle relevanten Daten ausdrucken. Damit haben Sie die Voraussetzungen geschaffen, jeder Hygieneprüfung gelassen entgegen sehen zu können.

The diagram shows a commercial kitchen with various equipment. Dotted lines connect specific areas to recommended cleaning products:

- Dunstabzug** (Range hood): **Gastrozid K1 Küchenreiniger alkalisch**
- Konvektomat** (Convection oven): **Gastrozid K10 Backofenreiniger**
- Händedesinfektion** (Hand disinfection): **MEDIman H2 Händedesinfektion**
- Kühlgeräte** (Refrigerators): **Medizid® Rapid+**
- Herd und Umfeld** (Stove and surroundings): **Gastrozid K1 Küchenreiniger alkalisch** and **Gastrozid K2 Küchenreiniger sauer**
- Heißwassergeräte** (Hot water devices): **Gastrozid K11 Geräteentkalker**
- Allgemeine Flächendesinfektion** (General surface disinfection): **Medizid® AF+**





## GASTROZid® GS-Serie Geschirr-Reinigung



### GASTROZid® GS1 GESCHIRR-REINIGER chlorhaltig

10 Ltr. / 12 kg Kanister: GS1-10  
20 Ltr. / 25 kg Kanister: GS1-20



10 Ltr.



20 Ltr.

- alkalischer und leistungsstarker Geschirr-Reiniger für alle gewerblichen Spülmaschinen mit Dosieranlagen
- für ALLE Wasserhärten geeignet
- reinigt gründlich Geschirr, Gläser, Bestecke und Kochgeschirr, materialschonend bei ALUMINIUM, Dekoren und Glasuren, Silber, Kunststoff und Stahl
- entfernt Stärke und Schmutz wie Kaffee-, Tee- oder Safrückstände sowie Lippenstift
- Vermeidung von Kalkablagerungen durch Komplexbildner
- keine Schaumentwicklung
- wirkt Fettablagerungen in der Spülmaschine entgegen
- geringer Verbrauch (2 - 3 g / Liter Spülwasser)
- bestmögliche Ergebnisse in Verbindung mit GASTROZid® GS2 Klarspüler sauer
- zur Dosierung wird der Einsatz der GASTROZid® PR4 Dosierpumpe empfohlen



### GASTROZid® GS2 KLARSPÜLER sauer

10 Ltr. / 12 kg Kanister: GS2-10  
20 Ltr. / 25 kg Kanister: GS2-20



10 Ltr.



20 Ltr.



- **umweltfreundlicher**, saurer universal Klarspüler für alle Gewerbe- und Haushaltsspülmaschinen sowie Konvektomaten oder Kombidämpfer
- für ALLE Wasserhärten geeignet
- gewährleistet eine fleckenfreie, glänzende Klartrocknung des Spülgutes
- materialschonend; **KEINE** Beeinträchtigung von Dekoren oder Glasuren; problemlos bei Silber, ALUMINIUM, Kunststoff, Stahl oder Melaminharz
- beugt Kalkablagerungen vor
- Schaumbremsend
- sehr geringer Verbrauch (0,1 - 0,5 g / Liter Spülwasser)
- bestmögliche Ergebnisse in Verbindung mit GASTROZid® GS1 Geschirr-Reiniger
- zur Dosierung wird der Einsatz der GASTROZid® PR1 Dosierpumpe empfohlen



### GASTROZid® GS3 GESCHIRR- UND GLÄSERREINIGER chlorfrei

10 Ltr. / 12 kg Kanister: GS3-10  
20 Ltr. / 25 kg Kanister: GS3-20



10 Ltr.



20 Ltr.

- Alkalischer und leistungsstarker Geschirr- und Gläserreiniger für alle gewerblichen Spülmaschinen mit Dosieranlagen
- Chlor- und Phosphonatfrei.
- für ALLE Wasserhärten geeignet
- reinigt gründlich Geschirr, Gläser, Bestecke und Kochgeschirr, materialschonend bei ALUMINIUM, Dekoren und Glasuren, Silber, Kunststoff und Stahl
- entfernt Stärke und Schmutz wie Kaffee-, Tee- oder Safrückstände sowie Lippenstift
- wirkt Fettablagerungen in der Spülmaschine entgegen
- geringer Verbrauch (2 - 3 g / Liter Spülwasser)
- bestmögliche Ergebnisse in Verbindung mit GASTROZid® GS2 Klarspüler sauer
- zur Dosierung wird der Einsatz der GASTROZid® PR4 Dosierpumpe empfohlen



### GASTROZid® GS4 KLARSPÜLER neutral

10 Ltr. Kanister: GS4-10



10 Ltr.

- neutraler Klarspüler für alle Gewerbe- und Haushaltsspülmaschinen sowie Konvektomaten oder Kombidämpfer bei Einsatz von Osmoseanlagen
- nur für vollenthärtetes Wasser durch Osmoseanlagen oder Verschnittwasser mit max. 2-3°dH geeignet, bei hartem Wasser muss auf den GASTROZid® GS2 Klarspüler sauer umgestellt werden
- gewährleistet eine fleckenfreie, glänzende Klartrocknung des Spülgutes
- materialschonend; **KEINE** Beeinträchtigung von Dekoren oder Glasuren; problemlos bei Silber, ALUMINIUM, Kunststoff, Stahl oder Melaminharz
- schaubremsend
- sehr geringer Verbrauch (0,1 - 0,5 g / Liter Spülwasser)
- bestmögliche Ergebnisse in Verbindung mit GASTROZid® GS1 Geschirr-Reiniger
- zur Dosierung wird der Einsatz der GASTROZid® PR1 Dosierpumpe empfohlen

## GS-Serie Geschirr-Reinigung



### GASTROZid® GS5 GESCHIRR-REINIGER chlor- und phosphatfrei

10 Ltr. / 12 kg Kanister: GS5-10



10 Ltr.



- Alkalischer, leistungsstarker und **umweltschonender** Geschirr-Reiniger für alle gewerblichen Spülmaschinen mit Dosieranlagen
- frei von Abwasser belastenden Stoffen wie Phosphat, NTA, NTDA, und Chlorverbindungen
- für ALLE Wasserhärten geeignet
- reinigt gründlich Geschirr, Gläser, Bestecke und Kochgeschirr, materialschonend bei ALUMINIUM, Dekoren und Glasuren, Silber, Kunststoff und Stahl
- entfernt Stärke und Schmutz wie Kaffee-, Tee- oder Safrückstände sowie Lippenstift
- Vermeidung von Kalkablagerungen durch Komplexbildner
- keine Schaumentwicklung
- wirkt Fettablagerungen in der Spülmaschine entgegen
- geringer Verbrauch (1,5-3,5 g / Liter Spülwasser)
- bestmögliche Ergebnisse in Verbindung mit dem GASTROZid® GS2 Klarspüler sauer
- zur Dosierung wird der Einsatz der GASTROZid® PR4 Dosierpumpe empfohlen



### GASTROZid® GS10 HANDSPÜLMITTEL kraftvolle Fettlösekräft

1 Ltr. Profilflasche: GS10-01  
VE: 12 Fl.

10 Ltr. Kanister: GS10-10



1 Ltr.



10 Ltr.

- hochleistungs Handspülmittel mit besonderer Fettlösekräft
- spült gründlich alle Arten von Geschirr, Gläsern, Bestecken und Kochgeschirr
- entfernt leicht Fett und jeglichen Schmutz wie Kaffee-, Tee- oder Safrückstände sowie Lippenstift
- sehr materialschonend
- auch zur neutralen Oberflächenreinigung geeignet
- streifenfrei & selbsttrocknend
- sehr geringer Verbrauch (5 ml / Spülbecken)
- zur optimalen manuellen Dosierung wird der Einsatz der GASTROZid® KP10 Kanisterpumpe oder des GASTROZid® AH10 Auslaufhahn empfohlen

## Dosiertechnik



### 1 GASTROZid® PR1 Dosierpumpe 230V für Klarspüler

- für Untertisch- und Haubenspülmaschinen
- bestmögliche Ergebnisse in Verbindung mit GASTROZid® GS2 oder GS4 Klarspüler

1 Stk. #PR1

### 2 GASTROZid® PR4 Dosierpumpe 230V für Geschirr-Reiniger

- für Untertisch- und Haubenspülmaschinen
- bestmögliche Ergebnisse in Verbindung mit GASTROZid® GS1, GS3 oder GS5 Geschirr-Reiniger

1 Stk. #PR4

### 3 GASTROZid® T50 Kombi-Dosiergerät für Klarspüler und Geschirr-Reiniger

- für Hauben- und Bandspülmaschinen
- bestmögliche Ergebnisse in Verbindung mit GASTROZid® GS-Serie

1 Stk. #T50

### - GASTROZid® SPG3 Schlauchpumpe intern (ohne Abbildung)

- für Geschirrspülmaschinen mit interner Dosiereinheit (als Ersatz)
- bestmögliche Ergebnisse in Verbindung mit GASTROZid® GS-Serie

1 Stk. #SPG3



## GASTROZid® K-Serie Küchenreinigung



### GASTROZid® K1 KÜCHENREINIGER ALKALISCH

10 Ltr. Kanister: K1-10



10 Ltr.

- **umweltschonender**, alkalischer und leistungsstarker Kraftreiniger und Fettlöser
- zur gründlichen und schnellen Unterhaltsreinigung
- für alle wasser- und alkalibeständigen Böden und Oberflächen (z.B. Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen und -armaturen, Küchengeräte) in professionellen Küchen oder universell im lebensmittelverarbeitenden Gewerbe
- entfernt wirkungsvoll Öle, Fette, Blut, Eiweiß und sonstige hartnäckige Verschmutzungen
- auch für industrielle Reinigungsarbeiten als Allzweckreiniger geeignet
- auch für Aluminiumoberflächen geeignet
- ohne Duft- und Farbstoffe
- ideale Ergänzung:
  - a) in der Unterhalts- und Grundreinigung: GASTROZid® K2 Küchenreiniger sauer
  - b) in der Flächendesinfektion: GASTROZid® K3 Desinfektionsreiniger
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROZid® KP10 Kanisterpumpe, GASTROZid® PW4 Eimerbefüller, GASTROZid® PW2 Sprüh-/ Schaumgerät empfohlen



### GASTROZid® K2 KÜCHENREINIGER SAUER

10 Ltr. Kanister: K2-10



10 Ltr.

- **umweltschonender**, leistungsstarker saurer Schaumreiniger
- zur gründlichen und schnellen Grund- und Unterhaltsreinigung
- geeignet für alle säurebeständigen Böden (z.B. Fliesen) und Oberflächen (z.B. Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen und -armaturen, Küchengeräte) in professionellen Küchen oder universell im lebensmittelverarbeitenden Gewerbe
- entfernt wirkungsvoll Kalk, Rost und Urinstein
- Kalkblocker hemmt die Wiederanschmutzung.
- auch für Aluminiumoberflächen geeignet; mit Korrosionsschutz
- auch für Sanitäranlagen oder Schwimmbäder geeignet
- ohne Duft- und Farbstoffe
- ideale Ergänzung:
  - a) in der alkalischen Unterhaltsreinigung: GASTROZid® K1 Küchenreiniger alkalisch
  - b) in der Flächendesinfektion: GASTROZid® K3 Desinfektionsreiniger
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROZid® KP10 Kanisterpumpe, GASTROZid® PW4 Eimerbefüller, GASTROZid® PW2 Sprüh-/ Schaumgerät empfohlen.



### GASTROZid® K3 DESINFEKTIONS- REINIGER mildalkalisch

10 Ltr. Kanister: K3-10



10 Ltr.

- professioneller, leicht alkalischer Desinfektionsreiniger
- zur schnellen und wirkungsvollen Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang
- geeignet für alle wasserbeständigen Böden (z.B. Fliesen) und Oberflächen (z.B. Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen und -armaturen, Küchengeräte) in professionellen Küchen oder im lebensmittelverarbeitenden Gewerbe
- bakterizide, begrenzt viruzide und levurozide Desinfektionswirkung
- Entfernt auch leichte Öl- und Fettverschmutzungen.
- beseitigt unangenehme Gerüche
- materialschonend.
- IHO-Listung.
- ideale Ergänzung:
  - a) in der alkalischen Unterhaltsreinigung: GASTROZid® K1 Küchenreiniger alkalisch
  - b) in der sauren Unterhalts- und Grundreinigung: GASTROZid® K2 Küchenreiniger sauer
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROZid® KP10 Kanisterpumpe, GASTROZid® PW4 Eimerbefüller, GASTROZid® PW2 Sprüh-/ Schaumgerät empfohlen



### GASTROZid® K10 BACKOFENREINIGER krustenbrechend

750 ml Sprühflasche: K10-750  
VE: 12 Fl.

10 Ltr. Kanister: K10-10



750 ml

10 Ltr.

- hochleistungs Grill-, Backofen- und Konvektomatenreiniger
- zur intensiven und wirkungsvollen Backofenreinigung
- geeignet für alle Küchengeräte wie Grill- und Backöfen, Kombidämpfer, Konvektomaten, Fahr- oder Stikkenwagen, Backbleche, Transportbänder, Arbeitsgeräte, Maschinen, Behälter, Arbeitsplatten und Böden
- entfernt kraftvoll eingebrannte Verkrustungen
- nicht auf Weichmetallen (Aluminium) anwenden!
- ideale Ergänzung bei in Öfen integrierten Dosiergeräten: GASTROZid® GS2 Klarspüler sauer
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROZid® KP10 Kanisterpumpe, GASTROZid® PW4 Eimerbefüller, GASTROZid® PW2 Sprüh-/ Schaumgerät empfohlen

## K-Serie Küchenreinigung



### GASTROZid® K11 GERÄTEENTKALKER

1 Ltr. Spritzflasche: K11-01  
VE: 12 Fl.



1 Ltr.

- saurer Geräteentkalker und Kalklöser
- zur gründlichen Entkalkung von Geräten und Oberflächen
- geeignet für alle säurebeständigen Küchengeräte (z.B. Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen oder Töpfe) und -oberflächen (z.B. Edelstahloberflächen und -armaturen) und Böden
- entfernt extreme Kalkablagerungen auf Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Zinn und bedingt Zink
- Vorsicht! Nicht bei Marmor verwenden

## Dosiertechnik und -hilfen



### 1 GASTROZid® PW2 Sprüh-/ Schaumgerät

- für 2 Produkte
  - mit 15 m Schlauch und Sprühpistole, Kanisterhalterungen für normalen Wasseranschluss / KEIN Elektroanschluss notwendig.
  - zur optimalen Dosierung der kompletten GASTROZid® K-Serie
- 1 Stk. #PW2

### 2 GASTROZid® PW4 Eimerbefüller

- für 4 Produkte
  - mit Druckknopf, Durchfluss 16 Ltr. / min
  - für normalen Wasseranschluss / KEIN Elektroanschluss notwendig.
  - zur optimalen Dosierung der kompletten GASTROZid® K-Serie
- 1 Stk. #PW4

### 3 GASTROZid® AH10 Auslaufhahn

- für 10 Ltr. Kanister (51 mm DM)
- 1 Stk. #AH10

### 4 GASTROZid® KP10 Kanisterpumpe

- zur optimalen Eimerdosierung (1 Hub = ca. 20 ml)
- 1 Stk. #KP10

### 5 GASTROZid® KS10 Kanisterschlüssel

- für 10 Ltr. Kanister
- 1 Stk. #KS10

### 6 GASTROZid® DK1000 Dosierkugel

- für 1 Ltr. Rundflaschen
  - zur optimalen Eimerdosierung (Reservoir = 20 ml)
- 1 Stk. #DK1000

### 7 GASTROZid® WH10 / WH20 Edelstahl-Wandhalter

- 10 Ltr.
- zur bodenfreien Ablage aller GASTROZid® 10 Ltr.-Produkte
- 1 Stk. #WH10
- 20 Ltr.
- zur bodenfreien Ablage aller GASTROZid® 20 Ltr.-Produkte
- 1 Stk. #WH20



# Reinigung in weiteren Bereichen


Der Schankraum sowie die sanitären Bereiche sind die Visitenkarte des Hauses. Auch hier bietet KLEEN PURGATIS eine Vielzahl von optimalen Produkten für den Einsatz im gewerblichen Betrieb. Zeigen Sie Ihren Gästen Ihren Betrieb in perfektem, hygienisch sauberem Zustand. Die Gäste werden es Ihnen danken und sich wohl fühlen.



Glas und  
Kunststoffe  
**Medizid O4  
Glasreiniger**



Alle wasserfesten  
Oberflächen und  
Böden  
**Medizid O1  
Mehrzweck-  
reiniger**



Desinfektion  
Ausschankgeräte  
**Medizid® AF+**



Gläser-  
spülmaschine  
**Gastrozid GS2  
Klarspüler sauer**



Handpflmittel  
**Gastrozid GS10  
Handpflmittel**




Spiegel,  
Glas  
**Medizid O4  
Glasreiniger**



Waschcreme  
für Euroseifen-  
spender  
**MEDIman H1  
Waschlotion**



Boden, Fliesen,  
Oberflächen  
aus Keramik  
**Medizid O1  
Mehrzweck-  
reiniger**



Ablagen,  
Halterungen  
Trennwände  
(z.B. Resopal)  
**Medizid O1  
Mehrzweck-  
reiniger**








Desinfektion  
**Medizid® Rapid+**



WC und Urinale  
**Medizid S1  
Sanitärreiniger**

# Reinigungs- und Hygieneplan

| Was                                                                                                         | Womit                                                                                                                                                                                                              | Wie                                                                                                                                                                                                  | Gefahrstoff                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Hände desinfizieren    | <br><b>MEDIman H2</b><br>Händedesinfektion                                                                                        | hygienisch: 3 ml / 30 Sek. unverdünnt einreiben, mit wenig Wasser aufschäumen, Hände reinigen, mit Wasser abspülen.                                                                                  |                                                                                          |
| <br>Geschirr, Besteck      | <br><b>Gastrozid GS5</b><br>Geschirr-Reiniger                                                                                     | maschinelles Geschirrspülen                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| <br>Geschirr, Besteck      | <br><b>Gastrozid GS2</b><br>Klarspüler sauer                                                                                      | maschinelles Geschirrspülen                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| <br>Geschirr, Töpfe       | <br><b>Gastrozid GS10</b><br>Handspülmittel<br>– ideal für Gläser –                                                              | manuelles Geschirrspülen                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| <br>Herd, Abzüge, Umfeld | <br><b>Gastrozid K1</b><br>Küchenreiniger alkalisch                                                                             | Reinigungslösung gleichmäßig auftragen, einwirken lassen, bearbeiten, abspülen und wenn erforderlich, nachtrocknen                                                                                   |                                                                                        |
| <br>Heißwassergeräte     | <br><b>Gastrozid K11</b><br>Geräteentkalker                                                                                     | je Liter Wasser ca. 100 ml Entkalker hinzufügen. Den Wasserbehälter des Gerätes mit der Lösung zu 2/3 füllen. Gerät erhitzen.<br><b>Wichtig!</b> Nach jeder Entkalkung Gerät ausreichend klarspülen. |                                                                                        |
| <br>Flächen, Böden       | <br><b>Medizid® AF+</b><br>Flächendesinfektionsreiniger,<br>VAH-gelistet                                                        | Oberflächen nach jedem Gebrauch vorreinigen, aufbringen der Desinfektionsflotte, reinigen, EWZ mind. 15 min                                                                                          |   |
| <br>Bodenreinigung       | <br><b>Gastrozid K1</b><br>Küchenreiniger alkalisch<br><b>Gastrozid K2</b><br>Küchenreiniger sauer<br>Wechselreinigung          | Produktlösung aufbringen, mit Schrubber bearbeiten, spülen und trocken abziehen                                                                                                                      |                                                                                        |
| <br>Edelstahlflächen     | <br><b>Medizid O6</b><br>Edelstahlpflege<br>nur senkrechte Flächen,<br><b>nicht</b> für Flächen zur<br>Lebensmittelverarbeitung | mit sauberem, trockenem Tuch aufbringen; Produkt gleichmäßig auf Fläche verteilen, nicht nachpolieren;<br><b>nicht auf Flächen für Lebensmittelverarbeitung verwenden</b>                            |                                                                                        |
| <br>Konvektomat, Grill   | <br><b>Gastrozid K10</b><br>Backofenreiniger<br>Grillreiniger<br>mit Metallschutz                                               | Fläche ggf. vorheizen, vorwässern, vordampfen, Produkt aufsprühen, einwirken lassen                                                                                                                  |                                                                                        |
| <br>Flächen, Geräte      | <br><b>Medizid® Rapid+</b><br>Schnelldesinfektionsreiniger<br>VAH-gelistet                                                      | Geräte und Oberflächen nach jedem Gebrauch, vorreinigen, desinfizieren, pur aufsprühen und gleichmäßig aufbringen, EWZ 60 sek.                                                                       |   |





# Alltägliche Produkte und gerade deshalb unverzichtbar

Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen sollen primär den Patienten im Fokus haben. Aus diesem Grund haben wir ein umfangreiches und durchdachtes Sortiment an Stations- und Patientenbedarf in unserem Portfolio, um diesen Anspruch tagtäglich gerecht zu werden. Sei es die tägliche Körperhygiene immobiler Patienten mit unseren Pflegeprodukten und Waschhandschuhen oder die unentbehrlichen Dinge wie Wattestäbchen, Holzmundspatel oder Schutzservietten.

Ganz besonders hervorzuheben ist unser innovatives Einweg-Körperwaschsystem BagBath®, welches sich mittlerweile millionenfach bei Patienten und Pflegepersonal bewährt hat.

# BagBath® Haircare

## Haare waschen ohne Wasser

### Charakteristik

Das Haar-Waschsystem ohne Ausspülen der Haare. Für einfaches Handling und höhere Kosteneffizienz. Kann sowohl erwärmt als auch gekühlt genutzt werden. Enthält keinerlei Duftstoffe und ist hautverträglich. Auch in Kombination mit dem Bagbath-Körperwaschsystem nutzbar.

### Anwendung

Hautfreundliche Haarwäsche für bettlägrige und pflegebedürftigen Personen.



| REF       | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN |
|-----------|----------------|-----------------|-----|
| APO021012 | 100ml          | 30 Flaschen     | -   |

# BagBath®

## Einweg-Körper-Waschsystem ohne Wasser und Seife

### Charakteristik

Die in BagBath® enthaltenen Tücher besitzen einen angenehmen und sehr dezenten Duft. Sie bestehen aus einer speziellen Gewebemischung, die eine hohe Reißfestigkeit garantiert. Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe und klinisch getestete Formeln für die Inhaltsstoffe sichern den Schutz der Haut vor Irritationen.



### Anwendung

Die Packung lässt sich leicht öffnen und wieder verschließen, selbst mit Handschuhen. Waschschüsseln, Seife, Wasser, Waschlappen, Handtücher und Pflegeelotion werden nicht mehr benötigt! Augen- und schleimhautverträglich.


| REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|------------|----------------|-----------------|----------|
| 2359 | 25 x 20 cm | 8 Tücher       | 30 Packungen    | 06149252 |

BagBath® versetzt Krankenhäuser und Pflegezentren in die Lage, die Qualität der Hautpflege ihrer Patienten zu verbessern und dabei zugleich Zeit und Geld zu sparen.

Durch die Anwendung ohne Wasser und Seife wird zudem der natürliche Säureschutzmantel der Haut des Patienten erhalten und es bleibt kein bakterieller Nährboden durch Seifenrückstände auf der Haut zurück.

### Abdeckung aller Körperbereiche:

BagBath® sichert die vollständige Körperhygiene. Eine Packung enthält 8 Tücher – je eines für jede Körperregion.



### Vorteile für den Patienten:

- Vermeidung von Schmierinfektion durch herkömmliche Waschutensilien wie Lappen und Handtuch.
- Verhinderung von Kreuzkontamination durch die Abschaffung wiederverwendbarer Waschmaterialien.
- Waschen mit BagBath® birgt weniger Risiken für operierte, intubierte, traumatisierte und immobile Patienten, da keine zusätzliche Umlagerung durch nasse Bettwäsche erforderlich ist.

### Spezielle, erhitzbare Verpackung:

#### → Mikrowelle + BagBath®

- Thermische Diffusion bewirkt eine tiefere Reinigung der Haut.
- Die meisten Patienten bevorzugen das Gefühl des warmen Bades.
- Wärme verhindert die Auskühlung des Patienten.



### Spezielle, kühlbare Verpackung:

#### → Kühlschrank + BagBath®

- Erfrischende und kühlende Wirkung auf Patienten bei sommerlichen Temperaturen.
- Intensivstationen können somit fiebrige Patienten schonend waschen.



### Einfache Entsorgung:

#### → Mülleimer

Als Einweg-Produkt kann BagBath® einfach und unkompliziert mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Beim Waschen von quarantänisierten Patienten müssen die hausinternen Entsorgungsvorschriften eingehalten werden.



# BeeSana® Waschhandschuh

## Hygienische Einmalwaschhandschuhe

### Charakteristik

- Einmalhandschuh in verschiedene Ausführungen und Qualitäten
- nach den individuellen Wünschen von Anwendern und Patienten
- behält auch im nassen Zustand seine Formstabilität



### Anwendung

Zur Hautreinigung und Körperpflege. Anwendbar in allen Pflegebereichen, besonders in der Alten- und Krankenpflege.

| REF  | Bezeichnung   | Ausführung             | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|---------------|------------------------|----------------|------------------|----------|
| 3709 | Folie         | ultraschallverschweißt | 50 Stück       | 20 Packungen     | 05461042 |
| 3723 | Molton / Soft | ultraschallverschweißt | 50 Stück       | 20 Packungen     | 11703466 |
| 3724 | Molton / Soft | genäht                 | 25 Stück       | 40 Packungen     | 05529001 |
| 3725 | Molton 80 g   | genäht                 | 50 Stück       | 20 Packungen     | 09336931 |

# Schutzserviette

### Charakteristik

- Schutzservietten aus einer Lage Zellstoff und PE-Folie
- PE-Innenbeschichtung verhindert das Durchdringen von Nässe auf die Kleidung
- mit gestanzten Bändern zur Fixierung um den Hals und umlegbarer Auffangtasche im unteren Bereich
- kann durch die weiche Zellstoffaußenlage nach dem Essen auch als Serviette benutzt werden
- frei von Latex, PVC und DEHP
- Farbe: Apricot

### Anwendung

Für den Einmalgebrauch.



| REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|------------|----------------|------------------|----------|
| 2997 | 38 x 68 cm | 100 Stück      | 6 Packungen      | 11727314 |

# Schutzlätzchen

## Charakteristik

- Schutzlatz aus Verbandmull
- 6-fach
- weiß

| REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|------------|----------------|------------------|----------|
| 4239 | 20 x 30 cm | 10 Stück       | 10 Packungen     | 12724401 |



# BeeSana® Einwegslip

Unser Höschen für eine sichere Intimsphäre

## Charakteristik

- Einweghöschen aus weichem Vliesstoff
- mit Gummizug
- weiß mit farbigen Bündchen zur Größenunterscheidung



## Anwendung

Für Patienten zur Bewahrung der Intimsphäre bei Untersuchungen oder nach Operationen.

| REF  | Größe | Bundfarbe | Bundweite  | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------|-----------|------------|----------------|------------------|----------|
| 2251 | M     | blau      | 51 - 55 cm | 20 Stück       | 30 Packungen     | 11857318 |
| 2252 | L     | braun     | 54 - 58 cm | 20 Stück       | 30 Packungen     | 11857324 |
| 2253 | XL    | grün      | 58 - 62 cm | 20 Stück       | 30 Packungen     | 11857330 |
| 2254 | XXL   | rot       | 62 - 64 cm | 20 Stück       | 30 Packungen     | 11857301 |

# Antirutschsocke universal

Unsere Socke zur Sturzprophylaxe

## Charakteristik

- ABS-Einmalsocke (gelegt)
- mit Noppen als Antirutschbeschichtung
- aus Baumwolle
- für warme und trockene Füße
- schwarz
- universalgröße
- waschbar bei 30 °C



## Anwendung

Zum Einmalgebrauch in Krankenhäusern und Pflegeheimen für den vielseitigen Einsatz.

| REF  | Größe     | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-----------|----------------|------------------|----------|
| 9605 | 40 x 9 cm | 20 Stück       | 8 Packungen      | 12671811 |

# OP-Socke

Unsere Baumwollsocke für den vielseitigen Einsatz

## Charakteristik

- Einmalsocke (gelegt) ohne Ferse
- Bündchen mit Gummizug
- für warme und trockene Füße
- weiß
- waschbar bei 30 °C



## Anwendung

Für den vielseitigen Einsatz. Zum Einmalgebrauch in OP-Bereichen, Labors oder Reinräumen.

| REF  | Größe     | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-----------|----------------|------------------|----------|
| 9837 | 39 x 8 cm | 40 Stück       | 20 Packungen     | 12671805 |
| 9836 | 44 x 8 cm | 40 Stück       | 20 Packungen     | 12671797 |

# PE-Überziehschuhe

Überziehschuhe aus CPE mit Gummizug

## Charakteristik

- mit Gummizug
- für den Einmalgebrauch
- Farbe: blau

Maße (ca.): Länge: 41 cm  
Höhe: 15 cm  
Dicke: 0,03 mm



| REF    | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------|----------------|------------------|----------|
| 70-151 | 1000 Stück     | 1 Karton         | 11363007 |

# Zellstoffwatteblättchen

## Charakteristik

- hochgebleicht nach DAB
- saugfähig und weich

## Anwendung

Reinigungs- und Hygienetuch für medizinische Bereiche.



| REF   | Größe      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-------|------------|----------------|------------------|----------|
| 12431 | 20 x 20 cm | 300 g          | 26 Packungen     | 13655576 |

# Lagenzellstoff

Kreppzuschnitte in losen Lagen für vielseitigen Gebrauch

## Charakteristik

- Lagenzellstoff, ungebleicht aus 100% Recycling-Zellstoff
- als umweltfreundliches Verbrauchsmaterial vielseitig einsetzbar

## Anwendung

Anwendbar als Unterlage bei unsterilen Tätigkeiten, als Saugmaterial oder auch zum Reinigen und Wischen.



| REF     | Größe      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|---------|------------|----------------|------------------|----------|
| 102200D | 20 x 20 cm | 5 kg           | 3 Beutel         | 06803349 |
| 102300D | 20 x 30 cm | 5 kg           | 3 Beutel         | 06803355 |
| 104600D | 40 x 60 cm | 5 kg           | 3 Beutel         | 06803361 |



# Rollicel® / Ärztekrepp

## Liegenabdeckungen auf der Rolle

### Charakteristik

- Liegenabdeckung aus Zellstoff
- saugfähig und mikroperforiert
- in verschiedene Ausführungen
- mit und ohne Beschichtung
- Farbe: weiß

### Anwendung

Für alle Typen von Behandlungsliegen und teilentkleidete Untersuchungen und Behandlungen.



| REF       | Größe         | Lagen   | Beschichtung | Versandereinheit | PZN      |
|-----------|---------------|---------|--------------|------------------|----------|
| 3739-50   | 39 cm x 50 m  | 2-lagig | nein         | 9 Rollen         | 11350476 |
| 3739-50B  | 39 cm x 50 m  | 2-lagig | ja           | 6 Rollen         | 11350571 |
| 3739-100  | 39 cm x 100 m | 2-lagig | nein         | 6 Rollen         | 11350536 |
| 3745-100B | 45 cm x 100 m | 2-lagig | ja           | 6 Rollen         | 11350884 |
| 3750-50   | 50 cm x 50 m  | 2-lagig | nein         | 9 Rollen         | 11350482 |
| 3750-50B  | 50 cm x 50 m  | 2-lagig | ja           | 6 Rollen         | 11350855 |
| 3750-100  | 50 cm x 100 m | 2-lagig | nein         | 6 Rollen         | 11350542 |
| 3755-50   | 55 cm x 50 m  | 2-lagig | nein         | 9 Rollen         | 11350499 |
| 3755-50B  | 55 cm x 50 m  | 2-lagig | ja           | 6 Rollen         | 11350861 |
| 3755-100  | 55 cm x 100 m | 2-lagig | nein         | 6 Rollen         | 11350559 |
| 3759-50   | 59 cm x 50 m  | 2-lagig | nein         | 9 Rollen         | 11350513 |
| 3759-50B  | 59 cm x 50 m  | 2-lagig | ja           | 6 Rollen         | 11350878 |
| 3759-100  | 59 cm x 100 m | 2-lagig | nein         | 6 Rollen         | 11350565 |
| 3759-100B | 59 cm x 100 m | 2-lagig | ja           | 6 Rollen         | 11350890 |

# Schutzlaken

## Einmalprodukt als Sitz- und Liegefläche

### Charakteristik

- 2-lagiger Zellstoff mit transparenter PE-Folie, die ein Durchsickern von Flüssigkeiten verhindert
- frei von Latex, DEHP und PVC
- längsverstärkung durch widerstandsfähige Polyesterernaht sowie seitliche Sperrkanten



### Anwendung

Schutzlaken für den Einmalgebrauch zur Abdeckung von Tragen, Untersuchungs- und Transportliegen, Arbeitstischen und Matratzen.

| REF  | Größe (cm) | Versandereinheit | PZN      |
|------|------------|------------------|----------|
| 1988 | 80 x 175   | 100 Stück        | 04353787 |
| 1992 | 80 x 200   | 100 Stück        | 04353793 |
| 1995 | 80 x 210   | 100 Stück        | 04353801 |

# Schutzauflage

Einmalprodukt als Sitz- und Liegefläche, die günstige Variante zum Schutzlaken

## Charakteristik

- 1-lagiger Zellstoff mit transparenter PE-Folie, die ein Durchsickern von Flüssigkeiten verhindert
- frei von Latex, DEHP und PVC



## Anwendung

Schutzlaken für den Einmalgebrauch zur Abdeckung von Tragen, Untersuchungs- und Transportliegen, Arbeitstischen und Matratzen.

| REF  | Größe (cm) | seitliche Sperrkanten | Versandereinheit | PZN      |
|------|------------|-----------------------|------------------|----------|
| 1993 | 38 x 40    | nein                  | 1.000 Stück      | 04353681 |
| 1990 | 80 x 90    | ja                    | 200 Stück        | 04353735 |
| 2982 | 80 x 140   | ja                    | 100 Stück        | 01082431 |
| 2984 | 80 x 210   | ja                    | 100 Stück        | 01082454 |

# Mehrzwecktücher

## Charakteristik

- mehrzwecktuch aus dicht genadeltem Vlies
- reißfest, saugfähig und fusselt nicht

## Anwendung

Für sämtliche Reinigungsarbeiten in Küche, Labor, Kranken- und Hotelzimmern.

| REF  | Tuchformat | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|------|------------|----------------|------------------|-----|
| 3539 | 32 x 38 cm | 50 Stück       | 20 Packungen     | -   |



# Bettenabdeckhauben

HDPE transparent

## Charakteristik

- Schutzfolie aus HDPE (High Density Polyethylen)

## Anwendung

Für Klinik- und Pflegebetten, zum Schutz des frischen, fertiggestellten Bettes.

| REF  | Tuchformat  | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|------|-------------|----------------|------------------|-----|
| 1985 | 320 x 95 cm | 200 Stück      | 1 Rolle          | -   |



# Universaltuch

## Hautfreundliches Universaltuch

### Charakteristik

- Einmalprodukt zur Reinigung und Hygiene auf der intakten Haut
- mit optionaler Variante mit höherem Viskoseanteil



### Anwendung

Zur Einmalverwendung in allen Pflegebereichen.

### Universaltuch

| REF  | Größe                                                    | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 6051 | ca. 30 x 30 cm (ungefaltet)<br>ca. 15 x 15 cm (gefaltet) | 50 Stück       | 10 Packungen   | 04355415 |

### Universaltuch soft (dickere Qualität)

| REF  | Größe                                                    | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 6052 | ca. 30 x 30 cm (ungefaltet)<br>ca. 15 x 15 cm (gefaltet) | 50 Stück       | 10 Packungen   | 11722759 |

# Wischtücher

## Recyclbare Tücher aus Zellstoff

### Charakteristik

- mehrlagige und halbgebleichte Wischtücher aus Zellstoff
- frei von Latex, PVC und DEHP



### Anwendung

Einmalprodukt zur Verwendung als Reinigungsmaterial.

| REF  | Größe      | Lagenzahl | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN      |
|------|------------|-----------|----------------|----------------|----------|
| 6020 | 39 x 30 cm | 3-lagig   | 50 Stück       | 20 Packungen   | 11857270 |
| 6021 | 39 x 30 cm | 4-lagig   | 50 Stück       | 20 Packungen   | 11857264 |

# Kosmetiktücher

## Charakteristik

- aus 2-lagigem Zellstoff
- Farbe: hochweiß

| REF  | Größe        | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|------|--------------|----------------|----------------|-----|
| 6701 | 20,5 x 21 cm | 100 Stück      | 35 Packungen   | -   |



# V-Falz-Papierhandtücher

## Charakteristik


- Abmessung: 25 x 23 cm

### 1-lagig, natur

| REF  | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|------|----------------|----------------|-----|
| 5722 | 20 x 250 Stück | 1 Packung      | -   |

### 2-lagig, weiß

| REF  | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|------|----------------|----------------|-----|
| 5721 | 20 x 160 Stück | 1 Packung      | -   |



# BaSick Bag

## Spuckbeutel

### Charakteristik

- die sichere und hygienische Lösung bei Übelkeit
- teiltransparenter, reißfester Spuckbeutel aus Polyethylen
- mit Skalierung und Verschlussring

### Anwendung

Zur Einmalverwendung bei Übelkeit.



| REF    | Größe, Höhe | Fassungsvermögen | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|--------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| 9401   | 16 x 40 cm  | 1.500 ml         | 25 Stück       | 20 Beutel        | 13818825 |
| SP9401 | 47 cm       | 3 Packungen      | 1 Stück        | 1 Stück          | -        |

# Nierenschale

unsteril, Pappe

| REF  | Größe             | Farbe | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------------------|-------|------------------|----------|
| 9400 | 255 x 150 x 48 mm | grau  | 300 Stück        | 01082164 |



doppelt steril, Kunststoff, zu 1 St. verpackt

| REF  | Größe  | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|------|--------|----------------|------------------|-----|
| 4249 | 700 ml | 12 x 1 Stück   | 2 Packungen      | -   |



# Einweghaarkamm

Haarkamm aus Kunststoff, einzeln cellophaniert

| REF  | Farbe | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|-------|----------------|------------------|----------|
| 9679 | braun | 100 x 1 Stück  | 20 Packungen     | 11857672 |



# Einwegrasierer

## Charakteristik

- rostfreier und unsteriler Einweg-Rasierer



| REF  | Klinge       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|--------------|----------------|------------------|----------|
| 9610 | einschneidig | 100 Stück      | 10 Packungen     | 02501189 |

# Urinflasche

## Urinflasche für Männer 1000 ml

## Charakteristik

- milchige Urinflasche mit Skalierung und Clip-Verschluss

| REF  | Versandereinheit | PZN |
|------|------------------|-----|
| 3006 | 25 Stück         | -   |



# Urinflaschenhalter

## Urinflaschenhalter mit Kette und Deckel


## Charakteristik

- Urinflaschenhalter zur sicheren Aufnahme der Urinflasche

## Anwendung

Der Urinflaschenhalter sollte in Griffweite des Pflegebedürftigen am Bettrahmen des Pflegebetts befestigt (eingehängt) werden. Reinigung nach Bedarf. Kann mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel, das sich für Kunststoffe eignet, desinfiziert werden. **ACHTUNG:** Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln sind die Anwendungsvorschriften des Herstellers zu beachten.

| REF  | Einheit | Versandereinheit | PZN |
|------|---------|------------------|-----|
| 3001 | 1 Stück | 20 Stück         | -   |



# Schwesternstethoskop

Schwesternstethoskop zur Auskultation bei Erwachsenen und Kindern

## Charakteristik

- akustisches Flachkopfsthethoskop
- mechanisch
- Ohrbügel mit Ohroliven, Schlauch und Bruststück
- Schlauchlänge: ca. 60 cm
- latexfrei

## Anwendung

Die Anwendung der Stethoskope darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Das Stethoskop ist je nach Untersuchung auf die gewünschte Körperregion aufzulegen und unter geringem Druck zu verwenden. Bitte beiliegende Gebrauchsanweisung beachten!



| REF  | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|----------------|------------------|----------|
| 9805 | 1 Stück        | 100 Stück        | 11857459 |

# Venenstauer

Qualitätsvenenstauer mit innovativer Bedienung

## Charakteristik

- Einhandbedienung ohne Umgreifen
- kein Kneifen, Klemmen oder Quetschen der Haut
- mit Sicherheitsverschluss
- latex- und metallfrei



| REF    | Artikel               | Farbe             | PZN      |
|--------|-----------------------|-------------------|----------|
| 5020   | Venenstauer Meditrade | Designerband bunt | 06177892 |
| N20200 | Jetpull               | Designerband blau | -        |



# Dosicair®

Unser Infusionsregler mit Zuspritzadapter


## Charakteristik

- Luer-Lock-Verbindungssystem
- anschließbar an Infusionssysteme

## Anwendung

Für die Infusionstherapie.

| REF   | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN |
|-------|----------------|-----------------|-----|
| DF100 | 50 Stück       | 8 Packungen     | -   |



# Urinbecher

| REF  | Größe  | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|--------|----------------|-----------------|----------|
| 3009 | 125 ml | 100 Stück      | 5 Packungen     | 04354427 |
| 3010 | 100 ml | 500 Stück      | 1 Packung       | -        |



# Ultraschallgel

## Charakteristik

- Ultraschallgel für die Sonographie mit Ultraschallsonden

## Anwendung

Für alle Formen der Sonographie.

| REF  | Packungsinhalt | Versandseinheit | PZN      |
|------|----------------|-----------------|----------|
| 6831 | 250 g          | 30 Flaschen     | 01904778 |



# Kalt-Warm-Kompresse

## Kompresse zur Kälte- und Wärmeanwendung

### Charakteristik

- Dauerkompresse mit Gelfüllung
- anmodellierbar
- für Gefrierfach ( bis -30°C flexibel), Wasserbad und Mikrowelle geeignet
- Gebrauchsanweisung bzw. Etiketteninformation beachten

### Anwendung

Bei Verstauchungen, Zerrungen, Schwellungen und Verbrennungen. Auch bei Fieber, Kopfschmerzen und Blutergüssen. Gebrauchsanweisung bzw. Etiketteninformation beachten. Erhältlich in verschiedenen Größen und Formen.



|                       | REF  | Größe       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|-----------------------|------|-------------|----------------|------------------|----------|
| Gelfarbe: transparent | 9668 | 13 x 14 cm  | 50 Stück       | 1 Packung        | 04352500 |
|                       | 9870 | 12 x 29 cm  | 25 Stück       | 1 Packung        | 04352463 |
|                       | 9666 | 16 x 26 cm  | 25 Stück       | 1 Packung        | 04352517 |
|                       | 9661 | 30 x 40 cm  | 6 Stück        | 1 Packung        | 04352546 |
|                       | 9663 | 7,5 x 35 cm | 40 Stück       | 1 Packung        | 04352552 |
| Gelfarbe: blau        | 9465 | 16 x 25 cm  | 20 Stück       | 1 Packung        | -        |

# Vlieshülle für Kompressen

## Vlieshülle für Kalt-Warm-Kompressen

### Charakteristik

- unsere Vliesstoffhüllen für Kalt-Warm-Kompressen
- dienen dem Schutz der Haut, da ein direkter Kontakt zwischen Kompresse und Haut vermieden wird
- aus hygienischen Gründen nur für den Einmalgebrauch gedacht

| REF  | Größe      | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|------|------------|----------------|------------------|-----|
| 9682 | 13 x 14 cm | 500 Stück      | 1 Packung        | -   |
| 9683 | 12 x 29 cm | 500 Stück      | 1 Packung        | -   |
| 9684 | 16 x 26 cm | 500 Stück      | 1 Packung        | -   |
| 9687 | 21 x 38 cm | 500 Stück      | 1 Packung        | -   |
| 9693 | 30 x 40 cm | 500 Stück      | 1 Packung        | -   |

# Rettungsdecke

## Charakteristik

- Farbe: gold / silber
- reflektiert Körperwärme bzw. Sonnenstrahlen
- Gefahr einer Unterkühlung wird vermindert bzw. Hitze vom Körper ferngehalten
- einzeln mit Gebrauchsanweisung verpackt

## Anwendung

Kälte- und Hitzeschutz für Verletzte.

Verwendbar bei Unfällen, Wind, Regen und Hitze.



| REF  | Größe        | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN      |
|------|--------------|----------------|------------------|----------|
| 4070 | 160 x 210 cm | 50 Stück       | 5 Packungen      | 13510895 |

# Medizinbecher

## Medizinbecher, 30 ml, graduert

## Charakteristik

- aus hochtransparentem Polypropylen
- Inhalt optimal sichtbar
- bruchsicher mit seitlicher Graduierung



|                      | REF  | Farbe       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|----------------------|------|-------------|----------------|------------------|-----|
| <b>Medizinbecher</b> |      |             |                |                  |     |
|                      | 9729 | transparent | 75 Stück       | 50 Packungen     | -   |
|                      | 9727 | blau        | 75 Stück       | 50 Packungen     | -   |
|                      | 9725 | rot         | 75 Stück       | 50 Packungen     | -   |
|                      | 9726 | gelb        | 75 Stück       | 50 Packungen     | -   |
|                      | 9728 | grün        | 75 Stück       | 50 Packungen     | -   |

## Medizinbecherdeckel

|  |      |      |           |             |   |
|--|------|------|-----------|-------------|---|
|  | 9700 | weiß | 750 Stück | 5 Packungen | - |
|--|------|------|-----------|-------------|---|

# Medikamentendispenser

## Charakteristik

- Tablettendispenser aus PP / PVC mit transparentem Schiebedeckel
- unterstützt die regelmäßige und zeitgereichte Medikamenteneinnahme morgens, mittags, abends und nachts

| REF  | Farbe | Packungsinhalt | PZN |
|------|-------|----------------|-----|
| 9707 | weiß  | 200 Stück      | -   |
| 9708 | blau  | 200 Stück      | -   |



# Medi-Box

## Behälter zur sicheren Kanülen- und Spritzenentsorgung

## Charakteristik

- Entsorgungsbehälter rund
- mit Deckel und runder Öffnung
- flacher Verschluss
- Abzieh- und Abdrehhilfe

## Anwendung

Zur sicheren Entsorgung von Kanülen und Spritzen.

| REF  | Größe | Packungsinhalt | PZN |
|------|-------|----------------|-----|
| 9694 | 0,5 l | 1 Stück        | -   |
| 9702 | 2,5 l | 1 Stück        | -   |




# Wandhalter

Wandhalterung für Handschuhboxen aller Größen,  
aus Acryl oder Polystyrol

## Charakteristik

- umweltverträgliche Materialien
- sehr leichte Montagehandhabung
- stabil verklebt



| REF  | Artikel | Bezeichnung                        | Maße (in mm)    | Versandereinheit | PZN |
|------|---------|------------------------------------|-----------------|------------------|-----|
| 4040 | Dracula | PS-Wandhalter ohne Aufdruck (weiß) | universal       | 1 Stück          | -   |
| 4050 | Ghost   | Acryl-Wandhalter mit Aufdruck      | 250 x 145 x 100 | 1 Stück          | -   |
| 4059 | Ghost   | Acryl-Wandhalter ohne Aufdruck     | 250 x 140 x 70  | 1 Stück          | -   |
| 4060 | Ghost   | Acryl-Wandhalter ohne Aufdruck     | 250 x 145 x 100 | 1 Stück          | -   |

# Müllsäcke HD

## PE-Müllsäcke

### Charakteristik

- Müllbeutel aus HDPE (High Density Polyethylen = Polyethylen hoher Dichte)
- zur Sammlung von Abfallprodukten
- für den Einmalgebrauch



| REF  | Größe                     | Farbe       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|------|---------------------------|-------------|----------------|------------------|-----|
| 9747 | 49 x 60 cm (ca. 24 Liter) | transparent | 50 Stück       | 40 Rollen        | -   |
| 9748 | 63 x 74 cm (ca. 60 Liter) | transparent | 50 Stück       | 40 Rollen        | -   |

# Müllsäcke LD

## PE-Müllsäcke

### Charakteristik

- Müllbeutel aus LDPE (Low Density Polyethylen = Polyethylen niedriger Dichte)
- zur Sammlung von Abfallprodukten
- für den Einmalgebrauch



| REF  | Größe                        | Farbe       | Packungsinhalt | Versandereinheit | PZN |
|------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----|
| 9651 | 70 x 110 cm (ca. 120 Liter)  | blau        | 25 Stück       | 10 Rollen        | -   |
| 9746 | 50 x 60 cm (ca. 30 Liter)    | grau        | 50 Stück       | 20 Rollen        | -   |
| 9749 | 63 x 72 cm (ca. 60 Liter)    | transparent | 50 Stück       | 20 Rollen        | -   |
| 9750 | 63 x 85 cm (ca. 65 Liter)    | weiß        | 40 Stück       | 9 Rollen         | -   |
| 9760 | 57,5 x 100 cm (ca. 70 Liter) | blau        | 25 Stück       | 10 Rollen        | -   |
| 9761 | 70 x 110 cm (ca. 120 Liter)  | blau        | 25 Stück       | 10 Rollen        | -   |
| 9762 | 70 x 110 cm (ca. 120 Liter)  | transparent | 25 Stück       | 10 Rollen        | -   |
| 9764 | 60 x 80 cm (ca. 60 Liter)    | grau        | 25 Stück       | 10 Rollen        | -   |
| 9765 | 70 x 110 cm (ca. 120 Liter)  | rot         | 25 Stück       | 10 Rollen        | -   |
| 9766 | 57,5 x 100 cm (ca. 70 Liter) | gelb        | 25 Stück       | 10 Rollen        | -   |
| 9768 | 70 x 110 cm (ca. 120 Liter)  | blau        | 15 Stück       | 10 Rollen        | -   |

# Küchenrolle

## Charakteristik

- hochweiß
- aus Zellstoff
- 50 Blatt pro Rolle
- Rollenlänge: 11,2 m
- Blattbreite: 25,7 cm
- Blattlänge: 22,4 cm



## 3-lagig

| REF   | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|-------|----------------|----------------|-----|
| 57301 | 4 Rollen       | 8 Packungen    | -   |

# Toilettenpapier

## Charakteristik

- hochweiß
- aus Zellstoff
- 250 Blatt pro Rolle
- Rollenlänge: 28 m
- Blattbreite: 9,5 cm
- Blattlänge: 11,2 cm



## 2-lagig

| REF  | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|------|----------------|----------------|-----|
| 9200 | 8 Rollen       | 8 Packungen    | -   |

## 3-lagig

| REF  | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|------|----------------|----------------|-----|
| 9201 | 8 Rollen       | 9 Packungen    | -   |



# Stichwortverzeichnis

## A

ABE® Arm- und Beinmanschette 102  
 ABE® derm (plus) 82  
 ABE® drainal 71  
 ABE® Druckverbandrolle 103  
 ABE® extra / ABE® extra haft 95 / 96  
 ABE® fix color 89  
 ABE® Fixiervlies 83  
 ABE® Gilchristverband 100  
 ABE® Herzkatheterdruckverband 102  
 ABE® Ideal 100 91  
 ABE® Injektionspflaster 80  
 ABE® Kanülenfixierung I.V. 83  
 ABE® Last 87  
 ABE® Last haft 90  
 ABE® Last krepp 88  
 ABE® lastic 93  
 ABE® Leibbandage 101  
 ABE® light 80  
 ABE® Mullbinde 86  
 ABE® Nasenverband 74  
 ABE® Netzschlauchverband 99  
 ABE® Polsterbinde 94  
 ABE® silk 84  
 ABE® Tamponadebinde 76  
 ABE® Tamponadebinde RK 111  
 ABE® tracheal 71  
 ABE® Trikotschlauchverband 98  
 ABE® universal 92  
 ABE® Ven 97  
 ABE® Wundschnellverband 81  
 Aktivgel 153  
 Alcoderm® 138  
 Alcoman® 134  
 Alcoman® + 135  
 Alcoman® Gel 137  
 Alkoholtupfer 77  
 Allzweckreiniger 162 / 163  
 Antirutschsocken 182  
 Applikationshilfen 155  
 Armbandagen 100  
 Armmanschetten 102  
 Ärztekrepp 184  
 Astronautenhauben 55  
 Augenkompressen 73

## B

BagBath® (Haircare) 178  
 BaSick Bag 188  
 Bauchtücher RK 104 / 105  
 Baumwollhandschuhe 26  
 BeeSana® Augenkomresse 73  
 BeeSana® Bauchtuch RK 104 / 105  
 BeeSana® Comflock Super 129  
 BeeSana® Damenvorlage 125  
 BeeSana® Einwegslip 181  
 BeeSana® Fadentupfer RK 111  
 BeeSana® Fadenziehset 116  
 BeeSana® Herrenvorlage 125  
 BeeSana® Mull(schlitz)komresse 65 - 68  
 BeeSana® Mullkomresse RK 106 / 107  
 BeeSana® Mulltupfer 75  
 BeeSana® Mulltupfer RK 108  
 BeeSana® Mullzuschnitt 64  
 BeeSana® PEG-Verbandset 115  
 BeeSana® PP/PE-Kittel 57  
 BeeSana® PP-Kittel 56  
 BeeSana® PP-Schutzmantel 56  
 BeeSana® Präpariertupfer RK 109  
 BeeSana® Rechteckvorlage 124  
 BeeSana® SafeCut 85  
 BeeSana® Saugkissen 123  
 BeeSana® Saugkomresse 72  
 BeeSana® Saugvorlage 124  
 BeeSana® SMS-Kittel 57 / 58  
 BeeSana® Spitztupfer 76  
 BeeSana® Spitztupfer RK 110  
 BeeSana® Stationskatheterset 114  
 BeeSana® Stationsschutzset 117  
 BeeSana® Verbandmull 64  
 BeeSana® Verbandwechselset 116  
 BeeSana® Vlies(schlitz)komresse 69 / 70  
 BeeSana® Waschhandschuh 180  
 BeeSana® Zellstofftupfer 77  
 Beinmanschetten 102  
 beopur WC-Frisch 160  
 Besucherkittel 56 - 58  
 Bettenabdeckhauben 185  
 Binden 86 - 97  
 Boxenhalter 195

## C

Chemischer Schutzanzug 58  
 Comflock Super 129  
 Copolymer® 30  
 Copolymerhandschuhe 30  
 Cremelotion 152

## D

Damenbinden 125  
 Damenvorlage 125  
 Dentalmasken 48 - 54  
 Desinfektion(sprodukte) 132 - 149  
 Desinfektionsmittelspender 156 / 157  
 Desinfektionsreiniger 162 - 175  
 Desinfektionstücher 140 / 141, 145 / 146  
 Dosicair® 191  
 Dosierflasche 155  
 Dosierhilfen 155  
 Dosierpumpen 155  
 Druckverbände 103

## E

Einmalhandschuhe 9 - 47  
 Einmalschürzen 59  
 Einweghaarkamm 188  
 Einweg-Körper-Waschsystem 178  
 Einwegrasierer 189  
 Einwegslip 181  
 Entsorgungsbehälter 194  
 Ethasept® 136

## F

Fadentupfer 111  
Fadenziehsets 116  
Feucht(pflege)tücher 154  
Finessis® Aegis® 45  
Finessis® Corium® 47  
Finessis® Zero® 46  
Fingerfertigverbände 85  
Fingerlinge 28  
Fixierbinden 86 - 90  
Fixierhöschen 126 / 127  
Fixierpflaster 83 / 84  
Fixierverbände 99  
Fixiervliese 83  
Flächendesinfektion 139 - 146  
Flexylonhandschuhe 43 - 47  
Flocken(kranken)unterlagen 128 / 129  
Flockenwindeln 124  
Folienwundverbände 82  
Froggy™ 27

## G

Gentle Med® Aktiv Gel 153  
Gentle Med® Cremelotion (W/O) 152  
Gentle Med® Feuchtpflegetücher 154  
Gentle Med® Hautpflegelotion (O/W) 152  
Gentle Med® Hautreinigungs- und Pflegeschaum 154  
Gentle Med® Ölbad 153  
Gentle Med® Pflegeschaum 154  
Gentle Med® Waschlotion 151  
Gentle Skin® Aloecare™ 14  
Gentle Skin® black 15  
Gentle Skin® classic (x-long) 10  
Gentle Skin® compact + 11  
Gentle Skin® grip 11  
Gentle Skin® HiRisk 13  
Gentle Skin® Isopretex® OP 41  
Gentle Skin® Micro OP® 38  
Gentle Skin® Premium OP™ 36  
Gentle Skin® Securitex OP® 40  
Gentle Skin® sensitive 9  
Gentle Skin® Smooth OP 37

Gentle Skin® steril 31  
Gentle Tec® 12  
Gesichtsmasken 49 - 54  
Gilchristverbände 100

## H

Haarkämme 188  
Haarwaschsystem 178  
Händedesinfektion 134 - 138  
Handschuhboxenhalter 195  
Handschuhe 8 - 47  
Handsprühkopf 155  
Hauben 55  
Haushaltshandschuhe 29  
Hautdesinfektion 138  
Hautpflegelotion 151  
Hautreinigungsschaum 154  
Herrenvorlagen 125  
Herzkatheterdruckverbände 102  
Hodenrolle 103  
Holzmundspatel 79  
Hygienhandschuhe 27  
Hygieneprodukte 160 - 173

## I

Idealbinden 91  
Infusionsregler 191  
Injektionspflaster 80  
Inkontinenzinlagen 122  
Inkontinenzhosen 126 / 127  
Inkontinenzprodukte 120 - 129  
Inkontinenzslips 120 / 121  
Inkontinenzunterlagen 128 / 129  
Inkontinenzvorlagen 123 - 125  
Instrumentendesinfektion 148 / 149  
Instrusol® AF + 148 / 149

## K

Kalt-Warm-Kompressen 192  
Kämme 188  
Kanister- / Auslaufhähne 155  
Kanisterdosierpumpe 155  
Kanisterschlüssel 155  
Kanülensammelbehälter 194  
Kanülenfixierungen / -pflaster 83  
Kittel 56 - 58  
Reinigungs- und Desinfektionsmittel 160 - 175  
Kompressen 65 - 73, 106 / 107  
Kompressenhülle 192  
Kompressionsbinden 95 - 97  
Körperwaschsysteme 178  
Kosmetiktücher 187  
Krankenunterlagen 128  
Kurzzugbinden 91, 93, 95 / 96  
Küchenrolle 197

## L

Lagenkrankenunterlagen 128  
Lagenzellstoff 183  
Langzugbinden 97  
Latexhandschuhe 9 - 15, 28, 29, 31, 35 - 40  
Leibbandagen 101  
Lemon Glycerin Sticks 78  
Liberty Light 122  
Liegenabdeckungen 184  
Light Fixierhöschen 126

# Stichwortverzeichnis

## M

Masken 49 - 54  
 Maxitex® UG 39  
 Medi-Box 194  
 Medikamentendispenser 194  
 Medi-Pants 121  
 Medizid® AF+ 143  
 Medizid® Alpha+ 144  
 Medizid® Alpha+ Flowpack 146  
 Medizid® Alpha+ XXL  
 (Desinfektionstücher) 145  
 Medizid® Rapid+ 139  
 Medizid® Rapid+ / XXL  
 (Desinfektionstücher) 140  
 Medizid® Rapid QF Flowpack 141  
 Medizid® Rapid Optima 142  
 MEDIzid® Sanitärreiniger 139  
 Medizinbecher 193  
 Mehrzwecktücher 185  
 Messbecher 155  
 Mittelzugbinden 92  
 Mull(zuschnitte) 64  
 Müllsäcke 196  
 Mullbinden 86  
 Mull(Schlitz)kompressen 68, 106 / 107  
 Mulltupfer 75, 108  
 Mundschutz 49 - 54  
 Mundspatel 79  
 MyClean® easy touch 29

## N

Nasenschleudern 74  
 Nasenverbände 74  
 Neoprenhandschuhe 42  
 Neopretex® OP 42  
 Netzschlauchverbände 99  
 Nierenschalen 188  
 Nitril® 3000 16  
 Nitril® 3000 X-Long Blue 19  
 Nitril® BestGen® 18  
 Nitril® black 20

Nitril® LIOX 22 / 23  
 Nitril® Magenta 21  
 Nitril® NextGen® 16  
 Nitril® Sensory® 17  
 Nitril® steril 32  
 Nitrilhandschuhe 16 - 23, 32

## O

Ölbad 153  
 OP-Dentalmasken 49 - 54  
 OP-Gesichtsmasken 49 - 54  
 OP-Handschuhe 35 - 47  
 OP-Hauben 55  
 OP-Kittel / -Mäntel / -Schürzen  
 56 - 61  
 OP-Masken 49 - 54  
 OP-Sets 114 - 117  
 OP-Socken 182

## P

Panty Fixierhöschen 127  
 Papierhandtücher 187  
 PE-Einmalschürzen 59  
 PEG-Verbandset 115  
 PE-Handschuhe 27, 30  
 PE-Schürzen 59  
 PE-Überziehschuhe 183  
 Pflaster 80 - 84  
 Pflegeschäum 154  
 Pflagetücher 154  
 Polsterbinden 94  
 Polychloroprenhandschuhe 42  
 Polyisoprenhandschuhe 41  
 PP/(PE)-Kittel / -Mäntel / -Schürzen  
 56 / 57  
 Präpariertupfer 109

## R

Rasierer 189  
 Rechteckvorlagen 124  
 Reference™ 9  
 Reference™ OP 35  
 Reinigungsprodukte 160 - 173  
 Rettungsdecken 193  
 Rollenpflaster 84  
 Rollicel® / Ärztekrepp 184

## S

SafeCut 85  
 Saugeinlagen 130  
 Saugkissen 123  
 Saugkompressen 72  
 Saugvorlagen 124  
 Schaumspühhöpfe 155  
 Schlauchverbände 98 / 99  
 Schlitz(loch)kompressen 71  
 Schulterbandage 100  
 Schutzauflagen 185  
 Schutzmäntel / -Kittel / -Schürzen  
 56 - 61  
 Schutzlaken 184  
 Schutzlätzchen 181  
 Schutzservietten 180  
 Schwesternhauben 55  
 Schwesternstethoskope 190  
 Seifenspender 156 / 157  
 Set-Lösungen 114 - 117  
 SMMS OP-Mäntel 60 / 61  
 SMS-Kittel 57 / 58  
 Socken 182  
 Spitztupfer 76, 110  
 Spuckbeutel (BaSick Bag) 188  
 Stationskathetersets 114  
 Stationskittel / -Schürzen 56 - 58  
 Stationsschutzset 117  
 Stethoskope 190  
 Stilleinlagen 130  
 Stützverbände 100 - 102

**V**

Suavel® Antifluid 53  
 Suavel® Antifog 53  
 Suavel® Apollo 55  
 Suavel® Astrid 55  
 Suavel® Comfort 52  
 Suavel® Comfort Plus 52  
 Suavel® OP PRO Expert 61  
 Suavel® OP PRO Standard 60  
 Suavel® Protec 51  
 Suavel® Protec Plus 50 / 51  
 Suavel® Sensima 54  
 Suavel® Yeti 58  
 Superform® 122  
 Superform® Air 123  
 Superslip® 120  
 Superslip® Air Comfort 121

**T**

Tablettendispenser 194  
 Toilettenpapier 197  
 Trikotschlauchverbände 98  
 Tücher 140 / 141, 145 / 146  
 Tupfer 75 - 77, 108 - 111

**U**

Überziehschuhe 183  
 Ultraschallgel 191  
 Universalbinden 92 - 93  
 Universaltücher 186  
 Untersuchungshandschuhe (un)steril  
 9 - 25, 30 - 32  
 Unterziehhandschuhe 26, 30, 39, 47  
 Urinbecher 191  
 Urinflasche(nhalter) 189

Venenstauer 190  
 Verbandklammern 97  
 Verbandmull 64  
 Verbandstoffe 64 - 111  
 Verbandwechselsets 116  
 V-Falz-Papierhandtücher 187  
 Vinyl 2000 24  
 Vinyl 2000 Stretch PF 25  
 Vinylhandschuhe 24 / 25  
 Vlieshülle für Kompressen 192  
 Vlies(Schlitz)kompressen 69 / 70

**W**

Wandhalter 195  
 Waschhandschuh 180  
 Waschlotionen 151  
 Wattestäbchen 78  
 WC-Reiniger 161  
 Windeln / Windelhosen  
 120 - 122  
 Wischtücher 186  
 Wöchnerinnenvorlagen  
 124 / 125  
 Wundpflaster 80 - 82  
 Wundverbände 80 - 82

**Z**

Zellstofftupfer 77  
 Zellstoffwatteblättchen 183  
 Zwirnhandschuhe 26



**Senator Hans-Hermann Rösner-Mautby**

(\* 27. Juni 1917 in Beuthen, † 24. Juni 1999 in Oberaudorf)

Für seine Verdienste um den Aufbau der Klinik in Oberaudorf wurde er zum Ehrensensator der Ludwig-Maximilian-Universität München ernannt. Zudem wurden ihm das Bundesverdienstkreuz und der Bayerische Verdienstorden aufgrund seines Unternehmergeistes im Gesundheitswesen verliehen.



## Berühren. Helfen. Chancen schaffen.

Mit einem umfangreichen Aktionsrahmen und einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit sammelt die Senator Rösner Stiftung finanzielle Mittel für Menschen, die durch die Krankheit Krebs in finanzielle Notlagen geraten sind. Darüber hinaus unterstützen Stiftungsgründer Peter Rösner und Ehefrau Eveline Rösner mit ihrer Stiftung die Krebsforschung und die Fortbildung medizinischer Fachkräfte.

Als Nachfolgerin des bisherigen „Hilfswerks der Klinik Bad Trissl“ kann die Senator-Rösner-Stiftung heute auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Stiftungswesen zurückgreifen.

**Aktuell werden diese Projekte nachhaltig unterstützt.**

### HEAT-Studie

Die Senator Rösner Stiftung unterstützt die klinische Forschungsstudie des Prof. Dr. med. Dipl.-Biochem. Rolf D. Issels am Klinikum der Universität München mit innovativen Ansätzen auf dem Gebiet „Pankreaskarzinom“ mit mehreren hunderttausend Euro.

### Die Kraft der schnellen Hilfe

Die Krankheit Krebs lässt manche Menschen unvermutet in finanzielle und soziale Notlagen geraten. Ihnen hilft die Senator-Rösner-Stiftung „Leben mit Krebs“ unbürokratisch und schnell.

### Kompetenzförderung und Fortbildung

Die Senator-Rösner-Stiftung nutzt ihre Nähe zu allen großen onkologischen Zentren in München und in Bayern. Sie unterhält permanente Kontakte zu Wissenschaftlern und Forschern und stellt finanzielle Mittel für Forschung und Entwicklung zur Verfügung.

### Wir laufen – Wir helfen

Unter diesem Motto und unter der Schirmherrschaft von FIS Weltcup Sieger Felix Neureuther findet der mittlerweile landesweit etablierte Spendenlauf der Senator Rösner Stiftung statt. Alleine im Jahr 2013 wurde mit nahezu 800 Läufern die grandiose Distanz von 6756 Km bewältigt und mit einer rekordverdächtigen Spendensumme in Höhe von € 105.000 belohnt.

### WSG-Swarovski-Wattens

### SOS Kinderdörfer

Ein richtungsweisendes Hilfsprojekt über die Landesgrenze hinaus. Durch eine freundschaftliche Verbundenheit der Familie Rösner zur Vereinspräsidentin Diana Langes-Swarovski werden Kinder und Jugendliche über die SOS Kinderdörfer auch außerhalb der sportlichen Entwicklung unterstützt um schwierige Lebenskrisen zu meistern.

[www.wsg-wattens-fussball.at](http://www.wsg-wattens-fussball.at)

**Kontakt:** [senator-roesner-stiftung.de](http://senator-roesner-stiftung.de)

# Unternehmensentwicklung

|           |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1982      | Gründung der Hermes Trans Atlantik Trading als Ableger unserer kanadischen Gesellschaften                                                                                                                                                          | 1995      | Asset Deal der Firma MCM Landhut                                                                                                                                                                          |
| 1988      | Gründung der Meditrade GmbH in ihrer heutigen Ausrichtung mit dem Firmen-Motto: „Schutz auf der ganzen Linie“ – Handschutz, Mundschutz, Hauben, OP-Mäntel, Desinfektion, Inkontinenzprodukte, Verbandstoffe, Kompressen, Tupfer, Bauchtücher, etc. | 1994-1995 | Erreichen der Gewinnschwelle                                                                                                                                                                              |
| 1989      | Beteiligung mit 50% an der Fa. Meditrade Österreich (Trennung 1992) Beteiligung an der Fa. Meditrade Schweiz (Trennung 1992)                                                                                                                       | 1996      | Beteiligung an der Eurocare GmbH und Mediclean Bayern GmbH                                                                                                                                                |
| 1990      | Umsatzübernahme der Firmen Cosmotec und Sauter Trading                                                                                                                                                                                             | 1996      | Gründung der Firma Meditrade International Thailand Ltd. mit anschließendem Anteilskauf am Joint-Venture Siamount Plastic Ltd. Bangkok mit Mitsubishi-Konzern (Vinylfabrik)                               |
| 1990-1992 | Kauf der ersten Handschuhfabrik in Thailand, Hycare Ltd. Hatyai                                                                                                                                                                                    | bis 2002  | Fortlaufende Sortimentsausweitung mit Exklusivverträgen und Minderheitsbeteiligungen in Italien                                                                                                           |
| 1992      | Gründung Meditrade Dresden (heute Praximed Meditrade DD)                                                                                                                                                                                           | 2003      | Neubau einer weiteren Fabrik in Thailand Hatyai, Rösner-Mautby Thailand Ltd (DVD)                                                                                                                         |
| 1994      | Dazu Erwerb der AiA Leinberger GmbH Großbräsen                                                                                                                                                                                                     | bis 2006  | Verkauf sämtlicher thailändischen Fabriken                                                                                                                                                                |
| 1992      | Umzug in das neue Firmengelände in der Thierseestr. 196-198, Kiefersfelden                                                                                                                                                                         | 2008      | Beteiligungsinvestitionen in der Adventa Health Konzern AG, Malaysia (Weltmarktführer OP-Handschuhproduktion)                                                                                             |
| 1993      | Erwerb der Firma Hese GmbH in Nürnberg-Feucht, Zellstoff und Krankenunterlagen, Herstellung VP-Schickedanz / Temca                                                                                                                                 | 2009-2011 | Kauf der Firma Beese GmbH & Co. KG in Hamburg mit Produktion - Tochtergesellschaft in China                                                                                                               |
| 1992-1994 | Neugründung der Firmen Hycare Ltd. UK / Barrier Healthcare Ltd. UK in Cambridge                                                                                                                                                                    | 2012      | Einzug in neues Firmengelände Medipark 1, Kiefersfelden                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016      | Mehrheitsbeteiligung an der MaiMed Gruppe                                                                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018      | Ausbau des Logistikzentrums in Neuenkirchen, 30 Jahre Meditrade GmbH                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020      | Gründung der MeditradeUK, ein Tochterunternehmen der Meditrade mit Sitz in London MeditradeUK Ltd., 99 – 101 Regent Street, W1B 4 EZ, London <a href="http://www.meditradeuk.com">www.meditradeuk.com</a> |









## **Meditrade GmbH**

Medipark 1  
83088 Kiefersfelden  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 80 33/97 60-0  
Telefax: +49 (0) 80 33/97 60-70

**Für Fragen zu unserem Sortiment und  
weitere Informationen steht Ihnen unser  
Customer-Service gerne zur Verfügung:**

Telefon: +49 (0) 80 33 9760-0  
E-Mail: [info@meditrade.de](mailto:info@meditrade.de)

**Sie finden uns auch im Internet  
unter [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de)**

Auf der Website finden sie ebenfalls unser Produkt-  
programm und weitere Informationen.

