

PRODUKTINFORMATION

PROFiL Notfallrucksack rot gefüllt Modul A-B+O2 1L



Artikelnummer:	0406063	Sauerstoff:	1L
Gewicht (kg):	15,62kg	UN-Nummer:	1219,1170,1072,
PZN:		eclass4:	40040307
EAN:	4250108812937	eclass5:	40020301
Zolltarifnummer:	30065000	Norm:	

Beschreibung:

Inhalt: Füllung Erwachsene + O2 DIN 13232:2011-05 Notfall-Ausrüstung A+B+O2/1L
Gewicht: ca. 15 kg
PROFiL Notfallrucksack- Material: Planengewebe hochfest, robust und strapazierfähig- Farbe: rot mit weißen Neon-Reflexstreifen-
Maße: ca. 550 x 450 x 300 mm- Volumen: gesamt ca. 54 Liter
Außenbereich- Zwei Fronttaschen: obere Fronttasche mit transparenten Folieneinschub, untere Fronttasche für ein AED-Gerät oder zusätzliches Zubehör- Zwei kleine Seitentaschen- Eine längliche Seitentasche- Längenverstellbare Schulter- und Bauchtragegurte- Ergonomisch gepolsterter Rückenbereich- Ergonomisch geformte Tragehandgriffe seitlich und oben- Boden aus Planengewebe mit 5 Stand-Stabilisatoren
Innenbereich- Zwei geräumige Hauptfächer- Halterung für 1 oder 2 Liter O2-Gerät- Individuelle Raumeinteilung durch klettbare Trennsteg- Abnehmbare Zwischenplatte für Instrumente und Kleinmaterialien: eine Seite mit abnehmbarem Instrumententableau mit Schlaufen, andere Seite mit 5 farbigen Modultaschen- Ampullen-Etui ist optional erhältlich

