

# PRODUKTINFORMATION

## PROFiL Notfallrucksack rot gefüllt Modul A-C+O2 1L



|                  |               |             |                 |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Artikelnummer:   | 0406066       | Sauerstoff: | 1L              |
| Gewicht (kg):    | 16,1kg        | UN-Nummer:  | 1219,1170,1072, |
| PZN:             |               | eclass4:    | 40040307        |
| EAN:             | 4250108812968 | eclass5:    | 40020301        |
| Zolltarifnummer: | 30065000      | Norm:       |                 |

### Beschreibung:

Inhalt: Füllung Kinder + O2 DIN 13232:2011-05 Notfall-Ausrüstung A+C+O2/1L Gewicht: ca. 14,6 kg PROFIL Notfallrucksack- Material: Planengewebe hochfest, robust und strapazierfähig- Farbe: rot mit weißen Neon-Reflexstreifen- Maße: ca. 550 x 450 x 300 mm- Volumen: gesamt ca. 54 Liter Außenbereich- Zwei Fronttaschen: obere Fronttasche mit transparenten Folieneinschub, untere Fronttasche für ein AED-Gerät oder zusätzliches Zubehör- Zwei kleine Seitentaschen- Eine längliche Seitentasche- Längenverstellbare Schulter- und Bauchtragegurte- Ergonomisch gepolsterter Rückenbereich- Ergonomisch geformte Tragehandgriffe seitlich und oben- Boden aus Planengewebe mit 5 Stand-Stabilisatoren Innenbereich- Zwei geräumige Hauptfächer- Halterung für 1 oder 2 Liter O2-Gerät- Individuelle Raumeinteilung durch klettbare Trennsteg- Abnehmbare Zwischenplatte für Instrumente und Kleinmaterialien: eine Seite mit abnehmbarem Instrumententableau mit Schlaufen, andere Seite mit 5 farbigen Modultaschen- Ampullen-Etui ist optional erhältlich

