

OMRON NE-C900-E

OMRON *CompA*

Kompressor Inhalationsgerät




Der Hochleistungs-Vernebler

- Hochleistungs-Kompressor Inhalationsgerät
- Effiziente Inhalation durch optimiertes zweiteiliges OMRON S.S.K. Verneblerset
- Einfache Handhabung & Reinigung
- Praktischer Griff für sicheres Tragen
- Verneblungsrate 0.4 ml/min
- MMAD ca. 3 μ m
- 7L/min. Durchflussmenge bei einem Druck von 100kPa
- Kompakte Bauform 175 x 110 x 215 mm

PZN 09645721

UVP 139 €



Omron Healthcare GmbH
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE0197