

OMRON HBP-1320-E

OMRON HBP-1320

Professionelles Oberarm-Blutdruckmessgerät



- Hohe Strapazierfähigkeit durch stoßfeste und robuste Bauweise
- Kompaktes Design - Mit praktischem Tragegriff
- Einfache Benutzeroberfläche – 4 Tasten Bedienung und Großes, beleuchtetes Display
- Kompatibel mit 5 Manschettengrößen (von 12 bis 50 cm); Manschetten sind desinfizierbar;
- 2 Schlauchlängen verfügbar (1 m und 4,5 m)
- Zur auskultatorischen oder osszillometrischen Messung mit Nullstellung
- Erkennt unregelmäßige Herzschläge (hilft bei der Identifizierung von Veränderungen der Herzfrequenz, -rhythmus oder Puls, die durch Herzerkrankungen oder andere schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursacht werden können
- Letzter Messwert wird im Display angezeigt, Auto-Off Funktion
- Bei Körperbewegungen wird die Deflation für 5 Sekunden unterbrochen
- 4 Inflations-Druckeinstellungen: Auto, 220mmHg, 250 mmHg, 280 mmHg
- Inklusive M-Manschette (22 – 32 cm), L-Manschette (32 – 42 cm), wiederaufladbarem Akku und Netzteil

EVP 264 €

OMRON *HBP-1300*

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Vollautomatisches Blutdruckmessgerät
Name	OMRON HBP-1320 (HBP-1320-E)
EAN	401567211129 5
Display / Anzeige	7-Segment-LCD
Messmethode	Oszillometrische Messung Dynamische, lineare Deflationsmethode
Messbereich	Blutdruck: SYS 60 bis 250 mmHg DIA 40 bis 200 mmHg Puls: 40 bis 200 Schläge/min.
Speicher	Letzter Messwert
Genauigkeit (Anzeige)	Blutdruck: ± 3 mmHg Puls: ± 5 % des angezeigten Wertes
Genauigkeit *	Maximale mittlere Messabweichung von ± 5 mmHg Maximale Standardabweichung von 8 mmHg
Schutzklasse	Klasse II (AC Adapter) Intern angetriebenes Gerät (nur bei Betrieb mit Akku)
Schutzgrad	TYP BF
Medizinprodukt Klassifizierung	Klasse II a
Stromversorgung	Wiederaufladbare Batterie 3.6V, 1900mAh oder mit AC Adapter (AC 100-240V, 50/60 Hz, DC 6V $\pm 5\%$, 1.6A)
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	+ 5°C bis + 40°C 15 % bis max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit 700 bis 1060 hPa Luftdruck
Temperatur /Luftfeuchtigkeit / Luftdruck bei Aufbewahrung	- 20°C bis + 60 °C 10 % bis. 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensiert) 500 bis 1050 hPa Luftdruck
Gewicht	Gerät ohne Manschette ca. 0,52 kg AC Adapter ca. 0,12 kg Batterien ca. 0,1 kg Verkaufsverpackung: 1,63 kg
Äußere Abmessungen	Gerät ohne Manschette ca. 123 (B) x 201 (T) x 99 mm (H) AC Adapter 46 x 66 x 66,2 mm Batterien 54 x 43,5 x 15,4 mm Verkaufsverpackung: 239 (B) x 154 (T) x 170 (H)
Material Manschette	Nylon und Polyester
Lieferumfang / Zubehör	Messgerät, M Manschette, L Manschette, AC Adapter, aufladbarer Akkumulator, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132 LR Hoofddorp / Niederlande

* Vergleich mit auskultatorischer Methode durch eine Fachkraft. DIA wird bestimmt durch die auskultatorische Methode „K5“

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Konrad-Zuse-Ring 28
68163 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0 / Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE 0197