

OMRON MC-521-E

OMRON *Gentle Temp 521*

Digitales 3 in 1 Infrarot-Ohrthermometer



- 3 in 1 Messung (Ohr, Oberfläche und Raumtemperatur)
- Messung innerhalb einer Sekunde
- Nachtmodus: Anzeigenhintergrundbeleuchtung + Stummschaltefunktion
- Großes beleuchtetes Display, Auto-Off Funktion
- 25 Speicherplätze
- 21 Messhüllen inklusive
- Ergonomisches, attraktives Design

UVP 49,95 €

PZN 04087156

Zubehör: Gentle Temp Schutzhüllen MC-EP2-E, 40 Stk, PZN 04434480 UVP 8,95 €

OMRON *Gentle Temp 521*

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Digitales Ohrthermometer
Name	OMRON Gentle Temp 521 (MC-521-E)
EAN Code	4015672107809
Sensor	Thermosäule
Temperaturanzeige	3 Ziffern in °C, mit 0.1 °C Abstufung 4 Ziffern in °F, mit 0,1 °F Abstufung
Genauigkeit	Ohr: +/- 0,2°C (+/- 0,4°F) innerhalb 35,5°C bis 42,0°C (95,9°F bis 107,6°F), +/- 0,3°C (+/- 0,5°F) für anderen Bereich Fläche: +/- 0,3°C (+/- 0,5°F) innerhalb 22,0°C bis 42,2°C (71,6°F bis 108,0°F), für anderen Bereich +/- 2°C (+/- 3,6°F) oder 4%, der größere Wert gilt
Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit	10.0°C ~ 40.0°C (50.0°F ~ 104.0°F) 0% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur/ Luftfeuchtigkeit	-20.0°C ~ 50.0°C (-4.0°F ~ 122°F) 0% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit
Batterie-Lebensdauer	ca. 2.500 Messungen mit einer neuen Batterie oder mehr (Raumtemperatur 25+/-15°C, 50+/-40% RH, 1 Messung pro Tag)
Messbereich	Ohr: 34,0°C – 42,2°C (93,2°F – 108°F) Fläche: -22,0°C – 80,0°C (-7,6°F – 176°F)
Äußere Abmessungen	ca. 36 (B) x 161 (H) x 56 (T) mm
Gewicht	ca. 85 g (mit Batterie)
Zubehör	Testbatterie (Lithium Batterie CR 2032), Schutzkappe, 21 Messhüllen, Verbindungsring, Gebrauchsanweisung
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132 LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE 0197