

Original Perfusor® Spritzen

Dreiteilige Einmalspritzen zur Verwendung mit Perfusor® Spritzenpumpen

[Hier bestellen!](#)

PRAXISDIENST
Medizinprodukte seit 1953



Mit den Original Perfusor® Spritzen bietet B. Braun dreiteilige Einmalspritzen für die Applikation mit den Perfusor® Spritzenpumpen an. Die hervorragenden Gleiteigenschaften der Original Perfusor® Spritzen ergänzen die ausgezeichnete Fördercharakteristik der B. Braun Spritzenpumpen. Sie sind mit den Generationen der B. Braun Spritzenpumpen Perfusor® fm, Perfusor® compact, Perfusor® Space und Perfusor® compact^{plus} kompatibel.

Produktvarianten, Original Perfusor® Spritzen/Syringe, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Produkt	Konus	VE / Karton	Art.-Nr.	PZN	HiMiV
Original Perfusor® Spritze 20 ml	Luer-Lock	400 Stück	8728615	08722827	03.99.01.4002
Original Perfusor® Spritze 20 ml, mit Aspirationskanüle	Luer-Lock	400 Stück	8728623	08722810	03.99.01.4002
Original Perfusor® Syringe 50 ml	Luer-Lock	100 Stück	8728844F-06	14327265	-
Original Perfusor® Syringe 50 ml, mit Partikelfilterkanüle (15 µm Partikelfilter)	Luer-Lock	100 Stück	8728852F-06	14327271	-
Original Perfusor® Spritze 50 ml, mit Aspirationskanüle	Luer-Lock	100 Stück	8728810F	00583906	03.99.01.4001
Original Perfusor® Syringe 50 ml, mit Partikelfilterkanüle (15 µm Partikelfilter), orange-transparent, mit Lichtschutz bis 520 nm	Luer-Lock	100 Stück	8728861F-06	10737339	03.99.01.4008
Original Perfusor® Syringe 50 ml, NRFit®	NRFit® Lock*	100 Stück	8728845F-01	15196032	-

* Nach der DIN EN ISO-Norm 80369-6. NRFit® ist ein eingetragenes Warenzeichen der GEDSA in verschiedenen Jurisdiktionen der Welt. Verwendung mit Genehmigung.