



# Oxivir® Sporicide

**Stark gegen Erreger.  
Sanft zu Mensch, Material und Umwelt.**

Oxivir Sporicide ist ein gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger mit Wirksamkeit gegen *Clostridium difficile* und *Bacillus subtilis*. Mit der patentierten „Accelerated Hydrogene Peroxide (AHP)“-Formulierung kann Oxivir Sporicide zur Desinfektion aller gängigen Oberflächen und nicht-invasiven medizinischen Geräten eingesetzt werden.

Oxivir Sporicide hat eine hervorragende Wirksamkeit gegen *C.diff.* und viele andere Erreger. Die breite Wirksamkeit ermöglicht höchste Patientensicherheit. Oxivir Sporicide ist auch für Hochrisikobereiche, Patientenzimmer und Isolationszimmer geeignet.

## Stark gegen Erreger

- Wirksam gegen *C. difficile* in 1 Minute\*
- Hervorragende sporizide, mykobakterizide, bakterizide und fungizide Wirksamkeit in weniger als 1 Minute
- Sehr gute Reinigungsleistung

## Sanft zu Mensch, Material und Umwelt

- enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen
- verursacht keine Atemwegsreizungen
- enthält kein Parfüm oder Farbstoff
- enthält keine Salizylsäure
- Oxivir Sporicide verursacht keine Materialschäden an gängigen Oberflächenmaterialien und bleicht keine Textilien
- Die aktiven Substanzen zerfallen in Sauerstoff und Wasser

## Wirksamkeitsnachweise

Oxivir Sporicide wurde umfangreich getestet nach den neuesten Europäischen Standards und ist nachgewiesenermaßen ein hervorragendes Desinfektionsmittel: EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN13697, EN14476, EN13704, EN14348, EN14347, EN16615. Oxivir Sporicide ist ein zertifiziertes Medizinprodukt Klasse IIa. Zur VAH-Listung angemeldet.

*\*Bei Anwendung zur abschließenden Desinfektion auf sauberen Oberflächen.*





# Oxivir® Sporicide

| Technische Daten        |                             | Technische Daten Tücher |              |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| Aussehen:               | Klare, farblose Flüssigkeit | Größe:                  | 200 x 300 mm |
| Relative Dichte (20°C): | 1,03                        | Material:               | Polypropylen |
| pH-Wert (Konz.):        | 0,55                        | Gewicht:                | 25 g/qm      |
| Lagerfähigkeit:         | 2 Jahre                     | Packungsgröße:          | 12 x 80 St.  |
| Geruch:                 | neutral                     |                         |              |

Die oben genannten Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

| Produkt               | Verkaufseinheit | Produktbeschreibung                                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Oxivir Sporicide      | 6 x 750 ml      | Anwendungsfertiges Produkt, Sprühflasche mit Schaum-Sprüher |
| Oxivir Sporicide Wipe | 12 x 80 Stück   | Vorgetränkte Einmal-Tücher                                  |

## Sicherheitshinweis

Eine vollständige Anleitung zur sicheren Handhabung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS), [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Nur in originalverschlossenen Behältern lagern. Vor extremen Temperaturen schützen. Reagiert mit oxidierbaren Substanzen.

## Materialverträglichkeit

Unter den empfohlenen Bedingungen ist Oxivir Sporicide mit den meisten gängigen Oberflächenmaterialien kompatibel. Eine detaillierte Materialverträglichkeitsliste liegt auf Anfrage vor. Im Zweifelsfall das Produkt an einer unauffälligen Stelle testen.