



Die zweilagigen Liegenabdeckungen aus 100% reinem Zellstoff der Marke Papernet gewährleisten höchste Hygiene und Schutz in all jenen Bereichen, in denen dies besonders wichtig ist. Die Liegenabdeckungen sind in verschiedenen Formen und Längen erhältlich und eignen sich somit perfekt für sämtliche Bedürfnisse in Arztpraxen, Krankenhäusern oder Kosmetiksalons. Auch das Wechseln der Liegenabdeckungen ist extrem einfach und spart kostbare Zeit.

Die Abbildung kann von der Originalverpackung abweichen, sie dient nur zur Präsentation des Produkts.

Techn. Daten

Rohstoff:	Zellstoff
Farbe:	Weiß
Prägung:	Micro
Lagen:	2
Blattanzahl:	143
Blatthöhe (cm):	59
Blattlänge (cm):	35
Abmessungen gefaltet (cm):	--
Rollen Länge (m):	50
Rollen durchmesser (cm):	12.4
Hulsen durchmesser (cm):	5.1
Flächengewicht (g/m²):	17
Spender Höhe (cm):	--
Spender Breite (cm):	--
Spender Länge (cm):	--
Kapazität:	--
Dosage:	--

Transporteinheit

EAN Kollo:	08013924918476
Pack pro VE:	9
Volumen (m3):	0.096
VE Höhe (cm):	60
VE Breite (cm):	40
VE Länge (cm):	40
Bruttogewicht Kollo (kg):	9.977
Nettogewicht Kollo (kg):	8.52
Verpackungsmaterial Kollo:	Bedruckte Schachtel

* Toleranz ±5%

Palette

VE pro Palette:	18
Palette Höhe (cm):	196
Stück Basis Palette:	6
Höhe Stück auf Palette:	3

Stück / Verbrauchseinheiten

EAN Packung:	--
Stück pro Packung:	1
Pack Abmessungen:	13 x 59 x 13
Nettogewicht Packung (kg):	0.947
Bruttogewicht Packung (kg):	1.025
Verpackungsmaterial Packung:	Schrumpffolie neutral

Kompatibel Spender

403624