



Artikel / Article: 11574

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

 **Hier Bestellen!**  **PRAXISDIENST**
Medizinprodukte seit 1953

Druckdatum / Print:
Dezember 2020

REF: 01

Pasteurpipette, Ø7,8x150mm, Graduierung, Vol. 3ml

Artikelbeschreibung / Article Description

Produkteigenschaften

Product characteristics

Durchmesser / Diameter 7,8 mm
Probengefäß / Sample container

Länge / Length 150 mm
Probengefäß / Sample container

Nennvolumen / Volumen 3 ml
Probengefäß / Sample container

Material PP

Gewicht des Produktes / Weight 1,2g

Verpackung

Packing

Mindestbestellmenge 3.000
Stück
Minimum order quantity
PCS

Stück pro Innenverpackung 500
PCS per inner box

Produktname

Technisches Datenblatt



**Süsse Labortechnik
GmbH & Co. KG**

Kasseler Str. 76
34281 Gudensberg
GERMANY

☎ +49 (0) 5603 502-0

☎ +49 (0) 5603 502-19

✉ info@suesse.de


www.suesse.de

Stück pro Umkarton PCS per outer carton	3.000
Stück pro Palette (Europal) PCS per Palett	72.000

Zertifizierung Certificate	
Produkt MPG / IVD Product MDR / IVD	IVD
RNase-, DNase-, & DNA- Pyrogenfrei / Free	Nein No
LOT.- Nr.	Ja Yes
CE-Zertifizierung	CE

Druckdatum / Print:
Dezember 2020

REF: 01



 **Hier Bestellen!**

PRAXISDIENST
Medizinprodukte seit 1953