


REAGENZGLAS MIT GERADEM RAND



BESCHREIBUNG

Das Reagenzglas ist aus hochwertigem Borosilikatglas gefertigt. Durch die hohe Beständigkeit des Materials gegenüber Hitze, plötzlichen Temperaturschwankungen sowie den meisten Chemikalien, eignen sich die Reagenzgläser ideal für verschiedenste Untersuchungen im Labor. Die Reagenzgläser sind in verschiedenen Größen erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Reagenzglas mit geradem Rand
- Material: Borosilikat 3.3
- Farbe: transparent
- Temperaturbeständig
- Beständig gegenüber den meisten Chemikalien
- Autoklavierbar
- Durchmesser (je nach Größe): 12 mm, 15 mm oder 16 mm
- Höhe (je nach Größe): 75 mm, 100 mm oder 150 mm
- Menge: 1 Karton à 100 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T135842-T135844

Kategorie:
Laborbedarf

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

