

RBP-100

Blutdruckmessgerät



RBP-100

BLUTDRUCKMESSGERÄT

Kleines, leichtes und praktisches Blutdruckmessgerät für den klinischen Gebrauch

Eigenschaften:

Großer Speicher

Mittelwertmessung

Nach den neuesten Standards entwickelt

LCD Bildschirm

Auskultatorischer Modus

Oszillometrischer Modus

Erkennen von Herzrhythmusstörungen

In 4 Versionen erhältlich

- Wand Modell
- Tisch Modell
- Mobiles Modell
- Modell für Schienenbefestigung

Schnellanschluss

Wiederaufladbare Akkus

Adapter

Einzigartige Vorteile zu einem interessanten Preis

Zertifiziert:

ISO EN 13485
Entsprechend: 93/42 EWG

Nutzen:

Speicherplatz für 210 Messungen

Sicherheit für Klinikpersonal und Patienten (reduziert den sog. Weißkittel-Effekt)

Klein, leicht, mobil und praktisch einsetzbar

Gute Lesbarkeit

Manuelle Messungen

Automatische Messungen

Schnelle Erkennung – Schutz des Patientenn

Flexibel

Einfacher und schneller Wechsel der Manschette

1,000 Messungen bei vollem Akku

Während dem Laden kann gemessen werden

Bestes Preis-Leistungsverhältnis

Medizinprodukt Klasse IIa

RBP -100

BLUTDRUCKMESSGERÄT

Tisch Modell:

Nr. 1740

2,5 m Schlauch mit Metallanschluß
NiMH Batterien (4 Stück), 4,8 V 2400 mAh
AC/DC Adapter 7,5 V, 1,5 A (EU, US, UK, Austr.)



Mobiles Modell:

Nr. 1741

2,5 m Schlauch mit Metallanschluß
NiMH Batterien (4 Stück), 4,8 V 2400 mAh
AC/DC Adapter 7,5 V, 1,5 A (EU, US, UK, Austr.)



Optional:

Zusätzlicher Korb, klein: 25 x 9 x 20 cm

Nr. 10392

Zusätzlicher Korb, groß: 23 x 23 x 25 cm

Nr. 10393

Wand Modell:

Nr. 1742

2,5 m Schlauch mit Metallanschluß
NiMH Batterien (4 Stück), 4,8 V 2400 mAh
AC/DC Adapter 7,5 V, 1,5 A (EU, US, UK, Austr.)



Modell für Schienenbefestigung:

Nr. 1743

2,5 m Schlauch mit Metallanschluß
NiMH Batterien (4 Stück), 4,8 V 2400 mAh
AC/DC Adapter 7,5 V, 1,5 A (EU, US, UK, Austr.)



Lieferumfang aller Modelle:

2 Manschetten: M und L-XL Softmanschette ohne D-Ring
Plastik-Schnellverschluß
Lieferung der Manschette mit 30 cm Schlauch
Plastikkorb: klein
Gebrauchsanweisung

RBP -100

BLUTDRUCKMESSGERÄT

Technische Daten:

Messung:	Oszillometrischer Modus Auskultatorischer Modus
Messbereich:	Systole: 60 - Diastole: 255 mmHg Puls: 30 - 200 mmHg 40 - 200 bpm
Messdauer:	30 – 40 sek. ± 3 mmHg
Statische Genauigkeit:	± 5 %
Genauigkeit Puls:	
Spezifikation Manschetten:	
Größe:	M 22 - 32 cm L – XL 32 - 52 cm
Optional:	S 14 - 22 cm
Verlängerungsschlauch:	2,5 m
Material:	latexfrei
Manschettendruck:	0 - 310 mmHg
Leistung:	AC/DC Adapter 7,5 V/1,5 A NIMH AA 4,8 V 2400 mAh Wiederaufladbare Batterien
Klinisch validiert:	Bluthochdruck, niedriger Blutdruck, Diabetes, Schwangerschaft, Schwangerschaftsvergiftung, Atherosklerose, Nierenerkrankungen im Endstadium, Fettleibigkeit und ältere Menschen, älter als 3 Jahre BIHS - validierte Technologie
Gewicht:	510 g
Metallständer:	Höhenverstellbar 75 - 120 cm
Korb:	klein, Plastik
ISO EN 13485:	Klasse IIa
Entsprechend:	93/42 EWG
Garantie:	2 Jahre