

SANDEL® ERGOPLUS ANTI-FATIGUE MATS

MEDIZIN - UND SCHUTZPRODUKTE

PRODUKT BESCHREIBUNG

Verwendungszweck	Die ErgoPlus Anti-Müdigkeits-Matten wurden zur Reduzierung der Belastung von Muskulatur und Gelenken durch das Stehen bei länger andauernden Eingriffen entwickelt. ErgoPlus-Matten sind flüssigkeits- und schmutzresistent.	
Material	PUR-Integral-Bioschaumstoff Otto Bock Bolasto F280-RH004	
Gewicht	2317-P	2332-P
	0.52 kg	2.14 kg
Abmessungen (Zoll)	2317-P	2332-P
	~ 33 x 43 cm	~ 51 x 81 cm

VERPACKUNG UND LAGERUNG

	Art	Verpackung	Stück/Umkarton
2317-P	Anti-Müdigkeits-Matte, einzeln	5/Umkarton	5
2332-P		4/Umkarton	4



Hier bestellen!



PRAXISDIENST
Medizinprodukte seit 1953

HERSTELLUNGS UND SICHERHEITSNORMEN

Nachverfolgbarkeit Der Chargen	Ja
Wiederverwendbar	Ja
Reinigung	Empfohlen wird die Verwendung eines quartären auf Ammonium basierenden Desinfektions-/Reinigungsmittels (oder eines in seiner Zusammensetzung ähnlichen Reinigungsmittels), das gemäß der Gebrauchsanleitung des Herstellers verdünnt und dispensiert wird. ZUR REINIGUNG NICHT VERWENDEN: Glasreiniger, Aceton und Alkohol.
Sterilisationsverfahren	Nicht zutreffend
Resterilisation	Nicht zutreffend
CE-Kennzeichnung	Nicht zutreffend



PRODUKTNUMMER

Unsteril	
2317-P	2332-P

➤ **Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.**

Nordamerika

Tel.: (866) 764-3327
E-Mail: sandel-cs@ansell.com
Tel. (USA): 800 952 9916
Tel. (CAN): 1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com

Lateinamerika und Karibik

Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Brasilien - Tel.: +55-11-3356-3100
Brasilien - E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika

Tel.: + 32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum

Tel.: + 603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com
Japan - Tel.: +813 5549 8151
Japan - E-Mail: info.medicaljp@ansell.com

Australien und Neuseeland

Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com