

**DATENBLATT****SERVOspin Smart Mikro-Hämatokrit Zentrifuge**

Kompakte Mikro-Hämatokrit Zentrifuge mit Wechselrotoren für Micro Gefäße.

Die SERVOspin SMARTpro Mikro-Hämatokrit Zentrifuge ist eine Hochdrehzahl-Tischzentrifuge für die Bestimmung des Hämatokrit-Wertes. Bis heute gilt die Bestimmung des Hämatokrit-Wertes (prozentualer Volumenanteil der Zellen im Blut) durch Zentrifugation als Gold-Standard (DIN 58933-1). Ausgerüstet mit einem geräuscharmen Motor, beschleunigt die SERVOspin SMARTpro Mikro-Hämatokrit Zentrifuge den Rotor auf 12.000 min<sup>-1</sup> was einem maximalen RCF von 9660 G entspricht. Das klare Design ermöglicht eine intuitive Handhabung durch den Anwender. Die Verriegelung des Deckels wird elektronisch überwacht und ist mit einer automatischen Not-Bremsfunktion gekoppelt. Das bietet größtmöglichen Komfort und Sicherheit für den Anwender. Ein 12-fach Hämatokrit-Rotor mit HKT Auswertekarte, ein Spenderröhrchen mit 100 Kapillaren, eine Platte mit Verschlusswachs, zwei Wechselrotoren für Mini-Zentrifugengefäße, sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang enthalten.

**Die Vorteile auf einen Blick**

- Einfache, intuitive Bedienung
- Laufzeit und Drehzahl einstellbar
- Geräuscharmer Motor
- Elektronisch überwachte Deckelverriegelung
- 24 Monate Garantie
- 

Technische Daten:

Drehzahl: 500 - 12000 U/min

Drehzahlschritte: 500 U/min

Max. RCF = Zentrifugalkraft: 9660 G

Laufzeit: 1 bis 99 min

Rotorausstattung: HKT Rotor, Winkelrotor, Streifenrotor, Adapter Set

Abmessung: 264 x 229 x 120 mm

Netzspannung: 85-264 Volt/ 50/60 Hz/ 45 Watt

Gewicht: 2 Kg

WEEE Registrierungs-Nr. des Herstellers: DE74434443

Hinweise

**Herstellerhinweise**

WEEE-Nummer: DE74434443

## DATENBLATT

### SERVOspin Smart Mikro-Hämatokrit Zentrifuge

Typ	PZN	REF	VE
SERVOspin SMARTpro Mikro-Hämatokrit Zentrifuge		H7 680	1 Stück

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

## Persönliche Angabe:

Kundennummer: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
Vorname: Nachname: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnr.: \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

## Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.servoprax.de/agb/>