



Satino Prestige Ärzterolle

340100

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die hygienische Unterlage für Patientenliegen und Behandlungstische aus hochwertigem Zellstoff-Mix: die reißfeste, saugstarke und zuverlässige Qualität für die tägliche Praxis in 100 m Lauflänge und 59 cm Breite.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Prägemuster	Micro
Qualität	Zellstoff
Lagen	2
Lauflänge Rolle (m)	100
Blattgröße	59 x 38
Hülsendurchmesser (cm)	4
Abrisse	263
Farbe	Hochweiß
VPE	6
VE / Palette	15
Rollendurchmesser (cm)	17
Flächengewicht g/m ² /Lage	17
Blatt / Rolle	263
Stück / Pack	1
Nettogewicht / Rolle (kg)	1,9
Pack / Verpackungseinheit	6
Transporteinheit Breite (cm)	50
Transporteinheit Höhe (cm)	60
Transporteinheit Länge (cm)	33
Transporteinheit Nettogewicht (kg)	11,8
EAN-Case	4000735715312
Verkaufseinheit / Palette	15
Palette Höhe (cm)	195
Nettogewicht / Palette (kg)	177
EAN-Palette	4000735715398