

Sauerstoff-Flaschenständer

Farbe: RAL 9010 (weiß)

S013190A

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	Farbe	Stahl beschichtet
Höhe	Fußgröße	Weiß
Rollentyp	Sicherung	880 mm
Anwendung		Ø635 mm
Gesamtzuladung (kg)		Doppelaufrollen
		mit Zurrgurt
		für 10 Liter - O ² Flaschen
		20

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,32 m
Höhe Box1	0,16 m
Länge Box1	0,91 m
Gewicht Box1	5 kg





Anwendung

bequeme Verfahrbarkeit
mittels Gummigriff



Technik

hochwertige
Pulverbeschichtung mit
höchster Vergilbungs-
Stabilität

Tragfähigkeit der Rollen
nach EN 12528/29
Rollen mit spurloser
Lauffläche



Sicherheit

Die Ausleger sind mit
Stopfen aus Kunststoff
verschlossen (keine
Verletzungsgefahr)

Zurrgurt verhindert das
Umkippen der Flaschen