

Dahlhausen Sauerstoffmaske für Kinder Typ 1122

REF: 01.000.01.122

VE: 50 Stück

VSE: 50 Stück

Beschreibung

Sauerstoff-Maske für Kinder mit Lippenanschluß, mit Sicherheits-Verbindungsschlauch (Länge 213 cm), beidseitig Standard-Konnektoren.

Flussrate (L/min)	FiO ₂ (%)
6	40 %
8	45 %
10	55 %

Materialzusammensetzung

Produkt

Maske: PVC (DEHP-frei)
Nasenbügel: Aluminium
Schlauch: PVC
Konnektor: PP
Band: PP / Lycra (latexfrei)
Aerosol-Anschluss: PP

Verpackung

Einzelverpackung: PE
Umverpackung: Wellpappe

01.000.01.122
QM / Rev. 00 – 06.11.02
QM / Rev. 01 – 16.07.2012
QM / Rev. 02 – 11.11.2014