

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Pad unsteril



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Saugkompressen aus Vliesstoff mit Zellulosekern, unsteril. Sterilisierbar.

Ready for use absorbent pads, made of non-woven fabric with cellulose core, non sterile. Sterilizable.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung stark sezernierender Wunden.

For external wound dressing of very secretory wounds.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Pad, unsteril, zu 25 Stk., in Polybeutel / non sterile, packed by 25 pcs., in a polybag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Saugkomresse / Absorbent pad	10 cm x 10 cm	25 Stk./ pcs.	21300	4046153001620	2070789	63
Saugkomresse / Absorbent pad	10 cm x 20 cm	25 Stk./ pcs.	21310	4046153001644	2070795	36
Saugkomresse / Absorbent pad	20 cm x 20 cm	25 Stk./ pcs.	21330	4046153001682	2070803	16
Saugkomresse / Absorbent pad	20 cm x 40 cm	25 Stk./ pcs.	21340	4046153001705	2070826	8

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Polypropylen-Vliesstoff (Umhüllung) / Polypropylene non-woven fabric (covering)

SMS-Vliesstoff, feuchtigkeitsundurchlässig (Umhüllung) / SMS non-woven fabric, protects against moisture

Zellulosekern (Kern) / Cellulose (Core)

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de