

	SEMPERCARE® NITRIL PORTFOLIO / unsteril						
MARKENNAME	Sempercare® safe+	Sempercare® nitrile	Sempercare® nitrile shine+	Sempercare® silk	Sempercare® soft	Sempercare® nitrile skin²	Sempercare® Velvet
							
WICHTIGSTE PRODUKTMERKMALE	1) 300mm Länge – für zusätzlichen Schutz 2) Sicherer Griff – dank Finger-texturierung 3) Gute Beständigkeit gegen Chemikalien¹	1) Gute Chemikalien-beständigkeit (nach Chemikalienliste)* 2) Reißkraft von 9 N (typ. Produktionswert) 3) Geeignet für bestimmte Zytostatika (nach Zytostatikaliste)²	1) Längere Stulpe: 265 mm 2) Erhöhte Wanddicke 3) Verbesserte Öffnungs-lasche 4) Grössenfarbcode auf Dispenserbox	1) Mit flüssiger Seide 2) Hoher Tragekomfort 3) Einfach anzuziehen – durch Silk Innen-beschichtung	1) Exzellenter Tragekomfort durch besonders weiches Material 2) Zartrosa – ansprechende Farbe 3) Optimaler Schutz	1) Lavendelblau 2) Hoher Trage-komfort dank weichem Material 3) Exzellentes Tastgefühl	1) federleichte Rezeptur gepaart mit Reißkräften ≥6 N² 2) schmiegte sich an wie eine zweite Haut 3) Exzellentes Tast-gefühl und hoher Tragekomfort 4) Grössenfarbcode auf Dispenserbox

PRODUKTDATEN							
Material	Nitril-Butadien-Kautschuk	Nitril-Butadien-Kautschuk	Nitril-Butadien-Kautschuk	Nitril-Butadien-Kautschuk	Nitril-Butadien-Kautschuk	Nitril-Butadien-Kautschuk	Nitril-Butadien-Kautschuk
Länge	median 300 mm	median 240 mm	median 265 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm
Innenseite	puderfrei / chloriert	puderfrei / chloriert	puderfrei / chloriert	puderfrei / mit Seide beschichtet	puderfrei / chloriert	puderfrei / chloriert	puderfrei / online chloriert
Oberfläche	Finger texturiert	Finger texturiert	Finger texturiert	Finger texturiert	Finger texturiert	Finger texturiert	Finger texturiert
	0,20 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,14 mm	0,14 mm	0,14 mm	0,11 mm
Reisskraft typischer Produktionswert gemäß EN 455-2	median 8 N	median 9 N	median 6 N	median 6 N	median 7 N	median 7 N	median 6 N
Lagerfähigkeit	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Farbe	Blau	Blau	Weiß	Weiß	Zartrosa	Lavendelblau	Lavendelblau
Latex-Proteine	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Beschleuniger-Chemikalien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KENNZEICHNUNG							
MP Richtlinie (Medizinprodukte)		CE Klasse I	CE Klasse I	CE Klasse I	CE Klasse I	CE Klasse I	CE Klasse I
PSA Richtlinie (persönliche Schutzausrüstung)		Kategorie III komplexes Risiko	Kategorie III komplexes Risiko	Kategorie III komplexes Risiko	Kategorie III komplexes Risiko	Kategorie III komplexes Risiko	Kategorie III komplexes Risiko
ASTM D6319	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 455 1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 374-1, -2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 374-3 / EN 16523-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AQL (Prüfstufe G1)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0 & 1,5	1,5
Lebensmittelkontakt Reg. 1935/2004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VERPACKUNG / LOGISTIK							
Art.Nr.	100 Stk. 8267 5803x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	100 Stk. 8267 8163x 200 Stk. 8267 9143x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8267 7843x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8267 6083x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8267 6853x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	100 Stk. 8267 9804x 200 Stk. 8267 9384x AQL 1.0: 8267 9914x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	300 000x (100 Stk.: „x“ = 6795 für XS, 6796 für S, 6797 für M, 6798 für L, 6799 für XL 200 Stk.: „x“ = 6800 für XS, 6801 für S, 6802 für M, 6803 für L, 6804 für XL)
Verfügbare Größen	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL
Stk. / Spenderkarton	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 oder 200 Stk. XL: 90 oder 180 Stk.	XS/S/M/L: 150 Stk. XL: 135 Stk.	XS/S/M/L: 150 Stk. XL: 135 Stk.	XS/S/M/L: 200 Stk. XL: 180 Stk.	XS/S/M/L: 100 oder 200 Stk. XL: 90 oder 180 Stk.	XS/S/M/L: 100 oder 200 Stk. XL: 90 oder 180 Stück.
Stk. / Versandkarton	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.	XS/S/M/L: 1.500 Stk. XL: 1.350 Stk.	XS/S/M/L: 1.500 Stk. XL: 1.350 Stk.	XS/S/M/L: 2.000 Stk. XL: 1.800 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.

	SEMPERCARE® LATEX PUDERFREI UND GEPUDERT PORTFOLIO / unsteril					
MARKENNAME	Sempercare® premium	Sempercare® edition IC	Sempercare® edition	Sempercare® latex gepudert	Sempermed® latex gepudert (ASTM)	
						
WICHTIGSTE PRODUKTMERKMALE	1) Spezielle synthetische Innenbeschichtung für Hautfreundlichkeit und einfaches Anziehen 2) Reißkraft von 9 N (typ. Produktionswert) 3) Extraglatte Oberfläche und extragroße Passform	1) Spezielle synthetische Innenbeschichtung für einfaches Anziehen 2) Komplett texturiert – ganzflächige Griffigkeit 3) Hoher Tragekomfort	1) Finger texturiert für gute Instrumentenführung 2) Hoher Tragekomfort dank des weichen Materials und Elastizität 3) Exzellentes Tastvermögen	1) Gepudert für einfaches Anziehen 2) Finger texturiert für gute Instrumentenführung 3) Hoher Tragekomfort	1) Gepudert für einfaches Anziehen 2) Finger texturiert für gute Instrumentenführung 3) Hoher Tragekomfort	

PRODUKTDATEN					
Material	Naturalatex	Naturalatex	Naturalatex	Naturalatex	Naturalatex
Länge	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm	min. 230 mm
Innenseite	puderfrei / beschichtet & chloriert	puderfrei / beschichtet	puderfrei / beschichtet oder chloriert	gepudert (Maisstärke)	gepudert (Maisstärke)
Oberfläche	extraglatt, Finger texturiert	griffig, komplett texturiert	griffig, Finger texturiert	mikrorauh	mikrorauh
	0,27 mm	0,24 mm	0,21 mm	0,21 mm	0,19 mm
Reisskraft typischer Produktionswert gemäß EN 455-2	median 9 N	median 8 N	median 6 N	median 6 N	nicht spezifiziert
Lagerfähigkeit	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Farbe	Naturweiß	Naturweiß	Naturweiß	Naturweiß	Naturweiß
Latex-Proteine	✓	✓	✓	✓	✓
Beschleuniger-Chemikalien	✓	✓	✓	✓	✓

KENNZEICHNUNG					
MP Richtlinie (Medizinprodukte)		CE Klasse I	CE Klasse I	CE Klasse I	CE Klasse I
PSA Richtlinie (persönliche Schutzausrüstung)		Kategorie III komplexes Risiko	Kategorie III komplexes Risiko	Kategorie III komplexes Risiko	Kategorie III komplexes Risiko
ASTM D3578	✓	✓	✓	✓	✓
EN 455 1-4	✓	✓	✓	✓	nein
EN 420	✓	✓	✓	✓	nein
EN 374-1, -2	✓	✓	✓	✓	nein
EN 374-3 / EN 16523-1	✓	✓	✓	✓	nein
AQL (Prüfstufe G1)	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
Lebensmittelkontakt Reg. 1935/2004	✓	✓	✓	✓	nein

VERPACKUNG / LOGISTIK					
Art.Nr.	8237 8104x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8237 8174x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8237 8173x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8239 8102x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8239 8022x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)
Verfügbare Größen	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL
Stk. / Spenderkarton	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.
Stk. / Versandkarton	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.

	SEMPERCARE® / steril			SEMPERCARE® VINYL / unsteril		
MARKENNAME	Sempercare® premium	Sempercare® nitrile	Sempercare® latex gepudert	Sempercare® syn-stretch	Sempercare® vinyl puderfrei	Sempercare® vinyl gepudert
						
WICHTIGSTE PRODUKTMERKMALE	1) Spezielle synthetische Innenbeschichtung für Hautfreundlichkeit und einfaches Anziehen 2) Reißkraft von 9 N (typ. Produktionswert) 3) Extraglatte Oberfläche und extragroße Passform	1) Gute Chemikalien-beständigkeit (nach Chemikalienliste)* 2) Reißkraft von 9 N (typ. Produktionswert) 3) Geeignet für bestimmte Zytostatika (nach Zytostatikaliste)²	1) Gepudert für einfaches Anziehen 2) Finger texturiert für gute Instrumentenführung 3) Hoher Tragekomfort 4) Verfügbar in Paar und Stk. Flachbeutelverpackung	1) Elastischer als herkömmliche Vinylhandschuhe 2) Frei von Naturalatex (geeignet für Typ I-Allergiker) 3) Frei von Beschleuniger-Chemikalien (geeignet für Typ IV-Allergiker) 4) DOP frei	1) Frei von Naturalatex (geeignet für Typ I-Allergiker) 2) Frei von Beschleuniger-Chemikalien (geeignet für Typ IV-Allergiker) 3) DOP-frei	

PRODUKTDATEN						
Material	Naturalatex	Nitril-Butadien-Kautschuk	Naturalatex	Synthetisches Polymer / Vinyl	Vinyl	Vinyl
Länge	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm
Innenseite	puderfrei, steril / beschichtet & chloriert	puderfrei, steril, chloriert	steril / gepudert (Maisstärke)	puderfrei / beschichtet	puderfrei / beschichtet	gepudert (Maisstärke)
Oberfläche	extra glatt, Finger texturiert	Finger texturiert	mikrorauh	glatt	glatt	glatt
	0,27 mm	0,20 mm	0,21 mm	0,16 mm	0,13 mm	0,13 mm
Reisskraft typischer Produktionswert gemäß EN 455-2	median 9 N	median 9 N	median 6 N	median 3.6 N	median 3.6 N	median 3.6 N
Lagerfähigkeit	3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Farbe	Naturweiß	Blau	Weiß	Gelblich	Transparent	Transparent
Latex-Proteine	✓	no	✓	nein	nein	nein
Beschleuniger-Chemikalien	✓	✓	✓	nein	nein	nein

KENNZEICHNUNG						
MP Richtlinie (Medizinprodukte)		CE Klasse Is	CE Klasse Is	CE Klasse Is	CE Klasse I	CE Klasse I
PSA Richtlinie (persönliche Schutzausrüstung)		Kategorie III komplexes Risiko	Kategorie III komplexes Risiko	Kategorie III komplexes Risiko	Kategorie I geringes Risiko	Kategorie I geringes Risiko
ASTM	ASTM D3578	ASTM D6319	ASTM D3578	ASTM D5250	ASTM D5250	ASTM D5250
EN 455 1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 420	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 374-1, -2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 374-3 / EN 16523-1	✓	✓	✓	✓	nein	nein
AQL (Prüfstufe G1)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lebensmittelkontakt Reg. 1935/2004	✓	✓	✓	nein	nein	nein

VERPACKUNG / LOGISTIK						
Art.Nr.	Paar 8267 59x27 („x“ = 6 für S, 7 für M, 8 für L)	Paar 8267 53x27 („x“ = 6 für S, 7 für M, 8 für L)	Stk. 8261 52x27 Paar 8262 52x27 („x“ = 6 für S, 7 für M, 8 für L)	8257 9323x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	100 Stk. 8257 8103x 200 Stk. 8257 9193x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	100 Stk. 8259 8102x 200 Stk. 8259 9182x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)
Verfügbare Größen	S/M/L	S/M/L	S/M/L	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL
Stk. / Spenderkarton	S/M/L: 40 Stk.	S/M/L: 50 Paar	Paar: S/M/L: 50 Paar Stück: S/M/L: 50 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 oder 200 Stk. XL: 90 oder 180 Stk.	XS/S/M/L: 100 oder 200 Stk. XL: 90 oder 180 Stk.
Stk. / Versandkarton	S/M/L: 240 Stk.	S/M/L: 300 Paar	Paar: S/M/L: 300 Paar Stück: S/M/L: 300 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.