

SUPREME QUALITÄT AUF GANZER LINIE

EINFACH ANZUZIEHEN – patentierte synthetische Innenbeschichtung
ABSOLUT HAUTFREUNDLICH – das Semperit Nachbehandlungsverfahren
OPTIMALE SICHERHEIT – bei idealem Tastgefühl



QUALITÄT AUF GANZER LINIE

Sempermed® Supreme steht für Qualität und Zuverlässigkeit, nicht umsonst ist er einer der meist getragenen, puderfreien OP Handschuhe Europas. Diese Tatsache verpflichtet Sempermed zu ständiger Produktoptimierung und Qualitätssteigerung in allen Belangen zur Sicherung Ihrer Zufriedenheit – seit über 95 Jahren produziert in Österreich.

EINFACH ANZUZIEHEN

Reibung ist eine Frage des Widerstandes



EIN GUT GEHÜTETES GEHEIMNIS

Die synthetische Innenbeschichtung, durch die der Sempermed® Supreme so leicht anziehbar ist, ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit. Die Struktur der Beschichtung ist patentiert.

DAS BESCHICHTUNGSSYSTEM

Warum sich der Sempermed® Supreme so leicht anziehen lässt, ist leicht erklärt: Die Innenbeschichtung bildet keine glatte Oberfläche, sondern hat eine spezielle netzartige Struktur. Dadurch wird die Kontaktfläche des Films zur Haut optimiert, wodurch der Reibungswiderstand beim Anziehen erheblich reduziert wird. Die Struktur vermittelt ein angenehm samtiges Gefühl auf der Haut.

DER INTRA-OPERATIVE HANDSCHUH-WECHSEL

Studien zufolge weisen 24-37 % der chirurgischen Handschuhe nach dem Einsatz Perforationen auf (World J. Surg., 1999). Bei längerer Dauer eines Eingriffs führt aber auch der Schweiß zwischen Hautoberfläche und Handschuh zum sukzessiven Aufquellen des schützenden Handschuhfilms. Sempermed empfiehlt daher regelmässige intra-operative Handschuh-Wechsel. Die spezielle Innenbeschichtung des Sempermed® Supreme vereinfacht dabei die „feuchte“ Anziehbarkeit erheblich.

ZWEIFACHE BEHANDSCHUUNG

Bei dieser immer gebräuchlicheren Praxis zur Optimierung des Infektionsschutzes werden 2 Paar Handschuhe übereinander getragen. Besonders bei hoher Beanspruchung oder bei Risikopatienten bieten doppelte Handschuhe ein Höchstmass an Sicherheit. Der Sempermed® Supreme garantiert problemlose doppelte Anziehbarkeit, bei immer noch ausgesprochen gutem Tastgefühl.

DOPPELTE ANZIEHBARKEIT



IDEALES TASTGEFÜHL

Mit Feingefühl zu Spitzenleistungen



HÖCHSTER TRAGEKOMFORT

Durch perfekte, vollanatomische Passform



ZUM WOHE IHRER HAUT



OPTIMALE SICHERHEIT

Sie arbeiten in einem hochsensiblen Bereich, der präzise Feinmotorik und optimales Tastgefühl verlangt. Der entscheidende Faktor für grösstmögliche Sicherheit bei hervorragendem Gefühl ist die Wanddicke.

WIE EINE ZWEITE HAUT

Aufgrund seiner Beständigkeit ist die Wanddicke des Sempermed® Supreme so weit reduziert, dass Ihr Feingefühl bei grösstmöglicher Sicherheit kein bisschen geschmälert wird. Er ist wie eine kaum spürbare zweite Haut. Und wo es wirklich zur Sache geht, profitieren Sie von der problemlosen doppelten Anziehbarkeit.

IHRE HAND ALS MASS ALLER DINGE

Hand ist einmalig. Ebenso wie die Form des Sempermed® Supreme. Speziell für die Anforderungen des OP entwickelt, entspricht die vollanatomische Form mit gekrümmten Fingern der natürlichen, entspannten Handhaltung.

EIN SICHERER ABSCHLUSS

Der konische Schaft ist der Anatomie des Handgelenks angepasst und bildet mit seinem Rollrand einen sicheren Abschluss mit dem Mantel.

ERMÜDUNGSFREI ARBEITEN

Diese entspannte Handhaltung soll gewährleisten, dass Sie mit dem Sempermed® Supreme ermüdungsfrei arbeiten können – und Ihre Instrumentenführung auch bei den längsten Operationen entspannt, ruhig und sicher bleibt. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet auch der extra breite Handrücken.

ABSOLUT HAUTFREUNDLICH – DAS SEMPERIT NACHBEHANDLUNGSVERFAHREN

Sempermed verfügt über ein speziell entwickeltes, automatisches Nachbehandlungsverfahren, in dem die Handschuhe mehrmals intensiv gewaschen werden. Produktionsbedingte hautirritierende Substanzen und der Naturlatex- Proteingehalt werden somit auf das technisch mögliche Minimum reduziert.



sempermed® supreme

TYP	Steriler Operationshandschuh für den Einmalgebrauch, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung					
MATERIAL	Naturlatex (NR)					
FARBE	Naturweiss					
HANDSCHUHFORM	Vollanatomisch mit Rollrand					
GRÖSSE/GESAMTLÄNGE gemäss EN 455-2	5 ½, 6 und 6 ½ 7, 7 ½ und 8 8 ½ und 9		min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm			
WANDDICKE im Handflächenbereich einfach gemessen	0,19–0,23 mm					
BARRIEREEIGENSCHAFTEN Dichtheit übertrifft EN 455-1 (AQL 0,65 statt AQL 1,5)	AQL 0,65					
REISSKRAFT übertrifft EN 455-2 (≥ 12 N statt ≥ 9 N)	≥ 12 N					
LAGERFÄHIGKEIT	3 Jahre in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230					
STERILISATION	Bestrahlung STERILE R					
KENNZEICHNUNG	EN 1041, EN 455, EN 420, EN 374, ISO 15223					
ZWECKBESTIMMUNG gemäss MP Richtlinie 93/42/EWG gemäss PSA Richtlinie 89/686/EWG	Medizinprodukt Klasse IIa Einmal-Schutzhandschuh – PSA Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen) ¹⁾ Personal Protective Equipment PPE CE 0289 08 0000 Medical Device MDD CE 0289 08 0000					
VERPACKUNG	Linker und rechter Handschuh gestulpt, in faserfreien Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel. Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 50 Paar Im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 300 Paar					
ARTIKELNUMMERN		EU	INT		EU	INT
	Größe 5 ½	822751521	822751525	Größe 7 ½	822751721	822751725
	Größe 6	822751601	822751605	Größe 8	822751801	822751805
	Größe 6 ½	822751621	822751625	Größe 8 ½	822751821	822751825
	Size 7	822751701	822751705	Size 9	822751901	822751905

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Investments Asia Pte Ltd
8 Jurong Town Hall Road,
#29-03 to 06 JTC Summit, Singapore 609434
E-Mail: sempermed@semperitgroup.com
www.sempermed.com

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m. b. H.
Segment Sempermed
Österreich · 1030 Wien · Modecenterstraße 22
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
E-Mail: sempermed@semperitgroup.com · www.sempermed.com

¹⁾ gemäss Chemikalienbeständigkeitsliste (www.sempermed.com/de/sempermed-informiert/chemikalienschutz/)

WICHTIGER HINWEIS: Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf www.sempermed.com. **Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zur (Chemikalien-) Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Semperit übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Holen Sie im Zweifelsfall vor der Anwendung fachkundigen Rat ein!** Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten. **ACHTUNG:** Naturlatex kann allergische Reaktionen einschliesslich anaphylaktischen Schock auslösen.