

Produktdaten

Artikelbezeichnung :	Sofort-Kältebeutel
Artikelnummer :	7090604
GTIN/EAN :	4260271587242 - Karton 4260271587235 - Innenkarton (UV) 4260271587228 - Beutel
Zolltarifnummer :	3824 99 93 90
Abmessung :	15 x 17 cm
Anzahl / Karton :	40 Stück
Unterverpackung :	4 Innenkarton à 10 Stück
Material :	PE Nylon - Flachfolienbeutel gefüllt mit Granulat (Urea)
Bestimmungszweck :	Sofort-Kältekompressen - für die schnelle Kühlung, um Schmerzen und Schwellungen bei Verstauchungen, Zerrungen, Prellungen, leichten Verbrennungen, Kopf- oder Zahnschmerzen und Insektenstichen zu lindern. Zur einmaligen Anwendung. Direkten Hautkontakt vermeiden, nicht unter 0 oder über 40°C lagern.
Qualitätssicherung :	Medizinprodukt Klasse IIa gem Richtlinie (EU) 2017/745 (MDR), permanente Kontrollen während der Produktion Rückverfolgbarkeit durch Lot-Nummer Wareneingangskontrolle durch WMC

logistische Daten

Kartonabmessung :	± 230 x 395 x 320 mm
Einzelgewicht :	± 200 g
Kartongewicht :	± 9,3 kg
Karton / Palette :	50 Karton
Lagen :	5 Lagen à 10 Karton
Abmessung Palette :	± 800 x 1200 x 1750 mm
Palettengewicht :	± 480 kg (brutto)



Die Daten beschreiben ausschließlich produktrelevante Daten und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Stand: 17.10.2024 | STV