

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – HMS steril



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Holzmundspatel, aus Birkenholz, splitterfreie Qualität, Kanten seitlich abgerundet.

Ready for use wooden mouth spatula, made of birchwood, shatterproof quality, with rounded edges.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Anwendung, zur Inspektion der Mundhöhle und des Rachenraumes.
For external use, for inspection of pharyngeal cavity.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – HMS steril, zu 100 x 1 Stk. in Box/sterile, packed by 100 x 1 pcs. in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Holzmundspatel/ Wooden mouth spatula	15 cm x 1,8 cm	100 x 1 Stk./pcs.	75049	4046153126149	05901015	20

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Sterilisationsmethode:

Sterilisation Method:

Gamma-Sterilisation / Gamma-sterilization

Material:

Material:

100 % Birkenholz / 100 % birchwood

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de