



Product Specification:

Produkt-
beschreibung:
Product Description:

Bemerkungen:
Remarks:

Ausführungen:
Sizes:

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Saugkomresse/ Absorbent pad	10 cm x 10 cm	60 x 1 Stk./ pcs.	25400	4046153005420	2072848	10
Saugkomresse/ Absorbent pad	10 cm x 20 cm	30 x 1 Stk./ pcs.	25410	4046153005444	2072877	10
Saugkomresse/ Absorbent pad	20 cm x 20 cm	30 x 1 Stk./ pcs.	25430	4046153005482	2072914	6
Saugkomresse/ Absorbent pad	20 cm x 40 cm	25 x 1 Stk./ pcs.	25440	4046153005505	02072920	4

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC

Quality Management: CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

Material:

Polypropylen-Vliesstoff (Umhüllung) / *Polypropylene non-woven fabric (covering)*
 Spinnvlies-Meltblown-Spinnvlies (SMS)-Vliesstoff, feuchtigkeitsundurchlässig (Umhüllung) /
Spunbondet-Meltblown-Spunbondet (SMS) non-woven fabric
 Zellulosekern (Kern) / *Cellulose (Core)*

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de