



Sterillium® surface wipes

Materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher für empfindliche Oberflächen im wiederverschließbarem Flowpack.

- ✓ **100 % plastikfreie** Tücher
- ✓ Professioneller **5-fach Schutz**:
 1. vor Bakterien
 2. vor Hefepilzen
 3. vor speziellen Viren
 4. nachgewiesene Hautverträglichkeit
 5. besonders materialschonend
- ✓ Entfernt **99,99 %** aller Keime
- ✓ Gute **Reinigungseigenschaften**
- ✓ **Schnelles Auftrocknen**
- ✓ **VAH-zertifiziert**
- ✓ **Nr. 1** in der Kategorie Flächen-Desinfektionstücher nach Umsatz



NEU

Wirksamkeiten

Bakterien / Pilze

Bakterizid / levurozid	VAH / EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	1 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348	3 Min.

Viren

Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / RKI / EN 16777	1 Min.
Begrenz viruzid PLUS	EN 14476	30 Min.
Norovirus	EN 14476	2 Min.
Rotavirus	EN 14476 (geringe Belastung)	1 Min.
Coronavirus	EN 14476	30 Sek.

Lebensmittel / Industrie

Bakterizid / levurozid	EN 13697 (geringe / hohe Belastung (20 °C))	1 Min.
---------------------------	--	--------

 **100 % plastikfreie Tücher**

Packungsinhalt	Artikel- nummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
60 Tücher Größe 17 x 20 cm	981 986	19262151	7

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Hier erfahren Sie mehr
über die neuen
Sterillium® surface wipes

