



Science.
Applied to Life.™



NEU:
Jetzt noch kleiner!
3,8 × 4,5 cm
(Abb. in Originalgröße)

NEU: Jetzt mit
drei Fixierstreifen!
5,1 × 5,7 cm
(Abb. in Originalgröße)

3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced – Fixierverbände für die Pädiatrie

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die Großes bewirken!

I.V. Advanced Fixierverbände für Kinder im neuen Mini-Format!

3M Tegaderm I.V. Advanced – Fixierverbände für die Pädiatrie eignen sich besonders für Kinder und Neugeborene. Die optimale Passform und das innovative Design tragen zu einer verbesserten Katheterversorgung in dieser sensiblen Patientengruppe bei.

- Höhere Sicherheit bei der Katheterfixierung und längere Tragezeit im Vergleich zu herkömmlichen transparenten Verbänden*
- Zwei verschiedene Kindergrößen erhältlich
- Minimiert die Dislokationsrate*
- Sanft zur Kinderhaut

Entwickelt vom Spezialisten für Hautschutz
und Wundversorgung in der Pädiatrie.

*Interne Daten

3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced 1680 & 1682 – Fixierverbände für die Pädiatrie

Maximierte Sicherheit

dank spezieller Kindergrößen
und Advanced Technologie

Hautfreundlich


durch verträglichen Klebstoff
und leichte Entfernbarkeit

Weniger Verbandwechsel

als bei herkömmlichen
Transparentverbänden

Vereinfachte Handhabung

durch neue, kleinere Größe
und "Ein-Hand-Applikation"



Bestellinformation 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced

Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Packung	PZN
1680	3,8 cm x 4,5 cm	100	10329586
1682	5,1 cm x 5,7 cm	100	10329592

Wenn Sie mehr über 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Fixierverbände erfahren wollen, besuchen Sie uns auf der Homepage www.tegaderm.de oder rufen Sie uns an unter 0 21 31 / 14-48 18.


Applikationsempfehlung



Verband von Schutzfolie lösen



Applikation des Verbands



Halterahmen flach entfernen



Katheter mit Fixierstreifen befestigen



3M Medica
Zweigniederlassung der
3M Deutschland GmbH
Hammfelddamm 11
41460 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-48 18
Fax: 0 81 52 / 700 24 68
www.3MMedica.de
www.tegaderm.de

3M und Tegaderm sind eingetragene
Warenzeichen der 3M.
© 3M 2015. Alle Rechte vorbehalten.
4315417 10/15

* In-vitro-Tests zeigen, dass der transparente Film von 3M Tegaderm I.V. Advanced gegenüber Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder größer eine Barriere bildet, sofern er ohne Leck und intakt ist.