

## ARTERIENKLEMME NACH PEAN



### BESCHREIBUNG

Die **Arterienklemme nach Pean von Teqler** ist ein steriles Einweginstrument, das nach dem Gebrauch über einen Abwurfbehälter entsorgt wird. Besonders zur Blutstillung oder zum Fassen bzw. Halten durchtrennter Blutgefäße geeignet.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Arterienklemme nach Pean
- Mit Arretierung
- Länge: 14 cm
- Form: gerade
- Material: mattierter Stahl
- Mit Farbkeinnzeichnung in mintgrün
- Mit Dokumentationsaufklebern
- 3 Jahre steril haltbar
- Einzel steril verpackt
- Spenderkarton mit 20 Einweg-Instrumenten

### Übersicht

Artikelnummer:  
**T710121**

Kategorie:  
**Klemmen | Halter |  
Zangen**

EAN Code:  
**4260306770212**

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.  
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  [info@netmed.lu](mailto:info@netmed.lu)

Social Media

