

# MEDICAL

## **EDELSTAHLTABLETT**



### **BESCHREIBUNG**

Tegler Edelstahltablett mit erhöhtem Rand aus rostfreiem 304 Edelstahl. Aufbereitung durch Desinfektion Sterilisation. Erhältlich in mehreren Größen.

#### PRODUKTDETAILS

- •Material: Edelstahl 304
- •Rostfrei, auch bei häufiger Aufbereitung
- •Erhöhter Rand verhindert das Herunterrollen von Instrumenten
- •Ermöglicht die Bereitstellung von chirurgischen Instrumenten und medizinischem Verbrauchsmaterial
- Aufbereitung: Desinfektion, Sterilisation
- •1 Stück

#### **VERFÜGBARE GRÖSSEN**

- •22,5 x 16 x 1,4 cm (LxBxH)
- •28.5 x 19 x 1.8 cm (LxBxH)
- •34 x 24,5 x 1,9 cm (LxBxH)
- •39 x 27,5 x 1,9 cm (LxBxH)

## Übersicht

Artikelnummer: T134800-T134803

Kategorie:

Edelstahlbehälter

Maße:

Material: Edelstahl 304

Tegler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

♥ NetMed S.à.r.l.

8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

📞 +352 267149 09 📠 +352 267149 19 🔀 info@netmed.lu



Social Media

