

TEQLER EINMAL-INJEKTIONSKANÜLEN



BESCHREIBUNG

Die **Teqler Einmal-Injektionskanülen** aus Chrom-Nickel-Stahl verfügen über einen farbcodierten Kanülenansatz. Die Silikonbeschichtung sorgt für eine schmerzfreie Injektion. Erhältlich in verschiedenen Größen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit Silikonbeschichtung für eine schmerzarme Injektion
- Einmalkanüle aus Chrom-Nickel-Stahl
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Mit farbcodiertem Kunststoff-Ansatz
- Luer-Ansatz
- Entspricht der ISO 7864
- Einzeln steril verpackt
- 1 Packung à 100 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T138333-T138340

Kategorie:
**Infusion | Injektion |
Spritzen**

[Hier bestellen!](#)

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

