

EINMALSPRITZEN MIT LUER-ANSATZ | 5 ML



BESCHREIBUNG

Die **Teqler Einmalspritzen** mit hochtransparentem Zylinder und wischfester, schwarzer Skala lassen sich durch den leichtgängigen Kolben sehr leicht aufziehen und präzise ablesen. Erhältlich in allen gängigen Größen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einwegspritzen mit Luer-Ansatz
- Ausführung: 5 ml
- Geeignet für Injektionen, Impfungen, Punktionen, Blutentnahmen, usw.
- Besonders leichtgängiger Kolben
- Mit exzentrischem Konus
- Minimales Restvolumen
- Nach ISO-Norm gefertigt
- Einzeln steril verpackt
- 1 packung à 100 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T135401

Kategorie:
**Infusion | Injektion |
Spritzen**

EAN Code:
4260306777563

Verpackungseinheiten:
**100 Stück (20 ml: 50
Stück), einzeln steril
verpackt**

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

