

TEQLER FEINDOSIERUNGSSPRITZE



BESCHREIBUNG

Die **Teqler Feindosierungsspritze** ist speziell zur Verabreichung besonders kleiner Medikamentenmengen konzipiert. Die feine Skala sorgt für ein exaktes Aufziehen, der Spardorn verhindert den Medikamentenverlust.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 3-teilige Einwegspritze mit 1ml Volumen
- mit Spardorn
- Skalierung: 0,01ml
- Luer-Anschluss
- Leichtgängig
- Einzeln steril eingeschiegelt
- 1 Karton à 100 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T138322

Kategorie:
**Infusion | Injektion |
Spritzen**

EAN Code:
4260626263746



Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

📍 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

☎ +352 267149 09 📠 +352 267149 19 ✉ info@netmed.lu

Social Media

