

## ALU-ROLLSTUHL



### BESCHREIBUNG

Der robuste **Teqler Aluminium-Rollstuhl** lässt sich praktisch zusammenklappen und ist mit Schiebegriffen und Handzugbremsen ausgestattet. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leicht, platzsparend und leichtgängig
- Sitzfläche und Rückenlehne aus pflegeleichtem Stoff, Farbe: schwarz
- Gute Sichtbarkeit durch Reflektoren – auch zur Verwendung im Freien geeignet
- Antriebsräder mit Greifreifen – Rollstuhl kann vom Patienten selbst gesteuert werden
- Seitenteile hochklappbar für einfachen Einstieg
- Mit Fußaufritten: schwenk- und abnehmbar
- Handzugbremsen an beiden Seiten
- Robuste PU-Vorderräder
- Silber-graues Gestell
- Eigen-Gewicht: 14,7 kg
- Maximale Belastbarkeit: 120 kg

### ABMESSUNGEN

- Sitzbreite: 46 cm
- Sitztiefe: 41,5 cm
- Vordere Sitzhöhe: 48 cm
- Hintere Sitzhöhe: 44 cm
- Höhe der Rückenlehne: 42 cm
- Schiebe-Höhe: 90 cm
- Raddurchmesser Hinterräder: 59,5 cm
- Raddurchmesser Vorderräder: 19 cm
- Faltmaß: 90 x 78 x 28 cm (H x L x B)
- USL: 40 cm

### Übersicht

Artikelnummer:  
**T135300**

Kategorie:  
**Mobilität und Transporthilfen**

EAN Code:  
**4260306776474**

**Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.**

 NetMed S.à.r.l.  
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  [info@netmed.lu](mailto:info@netmed.lu)

**Social Media**

