

KOPFFIXIERUNG FÜR SPINEBOARDS



BESCHREIBUNG

Mit dieser Kopffixierung kann bei Verletzten eine vollständige Immobilisation des Kopfes erreicht werden. Die mitgelieferten Gurte ermöglichen eine sichere Befestigung am Teqler Spineboard.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kopffixierung für Spineboards
- Anpassbarer Kopfgurt für eine sichere Fixierung
- Wasserdichter, leicht zu reinigender Kunststoff
- Robust und langlebig
- Befestigungsgurte im Lieferumfang enthalten
- Größe: 40 x 25,5cm
- 1 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T138245

Kategorie:
Notfallbedarf

EAN Code:
4260306772025

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

